

## **2540 Lumbocare high**

Korkea lumbosakraalinen tuki

### **Indikaatiot**

Akuutti selkäkipu, degeneratiiviset rangan muutokset, paravertebraalinen lihaskramppi, iliosakraalisen nivelen ärsytys, noidannuoli johon liittyy toimintakyvyttömyyttä, tendomyopatia.

### **Toimintamekanismi**

Tukee selkää lantiolta rintakehän keskivaiheille, auttaa huomioimaan vartalon oikean linjauksen ja liikkeen.

### **Ominaisuudet**

Ihoystävällinen korkealaatuinen joustava materiaali, helppo pukea ja riisua tarranauhakiinnitysten avulla, lisätukea säädettävillä hihnoilla, metallilasta rajoittaa liikettä.

### **Käyttöohjeet**

Kierrä tuki vartalon ympäri alaselän alueelle. Aseta tuen vasen pää vatsan kohdalle ja kiinnitä oikea pää siihen tarranauhakiinnityksillä. Vedä ja säädä muut hihnat niin että tuki tuntuu tukevalta ja mukavalta. Käytä tukea korkeintaan 8 tuntia kerrallaan. Kahden tunnin tauon jälkeen tuen voi pukea uudelleen.

### **Tärkeää tietoa**

Tätä tukea tulee käyttää vain lääkärin, fysioterapeutin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen määräyksestä. Jos olet allerginen jollekin tuotteen etiketissä mainitulle valmistusmateriaalille kysy neuvoa hoidon määränneeltä ammattilaiselta. Tätä tuotetta tulee käyttää vain tarkoitettuun hoitomuotoon. Älä käytä sitä muuhun hoitoon, koska väärä käyttö voi huonontaa tuotteen tarkoitettua toimintaa. Jos tuotteen käytössä on ongelmia tai kysyttävää, käänny hoidon määränneen ammattilaisen puoleen.

## **2540 Lumbocare high**

Hög lumbosakral ryggstöd

### **Indikationer**

Akut ryggsmärta, degenerativa förändringar i ländryggraden, paravertebrala muskelkrampar, smärta i sakroiliakaleden, lumbago (ryggskott), fibromyalgi.

### **Funktion**

Stödjar ryggraden från bäckendelen till mitten av bröstdelen, ger sensorisk information till hållningen och rörelsemönster.

### **Egenskaper**

Hudvänligt, elastiskt tyg av hög kvalitet, lätt att klä på sig med praktiska kardborrband och handtag, bättre stabilisation med justerbara remmar, stålskenor för bra kontroll.

### **Bruksanvisning**

Sätt ryggstödet runt din länddel. Sätt vänstra kanten mot buken, dra den högra kanten över den vänstra och fäst med kardborrband. Dra och justera de övriga remmar för att stödja bekvämt. Använd inte över 8 timmar kontinuerligt, men efter en paus av 2 timmar kan du använda stödet igen.

### **Viktig information**

Denna produkt skall förskrivas av en legitimerad läkare, fysioterapeut eller annan övrigt utbildad hälsovårdspersonal. Om du är allergisk mot material som produkten innehåller (se märkning på produkten), rådgör med din ordinator. Denna produkt skall användas endast till föreslagna indikationer. Undvik att använda produkten till annat för att inte påverka effekten av produkten. Har du problem med användning av produkten, rådgör med din ordinator.