

LUETHAN OHJEET HUOLELLISESTI LÄPI JA SÄILYTÄ NE TARPEEN VARALTA

Tuki lonkkakivun hoitoon

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Valmistajana ORTHOSERVICE AG vakuuttaa, että tämä on luokan I lääkinällinen laite, joka on valmistettu ja arvioitu EU-asetuksen 2017/745 (MDR) mukaisesti. Nämä ohjeet on laadittu edellä mainitun asetuksen mukaisesti. Niiden tarkoituksena on varmistaa lääkinällisen laitteen oikea ja turvallinen käyttö.

MATERIAALIEN TUOTEMERKIT

Velcro® on Velcro Industries B.V:n rekisteröity tavaramerkki

TURVALLISUUSVAROTOIMET

Suosittelemme, että tuotteen aiheuttama painetta ei kohdisteta kehonosiin, joissa on haavoja, turvotusta tai kylmyä. Tuotetta ei saa kiristää liian tiukalle, jotta liiallisella paikallisella puristella vältetään eikä tuotteen alasiin hermoin ja verisuonin kohdistu liiallista puristusta. Lisäksi suosittelemme aluvaatteen käyttämistä suoran ihokosketuksen välttämiseksi. Jos sinulla on epäselvyyttä tuotteen käytöstä, käännä tuotteen toimittaneen apuvälineammatillisen vastuu raakaosa, mikäli tuotetta käytetään väärin kuten lääkinnällisiä laitteita koskevassa asetuksessakin säädetään. Herkkähoilaisilla henkilöillä suora ihokosketus voi aiheuttaa punoitusta ja ärsytystä. Jos tuotteen käyttö aiheuttaa kipua, turvotusta, kutinaa tai muita haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriin. Jos kyseessä on erityisen vakava häiriö, ilmoita tapahtumasta tuotteen valmistajalle ja maakohtaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle. Orthopedisen tuotteen tehokkuus taataan vain, kun kaikkia komponentteja käytetään oikein.

VAROITUKSET

On suositeltavaa, että lääkäri tai fysioterapeutti määrittelee laitteen, joka on suunniteltu alla esitellyihin käyttöaiheisiin, ja jonka apuvälinealan ammatillainen asentaja potilaskohtaisesti. Tuotteen tehokkuuden, käyttömuokkauksen ja moitteettoman toiminnan varmistamiseksi asennus ja sovitus on suoritettava huolellisesti. Älä koskaan tuota lääkäriin, fysioterapeutin tai apuväline tekniikon tekemää säätöä. Valmistajan vastuuta raukeavat, mikäli tuotetta käytetään väärin tai sitä muutetaan. Outoosi on tehty yhdeille potilaille ja se on tarkoitettu potilaille vain yhdeille potilaille. Valmistajan vastuu raukeaa, mikäli tuotetta käytetään väärin kuten lääkinnällisiä laitteita koskevassa asetuksessakin säädetään. Herkkähoilaisilla henkilöillä suora ihokosketus voi aiheuttaa punoitusta ja ärsytystä. Jos tuotteen käyttö aiheuttaa kipua, turvotusta, kutinaa tai muita haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriin. Jos kyseessä on erityisen vakava häiriö, ilmoita tapahtumasta tuotteen valmistajalle ja maakohtaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle. Orthopedisen tuotteen tehokkuus taataan vain, kun kaikkia komponentteja käytetään oikein.

VAIHTOEHDOT/KOKO

Tuote	REF.91006N (Hipocross)		
Koko	S	M	L
Lantion ympäröys cm	72/104	104/137	137/170
Reiden yläosan ympäröys cm	40/58	54/74	68/90

Väri: musta / Oikea ja vasen erikseen

Tuote	REF.91007N (Nivelletty sauva Hipocross)	
Koko	Universaali	Universaal

Väri: musta / Oikea ja vasen erikseen



REF.91007N Nivelletty (teleskoopinen) sauva Hipocross

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- Ei valkaisua
- Ei kemiallista pesua
- Älä siilitä
- Ei rumpukuivautusta
- Pesuohjeet: Pese tyynyn välillä (poista ensin sisäpölyt), remmit sekä niska ja vartaloalueet käsin haaleassa vedessä (max. 30°C) ja neutraalilla pesuaineella; huuhtele huolellisesti. Kuivaa kaukana lämmönlähteistä. Älä hävitä tuotetta tai mitään sen osia luontoon.

INDIKAATIOIT

- Artroskopian jälkeinen hoito
- Postoperatiivinen hoito
- Lonkan sijoittamisen konservatiivinen hoito
- Lonkan nivelrikko
- Epämääräinen lonkkakipu tai nivelen toimintakyvyn lasku

KONTRAIINDIKAATIOIT

Tällä hetkellä ei tiedossa

OMINAISUUDET JA MATERIAALIT

- Hengittävä AirX™-materiaali
- Lateraalinen ja anterolateraalinen tuki
- Velcro®-tarrat edessä
- Värikoodatut Velcro®-tarrat remmien kiinnittämiseen
- Kalibroidut elastiset remmit risteävät sivuilla
- Ehkäisevät liiallista adduktiota
- Rajoittavat osittain fleksiota ja ekstensiota
- Geelimehän sisäosa ehkäisee turvotusta
- Jäykkä kisko lukitse nivelen fleksioon ja abduktion neutraaliseen asentoon sijoittamisen jälkeiseksi päiviksi
- REF.91007N – Nivelletty sauva (teleskoopinen)
- ekstensoriojotus (0°-120°-10°-een välein)
- fleksioriojotus (0°-120°-10°-een välein)
- adduktion säätö

PUKEMISOHJEET ENSIMMÄISELLE PUKEMISKERRALLE

- 1 Aseta tuki lonkan kohdalle pystysuora taranauha ulospäin (kuva A).
- 2 Kiinnitä tuen lantio-osa Velcro®-tarralla siten, että kangas on venytetty kunnolla (kuva B).
- 3 Kiinnitä Velcro®-reissiremmi, pidä kiinni hihan pään lenkistä tarvitessa ja tarkista, että kangas on venytetty kunnolla (kuva C).
- 4 Kiinnitä elastiset remmit lantiossa (sininen – kuva D) ja reidestä (oranssi – kuva E).
- 5 Vie elastiset remmit ristini sivuilla (trokanterin päältä) ja kiinnitä: kiinnitä oranssivärinen remmi lantion etupuolelle (vastakkaisen suoliltaan harjuun) (kuva F), kiinnitä sinivärinen remmi reiteen (kuva G). Sopivutta voi säätää kiristämällä tai löysentämällä remmejä edestä ja takaa.
- 6 Lukitse nivelen fleksiota ja abduktion neutraaliasentoon; kiinnitä tanko sivuliik素asa Velcro®-tarralla ja kiinnitä remmit reiden ja lantion ympärillä (kuva H).

REF.91007N

- 1 Säädä tarvittaessa niveltangan REF.91007N korkeutta sopivilla lantion ja reisien ruuveilla (kuva I)
 - 2 Käyttäkseen niveltankoa REF.91007N, kiinnitä se taranauhaan @ sivunauhassa (kuva L)
 - 3 Kiinnitä remmit reiden ja lantion ympäri (kuvat L-M)
 - 10 Elastiset remmit voidaan myös kiinnittää tukeen yllä kuvatulla tavalla, jotta ne istuvat paremmin (kuva O)
- NIVELTEN SÄÄTÖ**
- 11 Ekstensiosäätö (kuva P)
 - 12 Fleksiosäätö (kuva Q)
 - 13 Laattaa (kuva R) voidaan kääntää, jotta vastaava kiila (kuva S) lukittuu säädettynyn ekstensio-fleksiota-kohtaan.
 - 14 Reiki (kuva T) mukana toimitettuna ruuvilla (pitää kiilan paikallaan)
- ADUKTION/ADUKTION SÄÄTTÄMINEN**
- 15 Aseta mukana toimitettu avain silille sopivaan reikään ja kiertä, kunnes haluttu adduktio/abduktiosäätö on saavutettu (kuva U). Suorita toiminnepide ennen sauva asennamista; älä pakota mekanismia.

PUKEMISOHJEET MUILLE KÄYTTOKERROILLE

- 1 Aseta tuki lonkan kohdalle pystysuora taranauha ulospäin (kuva 1).
- 2 Kiinnitä tuen lantio-osa Velcro®-tarralla siten, että kangas on venytetty kunnolla (kuva 2).
- 3 Kiinnitä Velcro®-reissiremmi, pidä kiinni hihan pään lenkistä tarvittaessa ja tarkista, että kangas on venytetty kunnolla (kuva 3).
- 4 Pidä kiinni elastisista remmeistä, risti ne sivuilla ja kiinnitä: kiinnitä oranssivärinen remmi lantion eteen (vastakkaisen puolen suoliltaan harjuun) (kuva 4), kiinnitä sinivärinen remmi reiteen (kuva 5).

VILUENINYS

- 1 Ota geelityyny ulos taskustaan
- 2 Aseta tyyny pakastimeen vähintään 2-3 tunniksi ennen käyttöä (huomio: älä aseta geelityyny taskua kokonaan pakastimeen)
- 3 Laita kylmä geelityyny takaisin silte tarkoitettuun taskuun
- 4 Aseta geelityyny ja sen tasku paikalleen
- 5 Pue tuki

-Tämän asiakirjan kuvaukset ja kuvat ovat vain kaupallisiin tarkoituksiin. Orthoservice pidättää oikeuden muuttaa niitä tarpeen mukaan.

LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR ZE

Brace voor heup en coxalgie

CONFORMITEITSVERKLARING

Als fabrikant verklaart ORTHOSERVICE AG, onder haar uitsluitende verantwoordelijkheid dat het een medisch hulpmiddel is van Klasse I dat is vervaardigd en beoordeeld, conform de EU-reglement 2017/745 (MDR). Deze instructies zijn opgesteld in toepassing van het voornoemde reglement. Ze zijn bedoeld om te zorgen voor een adequaat en veilig gebruik van het medisch hulpmiddel.

HANDELSMERKEN VAN MATERIALEN

Velcro® is een geregistreerd handelsmerk van Velcro Industries B.V.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

De door het product uitstraalde druk werkt niet op lichaamsdelen met wonden, zwellingen of striemen. Het is raadzaam dat hulpmiddel niet te strak en te trekken om te voorkomen dat er zones ontstaan met een te grote plaatselijke druk of dat de onderliggende zenuwen en/of bloedvaten bekneld raken. Bovendien raden wij aan een kledingstuk te dragen om direct contact met de huid te vermijden. Bij twijfel over hoe het product aan te brengen contacteer dan een dokter, fysiotherapeut of een orthopedisch chirurg. Lees aandachtig de samenstelling van het product op het interne label. Wij raden aan het product niet te dragen in de nabijheid van open vuur of sterke elektromagnetische velden. Niet aanbrengen in direct contact met open wonden.

WAARSCHUWINGEN

Istadrājumi iesakām izmantot tikai medicīnisku indikāciju gadījumā pēc ārsta vai fizioterapeita norādījuma, saskaņā ar zemāk izklāstīto, un tas jāuzliek ortopēdam - speciālistam, atbilstoši pacienta individuālajam vajadzībām. Ļā nodrošinātu efektīvatī, panesamību un pareizu darbību, ierīce ir jāuzliek tikai piesardzīgi. Nekādā gadījumā nedrīkst mainīt ārstā/fizioterapeita/ vai ortopēda - tehniķa veikto iestatījumu. Izstrādājuma paredzētais lietošanas nolūks ir vienam pacientam. Ja ortopēds izvēlas neatbilstoši, ražotāja neuzņemas atbildību vai saistības saskaņā ar medicīniskās izstrādājuma instrukcijām. Pacientiem ar paaugstinātu jutību tiešs kontakts ar ādu var izraisīt apsārtumu vai kairinājumu. Sāpju, pietūkumu, pietapumu vai jebkādu nepareastu reakciju gadījumā nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, bet īpaši smagu nevēlamu notikumu gadījumā, zinojiet par notikumu uzskaites un kompetentām iestādēm jūsu valstī. Izstrādājuma ortopēdiskā elektīvatīve var tikt garantēta tikai ja pielieto vissās tā dalās.

SELECTIE/MAAT

Artikel	REF.91006N (Hipocross)		
Maat	S	M	L
Omvang bekken, cm	72/104	104/137	137/170
Omvang dijbeen, cm	40/58	54/74	68/90

Kleur: zwart / Rechts of links

Kod produktu	REF.91007N (Gelede staaf voor Hipocross)	
Maat	Universaal	Universeeel

Kleur: zwart / Rechts of links



REF.91007N Gelede (telescopisch) staaf voor Hipocross

ONDERHOUD

- Niet bleken
- Niet chemisch reinigen
- Niet strijken
- Niet in de droogtrommel
- Was instructies: Was op max. 30 °C met neutrale zeep. Laat drogen uit de buurt van een directe warmtebron. Goel dit product en zijn onderdelen op een verantwoorde manier weg

INDICATIES

- Zorg na artroscoopie.
- Postoperatieve zorg (compatibel met de verestete mate van stabilisatie).
- Conservatieve behandeling van heupdislocaties.
- Artrose van het heupgewricht.
- Niet-specifieke coxalgie of niet-operabele gewichtsuitleijing.

CONTRA-INDICATIE

Momenteel niet bekend

EIGENSCHAPPEN EN MATERIALEN

- De brace is gemaakt van ademend AirX™-materiaal.
- Laterale en anterolaterale spiraalvormige steunpunten.
- Velcro®-bevestigingen aan de voorkant.
- Kleurgecodeerde Velcro®-gebieden voor het vastmaken van de riemen.
- Gevalideerde elastische banden kruisen aan de zijkant naar:
 - Voorkom overmatige adductie.
 - Beperk flexie en extensie gedeeltdijk.
 - Het gel-inzetstuk voorkomt oedeem.
- Een versteviging die de flexie en abductie van het gewricht in de neutrale positie vergrendelt tijdens de eerste dagen na een ontzetting.
- REF.91007N - Gelede (telescopisch) staaf:
 - beperking van extensie (0° tot 120° in stappen van 10°)
 - beperking van flexie (0° tot 120° in stappen van 10°)
 - reguleren van adductie.

HET PRODUCT EERSTE GEBRUIK

- 1 Plaats de brace op de heup met het verticale klittenband naar buiten gericht langs de mediaan van het lichaam (fig. A)
- 2 Maak de Velcro®-bekkenband vast en controleer of de stof goed is uitgerekt (fig. B)
- 3 Maak de Velcro®-dijband vast; houd de lus aan het uiteinde van de riem vast als dit gemakkelijker is en controleer of de stof goed is uitgerekt (fig. C)
- 4 Bevestig de elastische banden aan de onderkant van het bekken (blauw - fig. D) en reid (oranje - fig. E).
- 5 Kruis de elastische banden aan de zijkanten (op de dijbeening) en zet vast; maak de riem vast met de oranje punt aan de voorkant op het bekken (tegenover de bekkenkam) (fig. F), maak de riem met het blauwe uiteinde vast aan de kruistoeit elastische siknas sānos ar nostripiniet tos: siksnu ar oranžo galu uz augstlība (zīm. G).
- 6 Gebruik de meegeleverde staaf om de flexie en abductie van het gewricht in de neutrale positie te vergrendelen; bevestig de staaf met klittenband aan de zijstrip en maak de bijgeleverde banden vast rond de dij en het bekken. (Afb. H)

REF.91007N

- 7 Stel indien nodig de hoogte van de gelede staaf REF.91007 af met behulp van de juiste schroeven in het bekken en de dij (fig. I)
 - 8 Om de gelede staaf REF.91007N te gebruiken, moet u deze aanbrengen op Velcro® op de zijband (fig. L)
 - 9 Maak de banden vast rond de dij en het bekken (fig. L-M)
 - 10 De elastische banden kunnen ook over de beugel worden vastgemaakt zoals hierboven beschreven voor een strakkere pasvorm (fig. O)
- AANPASSING VAN DE SCHARNIER**
- 11 Afstelling verlenging (fig. P)
 - 12 Flexiesjās regulēšana (zīm. Q)
 - 13 Deze ring (fig. R) kan worden gedraaid zodat de respectievelijke wig (fig. S) vergrendelt in de aangepaste flexie-extensie instelling
 - 14 Gaatje (fig. T) voor de meegeleverde schroef (om de wig op zijn plaats te houden)
- DE ADUKTIE/ ADUKTIE INSTELLING**
- 15 Steek de meegeleverde sleutel in en draai totaet de gewenste abductie- / adductiegraad is bereikt (fig. U). Voer de handeling uit voordat u de staaf opzet; forceer het mechanisme niet.

AANLEGGEN NA EERSTE GEBRUIK

- 1 Plaats de brace op de heup met het verticale klittenband naar buiten gericht langs de mediaan van het lichaam (fig. 1)
- 2 Maak de Velcro®-bekkenband vast en controleer of de stof goed is uitgerekt (fig. 2)
- 3 Maak de Velcro®-dijband vast; houd de lus aan het uiteinde van de riem vast als dit gemakkelijker is en controleer of de stof goed is uitgerekt (fig. 3)
- 4 Houd de elastische banden vast, kruis ze aan de zijkanten en zet vast; maak de riem vast met de oranje punt vooraan op het bekken (tegenover de bekkenkam) (fig. 4), maak de band met het blauwe uiteinde vast aan de dij (fig. 5).

KOELEN

- 1 Haal het gekussen uit de velours hoes
- 2 Leg het kussen minimaal 2-3 uur voor het aanbrengen in de vriezer (let op: leg de velours hoes NIET in de vriezer)
- 3 Plaats het gekussen tijdens het aanbrengen in de velours hoes.
- 4 Plaats het gekussen en de velours hoes in het speciale vak aan de binnenkant van de orthese (fig. 6).
- 5 Breng de orthese aan

-De beschrijvingen en afbeeldingen in dit document zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en voor commerciële doeleinden. Orthoservice behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen op basis van hun behoeften.

LŪDZU, UZMĀNĪTĀJI IZLASIET UN SAĢLABĀJĪET INSTRUKCIJAS

Ortoze gūžai un koksālgijai

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ražotājs ORTHOSERVICE AG ar pilnu atbildību paziņo, ka šīs izstrādājums ir I klases medicīnas ierīce un tas ir ražots un novērtēts saskaņā ar ES Noteikumiem 2017/745 (MDR). Šīs lietošanas instrukcijas ir sagatavotas saskaņā ar iepriekš minēto Noteikumu prasībām. Tās mērķis ir nodrošināt atbilstošu un drošu medicīniskās ierīces lietošanu.

MATERĀLIJU PRĒCU ZĪMES

Velcro® ir Velcro Industries B.V. reģistrēta prĒcu zīme.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Iesakām izvīriet izstrādājumu tā, lai tas nepiestu uz ķermeņa daļām, uz kurām ir brūces, pietūkumi vai pietapumi. Izstrādājumu rekomendājam nepievīkrt pārāk cieši, lai izvīrietos no spiediena punktu veidošanas, vai zem tā esošo nervu vai asinsvadu spāsiēšanas. Ieteicams valkāt izstrādājumu vīrs apģērbā, izvīrietos no tiešas saskares ar ādu. Ja rodas sābas par izstrādājuma izmantošānu, sazinieties ar ārstu, fizioterapeitu vai ortopēdu - tehniķi. Lūdzim, uzmanīgi izlasiet izstrādājuma sastāvu un brīkus iekšpusē. Ierīce nedrīkst lietot atklātās liesmas vai stipru elektromagnētisku lauku tuvumā. Nelietot tiešā saskārē ar atvērām brūcēm.

BRĪDINĀJUMI

Istadrājumi iesakām izmantot tikai medicīnisku indikāciju gadījumā pēc ārsta vai fizioterapeita norādījuma, saskaņā ar zemāk izklāstīto, un tas jāuzliek ortopēdam - speciālistam, atbilstoši pacienta individuālajam vajadzībām. Ļā nodrošinātu efektīvatī, panesamību un pareizu darbību, ierīce ir jāuzliek tikai piesardzīgi. Nekādā gadījumā nedrīkst mainīt ārstā/fizioterapeita/ vai ortopēda - tehniķa veikto iestatījumu. Izstrādājuma paredzētais lietošanas nolūks ir vienam pacientam. Ja ortopēds izvēlas neatbilstoši, ražotāja neuzņemas atbildību vai saistības saskaņā ar medicīniskās izstrādājuma instrukcijām. Pacientiem ar paaugstinātu jutību tiešs kontakts ar ādu var izraisīt apsārtumu vai kairinājumu. Sāpju, pietūkumu, pietapumu vai jebkādu nepareastu reakciju gadījumā nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, bet īpaši smagu nevēlamu notikumu gadījumā, zinojiet par notikumu uzskaites un kompetentām iestādēm jūsu valstī. Izstrādājuma ortopēdiskā elektīvatīve var tikt garantēta tikai ja pielieto vissās tā dalās.

IZVĒLE/IZMĒRS

Artikuls	REF.91006N (Hipocross)		
Izmērs	S	M	L
Ieguma apkārtmērs, cm	72/104	104/137	137/170
Augstlība vid. apkārtmērs, cm	40/58	54/74	68/90

Krāsa: melns / Norādīt labai vai kreisai kājai

Artikuls	REF.91007N (Šarnīveida stienis priekš Hipocross)	
Izmērs	Universāls	Universeeel

Krāsa: melns / Norādīt labai vai kreisai kājai



REF.91007N Šarnīveida (teleskopisks) stienis priekš Hipocross

KOPŠANA

- Nedrīkst balnāt
- Nedrīkst ķīmiski tīrīt
- Nedrīkst gludināt
- Nedrīkst izvērtēt vīss žāvētājā
- Mazgāšanas norādījumi: mazgājiet ar rokām maks. 30°C silītā ūdenī, izmaznotoj maigas ziepes. Žāvējiet prom no siltuma avotiem. Neizmetiet izstrādājumu vai kādu no tā sastāvdaļām vidē.

INDIKĀCIJAS

- Aprūpe pēc artroskopijas
- Aprūpe pēc operācijas (atbilstoši nepieciešamajai stabilizācijas pakāpē)
- Konservatīva gūžas dislokāciju terapija
- Gūžas ločlītavas artroze
- Nespecifiska koksālgija vai neoperabīlno išāšēnējo gūzba.

KONTRINDIKĀCIJAS

Pašlaik nav zināmas

RAKSTORĪLELUMI UN MATERIĀLI

- Ortoze izgatavota no ademend AirX™ auduma.
- Spirālveida stienji sānu un priekšējās sānu atbalstam.
- Priekšējie Velcro® stiprinājumi.
- Velcro® jostu stiprinājumu sānos ar krāsu indikāciju.
- Kalibroātas elastīgas jostas ar krustojumu sānos lai:
 - novērstu pārmerģu addukciju.
 - dāļējā ierobežot fleksiju - ekstensiju.
- Ielīktni ar gēlu pietūkumu novērsēšanai.
- Šarnīva plāte ločlītavas fleksijas un addukcijas bloķēšanai neitrālā stāvoklī pirmājiās dienās pēc dislokācijas.
- REF.91007N - Šarnīveida (teleskopisks) stienis:
 - Stings stienis priekš:
 - ekstensijas ierobežošanas (no 0° līdz 120° ar 10° soli)
 - regulēšanu van addukciju.
 - fleksijas ierobežošanas (no 0° līdz 120° ar 10° soli)

PĪRMĀ ORTOZES UZLIKSĀNA

- 1 Izvīriet ortozu uz gūžas tā, lai vertikālā Velcro® aizdare būtu pagriezta uz āru, gar ķermeņa viduslīniju (zīm. A).
- 2 Aizvīriet ieguma Velcro® jostu, pārbaudot, lai auctums būtu atbilstoši pievīkrtis (zīm. B).
- 3 Aizvīriet augstlība Velcro® jostu, vajadzības gadījumā izmaznotoj cilpu aizdāres galu un pārbaudot lai auctums būtu atbīcīgi pievīkrtis (zīm. C).
- 4 Piestipriniet elastīgas siknas pie ieguma (zīla - zīm. D) un augstlība (oranža - zīm. E) apakšējām daļām.
- 5 Kruistoeit elastīgas siknas sānos ar krāsu indikāciju, un nostripiniet tos: siksnu ar oranžo galu uz ieguma priekšpusē (pretējā pusē krustu kaula virsmei) (zīm. F), siksnu ar zīlo galu uz augstlība (zīm. G). Stiprinājumu par pievīkt vai atslābī izmaznotoj ākus no priekšpusē un muguras pusē.
- 6 Lai bloķētu gūžas ločlītavā neitrālā fleksijas un addukcijas stāvoklī, izmaznotoj pielīktu stienju plati, piestiprinot to pie sānu šarnīves ar Velcro® aizdari un nostripinot pielīktas siknas ar augstlību un iegumi (zīm. H).

REF.91007N

- 7 Ja nepieciešams, noregulējiet šarnīva stienja REF.91007N augstumu, izmaznotoj atbilstošās skrūves iegumi un augstlībos (zīm. I)
 - 8 Lai izmaznotu šarnīveida stienī REF.91007N, uzklījiet to uz Velcro® sānu joslā (L attēls).
 - 9 Nostipriniet siknas ap augstlību un iegumi (zīm. L-M)
 - 10 Labākai noturēšanai var piestiprināt elastīgas siknas virspus stienja, kā tas jau ir aprakstīts augstāk (zīm. O).
- ŠARNĪVA REGULĒŠANA**
- 11 Ekstensijas regulēšana (zīm. P)
 - 12 Flexijas regulēšana (zīm. Q)
 - 13 Paplakšne (zīm. R) ir jāpagriež tā, lai attīcīgās ķīls (zīm. S) noblokētu fleksijas-ekstensijas iestādī

