



ACTYTOE NIVELELLINEN VAIVASENLUUTUKI



40,00 €

Käyttöaiheet:

- Kivunlievitys potilaille joilla on oireellinen hallux valgus (vaivasenluu)
- Lievä tai kohtalainen isovarpaan virheasento
- Asennon ylläpito leikkauksen jälkeen

Käytön vasta-aiheet:

- Jos isovarpaan tyvinivelen kulmaa ($<20^\circ$) ei voida korjata passiivisesti

SKU: 1082-04

Tuote Nivelellinen vaivasenluutuki

Koko- ja tilaustiedot

Koko määräytyy kengän koon mukaan.

Kengän koko	Koko
< 36	S
35-42	M



41-46	L
-------	---

Lisätiedot

Edut:

- Suoristaa isovarpaan linjaa lievittäen kipua ja ylläpitäen nivelen liikelaajuutta
- Isovarpaan lihakset pystyvät työskentelemään oikein nivelen ollessa oikeassa lähtöasennossa

Ominaisuudet:

- Tuessa on kaksi vaihdettavissa olevaa isovarpaan lastaa – toinen 0° ja toinen 10° abduktiokulmalla
 - Sopiva lasta (ja asennon korjaus) valitaan isovarpaan liikelaajuuden ja kivunlievityksen mukaan
 - Vaihdettavissa olevat lastat lisäävät käyttömukavuutta ja sopivuutta
- Tuessa on nivel, joka mahdollistaa isovarpaan tyven koukistuksen ja ojennuksen (dorsi- ja plantaarifleksio)
 - Mahdollistaa liikkumisen tuen kanssa
 - Nivelen liikelaajuus on rajoitettavissa 30° dorsi- ja plantaarifleksioon tai nivel on lukittavissa suoraksi
- Tuen sisäpehmuste lisää käyttömukavuutta ja suojaa vaivasenluuta
- Säädettävä remmi jalkapöydän ympäri
 - Tukee poikittaista holvia ja stabiloi jalkaterää
- Ohut rakenne mahdollistaa käytön kengän kanssa

Tuotemerkki: DJO

Myymälähinta 40

Toimitusaika varastotuote

KUVAT

