

## ACTYTOE NIVELELLINEN VAIVASENLUUTUKI



~~34,00 €~~  
30,60 €

### Käyttöaiheet:

- Kivunlievitys potilaille joilla on oireellinen hallux valgus (vaivasenluu)
- Lievä tai kohtalainen isovarpaan virheasento
- Asennon ylläpito leikkauksen jälkeen

### Käytön vasta-aiheet:

- Jos isovarpaan tyvinivelen kulmaa (<math><20^\circ</math>) ei voida korjata passiivisesti

SKU: 1082-04

**Tuote:** Nivelellinen vaivasenluutuki

### Koko- ja tilaustiedot:

Koko määräytyy kengän koon mukaan.

Kengän koko	Koko
-------------	------



< 36	S
35-42	M
41-46	L

**Lisätiedot:**

**Edut:**

- Suoristaa isovarpaan linjaa lievittäen kipua ja ylläpitäen nivelen liikelaajuutta
- Isovarpaan lihakset pystyvät työskentelemään oikein nivelen ollessa oikeassa lähtöasennossa

**Ominaisuudet:**

- Tuessa on kaksi vaihdettavissa olevaa isovarpaan lastaa – toinen 0° ja toinen 10° abduktiokulmalla
  - Sopiva lasta (ja asennon korjaus) valitaan isovarpaan liikelaajuuden ja kivunlievityksen mukaan
  - Vaihdettavissa olevat lastat lisäävät käyttömukavuutta ja sopivuutta
- Tuessa on nivel, joka mahdollistaa isovarpaan tyven koukistuksen ja ojennuksen (dorsi- ja plantaarifleksio)
  - Mahdollistaa liikkumisen tuen kanssa
  - Nivelen liikelaajuus on rajoitettavissa 30° dorsi- ja plantaarifleksioon tai nivel on lukittavissa suoraksi
- Tuen sisäpehmuste lisää käyttömukavuutta ja suojaa vaivasenluuta
- Säädettävä remmi jalkapöydän ympäri
  - Tukee poikittaista holvia ja stabiloi jalkaterää
- Ohut rakenne mahdollistaa käytön kengän kanssa

**Tuotemerkki:** DJO

**Myymälähinta:** 34

**Toimitusaika:** varastotuote

## KUVAT

