



AIRSTEP TIGHT -WALKER



234,00 €

KENELLE AIRSTEP TIGHT -WALKER SOPII?

Airstep tight -walker soveltuu käytettäväksi seuraavissa tilanteissa:

- jalkaterä-, nilkka- ja säärimurtumien konservatiivinen ja postoperatiivinen hoito
- vakavat nivelsidevammat
- konservatiivinen hoito akillesjänteen repeämän jälkeen
- akillesjänteen korjausleikkauksen jälkeinen postoperatiivinen hoito
- pre- ja postoperatiivinen/posttraumaattinen immobilisaatio

SKU: 26M550N

Tuote: Walker-ortoosi ilmatyynyillä säären, nilkan ja jalkaterän tukemiseen.

Koko- ja tilaustiedot:



Koko määrittyy kengän koon mukaan:

Koko:	Kengän koko:
S	35-39
M	39-44
L	44-47
XL	>47

Lisätiedot:

LISÄTIEDOT

- yksilöllisesti täytettävät ilmatyynyt walkerin molemmilla sivuilla takaavat optimaalisen istuvuuden ja parantavat vakautta
- sisäänrakennettu pumppumekanismi ilmatyynyjen täyttämiseen ja tyhjentämiseen
- walkerin muovinen etupaneeli tukevoittaa walkeria ja luo tasaisen paineen jalan ja säären etupinnalle
- tuen rakenne kevyttä, tukevaa muovia
- pohja EVA-materiaalia
- pohja luistamatonta materiaalia
- paketissa lisäpehmusteita yksilölliseen lisäpehmustamiseen
- puolieroton

Myymälähinta: 234

Toimitusaika: varastotuote