



AMSTERDAM-HOITOJALKINE



110,00 €

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivisesti varpaiden tai jalkaterän operaatioiden jälkeen: Hallux valgus, osteotomiat, vasaravarpaat
- Trauman jälkeiset jalan etuosan haavat jalkapohjassa
- Diabeteksen aiheuttamat haavaumat jalan etuosassa

SKU: 12TS6100

Tuote: Keinupohjainen hoitojalkine jalan etuosan operaatioiden ja haavaumien hoitoon

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy kengän koon mukaan

Tuotenumero	Koko	Kengän koko	Sisäpohjan päkiäleveys	Sisäpohjan pituus
TS6100-XS	XS	31-33	86	220
TS6100-S	S	34-36	91	240



TS6100-M	M	37-39	96	260
TS6100-L	L	40-42	101	280
TS6100-XL	XL	43-45	105	300
TS6100-XXL	XXL	46-48	114	320
Lisäosat	FO9621	Varvassuoja	koot XS-XXL, koko määrittyy hoitojalkineen koon mukaan	

Lisätiedot:**Edut ja ominaisuudet:**

- Kengän ulkopohja on jäykkä ja se on 30mm paksu
- Pohjan jäykkä rakenne ja keinupohja vähentävät painetta ja liikettä päkiässä immobilisoiden päkiää ja edistään paranemista
- Kenkä on helppo pukea ja säätää tarrakiinnitysten avulla
- Kengän pohjalliseen voi tehdä kevennyksiä tai käyttää omaa tukipohjallista
- Varvassuoja saatavissa säänsuojaksi / puolieroton

Myymälähinta: 110**Toimitusaika:** varastotuote