



GENU-HIT GS -POLVITUKI



129,50 €

Käyttöaiheet:

- Nivelside- ja kierukkavammojen jälkikuntoutus
- Polven lievä tai keskivaikea kuluma/nivelrikko
- Polven etuosan kiputilat
- Lievät sivusidevammat ja niiden jälkikuntoutus
- Uusien vammojen ennaltaehkäisy
- Polven lievä epävakaus (instabiliteetti)

SKU: 3507015-0-9000



Tuote Monipuolinen polvituki arki- ja liikuntakäyttöön

Koko- ja tilaustiedot

Sopiva koko määritetään pohkeen ja reiden ympärysmittan perusteella. Mittaa ympärysmittat pehmeällä mittanauhalla. Jos mittatulos osuu kahden koon väliin, niin kannattaa valita pienempi koko. Voit myös olla aina yhteydessä asiakaspalveluumme sopivan koon määrittämiseen liittyen.

Koko	Pohkeen ympärysmitta (cm)	Reiden ympärysmitta (cm)
1	25-28	35-38
2	28-31	38-41
3	31-34	41-44
4	34-37	44-47
5	37-40	47-50
6	40-43	50-53
7	43-46	53-56
8	46-50	56-60
9	50-54	60-64

Lisätiedot

- Etuosassa anatominen silikonityyny
- Irrotettavat muovivahvikkeet sivuilla
- Vasta-aiheet: Ihovauriot ja vammat hoidettavalla alueella (ole yhteydessä lääkäriin tuotteen käytöstä)
- Pesuohje: käsinpesu enintään 30°C:ssa miedolla pesuaineella
- Materiaali: polyamidi, silikooni, elastaani, polyuretaani
- Valmistaja/tuotemerkki: Sporlastic
- Väri: musta

Toimitusaika varastotuote

KUVAT

