



## JUZO SOFT AD, 2. PURISTELUOKAN AVOKÄRKISET TUKISUKAT



**86,00 € – 112,00 €**

- Jalkaterän, nilkan ja pohkeen alueen turvotuksen hoito
- Suonikohjut ja laskimovaivat
- Säärihaavojen parantumisen jälkeiseen jatkuvaan hoitoon
- Leikkausten jälkihoitoon
- Veritulpan jälkeen
- Turvotukseen raskauden aikana
- Kun puristeluokka 1 ei enää riitä pitämään turvotusta/väsymystä loitolla

**SKU:** 142002ad002

**Tuote:** Tukisukka, jota on saatavilla lyhyen ja normaalin pituisena. Väreinä musta ja beige.

## Koko- ja tilaustiedot:

Koon määrittämiseksi ota ympärysmittat alla olevan mittataulukon osoittamista kohdista (polven alapuoliset mitat). Vertaa saatuja mittoja mittataulukkoon. Mikäli kaikki mitat pysyvät yhden ja saman koon puitteissa, niin olet löytänyt itsellesi sopivan koon. Mikäli olet epävarma, lähetä tiedot meille niin autamme sinua löytämään sopivan mallin/koon.

Polvimittaisia sukkaa on kahta pituutta. Määrittävä mitta on säären pituus lattiasta polvitaiveeseen.

## Juzo Soft 2002 mittataulukko

### Juzo Soft

Art. 2001, 2002 Lengths in cm		Standard sizes · Circumferences in cm					
		I/XS	II/S	III/M	IV/L	V/XL	VI/XXL
<b>PG AG/AT/BT</b> normal 72.0–83.0 short 66.0–72.0 extra short 58.0–66.0		<b>Silicone border · Silicone border pattern · Balance silicone border · Balance silicone border pattern · Lace silicone border</b> 41.0–48.0 45.0–52.0 47.0–56.0 54.0–63.0 57.0–66.0 63.0–73.0					
		<b>Wide: Silicone border · Silicone border pattern · Balance silicone border · Balance silicone border pattern</b> 49.0–58.0 53.0–63.0 57.0–68.0 64.0–75.0 67.0–79.0 74.0–85.0					
		<b>Pantyhose · Leggings* · Top border</b> 41.0–58.0 45.0–63.0 47.0–68.0 54.0–75.0 57.0–79.0 63.0–85.0					
<b>PD AD</b> normal 40.0–46.0 short 34.0–39.0 extra short 31.0–34.0		<b>cF</b> 41.0–55.0 45.0–60.0 47.0–65.0 54.0–72.0 57.0–76.0 63.0–82.0					
		<b>cE</b> 30.0–37.0 33.0–41.0 35.0–45.0 39.0–48.0 41.0–51.0 44.0–55.0					
<b>PZ</b> 22.5–29.5 <b>PA</b> 15.0–21.0		<b>cD</b> Top border · Thin silicone border · Thin balance silicone border 27.0–33.0 29.0–36.0 31.0–40.0 34.0–43.0 36.0–46.0 39.0–48.0					
		<b>cC</b> 29.0–34.0 32.0–38.0 34.0–43.0 38.0–47.0 41.0–50.0 44.0–53.0					
		<b>cB<sup>1</sup></b> 23.0–27.0 25.0–30.0 27.0–33.0 30.0–36.0 32.0–38.0 35.0–41.0					
		<b>cB</b> 18.0–20.0 20.0–22.0 22.0–24.5 24.5–27.0 27.0–30.0 30.0–33.0					
		<b>cY</b> 26.5–30.5 29.5–32.5 31.5–35.0 34.0–37.5 36.5–41.0 39.5–45.0					
		<b>cA</b> 17.5–22.0 19.5–24.0 21.5–26.5 24.0–29.0 26.5–33.0 29.5–37.0					
Shoe sizes: to 46 (UK: to 11)		* Juzo Soft Leggings not in extra short					



## Lisätiedot:

### Edut ja ominaisuudet:

- Avokärki
  - Helpottaa pukemista ja riisumista
  - Päällä voi käyttää omaa sukkaa, kunhan siinä ei ole puristavaa resoria ylhäällä

- Saatavilla myös umpinainen malli
- Erittäin pehmeä ja miellyttävä materiaali
- Materiaalin ominaisuudet tekevät sukasta helposti puettavan ja riisuttavan
- Tyylikäs, pyörökudottu neulos
- Materiaali: Polyamidi 65% ja elastaani 35%
- Kompression voimakkuus 23 – 32 mmHg, 2.puristusluokka
- Pesu: käsinpesu tai 40C hienopesu.
- Väri: beige ja musta varastosta, ruskea noin kahden viikon toimitusajalla. Saatavana tilauksena myös trendiväreinä. Mahdollisen trendiväritoiveen voi lisätä tilauksen lisätiedot osioon.

Mikäli tukisukan pukeminen tai riisuminen tuottavat haasteita, apua saat näistä apuvälineistä:

- [Easy-Slide sukanvetoapu](#)
- [Sim-Slide sukanveto- ja riisumisapu](#)
- [Arion erikoiskäsineet](#)

Muita pukemisen apuvälineitä löydät [täältä](#).

**Myymälähinta:** 86

**Toimitusaika:** varastotuote

## KUVAT



