



MALLEORAPID -NILKKATUKI



79,00 €

Käyttöaiheet:

- Lievien ja kohtalaisten (taso I ja II) nilkan nyrjähdysten akuutti, konservatiivinen hoito
- Leikkauksen jälkeinen toiminnallinen kuntoutus
- Urheiluun palaaminen kohtalaisten tai vakavien (taso II ja III) nilkan nyrjähdysten jälkeen
- Krooninen nilkan tulehdus
- Tuenta nilkan jännetulehduksissa

SKU: 26M24081

Tuote Uusi helposti puettava, nopea ja tukeva nilkkatuki

Koko- ja tilaustiedot



Koko määräytyy nilkan kapeimman kohdan ympärysmitan mukaan. Sama tuki sopii oikeaan ja vasempaan jalkaan.

Tuotenumero	Koko	Nilkan ympärys
M24081-1	1	19-22 cm
M24081-2	2	22-26 cm
M24081-3	3	26-30 cm

Saatavilla myös lapsille suunnattu versio [Lasten Malleorapid-nilkkatuki](#)

Lisätiedot

Edut ja ominaisuudet:

- Helposti ja nopeasti puettava uutuusmalli!
- Miellyttävä ja hengittävä materiaali
- Tuki avattavissa takaa, jolloin jalka vain asetetaan paikalleen ja tarra suljetaan.
- Lisäkiritys tehdään nykyaikaisen nopean nyöriksen avulla. Nyörissä vaelluskengistä tuttu pikakiinnitysmekanismi. Nyörin nauhoille suunniteltu oma tasku.
 - Nyöriys mahdollistaa tuen helpon muokattavuuden ja säädön turvotuksen mukaan
- Nyöriksen alla hyvin vahvistettu "kieli" mahdollistaa nyöriksen voimakkaankin kiristyksen ilman, että nyöriys painuu ihoa vasten.
- Tuen lisävahvisteina sivuilla ohuet, muotoiltavissa olevat metallilastat
- Lastat irroitettavissa ja sijainti muokattavissa kuntoutuksen vaiheen ja jalan anatomian mukaan
- Elastiset lisäremmit lisäävät tukevuutta
- Tuen anatominen ja ohut rakenne mahdollistaa käytön erilaisissa kengissä
 - Mahtuu jopa jalkapallokenkään

Myymälähinta 79

Toimitusaika varastotuote



KUVAT

