



## MULTI FINGER SPLINT -SORMILASTA



**24,00 €**

### Käyttöaiheet:

- Swan neck deformity (joutsenkaulavirheasento)
- Malletfinger
- Boutonniere deformity (napinläpivirheasento)
- Trigger finger/thumb
- Sormen ulnaari- tai radiaalideviaatio
- Sormen nivelsidevammat
- Sormen nivelen yliliikkuvuus

**SKU:** 092008

**Tuote:** Monikäyttöinen sormilasta erilaisiin sormivammoihin

### Koko- ja tilaustiedot:

Koko määräytyy sormen ympärysmitan mukaan. Mittataulukko on suuntaa-antava, eikä se ota huomioon esimerkiksi pehmytkudoksen turvotusta. Varmimmin saat optimaalisen tuen, kun tulet sovittamaan tukea myymäläämme. Ympärysmitta tulee ottaa siitä kohdasta, jossa tukea tullaan käyttämään (DIP- tai PIP-nivelen kohdalta).

Koko	Ympärysmitta	
	(DIP- tai PIP-nivel)	Tuen pituus
1	42-43 mm	26 mm



2	44-46 mm	29 mm
3	46-50 mm	31 mm
4	50-55 mm	33 mm
5	55-58 mm	33 mm
6	58-60 mm	35 mm
7	60-62 mm	39 mm
8	62-65 mm	39 mm
9	65-68 mm	40 mm
10	67-71 mm	43 mm
11	71-74 mm	43 mm
12	74-77 mm	45 mm
13	77-81 mm	45 mm
14	81-84 mm	45 mm

**Lisätiedot:**

**Edut ja ominaisuudet:**

- Monipuoliset käyttökohteet
  - Pukemistyyllillä voidaan tukea haluttua suuntaa
- Valmistettu nylonista ja polypropyleenistä
- Materiaali jämää, mutta joustavaa
- Muokattavissa kuumailmapuhaltimella
- Toinen pää hieman leveämpi istuvuutta parantaen. Leveämpi pää merkattu + -merkillä
- Tuen voi pestä saippualla ja vedellä tai desinfiointiaineella
- Saatavilla yksittäispakattuna tai kolmen kappaleen pakkauksessa. Tilattavissa myös valikoimapakkaus, jossa on yksi jokaista kokoa. Kysy lisää tai tilaa tilaus@turuntukikohta.fi

**Tuotemerkki:** Mediroyal

**Myymälähinta:** 24


**Toimitusaika:** varastotuote



## KUVAT



B. Swan Neck Deformity



A. Trigger Sormi/peukalo

