

OVAL-8 -SORMITUKI



37,00 € – 146,92 €

Käyttöaiheet:

- Sormen nivelen immobilisointi
- Joutsenkaula ja napinläpi virheasennon korjaamiseen
- Malletfinger jänneaurion tukemiseen
- Nivelen sivuttaissuunteiseen tukemiseen
- Trigger finger tuentaan

SKU: 091008

Tuote: Oval-8 sormituki on kätevä ja tehokas sormen pikkunivelten tukija

Koko- ja tilaustiedot:

Oikean koon määrittäminen tapahtuu sormen nivelen ympärysmittalla. Katso kokotaulukko tuotekuvista.

Koon määrittäminen onnistuu myös helposti Oval-8 -sovitusetin avulla art.1008-S.



Lisätiedot:

Edut ja ominaisuudet:

- Yksinkertainen, huomaamaton 3-pistetuki
- Muotoiltu muovituki, jossa pyöristetyt reunat
- Avonainen malli pitää ihon kuivana ja puhtaana
- Tukea voi käyttää vedessä: uimessa, suihkussa tai käsiä pestessä
- Tuki on helppo ja nopea pukea päälle
- Tukea on helppo muotoilla lämpöpuhaltimella
- Puolieroton

Tuotemerkki: Mediroyal

Myymälähinta: 37

Saatavilla vain myymälästä: 1

Toimitusaika: varastotuote

KUVAT



Use a flexible measuring tape or the Oval-8 Printable Sizing Guide (see **Sizing** tab) to measure the circumference of the injured finger joint.

Oval-8 Size	Finger joint measurement	Oval-8 Size	Finger joint measurement
Size 2	1 3/4" (4.3 cm)	Size 9	2 1/2" (6.35 cm)
Size 3	1 13/16" (4.5 cm)	Size 10	2 11/16" (6.82 cm)
Size 4	1 15/16" (4.95 cm)	Size 11	2 13/16" (7.09 cm)
Size 5	2 1/6" (5.27 cm)	Size 12	2 15/16" (7.4 cm)
Size 6	2 3/16" (5.7 cm)	Size 13	3" (7.65 cm)
Size 7	2 5/16" (5.86 cm)	Size 14	3 3/16" (8.09 cm)
Size 8	2 7/16" (6.14 cm)	Size 15	3 1/4" (8.2 cm)

NOTE: Refer to the **Sizing** tab for details on how to choose the correct size Oval-8 to help treat your condition.