



PLANTAARIFASKIITTISUKKA, PR



35,00 €

PF8™ -plantaarifaskiittisukat ovat kompressiosukat kipeille jaloille. Sukan kahdeksan eri kompressioaluetta tukevat kohdennetusti kantapäättä ja jalkaterää kiputilanteissa, kuten plantaarifaskiitti ja luupiikki. [Lue lisää](#)

SKU: 09PF8

Tuote Plantaarifaskiitin ja kantakipujen hoitoon suunnitellut kompressiosukat. 1pr

Koko- ja tilaustiedot

Koko määräytyy kengän koon mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Kengän koko
09PF8-S	S	35-39
09PF8-M	M	40-43
09PF8-L	L	44-46

Lisätiedot



Edut ja ominaisuudet:

- Eri kompressiovyöhykkeet (8kpl) kohdentavat tuen ja vähentävät rasitusta jalan plantaarialueelta
- Tukee jalkapohjan holvikaarta
- Vähentää turvotusta
- Parantaa verenkiertoa ja edistää paranemista
- Valmistettu huipputeknisestä materiaalista
 - 60% polyamidia
 - 20% nailonia
 - 20% elastaania
- Tukea voi käyttää päivisin ja öisin
 - Yökäyttöä suositellaan ainoastaan, kun sukka on ollut käytössä vähintään viikon ajan
- Hoito-ohjeet: Sukka pestään 30 °C käsinpesussa ja kuivataan ilmastavasti parhaan kestävyuden varmistamiseksi.

Käyttöohjeet:

- Vedä tuki jalkaasi kuin sukka. Apuna voit käyttää [Malleoforce donning aid](#) -apuvälinettä
- Pukemisen jälkeen sukan kokomerkinnän pitäisi olla jalkapohjan alla
- Kantapään ympärillä ja jalkapohjan alla olevalla alueella on vahvempi kompressioalue, joka tukee kantapäättä
- Riisuessu liu'uta tuki pois kuin sukka (tuki kääntyy nurin päin)
- Älä säilytä sukkaa nurin päin

Myymälähinta 35

Toimitusaika varastotuote

KUVAT



