



STEP-ON AFO 100



666,00 €

Kenelle Step-On AFO 100 sopii?

Riippunilkan hoitoon esimerkiksi silloin, kun taustalla on:

- aivohalvaus
- MS-tauti
- selkäydinvamma
- päävamma
- peroneushermon vamma
- neuropatia
- lihasrappeumatauti
- CP-vamma



Tuotetta ei tule käyttää, jos käyttäjällä on:

- ihovaurioita tai ihotulehduksia
- runsasta turvotusta
- vahvaa nilkan plantaarisuunnan spastisuutta

SKU: 57100

Tuote Dynaaminen peroneustuki

Koko- ja tilaustiedot

Käyttäjän enimmäispaino on 115 kg.

Saatavilla erikseen oikealle ja vasemmalle puolelle.

Koko	Kengän koko	Pohkeen ympäryys max.
S-M	35-40	42,5 cm
L-XL	41-45	42,5 cm
S-M	35-40	42,5 cm
L-XL	41-45	42,5 cm

Lisätiedot

- vahva dorsifleksioavustus säädettävällä jousella
- hyvä plantaariliikkeen kontrolli
- saatavilla lateraalisella tai mediaalisella nivelellä, tai vahvempaan jalan kontrolliin myös molemminpuolisella tuplanivelellä
- alemman remmin avulla voi korjata nilkan asentoa
- termoplastinen materiaali, lämpömuovattava
- voi käyttää normaalikokoisen kengän sekä kantaremmillisen sandaalin kanssa
- tuen paino vain 290 g

Myymälähinta 666

Saatavilla vain myymälästä 1

Toimitusaika varastotuote



KUVAT

