



## STEP-ON AFO 100



**666,00 €**

### **Kenelle Step-On AFO 100 sopii?**

Riippunilkan hoitoon esimerkiksi silloin, kun taustalla on:

- aivohalvaus
- MS-tauti
- selkäydinvamma
- päävamma
- peroneushermon vamma
- neuropatia
- lihasrappeumatauti
- CP-vamma



## Tuotetta ei tule käyttää, jos käyttäjällä on:

- ihovaurioita tai ihotulehduksia
- runsasta turvotusta
- vahvaa nilkan plantaarisuunnan spastisuutta

**SKU:** 57100

**Tuote:** Dynaaminen peroneustuki

### Koko- ja tilaustiedot:

Käyttäjän enimmäispaino on 115 kg.  
Saatavilla erikseen oikealle ja vasemmalle puolelle.

Koko	Kengän koko	Pohkeiden ympäryys max.
S-M	35-40	42,5 cm
L-XL	41-45	42,5 cm
S-M	35-40	42,5 cm
L-XL	41-45	42,5 cm

### Lisätiedot:

- vahva dorsifleksioavustus säädettävällä jousella
- hyvä plantaariliikkeen kontrolli
- saatavilla lateraalilla tai mediaalisella nivelellä, tai vahvempaan jalan kontrolliin myös molemminpuolisella tuplanivelellä
- alemman remmin avulla voi korjata nilkan asentoa
- termoplastinen materiaali, lämpömuovattava
- voi käyttää normaalikokoisen kengän sekä kantaremmillisen sandaalin kanssa
- tuen paino vain 290 g

**Myymälähinta:** 666

**Saatavilla vain myymälästä:** 1

**Toimitusaika:** varastotuote



## KUVAT

