



STEP-ON AFO 200



739,00 €

Kenelle Step-On AFO 200 sopii?

Riippunilkan hoitoon esimerkiksi silloin, kun taustalla on:

- aivohalvaus
- MS-tauti
- selkäydinvamma
- päävamma
- peroneushermon vamma
- neuropatia
- lihasrappeumatauti
- CP-vamma



Tuotetta ei tule käyttää, jos käyttäjällä on:

- ihovaurioita tai ihotulehduksia
- runsasta turvotusta
- vahvaa nilkan plantaarisuunnan spastisuutta

SKU: 57200DH

Tuote: Dynaaminen peroneustuki

Koko- ja tilaustiedot:

Käyttäjän enimmäispaino on 115 kg.

Saatavilla erikseen oikealle ja vasemmalle puolelle.

Koko	Kengän koko	Pohkeen ympärysyys max.	Nilkan leveys kehräsluiden kohdalta	Käyttäjän max. pituus
M	≤43	42,5 cm	7,1 – 7,5 cm	175 cm
L	≤44	42,5 cm	7,6 – 8,1 cm	185 cm
XL	≤45	42,5 cm	8,2 – 8,6 cm	185 cm

Lisätiedot:

- vahva dorsifleksioavustus
- hyvä plantaariliikkeen kontrolli
- molemminpuolinen nivel
- alemman remmin avulla voi korjata nilkan asentoa
- termoplastinen materiaali, lämpömuovattava
- voi käyttää normaalikokoisen kengän sekä kantaremmillisen sandaalin kanssa
- tuen paino vain 480 g

Myymälähinta: 739

Saatavilla vain myymälästä: 1



Toimitusaika: varastotuote