



TUKIKOHTA MEDICAL/VARIFORM AD, 2. PURISTELUOKAN AVOKÄRKISET TUKISUKAT



~~71,00 €~~
67,45 €

- Jalkaterän, nilkan ja pohkeen alueen turvotuksen hoito
- Suonikohjut ja laskimovaivat
- Säärihaavojen parantumisen jälkeiseen jatkuvaan hoitoon
- Leikkausten jälkihoitoon
- Veritulpan jälkeen
- Jalkojen turvotus raskauden aikana
- Kun puristeluokka 1 ei enää riitä pitämään turvotusta/väsymystä loitolla


SKU: 51C520

Tuote Kevyt hoitosukka, jota on saatavilla lyhyen ja normaalin pituisena

Koko- ja tilaustiedot



Oikean koon määrittämiseksi ota tiukat ihonmyötäiset ympärysmittat kuvan osoittamilta tasoilta: (cB) nilkan kapein kohta, (cC) pohkeen paksuin kohta ja (cD) heti polven alta. Vertaa saatuja mittoja alla olevaan mittataulukkoon.



MITTATAULUKKO

Ympärysmitta - cm	1	2	3	4	5	6
cT	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120
cG	48-56	52-60	56-64	60-68	64-72	68-76
cF	39-44	43-48	47-52	51-56	55-60	59-64
cD	26-31	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
cC	29-34	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
cB	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31

Pituusmitta - cm			
Malli	Mittaustaso	Lyhyt	Normaali
Polvisukka Ad	ID	35-41	40-45
Reisisukka Ag	IG	65-72	73-82
Sukkahousut AT	IG	65-72	73-82

MADE IN ITALY

Taulukon mitat ovat senttimetrejä.

Koko	Nilkan ympärysmitta	Pohkeen ympärysmitta	Polvitaiteen alapuoli
1	19-21	29-34	26-31
2	21-23	32-37	30-35
3	23-25	35-40	34-39
4	25-27	38-43	38-43
5	27-29	42-47	42-47
6	29-31	46-51	46-51

Tukikohta Medical -tukisukkia on **kahta pituutta**. Määrittävä mitta on säären pituus lattiasta polvitaiteen alle (ID-taso):

- Lyhyt malli on pituusmitoille 35-41cm
- Normaali malli pituusmitoille 40-45cm

Lisätiedot

Edut ja ominaisuudet:

- Avokärki
 - Helpottaa pukemista ja riisumista



- Päällä voi käyttää omaa sukkaa, kunhan siinä ei ole puristavaa resoria ylhäällä
- Saatavilla myös umpinainen malli
- Erittäin pehmeä ja miellyttävä materiaali
- Materiaalin ominaisuudet tekevät sukasta helposti puettavan ja riisuttavan
- Tyylikäs, pyörökudottu neulos
- Materiaali: Polyamidi 70% ja elastaani 30%
- Kompression voimakkuus 23 – 32 mmHg, 2.puristusluokka
- Pesu: käsinpesu tai 40C hienopesu.
- Väri: beige ja musta

Mikäli tukisukan pukeminen tai riisuminen tuottavat haasteita, apua saat näistä apuvälineistä:

- [Easy-Slide sukanvetoapu](#)
- [Sim-Slide sukanveto- ja riisumisapu](#)
- [Arion erikoiskäsineet](#)

Muita pukemisen apuvälineitä löydät [täältä](#).

Myymälähinta 71

Toimitusaika varastotuote

KUVAT

