



mediroyal

Orthoses are our passion

# Boa® Fit-järjestelmä ErixThree® Neuro- olkatukeen

Nämä ovat kaksi moduulijärjestelmää, joita voidaan käyttää ErixThree® Neuro-olkatuen kanssa. Niiden avulla voidaan antaa kevennyttä ja yksilöllistä dynaamista tukea olkapäälle. Järjestelmiin on integroitu Boa® Fit-järjestelmä, jonka avulla yksilöllinen säädettävyys mahdollistuu. Järjestelmät kiinnitetään suoraan ErixThree® Neuro-olkatuen ulkopintaan. Järjestelmien kaikkien osien alapinnassa on NRX®-tarra. Tarrapinnan avulla voit sijoittaa sekä Boa®-järjestelmän että kiinniketarrat yksilöllisesti tukitarpeen mukaisesti.

## NRX945 2-pisteinen Boa® Fit-järjestelmä ErixThree® Neuro-olkatuelle

Tässä järjestelmässä on kaksi Boa®-järjestelmään linkittyvää kiinniketarraa, jotka voidaan sijoittaa erikseen. Boa®-järjestelmä on integroitu NRX®-tarraan, joka on vahvistettu hiili-nailonmateriaalilla. Ylimääräinen tarraosaa voidaan tarvittaessa leikata pois. Järjestelmässä on paluukiinnike, joka luo kaksi erillistä lankasilmuksia, joihin kumpaankin on kiinnitetty NRX®-kiinniketarra. Lanka on terästä, joka on suojattu polymeerillä.

Boa®-järjestelmä voidaan kiinnittää joko ylös trapeziuslihaksen päälle kannattelemaan olkapäätä tai olkatuen alaosaan olkavarteen, jossa sen tehtävä on olkapään dynaamisen vakauden parantaminen. Kiinniketarrat voidaan sijoittaa yksilöllisesti parhaan tuennan saavuttamiseksi.

NRX945 2-pisteinen Boa® Fit-järjestelmä  
ErixThree® Neuro-olkatuelle

Koko

Universaali koko

NRX945

NRX946

Katso sivu 2

BOA®  
Boa Fit System



  
**Tukikohta**  
Palveleva apuvälineliike







## NRX946 3-pisteinen Boa® Fit -järjestelmä ErixThree® Neuro-olkatuelle

Tässä järjestelmässä on kolme Boa®-järjestelmään linkittyvää kiinniketarraa. Boa®-järjestelmä on integroitu NRX®-tarraan hiili-nailonmateriaalilla. Ylimääräinen tarraosa voidaan tarvittaessa leikata pois. 3-pisteisen Boa®-järjestelmän teräslanka on yksilankainen järjestelmä, jossa lanka kulkee kaikkien kolmen kiinniketarran kautta. Kiinniketarrat voidaan sijoittaa mihin tahansa koko langan pituudella. Teräslanka on suojattu polymeerillä.

Boa®-järjestelmä voidaan kiinnittää joko ylös trapeziuslihaksen päälle kannattelemaan olkapäätä tai olkatuen alaosaan olkavarteen, jossa sen tehtävä on olkapään dynaamisen vakauden parantaminen. Kiinniketarrat voidaan sijoittaa epäsymmetrisesti jokaiseen potilaan optimaalisen olkapään tuennan saavuttamiseksi.

NRX946 3-pisteinen Boa® Fit -järjestelmä ErixThree® Neuro -olkatuelle

Koko

Universaali koko

**BOA®**  
Boa Fit System



Orthoses are our passion

**mediroyal**

  
**Tukikohta**  
Palveleva apuvälineliike

Turun Tukikohta Oy

[www.turuntukikohta.fi](http://www.turuntukikohta.fi)  
[tilaus@turuntukikohta.fi](mailto:tilaus@turuntukikohta.fi)  
p.0207619030

Mediroyal Nordic AB  
Box 7052 · Staffans väg 6B · SE-192 07 Sollentuna · Sweden  
[info@mediroyal.se](mailto:info@mediroyal.se) · [www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se)