


ARX SOFT[®]
BY MEDIROYAL
STRAP

-Tulevaisuus jo tänään!

ARX® Strap kiinnittyy itsestään eikä siihen tarvitse erillistä tarranauhaa. ARX®-materiaali on tehty kahdesta kankaasta, jotka kiinnittyvät toisiinsa itsestään. Mitä pienempää osaa materiaalista tarvitaan, sitä paremmin kankaat kiinnittyvät toisiinsa.

Parhaiten materiaali sopii sormien, peukalon ja käden tuentaan, mutta se toimii myös kynänpään tuentaan. Nauhan sisäpinnalla ei ole kitkaa aiheuttavaa pintaa. Materiaali on erittäin hengittävää ja se voidaan konepestä 40 ° C. Ei huuhteluainetta.

- **Keskivahva tuenta**
- **Vähäinen joustavuus**
- **Hengittävä**



ARX® Strap on saatavilla seuraavina leveyksinä:

ARX® Strap – 30 mm

☑ EU448030 ARX® Strap · 30 mm x 3,1 m · Musta/Harmaa

ARX® Strap – 50 mm

☑ EU448050 ARX® Strap · 50 mm x 3,1 m · Musta/Harmaa

ARX® Strap – 110 mm

☑ EU448110 ARX® Strap · 110 mm x 3,1 m · Musta/Harmaa

ARX®-side kaksois-sormille

Side on tehty ARX®-materiaalista leikatuista, 13 mm leveistä, nauhoista, joissa on silmukat toisella puolella.

Tämä on erinomainen sormen instabiliteetin, murtuman tai neurologisen oireen hoitoon, jos yksi sormi vaatii tukea toiselta sormelta. Samankaltaista sidettä voidaan käyttää myös varpaissa.

ARX®-side kaksois-sormille

- EU448013 ARX®-side kaksois-sormille · 13 mm leveys · 5-pack
- EU448014 ARX®-side kaksois-sormille · 13 mm leveys · 25-pack
- EU448015 ARX®-side kaksois-sormille · 13 mm leveys · 50-pack



NRX® yhdessä ortoosien kanssa

NRX® Strap voidaan helposti yhdistää ortoosiin lisätoimintojen lisäämiseksi. Mediroyal ErixThree® Neuro Shoulder, Manex Radial 2.0 ja Mediroyal Tonus® spastisuuden vastaiset ortoosit ovat vain muutamia esimerkkejä.




erixthree
NEURO SHOULDER

NRX940 - ErixThree Neuro



MR2285
Manex Radial 2.0



TONUS 

NRX® Lisäosat

NRX® lisäosat ovat tarranauhaa, joka on kehitetty käytettäväksi erityisesti NRX® Strap kanssa. Niitä on saatavilla sekä valmiiksi leikattuina paloina tai rullana.

NRX® Valmiiksi leikattu tarranauha

Valmiiksi leikatun tarranauhan paketit ovat samoja, jotka toimitetaan NRX® Strap mukana, mutta niitä on saatavilla myös erikseen. Ne ovat pakattu valmiiksi paketteihin, josta niitä voidaan ottaa suoraan käyttöön



- EU446001 NRX® Valmiiksi leikattu tarra · Musta · 10 kpl/pack
– sopii 30 mm leveään nauhaan
- EU446002 NRX® Valmiiksi leikattu tarra · Musta · 10 kpl/pack
– sopii 50 mm ja 80 mm levyisiin nauhoihin
- EU446003 NRX® valmiiksi leikattu tarra · Musta · 5 kpl/pack
– sopii 110 and 300 mm levyisiin nauhoihin



NRX® Tarranauha rullassa, matala profiili

NRX®-tarranauhaa on saatavilla myös rullana, josta tarraa on helppo leikata sopivan mittaiseksi..

- EU445060 NRX® Itsetarrautuva tarra · 50 mm x 25 m rulla
· Läpinäkyvä
- EU445061 NRX® Tarra · 50 mm x 25 m rulla · Musta
- EU445161 NRX® Vahva tarra · 50 mm x 25 m rulla · Musta



NRX® Elastinen tarranauha

NRX® Elastinen tarranauha tarjoaa korkean luokan tukea ja kompressiota. Sitä voidaan käyttää vartalossa ja lantiossa kompensoimaan ja tukemaan lonkkaa tai alaselkää. Se on myös erinomainen antamaan lisäkompressiota muiden NRX® -nauhojen päällä.

- EU445070 NRX® Elastinen tarranauha · 50 mm x 25 m rulla · Musta




Vertaa materiaaleja ja ominaisuuksia

 NRX® Strap	 NRX® Strap Colors	 NRX® Strap Double	 NRX® Strap PLUS	 ARX® Strap
<ul style="list-style-type: none"> • Keskitason tuenta • Suuri elastisuus • Sisäpinta luo kitkaa ihoa vasten ja auttaa nauhaa tarttumaan iholle 	<ul style="list-style-type: none"> • Keskitason tuenta • Suuri elastisuus • Sisäpinta luo kitkaa ihoa vasten ja auttaa nauhaa tarttumaan iholle 	<ul style="list-style-type: none"> • Keskitason tuenta • Rajoitettu elastisuus • Ei kitkaa lisäävää sisäpintaa 	<ul style="list-style-type: none"> • Vahva tuenta • Ei-elastinen • Sisäpinta luo kitkaa ihoa vasten ja auttaa nauhaa tarttumaan iholle 	<ul style="list-style-type: none"> • Keskivahva tuenta • Vähäinen joustavuus • Hengittävä
<p>Käytetään kaikenlaisissa perussovelluksissa, missä haluat hyvän kitkavaikutuksen iholle.</p>	<p>Käytetään kaikenlaisissa perussovelluksissa, missä haluat hyvän kitkavaikutuksen iholle.</p>	<p>Käytetään ankkurina lantion luun yläpuolella tai pyörivänä hihnana. Voidaan käyttää myös vartalon ympärillä, jos ihon kitkaa ei tarvita.</p>	<p>Käytetään NRX® Strap ja NRX® Strap Doublen päällä tuen lisäämiseksi</p>	<p>Voidaan käyttää kaikissa raajoissa helpon tuen ja suojauksen aikaansaamiseksi.</p>
30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
EU446030 30 mm x 3,1 m ■ Musta	EU446230 30 mm x 3,1 m ■ Sininen	EU447030 30 mm x 3,1 m ■ Musta	EU449030 30 mm x 3,1 m ■ Musta	EU448030 30 mm x 3,1 m ■ Musta/Harnaa
50 mm	EU446330 30 mm x 3,1 m ■ Punainen	50 mm	50 mm	50 mm
EU446050 50 mm x 3,1 m ■ Musta	50 mm	EU447050 50 mm x 3,1 m ■ Musta	EU449050 50 mm x 3,1 m ■ Musta	EU448050 50 mm x 3,1 m ■ Musta/Harnaa
110 mm	EU446250 50 mm x 3,1 m ■ Sininen	110 mm	80 mm	110 mm
EU446110 110 mm x 3,1 m ■ Musta	EU446350 50 mm x 3,1 m ■ Punainen	EU447110 110 mm x 3,1 m ■ Musta	EU449080 80 mm x 3,1 m ■ Musta	EU448110 110 mm x 3,1 m ■ Musta/Harnaa
Katso lisää NRX® Strap sivuilla 4–5	110 mm	300 mm	110 mm	Katso lisää ARX® Strap sivulta 8
	EU446210 110 mm x 3,1 m ■ Sininen	EU447300 300 mm x 3,1 m ■ Musta	EU449110 110 mm x 3,1 m ■ Musta	
	EU446310 110 mm x 3,1 m ■ Punainen Katso lisää NRX® Strap Colors sivuilla 4–5	Katso lisää NRX® Strap Double sivulta 6	Katso lisää NRX® Strap PLUS sivulta 7	

NRX[®] BY MEDIROYAL STRAP KITS

The NRX[®] Strap Kits for fast and easy applications. For more information visit www.mediroyal.se



NRX[®] is a registered trademark of Mediroyal Nordic AB, Sweden
© Mediroyal Sweden AB 2019


Tukikohta
Palvelevä apuvälineliike

Turun Tukikohta Oy
www.turuntukikohta.fi
tilaus@turuntukikohta.fi
p.0207619030

Orthoses are our passion

mediroyal 

Mediroyal Nordic AB
Box 7052 · Staffans väg 6B · SE-192 07 Sollentuna · Sweden
info@mediroyal.se · www.mediroyal.se