



Tuotekuvasto

TURUN TUKIKOHTA 2019

TUOTEKUVASTO 2019

Kaulatuet | Olka- / kyynärtuet | Ranne- ja käsituet | Selkätuet
Lonkkatuet | Polvituet | Nilkka- / jalkatuet | Lastentuet

TUOTEKUVASTO 2019

- 3 Yhteistyötahot
- 4 Yhteystiedot / Henkilökunta
- 5 Yritysesittely
- 6 Tuoteluettelo
- 138 Yksilölliset tuotteet



Yhteystiedot / Henkilökunta

Turun Tukikohta Oy

Puutarhakatu 17, 20100 Turku

020 761 9030 | tilaus@turuntukikohta.fi | etunimi.sukunimi@turuntukikohta.fi



Kari Ridanpää

Toimitusjohtaja
Apuvälineteknikko



Tane Vaskelainen

Fysioterapeutti



Markus Lindeqvist

Fysioterapeutti



Outi Haavisto

Fysioterapeutti



Elina Liinanotko

Fysioterapeutti, BBA



Jari Oksanen

Fysioterapeutti



Santeri Alasmäki

Fysioterapeutti



Ida Liukkala

Fysioterapeutti ja apuvälineteknikko

Minna Kopsa

Ortopedisuutari

Porin Tukikohta Oy

Itsenäisyydenkatu 35
28130 PORI

Puhelin 020 761 9036
pori@turuntukikohta.fi



Marika Lehtonen

Kuntohoitaja



Jarno Alanen

Fysioterapeutti



TURUN TUKIKOHTA

Turun Tukikohta on vuonna 1988 perustettu apuvälinealan yritys. Olemme erikoistuneet tukien ja ortoosien myyntiin ja valmistukseen. Tehtävänämmä on auttaa liikkumisessa apua tarvitsevia ihmisiä. Meillä on myymälät Turussa ja Porissa, lisäksi toimimme tukitoimittajana niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla ympäri Suomen.

Valikoimassamme ovat niin valmis- kuin yksilölliset tukiratkaisut. Tuet auttavat asiakkaitamme liikkumaan enemmän ja paremmin, kuntoutumaan nopeammin, välttämään uusia vammoja tai auttamaan kivunhoidossa.

Valmistueta hankimme laajalta tukivalmistajaverkostolta. Eri valmistajilta olemme valinneet myyntiin vain laadukkaimmat ja toimivimmat ratkaisut. Emme ole sidoksissa mihinkään tukivalmistajaan, joten voimme hyödyntää tukimaailman parhaat tuotteet asiakkaittemme hyväksi.

Yksilölliset apuvälineet valmistamme käsityönä omassa pajassamme. Ortopedisten jalkineiden suutarin työn teetämme alihankintana. Käytämme korkealaatuisia materiaaleja ja hyödynnämme alan uusimpia ratkaisuja. Erityisesti yksilölliset ortopediset jalkineet, -tukipohjalliset, -ortoosit ja tukisukat ovat vahvuuksiamme. Pitkä kokemus tuo mukanaan taitoa suoriutua erinomaisesti myös harvinaisemmissa yksilöllisissä tukitarpeissa.

Vuonna 2016 avasimme myös verkkokaupan palvelemaan asiakkaitamme yhä paremmin ympäri Suomen. Olemme valikoineet verkkokauppaamme vain verkkokauppaan sopivat kevyet tuotteet. Kaikki verkkokauppaamme tuotteet ovat varastossa, joten niiden toimitus on nopeaa. Meille asiakkaan palvelu on tärkeää. Verkkokaupassa asiakasta palvelee Symptom Checker -palvelu, jonka avulla autamme asiakkaan löytämään oikean tuen tai ratkaisun vaivaansa.

Teitä palvelee,

Tukikohdan henkilökunta

Yksilöllisten & valmistukien ammattilainen.

Hyvä asiakkaamme,

pitelet käsissäsi Tukikohdan ensimmäistä omaa tuotekuvastoa.

Olemme koonneet tuotekuvastoomme markkinoiden parhaat ja kilpailukykyisimmät tuotteet.

Nämä tuotteet ovat hyväksi koettuja ja laadukkaita. Ne kattavat laajasti tukitarpeen tilanteeseen kuin tilanteeseen. Tuotekuvastomme tuotteiden toimitusajat ovat nopeita - ne ovat joko suoraan varastossamme tai vähintään nopeasti saatavissa.

Mikäli kaipaat jotain tuotekuvastostamme puuttuvaa tuotetta, älä epäröi kysyä. Toimitamme kaikki toimittajiemme tuotteet kuten ennenkin. Toimittajamme näet sivulla 3.

Ammattitaitoinen henkilökuntamme palvelee teitä mielellään kaikissa tukiin ja ortooseihin liittyvissä kysymyksissä.



Kaulatuett

s. 8



Olka- ja kyynärtuet

s. 16



Ranne- ja käsituet

s. 31



Selkätuett

s. 54



Lonkkatuett

s. 74



Polvituett

s. 78



Nilkka- ja jalkatuett

s. 100



Lastentuett

s. 124

Kaulatuet

Jäykät kaulatuet

- 09** Vista CTO4
- 09** Vista MP
- 10** Miami J Advanced
- 11** Miami J
- 12** Pacific
- 12** California Tracheotomy Collar

Pehmeät kaulatuet

- 13** Soft Collar
- 13** Reinforced Collar
- 14** Cervilight Soft
- 14** Form Fit Cervical Collar
- 15** Cervilastic
- 15** Cervi-HiT



Vista CTO4

Art. 984550 | Aspen

Vista CTO4 on kaulan ja rintarangan yhdistelmäortoosi. Tukea käytetään, kun halutaan optimaalinen tuenta kaula- ja rintarangalle.

Käyttöaiheet:

- Kaula- ja rintarangan tuenta tasoilla C1-T2
- Akuutit vammat
- Postoperatiivinen tuenta
- Degeneratiiviset muutokset

Ominaisuudet ja edut:

- Etuosa säädettävissä 6 eri korkeudella
- MultiPost -takaosa säädettävissä 3 eri kulmaan
- Säädettävä ja irrotettava rinta- ja selkäosa
- MRI-yhteensopiva
- Ekstensio, fleksio ja rotaatiotuenta
- Erillinen etu- ja takaosa
- Pestävissä ja pehmusteet vaihdettavissa
- Pehmuste on vaahtomuovia ja puuvillaa, jotka pitävät ihon kuivana
- Iso trachea-aukko
- Voidaan keventää kuntoutuksen edetessä CTO2 tai Vista MP malleihin

Tilastiedot:

Tuotenumero	Kuvaus	Koko
984550	Vista CTO	1 koko
984520	Pehmustesetti	1 koko



Vista MP

Art. Art. 984200 | Aspen

Edistykellinen säädettävä kaulatuki. Tuki on mahdollista yhdistää rintarangan yläosaa tukeviin Vista CTO ja Vista CTO4 malleihin.

Käyttöaiheet:

- Kaularangan tuenta välillä C1-C7
- Akuutit vammat
- Postoperatiivinen tuenta
- Degeneratiiviset muutokset

Ominaisuudet ja edut:

- Etuosa säädettävissä 6 eri korkeudella
- MultiPost -takaosa säädettävissä 3 eri kulmaan
- Vaihdettavat, ilmavat pehmusteet (vaahtomuovi, puuvilla)
- Tuen muotoilu tasaa paineen ja ehkäisee painehaavoilta
- Tuen voi yhdistää Vista CTO malleihin
- Trachea-aukko

Tilastiedot:

Tuotenumero	Kuvaus	Koko
984200	Vista MP	1 koko
984220	Pehmustesetti	1 koko



Miami J Advanced

Art. MJA-101 | Össur

Markkinoiden paras, säädettävä yhden koon, ihoystävällinen kaulatuki

Käyttöaiheet:

- Posttraumaattinen hoito
- Stabiilit kaularangan murtumat
- Kaularangan spondyliitti ja spondyloosi
- Kaularangan nivelreuma ja osteoartroosi
- Välilevytyrä
- Postoperatiivinen hoito
- Liikehermosolusairaudet

Ominaisuudet ja edut:

- Ainutlaatuinen mekanismi koon säätämiseen tekee yksilöllisestä sovittamisesta helppoa ja varmistaa oikean istuvuuden sekä vähentää varastoinnin tarvetta
- Biotekninen materiaali minimoi painekohdat niille alttiilla alueilla: leuassa, takaraivossa, epäkkäässä ja solisluussa
- Sternaalituki jakaa paineen ja se voidaan poistaa kokonaan, jolloin tuen etuosan irrottaminen on mahdollista
- Turvalliset pikalukitusnapit estävät korkeuden säädön vahingossa
- Patentoitu Flex-Edge®-tekniikka ja pehmeät, ylivaletut reunat muotoutuvat joustavasti potilaan takaraivon anatomiaan
- Läpinäkyvä röntgen-, MR- ja CT-kuvissa
- Voidaan keventää kuntoutuksen edetessä CTO2 tai Vista MP malleihin

Tilaustiedot:

Kokoluokitus:

Yksi säädettävä koko kaikille vartalotyypeille

Tuotenumero	Kuvaus
MJA-101	Miami J Advance
MJAR-101	Miami J Advanced + varapehmustesarja
MJAP-101	Pehmustesarja



Miami J

Art. MJ-200 – MJ-500 | Össur

Markkinoiden paras, säädettävä yhden koon, ihoystävällinen kaulatuki

Käyttöaiheet:







- Posttraumaattinen hoito
- Stabiilit kaularangan murtumat
- Kaularangan spondyliitti ja spondyloosi
- Kaularangan nivelreuma ja osteoartroosi
- Välilevytyrä
- Postoperatiivinen hoito
- Liikehermosolusairaudet

Ominaisuudet ja edut:

- Antibakteerinen Sorbatex-pehmuste lisää tuen käyttömukavuutta
- Suunniteltu minimoimaan painekohdat niille alttiilla alueilla: takaraivossa, leuassa, epäkkäässä ja solisluussa
- Voidaan säätää painikkeiden avulla miellyttävästi takaraivoa vasten
- Sternaalituki voidaan poistaa tarvittaessa
- Läpinäkyvä röntgen-, MR- ja CT-kuvissa

Kokoluokitus:

Koko valitaan vartalotyyppiin ja kaulan mallin mukaan – ei henkilön koon mukaan. Kuusi vartalotyyppiin perustuvaa kokoa:

200 S Super Short 10 %	250 XS 5 %	200 L Stout 15 %	500 Tall 10 %	400 Regular 30 %	300 Short 30 %
Onko potilaan kaula kyfoottinen (leuka kohti rintaa)?	Onko potilaan kaula erittäin lyhyt, pieni?	Onko potilaan kaulan- ympäryys erittäin suuri?	Onko potilaan kaula pitkä?	Onko potilas nainen?	Kaikki muut aikuiset?
					
<ul style="list-style-type: none"> • Kyfoottinen • Leuka kohti rintaa • Geriatrinen • Osteoporoosi ja/tai selkärankareuma 	<ul style="list-style-type: none"> • Erittäin lyhyt, pieni kaula • Ensi sijassa naiset • Usein aasialaista syntyperää olevat henkilöt • Harvinainen 	<ul style="list-style-type: none"> • Erittäin suuri kaulan- ympäryys • Ylipainoinen/tukeva • "Kaulaton" • Harteikas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pitkä kaula • "Joutsenkaula" • Nuoret naiset • Nuoret miehet 	<ul style="list-style-type: none"> • Naiset • Vakiokoko aikuisille naisille • Hentorakenteiset aikuiset miehet 	<ul style="list-style-type: none"> • Vakiokoko aikuisille miehille • Naiset, joilla on lyhyt kaula

Koko	Tukisarja*	Tuki	Takaosa	Etuos
Super Short	MJR-200S	MJ-200S	MJ-400BK	MJ-200SFRT
Stout	MJR-200L	MJ-200L	MJ-200BK	MJ-200LFRT1
XS	MJR-250	MJ-250	MJ-250BK	MJ-250SFRT
Short	MJR-300	MJ-300	MJ-300BK	MJ-300FRT
Regular	MJR-400	MJ-400	MJ-400BK	MJ-400FRT
Tall	MJR-500	MJ-500	MJ-500BK	MJ-500FRT

Miami J:n etu- ja takakappaleita voi yhdistää vapaasti. Koko on valittava potilaan kaulan pituuden, ei vartalon koon mukaan. *Jokaisen sarjan mukana toimitetaan yksi ylimääräinen pehmustesarja.

Jäykät kaulatuet



Pacific

Art. 20625 | Camp

Kahden kokoluokan säädettävä kaulatuki

Käyttöaiheet:

- Posttraumaattinen ja -operatiivinen hoito
- Kaularangan instabiliteetti
- Niskan kiputilat

Ominaisuudet ja edut:

- Polyeteenistä valmistettu kaksiosainen kaularangantuki, kiristys tarranauhoilla
- Korkeuden säätö kahden muoviruuvin avulla
- Anatominen, painetta tasaava muotoilu
- Pehmuste on ilmava, saumaton, pestävä ja vaihdettavissa

Tilaustiedot:

Tuotenumero	Kuvaus	Koko
20625	Pacific-kaulatuki	Small/Medium
20625	Pacific-kaulatuki	Medium/Large
20626	Lisäpehmuste	Small/Medium
20626	Lisäpehmuste	Medium/Large



California Tracheotomy Collar

Art. 79-831xx | Donjoy / Procare

Anatomisesti muotoiltu kova kaulatuki

Käyttöaiheet:

- Posttraumaattinen ja -operatiivinen hoito
- Välilevytyrä
- Kaularangan spondyloosi tai spondyliitti
- Kaularangan nivelreuma ja osteoartroosi

Ominaisuudet ja edut:

- Esimuotoiltu, Plastazote-vahtomuovimateriaalista valmistettu kaularankaortoosi
- Trakeostomia-aukko ortoosin edessä
- Tukee kaularangan neutraaliasentoon tukien omatoimisuutta ja kuntoutumista
- Vettä hylkivä materiaali. Sopii vesiterapiaan ja kylpyyn.

Tilaustiedot:

Tuote-numero	79-83122	79-83123	79-83125	79-83127	79-83133	79-83135	79-83137	79-83143	79-83145	79-83147	79-83153	79-83155	79-83157
Tuen korkeus cm	5,7	5,7	5,7	5,7	8,3	8,3	8,3	10,8	10,8	10,8	13,3	13,3	13,3
Kaulan ympäryys cm	17,5-25,5	25,5-33	33-40,5	40,5-48	25,5-33	33-40,5	40,5-48	25,5-33	33-40,5	40,5-48	25,5-33	33-40,5	40,5-48
Koko	Ped / XS	S	M	L	S	M	L	S	M	L	S	M	L



Soft Collar

Art. 1180 | Orthocare

Anatominen pehmeä kaulatuki

Käyttöaiheet:

- Kaularangan venähdys/revähdyt
- Trauman jälkeiset ja degeneratiiviset vaivat kaularangassa
- Kaularangan alueen välilevyvaivat
- Spasmit
- Jännityspäänsärky


Ominaisuudet ja edut:

- Hengittävä mikrokuitukangas
- Tukeva vaahtomuovi
- Tarranauhakiinnitys
- Lämmittävä vaikutus
- Väri: musta, saatavilla myös beige

Kokoluokitus:

Korkeus mitataan rintalastan kuopasta leukaan. (kuva 2).

- Koko 1 = 6cm
- Koko 2 = 8cm
- Koko 3 = 10cm



Tuotenumero	Koko	Korkeus
1180-1	1	6cm
1180-2	2	8cm
1180-3	3	10cm



Reinforced Collar

Art.1170 | Orthocare

Pehmeä kaularangantuki jäykistävällä muovivahvisteella vahvempaan tuentaan. Muuten sama tuki kuin Soft Collar art. 1180.

Tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Korkeus
1170-1	1	6cm
1170-2	2	8cm
1170-3	3	10cm

Pehmeät kaulatuet



Cervilight Soft

Art. M.8304 | Orthoservice

Anatominen pehmeä kaulatuki

Käyttöaiheet:

- Lievät rangan muutokset, esim. whiplash -vammat
- Niskan jäykkyys
- Niskasta johtuva asentohuimaus
- Kaularangan artroosi

Ominaisuudet ja edut:

- Korkeusvaihtoehdot: 6-8-10-12cm, pituusvaihtoehdot S-L
- Ydin valmistettu keskitiheyksisestä vaahtomuovista
- Neulottu päällinen
- Tarranauhakiinnitys niskassa
- Pestävissä (30°C)

Kokoluokitus:

Korkeus mitataan rintalastan kuopasta leukaan.

Koko	S	S	S	S	M	M	M	M	L	L	L	L
Kaulan ympäryys cm	28-34	29-35	30-36	31-37	30-36	31-37	32-38	33-39	36-44	37-46	39-49	39-49
Tuen pituus cm	47	49	50	52	50	52	54	56	58	60	64	64
Tuen korkeus cm	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	12	12



Form Fit Cervical Collar

Art. 79-830xx | Donjoy / Procure

Anatominen pehmeä kaulatuki

Käyttöaiheet:

- Kaularangan lievät venähdykset
- Leikkauksen jälkeinen kuntoutus
- Kaularangan artroosi

Ominaisuudet ja edut:

- Korkeusvaihtoehdot: 5-8-10-11 cm, pituusvaihtoehdot XXS-XXL
- Ydin valmistettu solumuovista, vaihtoehdot keskitiheä tai kova
- Neulottu päällinen
- Tarranauhakiinnitys niskassa
- Käsinpesu kylmällä vedellä

Kokoluokitus:

Korkeus mitataan solisluun yläreunasta leukaan.

Tuote-numero	79-83011	79-83012	79-83013	79-83014	79-83015	79-83016	79-83017	79-83018	79-83019	79-83003	79-83004	79-83005	79-83006	79-83007	79-83008	79-83009
Tiheys	Keskitiheä	Keskitiheä	Keskitiheä	Keskitiheä	Keskitiheä	Keskitiheä	Keskitiheä	Keskitiheä	Keskitiheä	Kova	Kova	Kova	Kova	Kova	Kova	Kova
Kaulan ympäryys cm	18-31	23-33	28-41	38-51	33-46	41-53	38-51	41-51	43-56	28-41	38-51	33-46	41-53	38-51	41-51	43-56
Tuen pituus cm	36	42	47	56	51	58	57	61	61	47	56	51	58	57	61	61
Tuen korkeus cm	5	5	8	8	10	10	11	11	5	8	8	10	10	11	11	5
Koko	XXS	XS	S	S-Long	M	M-long	L	XL	Long/Nar	S	S-Long	M	M-long	L	XL	Long/Nar



Cervilastic

Art. 0273x | Sporlastic

Anatominen pehmeä kaulatuki

Käyttöaiheet:

- Kaularangan venähdys/revähdys
- Trauman jälkeiset ja degeneratiiviset vaivat kaularangassa
- Kaularangan alueen välilevyvaivat
- Spasmit
- Jännityspäänsärky

Ominaisuudet ja edut:

- Tukee kaularankaa ja rentouttaa lihaksia
- Lämmittävä vaikutus
- Anatominen muotoilu
- Miellyttävä laadukas, pehmeäkö materiaali
- Tarranauhakiinnitys
- Väri: musta-sininen

Koko- ja tilaustiedot:

Korkeus mitataan rintalastan kuopasta leukaan

Tuotenumero	Korkeus	Kaulan ympäryys
02734	4,5cm	33-56cm
02735	6,5cm	33-56cm
02736	7,5cm	33-56cm
02737	9,0cm	33-56cm
02738	11,0cm	33-56cm



Cervi-HiT

Art. 0271x | Sporlastic

Pehmeä kaularangantuki jäykistävällä muovivahvisteella vahvempaan tuentaan. Muuten sama tuki kuin Cervilastic art. 0273x. (kts. yllä)

Koko- ja tilaustiedot:

Korkeus mitataan rintalastan kuopasta leukaan

Tuotenumero	Korkeus	Kaulan ympäryys
02716	7,5cm	33-56cm
02717	9,0cm	33-56cm
02718	11,0cm	33-56cm

Olka- & kyynärtuet

Olkatuet

- 17 Softab 45/70°
- 17 Extra-S
- 18 Omoplus 2.0
- 18 Should Top II
- 19 Quick Fit Shoulder Immobilizer
- 19 Shouldfix II
- 20 Medi Armslinge
- 20 Clinical Shoulder Immobilizer
- 21 Deluxe Arm Sling
- 21 Acro Comfort
- 22 NeuroLux II

Kyynärtuet

- 23 Medi Epico ROMs
- 23 Elbo
- 24 X-Act™ ROM
- 25 Epidyn Aktiv
- 26 Epidyn Stabil
- 27 Epiforce
- 27 Epi-Hit
- 28 Medi Epibrace
- 28 Cubidyn
- 29 Epicare



Softab 45/70°

Art. M.84500 / M.84501 | Orthoservice

Olkapäätuksi 45° tai 70° abduktiolla

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivinen tuenta rotator cuff operaation jälkeen
- Hermovammojen hoito
- Tuberculum majus fraktuurat pienellä dislokaatiolla
- Postoperatiivisesti endo- ja arthroprostetia hoidon jälkeen

Ominaisuudet ja edut:

- Tukeva tukityyny
- Tukityynyn ja vartaloremmin pintamateriaali nylonia, johon tarrat helppo kiinnittää.
- Abduktiotyyny asennettavissa 45° tai 70° kulmaan
- Tuen mukana kannattaa tilata käsi/rannelasta (M.84500/A)

Tilaustiedot:

* Koko määrittyy henkilön pituuden mukaan

Tuotenumero	M.84500	M.84501
Koko	Normaali	XL
Henkilön pituus*	< 185cm	>185cm
Ranne-/tukilasta	M.84500/A	M.84500/A



Extra-S 15°/30°

Art. M.E113 - M.E116 | Orthoservice

Olkapään ulkorotaatiotyyny 15° tai 30° ulkorotaatiolla

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivinen tuenta ulkorotaatiolla rotator cuff -, glenoid labrum-, nivelkapselin kiristys ja pehmytkudosoperaatioissa
- Alkuvaiheen konservatiivinen hoito olkapään luksaatioissa

Ominaisuudet ja edut:

- Kahta mallia: tukityynyä 15° ja 30° tukityynyllä
- Tukityyny valmistettu tukevasta vaahtomuovista, pintamateriaalissa hopeaa ihoystävällisyyden takaamiseksi
- Tukityyny etu- ja takatuennalla optimaalisen tuennan saavuttamiseksi
- Käsipussi tehty hengittävästä materiaalista
- Klipsikiinnitys ja hihnojen pituus tarroilla säädettävissä
- Peukaloremmin ja terapiapallo kädelle
- Vasen ja oikea puoli erikseen

M.E113: 15° tukityyny oikea
M.E114: 15° tukityyny vasen
M.E115: 30° tukityyny oikea
M.E116: 30° tukityyny vasen

Tilaustiedot:

* Kyynärvarren pituus mitataan kyynärpästä sormien tyveen ulottuvalla mitalla.

Tuotenumero	Koko	Kyynärvarren pituus
M.E113-E116	S	< 34cm
M.E113-E116	M	35 - 39cm
M.E113-E116	L	> 40cm

Olkatuet



Omoplus 2.0

Art. M.90080 | Orthoservice

Olkapäätuuki 10° abduktiopalalla ja uudella kiristysmekanismilla, joka pitää leikatun puolen hartian alhaalla fysiologisessa asennossa

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivinen tuenta rotator cuff -, glenoid labrum -, nivelkapselin kiristys- ja pehmytkudosoperaatioissa

Ominaisuudet ja edut:

- Uusi kiristysmekanismi hartiatuella ja hihnojen nivelillä takaa olkapään fysiologisen asennon
- Selkäpuolen hihnojen kolmiomainen muoto varmistaa olkapään hyvän tuen
- Hihnat tarroilla säädettävät
- Abduktiopalan pintamateriaalissa hopeaa ihoystävällisyyden takaamiseksi
- Vartaloremme pikakiinnityksellä ja tarrasäädöillä
- Peukaloremme ja terapiapallo kädelle
- Väri musta

Tilastiedot:

* Koko mitataan kyynärpästä sormien tyveen ulottuvalla mitalla.

Tuotenumero	M.90080	
Koko	S	L
Kyynärvarren pituus *	< 38cm	>39cm
Kyynärvarren maks. ympärysmitta	<32cm	>29cm



Should Top II

Art. M.E111 / M.E211 | Orthoservice

Olkapäätuuki 10° tai 15° abduktiopalalla

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivinen tuenta rotator cuff -, glenoid labrum -, nivelkapselin kiristys- ja pehmytkudosoperaatioissa

Ominaisuudet ja edut:

- Tukityyny valmistettu tukevasta vaahtomuovista, pintamateriaalissa hopeaa ihoystävällisyyden takaamiseksi
- Tukityyny etu- ja takatuennalla optimaalisen tuennan saavuttamiseksi
- Käsipussi tehty hengittävästä materiaalista
- Klipsikiinnitys ja hihnojen pituus tarroilla säädettävissä
- Peukaloremme ja terapiapallo kädelle
- Abduktio 10 tai 15 astetta
- Puolieroton

Koko- ja tilastiedot:

Kyynärvarren pituus mitataan kyynärpästä sormien tyveen ulottuvalla mitalla.

Tuotenumero	Abduktio	Koko	Kyynärvarren pituus
M.E111	10°	S	< 38cm
M.E111	10°	L	> 39cm
M.E211	15°	S	< 38cm
M.E211	15°	L	> 39cm



Quick Fit Shoulder Immobilizer

Art. 06AB | Donjoy / Aircast

Uusi yleiskäyttöinen kantoside 15° abduktiotyynyllä tai ilman.

Käyttöaiheet:

- Olkapään, humeruksen ja solisluun murtumat
- Postoperatiivinen tuenta
- Abduktiotyynyn käyttöä harkitaan, kun halutaan vähentää olkanivelen kudosten venytystä postoperatiivisesti tai -traumaattisesti

Ominaisuudet ja edut:

- Hengittävä ja miellyttävä käsivarren pussi
- Helppo avata ja sulkea pikalukosta
- Vartaloremmi
- Puolieroton, 1 kokoluokka: koko säädettävissä käsivarren pussia taittamalla ja siirtämällä olkaremmiin kiinnityskohtaa tarralla
- Kantositeen yläremmi avattavissa, peukaloremmi ja terapiapallo verenkiertoa edistäviä harjoituksia varten

Tilaustiedot:

Koko mitataan kyynärpästä sormien tyveen ulottuvalla mitalla.

Tuotenumero	Min. pituus	Maks.pituus	Syvyys
06AB	26,5cm	43cm	18cm
06A (vain kantoside)	26,5cm	43cm	18cm



Shouldfix II

Art. M.8412 | Orthoservice

Tukeva kantoside olkapään ja käden tuentaan.

Käyttöaiheet:

- Humeruksen murtumat
- Olkapään sijoiltaanmenot ja venähdykset
- Postoperatiivinen tuenta humerusmurtuman tai sijoiltaanmenon jälkeen
- Postoperatiivinen tuenta bicepsin pitkän pään jännerepeämin korjausleikkauksen jälkeen

Ominaisuudet ja edut:

- Pehmustettu, miellyttävä käsivarren pussin ja vartaloremmin materiaali
- Irrallinen kyynärpäälle tuki
- 1 kokoluokka
- Väri musta
- Puolieroton

Tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko
M.8412	Universaali



Medi Armslinge

Art. R.040.G09 | Medi

Tukeva vartaloremillinen kantoside olkapään ja käden tuentaan.

Käyttöaiheet:

- Olkapään, humeruksen ja kyynärpään postoperatiivinen tuenta
- Olkapään sijoiltaanmenot ja venähdykset

Ominaisuudet ja edut:

- Tukeva ja miellyttävä käsivarren pussi
- Vartaloremmi
- 1 kokoluokka: koko säädettävissä käsivarren pussia taittamalla ja siirtämällä olkaremmiin kiinnityskohtaa tarralla
- Väri tumman harmaa
- Puolieroton

Tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko
R.040-G09	Universaali



Clinical Shoulder Immobilizer

Art. 79-8401x | Donjoy / Procure

Kantoside vartaloremillä olkapään vamman tai operaation jälkeiseen immobilisaatioon

Ominaisuudet ja edut:

- Materiaali puuvillaa/polyesteriä, joustava hihna ja tarrakiinnitys
- Sopii sekä oikeaan että vasempaan käteen
- Pehmustettu olkapäähihna

Tilaustiedot:

Kokoluokka määrittyy kyynärvarren pituudella kyynärpästä ranteeseen.

Tuotenumero	Syvyys x pituus	Koko
79-84012	15 x 28 cm	XS
79-84013	18 x 33 cm	S
79-84015	20,5 x 38 cm	M
79-84017	23 x 46 cm	L
79-84018	25,5 x 51 cm	XL



Deluxe Arm Sling

Art. 79-8400x | Donjoy / Procure

Kantoside sijoiltaan menon hoitoon ja leikkauksen jälkeiseen immobilisaatioon

Käyttöaiheet:

- Olka- ja kyynärnivelen tuenta vamman tai operaation jälkeen

Ominaisuudet ja edut:

- Materiaali puuvillaa/polyesteriä, joustava hihna ja tarrakiinnitys
- Kantositeen siirtymisen estävä peukalosilmukka
- pehmustettu olkapäähihna

Tilaustiedot:

Kokoluokka määrittyy kyynärvarren pituudella kyynärpästä ranteeseen

Tuotenumero	Syvyys x pituus	Koko
79-84001	16,5 x 21 cm	Ped / XXS
79-84002	18 x 28 cm	XS
79-84003	19 x 32 cm	S
79-84005	20,5 x 38 cm	M
79-84007	21,5 x 44,5 cm	L
79-84008	23 x 51 cm	XL



Acro Comfort

Art. 5055 | OttoBock

Markkinoiden toimivin elastinen olkapäätuksi

Käyttöaiheet:

- Akuutit ja krooniset olkapään kiputilat
- Rotator Cuffin degeneraatio
- Lievät epästabiilin olkapään vaivat
- Olkapään postoperatiivinen tukeminen (esim. artroscopian jälkeen)
- Olkapään alueen lihasten venähdykset
- Olkapään jännevaivat

Ominaisuudet ja edut:

- Anatomisesti muotoiltu olkapään tuki
- Valmistettu lämpöä säätelevästä ja miellyttävästä materiaalista
- Hihnat mahdollistavat tukevuuden säädön
- Silikonipinnoite auttaa tukea pysymään paikoillaan
- Sopii oikealle ja vasemmalle puolelle

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Hauiksen ympäryys
5055	Acro Comfort	XS	24 - 28cm
5055	Acro Comfort	S	28 - 32cm
5055	Acro Comfort	M	32 - 35cm
5055	Acro Comfort	L	35 - 38cm
5055	Acro Comfort	XL	38 - 42cm



NeuroLux II

Art. 07261 | Sporlastic

Toiminnallinen ortoosi olkanivelen stabiloimiseksi ja uudelleen keskittämiseksi.

Käyttöaiheet:

- Olkapään konservatiivinen hoito
- Olkapään subluksaatio
- Vammat, joissa halutaan tukea olkaniveltä ja estää hermojen/ jänteiden venyntyminen
- Kipu, heikkous ja/tai rajoittunut liikkuvuus olkanivelessä ja yläraajan lihaksissa liittyen
 - hemiplegiaan
 - plexus vammaan
 - cranio-cerebraalinen traumaan
 - kaularangan traumaan
 - periferisen hermon vammaan

Ominaisuudet ja edut:

- Tukee olkanivelen omalle paikalleen korjaten subluksaatiota ja sisäkiertoa
- Lievittää kipua
- Estää jänteiden ja hermojen sekundäärisiä venytysvammoja
- Tuessa kaksi olkanivelen yli kulkevaa, nostavaa hihnaa ohjaamaan/ tukemaan olkanivelen asentoa
- Käsivarsiosa ulottuu kyynärvarren alueelle
- Säättöjen jälkeen käytettävissä yhdellä kädellä
- Valmistettu pehmeästä ja hengittävästä materialista

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy kyynärvarren paksuimman kohdan ympärysmittan ja rinnan (olkapää – vastakkainen kainalo) ympärysmittan mukaan.

Tuotenumero	Koko	Kyynärvarren ympäryys (cm)	Olkapää – kainalomitta (cm)
07261	1	< 25	< 90
07261	2	< 25	90-105
07261	3	< 25	105-125
07261	4	25-29	< 90
07261	5	25-29	90-105
07261	6	25-29	105-125
07261	7	29-35	< 90
07261	8	29-35	90-105
07261	9	29-35	105-125



Medi Epico ROMs

Art. R.032.x0x | Medi

Käyttöaiheet:

- Kyynärpään instabiliteetin konservatiivinen hoito
- Kyynärpään epikondylimurtumien hoito
- Radiumuksen pään murtumat (konservatiivinen tai operatiivinen hoito)
- Humeruksen distaalipään murtumat (konservatiivinen tai operatiivinen hoito)
- Kyynärnivel-proteesien postoperatiivinen hoito

Ominaisuudet ja edut:

- Ortoosi aikaiseen, yksilölliseen, toiminnalliseen kuntoutukseen ja hoitoon
- Liikeasetukset säädettävissä 0-120°, 10° portain
- Kontrolloitu liike mahdollistaa aikaisen mobilisoinnin ja parantaa näin nivelen liikkuvuutta ja nopeuttaa paranemista
- Innovatiiviset nyppypehmusteet: istuvat tiiviisti, antavat kevyen aktivoivan puristeen lihaksille stimuloiden aineenvaihduntaa ja estäen lihasjäykkyyttä
- Alumiininen runko pystytään muokkaamaan yksilöllisesti
- Kyynärvarren pituus säädettävissä yksilöllisesti
- Vasen ja oikea erikseen

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy kyynärvarren pituuden mukaan (kyynärpää-rystyset)

Tuotenumero	Koko	Kyynärvarren pituus
R.032.002	S	<29cm
R.032.004	L	29-42cm

0=määrittää puolen: 2=vasen, 3=oikea



Elbo

Art. M.B1014 | Orthoservice

Kyynärortoosi liikelaajuutta säätävällä nivelellä

Käyttöaiheet:

- Yksinkertaiset murtumat kyynärpäässä, humeruksen distaaliosassa, radiuksessa tai ulnan proksimaaliosassa
- Post-operatiivinen immobilisaatio jänneiden tai ligamenttien korjausleikkausten jälkeen
- Kuntoutumisen tueksi konservatiivisen tai kirurgisen hoidon jälkeen
- Kyynärpään dislokaatiot
- Yliojentumisongelmat
- Trauman jälkihoito

Ominaisuudet ja edut:

- Mansettien asentösäätö
- Pehmustetut muovi osat takaavat napakan istuvuuden
- hokontaktissa olevissa kangasmateriaaleissa antibakteerista hopeakuitua
- Runko alumiinia, saranaosa terästä
- Ekstensio säädettävissä välillä 0°-90°, 10° välein
- Fleksiosäätö 0°-120°, 10° välein
- Nivel on mahdollista lukita 0°-90° fleksioon 10° välein
- Vasen ja oikea puoli erikseen

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy olkavarren ja kyynärvarren paksuimman kohdan mukaan.

Tuotenumero	Koko	Vas/Oik	Olkavarren ympäryys	Kyynärvarren ympäryys
M.B1014	S	Vas/Oik	20-28cm	20-27cm
M.B1014	L	Vas/Oik	28-40cm	23-35cm



X-Act™ ROM

Art. 11-912x | Donjoy

X-Act™ ROM -kyynärortoosi on monikäyttöinen, helposti asetettava ja miellyttävä teleskooppisesti säätävä ortoosi, jolla liikelaajuutta voidaan rajoittaa tai suojata paremman hoitotuloksen saamiseksi.

Käyttöaiheet:

- Kyynärpään liikelaajuuden rajoittaminen tai suojaaminen trauman tai leikkauksen jälkeisessä hoidossa
- Stabiilit murtumat
- Olkavarren korjaus
- Lievät ja vakavat pehmytkudosvammat

Ominaisuudet ja edut:

- Uusi virtaviivainen, kevyt ja kestävä lateraalinen alumiininivel
- Käyttäjäsäätävät säädöt mahdollistavat liikelaajuuden tarkan säädön:
 - Fleksioasetukset -10°-120° 10 asteen portain
 - Ekstensioasetukset -10°-90° 10 asteen portain
 - Helppo pikalukitus 0°-90° 15 asteen portain
- Teleskooppinen pituussäätö (36-46cm)
- Olka- ja kyynärvarren tukimansetit taitellaan ja muotoillaan asiakkaan mittojen mukaan
- Mahdollistaa proksimaalisten ja distaalisten hihnojen itsenäisen
- Pehmusteet ovat pitävät ja hyvin muotoutuvat. ComfortForm™-plyysipehmuste saa ortoosin tuntumaan erittäin miellyttävältä pitkäaikaisessa käytössä
- Pikakiinnitteiset soljet on helppo lukita yhdellä kädellä
- Vasen ja oikea erikseen

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Kuvaus	Koko
11-9121	X-Act ROM Elbow Brace, oikea	Yksi koko
11-9122	X-Act ROM Elbow Brace, vasen	Yksi koko

Varaosat:

Tuotenumero	Kuvaus	Koko
25-6753	Hartiaremmi	Yksi koko
25-6757	Varapehmustesetti	Yksi koko
25-6758	Vararemmisetti	Yksi koko
25-6755	Tuen lukitussetti	Yksi koko
25-6756	Pronaatio/Supinaatio setti	Yksi koko



Epidyn Aktiv

Art. 07515 | Sporlastic

Puristetta antava elastinen kyynärnivelen tuki.

Käyttöaiheet:

- Kyynärnivelen tulehdus
 - krooninen (pitkittynyt tila)
 - vamman jälkitila (venähdys, nivelsidelöisyys)
 - leikkauksen jälkitila
- Tennis- tai golfkyynärpää (epicondylitis)
- Lievä kyynärnivelen kuluma, reuma
- Limapussin tulehdukset (bursitis)

Ominaisuudet ja edut:

- Tukee kyynärniveltä ja vähentää painetta jänteiden kiinnitysalueilta
- Silikoninen tukityyny nystyröillä antaa mikrohierontaa ja parantaa aineenvaihduntaa
- Vähentää kipua
- Irrallinen, lisäpainetta antava elastinen tarraremmi kyynärvarren yläosaan asennettavaksi
- Huippulaadukas, laakakudottu, hengittävä materiaali tuottaa tehokkaan ja miellyttävän puristeen
- Puolieroton
- Väri hopean harmaa

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy kyynärpään ympärysmittan mukaan.

Tuotenumero	Koko	Kyynärpään ympäryys
07515	S	< 26cm
07515	M	26-28cm
07515	L	28-30cm
07515	XL	30-32cm
07515	XXL	> 32cm



Epidyn Stabil

Art. 07517 | Sporlastic

Puristetta antava elastinen kyynärnivelen tuki sivuvahvikkeilla

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivinen ja konservatiivinen kuntoutus
- Kyynärpään sivusiteiden lievä epävakaus/löysyys
- Tennis- tai golfkyynärpää (epicondylitis)
- Lievä kyynärnivelen kuluma, reuma

Ominaisuudet ja edut:

- Tukee kyynärniveltä ja vähentää painetta jänteiden kiinnitysalueilta
- Spiraaliset sivutuet antavat kyynärnivellelle jonkin verran sivuttaistukea
- Silikoniset tukityynyt kyynärvarren lihasten päällä lateraalisesti ja mediaalisesti parantavat aineenvaihduntaa ja vähentävät painetta lihasten kiinnitysalueilta
- Vähentää kipua
- Parantaa kyynärnivelen proprioseptiikkaa
- Huippulaadukas, laakakudottu, hengittävä materiaali takaa tehokkaan ja miellyttävän puristeen
- Puolieroton
- Väri hopean harmaa

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy kyynärpään ympärysmitan mukaan.

Tuotenumero	Koko	Kyynärpään ympäryys
07517	S	< 23cm
07517	M	24-26cm
07517	L	27-29cm
07517	XL	30-32cm
07517	XXL	> 33cm



Epiforce

Art. 82-0253-x | Donjoy

Puristetta antava elastinen kyynärnivelen tuki. Tuessa silikoniset painetta kohdentavat tyynyt kyynärnivelen luiseen rakenteeseen muotoiltuna.

Ominaisuudet ja edut:

- Irrallinen elastinen tarraremmi kyynärvarren yläosaan asennettavaksi. Antaa lisää puristetta ja auttaa tennis- ja golfkyynärpään tuennassa.
- Kyynärtaipeen alueen neulos ja materiaalivalinnat on tehty niin että tuotteen käyttö on mukavaa
- Silikoniset tukityynyt auttavat vähentämään painetta kyynärvarren lihaksilta
- 3D muotoiltu neulos takaa tehokkaan puristeen
- Anatominen muotoilu ja puriste
- Tuki pitää muodon ja pysyy paikallaan, ei rypisty
- Hengittävä, allergiavapaa materiaali
- siirtämällä olkaremmiin kiinnityskohtaa tarralla
- Väri tumman harmaa
- Puolieroton

Käyttöaiheet:

- Kyynärnivelen tulehdus
 - krooninen (pitkittynyt tila)
 - vammien jälkitila (venähdys, nivelsidelöisyys)
 - leikkauksen jälkitila
- Tennis- tai golfkyynärpää (epicondylitis)
- Lievä kyynärnivelen kuluma, reuma
- Limapussin tulehdukset (bursitis)

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy kyynärvarren paksuimman kohdan ympäröimän mukaan.

Tuotenumero	Koko	Kyynärvarren ympäryys
82-0253-1	XS	19-22cm
82-0253-2	S	22-25cm
82-0253-3	M	25-28cm
82-0253-4	L	28-31cm
82-0253-5	XL	31-34cm
82-0253-6	XXL	34-37cm



Epi-Hit

Art. 07505 | Sporlastic

Kyynärvarren epikondyliittituki, jossa mukana rannetuki tukemaan rannetta. Tuki sopii erinomaisesti esimerkiksi mailapeleihin, kuten tennikseen ja sulkapalloon tai raskaisiin työtehtäviin.

Käyttöaiheet:

- Mediaalinen tai lateraalinen epikondyliitti ("tennis- / golfkyynärpää")

Ominaisuudet ja edut:

- Puriste ja hierova vaikutus vähentävät jännitystä kipeiltä lihaksilta ja jänteiltä
- Tuki aktivoi lihasten aineenvaihduntaa
- Rannetuen avulla rannetta ja sen kiertoa tuetaan
- Tukityyny nystyröillä antaa tukea ja hierontavaikutusta
- Anatomisesti muotoiltu, tyylillä, moderni design
- 1 koko | Puolieroton
- Väri: harmaa/oranssi, rannetuki harmaa

Tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko
07505	1 koko



Medi Epibrace

Art. 18R110009 | Medi

Laadukas kyynärvarren epikondyliittituki oikean kiristystason ohjaavalla asteikolla.

Käyttöaiheet:

- Mediaalinen tai lateraalinen epikondyliitti ("tennis- / golfkyynärpää")

Ominaisuudet ja edut:

- Irrotettava tukityyny
- Tukityynyn avulla lihasmassan päälle kohdistetaan paine, joka vähentää kipua ja lihasten kiinnityskohtien painetta sekä parantaa proprioseptiikkaa
- Tuessa olevan mitta-asteikon avulla sopiva kiristystaso on löydettävissä helposti. Esim. kyynärvarren paksuin kohta 29cm -> tuen kiristys tasolle 6.
- Väri harmaa
- Materiaali polyamidi ja PU
- Puolieroton

Tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko
18R110009	1 koko



Cupidyn

Art. 07236 | Sporlastic

Laadukas kyynärvarren epikondyliittituki silikonisella tukityynyllä.

Käyttöaiheet:

- Mediaalinen tai lateraalinen epikondyliitti ("tennis- / golfkyynärpää")

Ominaisuudet ja edut:

- Irrotettava silikoninen tukityyny
- Tukityynyn avulla lihasmassan päälle kohdistettu paine vähentää kipua ja lihasten kiinnityskohtien painetta sekä parantaa proprioseptiikkaa
- Silikoninen tukityyny antaa mikrohierontaa parantaen aineenvaihduntaa
- Puolieroton
- Väri musta, saatavana myös beigenä.

Koko- ja tilaustiedot:

1 kokoluokka. Tuki sopii kaikille, joiden kyynärvarren paksuimman kohdan ympärysmitta on maksimissaan 37cm.

Tuotenumero	Koko
07236	1 koko



Epicare

Art. 3120 | Orthocare

Kyynärvarren epikondyliittituki tukipelotilla

Käyttöaiheet:

- Mediaalinen tai lateraalinen epikondyliitti ("tennis- / golfkyynärpää")

Ominaisuudet ja edut:

- Tukee lihaksistoa ja vähentää painetta jänteiden kiinnitysalueelta
- Helppo tarrakiinnitys
- Irroitettava tukityyny
- 1 koko

Tilaustiedot:

* Koko määrittyy henkilön pituuden mukaan

Tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko
3120	1 koko

Kaulatuet

Oika- ja kyynärtauet

Ranne- ja käsituet

Selkätauet

Lonkkatuet

Polvituet

Nilkka- ja jalkatuet

Lastentuet

Ranne- & käsituet

Lepo- ja asentohoitolastat

- 31** S.O.T lepo-ortoosi
- 32** TH1002 lepo-ortoosi
- 32** Pucci Air T
- 33** Dyfex
- 34** Manex Radial Form AT
- 34** Manuhit Digitus

Rannetuet

- 35** Polfit 19
- 35** Polfit 21
- 36** Selection -rannetuki, soft
- 37** Manu-HiT
- 37** Manu-HiT Classic
- 38** Manu Comfort
- 38** Manucare Comfort Stable
- 39** Manucare Comfort ja Manucare D
- 40** Bromsa
- 40** Manu-X
- 41** Manudyn
- 42** Manulastik 19
- 43** Selection -rannetuki, lyhyt musta /beige

Peukalotuet

- 44** Polfit 17
- 44** Manu-Hit Pollex
- 45** Selection -peukalorannetuki, Rigid
- 46** Rhizo-Hit
- 46** Daumfix
- 47** Mediroyal NRX peukalotuki
- 47** Thenacare D -peukalotuki
- 48** Selection -peukalotuki, Rigid
- 49** Opponent -peukalotuki
- 49** Rhizo-ring Soft

Sormituet

- 50** SOF-stretch lyhyt
- 50** SOF-stretch pitkä
- 51** Frog
- 51** Oval-8
- 52** Plastic Finger Splints



S.O.T lepo-ortoosi

Art. 28710 | Camp


SOT (Smart Orthotic Treatment) lepo-ortoosi on tarkoitettu spastisen tai pareettisen käden liikkuvuuden ylläpitämiseen tai lisäämiseen

Käyttöaiheet:


- Halvaus
- CP-vamma
- Reumaattinen artriitti
- Radiaalinen pareesi
- Lihasdystrofia
- Ödeema
- Henkilöt, joilla on plexus vaurio yms.

Ominaisuudet ja edut:

- Ortoosi on modernin näköinen ja rakenteeltaan linjakas ja kevyt
- Alumiininen runko, joka muotoiltavissa haluttuun asentoon
- Matalan profiilin ja materiaalin ansiosta se sopii hyvin vaatteiden alle
- Ranteen lisätukemisessa voidaan käyttää joustamatonta lisänauhaa
- Ortoosi toimitetaan lepoasentoon asennettuna: helpottaa särkyä, rentouttaa kättä sekä antaa hyvän biomekanisen asennon ennaltaehkäisten sormien koukistajalihasten kontraktuuraa
- Ortoosi voidaan muotoilla nk. kuntoutusasentoon
- Ortoosin anatominen muotoilu tukee tärkeitä thenar lihaksia sekä peukalon CMC- ja MCP-niveliä, mitkä ovat erityisen tärkeitä edellä mainituille kohderyhmille, sillä peukalolla on taipumus loitontaa CMC-niveltä ja yliojentaa MCP-niveltä.



(2) kämmenten leveys



(3) kämmenten pituus

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittäyty kämmenten leveyden (kuva2) ja -pituuden (kuva3) mukaan

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Kämmenten leveys	Kämmenten pituus
28710	Vas/Oik	S	<7,5	<18,5cm
28710	Vas/Oik	M	7-8,5cm	<20cm
28710	Vas/Oik	L	8-9cm	<21cm

Lisäosat:

Tuotenumero	Malli	Vas/Oik	Koko	Kämmenten leveys	Kämmenten pituus
28711	MCP kiila	puolieroton	S	leveys 75mm	korkeus 15mm
28711	MCP kiila	puolieroton	L	leveys 90mm	korkeus 20mm
28712	Sormien erottelija	puolieroton	1 koko		
28713	Lisänauha	puolieroton	1 koko		
28714	Lisäsuojus	Vas/Oik	S, M, L		

Lepo- ja asentohoitolastat



TH1002 lepo-ortoosi

Art. TH1002 | MediRoyal

Lepolasta joka pitää ranteen ja käden toiminnallisessa lepoasennossa

Käyttöaiheet:

- Spastisiteetti
- Kontraktuurien ennaltaehkäisy tai kuntoutus

Ominaisuudet ja edut:

- Matalalämpömuovista valmistettu lepolasta, joka pitää ranteen ja käden toiminnallisessa lepoasennossa
 - Ranteen ekstensio 30°
 - MCP-nivelet 50° fleksio
 - Sormien IP-nivelet 10-30° fleksio
- Lasta on helppo uudelleen muotoilla kuuman veden tai lämpöpuhaltimen avulla
- Vasen ja oikea erikseen

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy kämmenen leveysmitalla MCP-nivelten tasolta. Mikä mitta osuus kahden koon taitekohtaan, valitse isompi.

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Kämmenen leveys
TH1002-02	Vas/Oik	S	57-70mm
TH1002-03	Vas/Oik	M	73-83mm
TH1002-04	Vas/Oik	L	86-95mm



Pucci Air T

Art. 405EU | MediRoyal

Pucci Air T on anatomisesti muotoiltu, ilmatyynyllä sekä peukalo-otteella varustettu rannelasta

Ominaisuudet ja edut:

- Ilmatyyny on kiinnitetty metallivahvisteiseen lastaosaan, joka voidaan muotoilla potilaskohtaisesti rannekulma yms. huomioiden
 - Lastaosa asetetaan siten, että potilaan sormet yltävät tyhjän ilmatyynyn ympäri
 - Lastan ollessa optimaalisesti kiinnitettynä tarranauhoilla (3 kpl) potilaan käteen, ilmatyynyä täytetään vähän kerrallaan kunnes saavutetaan haluttu tuenta ranteen asennolle, MCP nivelille sekä peukalolle
 - Päällinen on valmistettu ilmastavasta materiaalista, joka voidaan konepestä 40°C käyttäen ortoosin mukana tulevaa pesupussia
 - Lastaosa on poistettava ennen päällisen pesua
- Käyttöaiheet:**
- Käden tonuksen alentaminen
 - Kontraktuurien ennaltaehkäisy tai kuntoutus
 - Aivohalvaus tms. neurologinen syy tai oire

Koko- ja tilaustiedot: Koko määrittyy kämmenen leveyden mukaan.

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Kämmenen leveys
405EU	Vas/Oik	Aikuiset	80-110mm
405EU	Vas/Oik	XL	110-130mm
405EU	Vas/Oik	Lapset	45-80mm

Lisäosat:

Tuotenumero	Malli	Vas/Oik	Koko
405EU-C	Vaihtopäällinen	Vas/Oik	Aikuiset, XL, lapset



Dyfex

Art. MR328 | MediRoyal

Dyfex on uusi ortoosi spastisen käden hoitoon

Ominaisuudet ja edut:

- Ilmatyyny on kiinnitetty metallivahvisteiseen lastaosaan, joka voidaan muotoilla potilaskohtaisesti rannekulma yms. huomioiden
- Lastaosa asetetaan siten, että potilaan sormet yltävät tyhjän ilmatyynyn ympäri
- Lastan ollessa optimaalisesti kiinnitettynä tarranauhoilla (3 kpl) potilaan käteen, ilmatyynyä täytetään vähän kerrallaan kunnes saavutetaan haluttu tuenta ranteen asennolle, MCP nivelille sekä peukalolle
- Päällinen on valmistettu ilmavasta materiaalista, joka voidaan konepestä 40°C käyttäen ortoosin mukana tulevaa pesupussia
- Lastaosa on poistettava ennen päällisen pesua

Käyttöaiheet:

- Käden, sormien sekä ranteen toiminnallinen tuenta potilaille, joilla on kohtalainen tai voimakas spastisiteetti
- Esimerkiksi botulinum injektioiden yhteydessä
- Mikäli potilaan ranteen kontraktuura on yli 45 astetta, saattaa tuen teho ranteen-/käden spastisuuteen heikentyä

Koko- ja tilaustiedot: Koko määrittäyty kämmenen leveyden mukaan.

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Kämmenen leveys
MR328	Vas/Oik	S	60-75mm
MR328	Vas/Oik	M	75-90mm
MR328	Vas/Oik	L	90-105mm

Lepo- ja asentohoitolastat



Manex Radial Form AT

Art. MR2285 | MediRoyal

Ainutlaatuinen rannetuki erityisesti radialispareesin oireisiin

Käyttöaiheet:

- Korvata ja tukea heikkoa lihasvoimaa, sekä mahdollistaa sormien toiminnallinen ote radialispareesi-potilaille
- Karpaalitunneli-syndrooma
- "Hiirikäsi" / vaikea epikondyliitti
- Post traumaattisesti esim.
 - radiusmurtumat
 - sormien ulnaari-vammat
- MCP-nivelten subluksaatio esim. reumatoidin artriitin seurauksena

Ominaisuudet ja edut:

- Ortoosi koostuu neljästä osasta: sormilenkit, peukalo-osa, vesihauteessa (n. 70°C) muovattava dorsaalilasta sekä pehmeä kämmennauha.
- Vasen ja oikea puoli erikseen

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy ranteen ympärysmittalla

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympäry
MR2285	Vas/Oik	S	13-16cm
MR2285	Vas/Oik	M	16-18cm
MR2285	Vas/Oik	L	18-22cm



ManuHit Digitus

Art. 07333 | Sporlastic

Miellyttävä ja kevyt ranteen yö- ja lepolasta

Käyttöaiheet:

- Käyttö yö- ja lepolastana
- Nivelreuma
- Postoperatiivinen tuenta Dypuytren kontraktuurassa
- Akuutti rannekanavaoireyhtymä (luokka I ja II)
- Metakarpaali- ja sormen nivelten nyrjähdykset
- Stabiilien murtumien kipsihoidon jälkeinen hoito
- Nivelrikko
- Käden ja sormien paralyysi aivohalvauksen tai muun neurologisen sairauden seurauksena

Ominaisuudet ja edut:

- Tukee ranteen, kämmenen alueen ja sormet
- Ehkäisee ranteen ja sormien kontraktuuria
- Tukeva ja muotoiltava alumiinen volaarilasta
- Sormien fiksointi tarranauhalla
- Helppo asentaa paikalleen dorsaalilla tarrakiinnityksillä
- Nykyaikainen materiaali
- Puolieroton

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy pituusmitalla ranteesta keskisormen kärkeen.

Tuotenumero	Puoli	Koko	Kämmenen pituus
07333	Puolieroton	1	<16,5cm
07333	Puolieroton	2	>16,5cm



Polfit 19 (lyhyt)

Art. M.P1119 | Otrhoservice

Tukeva rannetuki

Käyttöaiheet:

- Ranteen vammat
- Ranteen jännetulehdukset
- Artriitti ja artroosi ranteessa
- Rannemurtuman hoito kipsihoidon jälkeen
- Murtumat radiuksessa tai ulnassa

Ominaisuudet ja edut:

- Tuki avattavissa kokonaan tai pidettävissä umpinaisena
- Esimuotoiltu alumiinilasta kämmenpuolella
- Lasta muotoiltavissa käsin
- Hengittävä kangasmateriaali
- Dorsaalipuolella muoviset lastat antamassa lisätukea
- Tarranauhakiinnitys soljilla
- Tuen pituus: 20cm

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympärys
M.P1119	Vas/Oik	S	13-16cm
M.P1119	Vas/Oik	M	16-18cm
M.P1119	Vas/Oik	L	18-20cm
M.P1119	Vas/Oik	XL	20-23cm



Polfit 21 (pitkä)

M.P1121 | Orthoservice

Tukeva rannetuki

Käyttöaiheet:

- Ranteen vammat
- Ranteen jännetulehdukset
- Artriitti ja artroosi ranteessa
- Rannemurtuman hoito kipsihoidon jälkeen
- Murtumat radiuksessa tai ulnassa

Ominaisuudet ja edut (edut samat kuin Polfit 19), lisäksi:

- Radiuksen tai ulnan distaalinen vakaa murtuma
- Postoperatiivinen hoito radiuksen tai ulnan epävakaaan murtuman leikkaushoidon jälkeen
- Karpaaliluiden murtumat, poislukien scaphoideumin murtuma
- Postoperatiivinen hoito metakarpaali-luiden murtumissa
- Reuman aiheuttamat komplikaatiot
- Tuen pituus: 26cm

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympärys
M.P1121	Vas/Oik	S	13-16cm
M.P1121	Vas/Oik	M	16-18cm
M.P1121	Vas/Oik	L	18-20cm
M.P1121	Vas/Oik	XL	20-23cm



Selection -rannetuki, soft

Art. 35204 | Camp

Ohut ja miellyttävä umpinainen rannetuki

Käyttöaiheet:

- Tulehduksissa
- Työssä aiheutuviassa rasitusvammoissa
- Reumaattisissa tai kulumaan liittyvissä muutoksissa
- Posttraumaattisesti tai -operatiivisesta

Ominaisuudet ja edut:


- Materiaali on valmistettu modernista, ihoa myötäilevästä materiaalista, joka antaa ihon hengittää
- Tuessa on muotoiltu muovinen tukilasta volaaripuolella ja joustavampi suora muovilasta dorsaalipuolella
- Tukilastat voidaan irrottaa
- Kaksiosainen kiinnitys tekee tuen avaamisen ja sulkemisen helpoksi yhdellä kädellä
- Peukalonauhaa voidaan säätää
- Materiaalia voi muotoilla saksilla parhaan istuvuuden saavuttamiseksi
- Tuen pituus 17cm
- Konepesu 40°C

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Väri	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympäryys
35204	Musta	Vas/Oik	XS	<11cm
35204	Musta	Vas/Oik	S	11-14cm
35204	Musta	Vas/Oik	M	14-17cm
35204	Musta	Vas/Oik	L	17-20cm
35204	Musta	Vas/Oik	XL	20-23cm
35204	Musta	Vas/Oik	XXL	23-26cm
35205	Beige	Vas/Oik	XS	<11cm
35205	Beige	Vas/Oik	S	11-14cm
35205	Beige	Vas/Oik	M	14-17cm
35205	Beige	Vas/Oik	L	17-20cm
35205	Beige	Vas/Oik	XL	20-23cm
35205	Beige	Vas/Oik	XXL	23-26cm

Varaosat:

Tuotenumero	Väri	Malli	Koko
35212	Musta	Lisänauhat	Yksi koko
35213	Musta	Lisänauhat	Yksi koko
35211		Muovilasta dorsaali	Yksi koko
07035	Vas/Oik	L	19-22cm



Manu-HiT

Art. 07035 | Sporlastic

Nykyaikainen laadukas rannetuki

Käyttöaiheet:

- Konservatiivinen tai postoperatiivinen hoito
- Jännetupen tulehdukset
- Ranteen kuluma
- Ranteen rasitusvammat
- Kämmenten karpaaliluiden vammat
- Tuenta kipsihoidon jälkeen
- Reuma
- Veneluun vammat
- Rannekanava oireyhtymä jne.

Ominaisuudet ja edut:

- Ranteen hyvä tuenta ja liikkeen vähentäminen
- Liikkeen ja rasituksen vähentäminen karpaaliluissa, nivelkapseleissa ja nivelsiteissä
- Hyvä ranteen ja kämmenen tuki, mutta vapaa peukalon ja sormien liike
- Anatomisesti muotoiltu rakenne takaa hyvän tuen ja istuvuuden
- Metalliset muotoillut tukilastat volaarisesti, dorsaalisesti ja peukalon ympärillä.
- Helppo muotoilla yksilölliseen muotoon, volaariset tukilastat voi poistaa tuentaa keventäessä
- Väri harmaa, saatavana myös mustana
- Lisäksi saatavana hieman pelkistetympi ja edullisempi malli Manu-HiT classic art.07031 (kts. alla)

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympäryys
07035	Vas/Oik	XS	<15cm
07035	Vas/Oik	S	15-17cm
07035	Vas/Oik	M	17-19cm
07035	Vas/Oik	L	19-22cm
07035	Vas/Oik	XL	>22cm



Manu-HiT Classic

Art. 07031 | Sporlastic

Nykyaikainen laadukas rannetuki

Manu-HiT Classicin tuotekoodi on 07031 ja kokomääritys on sama kuin ManuHit 07035 (yllä)

- Hieman pelkistetympi ja edullisempi malli Manu-HiT Classic
- Väri musta.

Rannetuet



Manu Comfort

Art. 4055 | Ottobock

Hyvä laadukas rannetuki

Käyttöaiheet:

- Posttraumaattisesti tai -operatiivisesti
- Ranteen jännetulehdukset
- Ranteen venähdykset ja yliliikkuvuus
- Karpaalitunneli-syndrooma
- Ranteen nivelrikko

Ominaisuudet ja edut:

- Miellyttävä, lämpöä säätelevä materiaali
- Anatomisesti muotoiltu muovilasta volaaripuolella, lämpömuovattavissa tarvittaessa
- Lisätuennaksi 2 spiraalilastaa ranteen dorsaalipuolella, molemmilla sivuilla
- Tarrakiinnitys lenkeillä, helppo pukea
- Keskellä leveämpi tarra lisämään tukevuutta ja säätämään kompressiota
- Väri musta | konepesu 40°

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Puoli	Koko	Ranteen ympäryys
4055	Vas/Oik	XS-S	13-16cm
4055	Vas/Oik	M-L	16-19cm
4055	Vas/Oik	XL-XXL	19-23cm



Manucare Comfort Stable

Art. 4545 | Orthocare

Edullinen tukeva ranneortoosi muovilastalla ja leveällä rannenauhalla

Käyttöaiheet:

- Posttraumaattisesti tai -operatiivisesti
- Ranteen jännetulehdukset
- Ranteen venähdykset ja yliliikkuvuus
- Nivelsärky (esim. reumasta johtuva)
- Kipsauksen jälkeiseen kuntoutukseen
- Rannekanavaoireyhtymä

Ominaisuudet ja edut:

- Miellyttävä, kosteutta siirtävä ja hengittävä materiaali
- 80% polyamidi, 10% elastaani, 10% polypropylene tekstiili
- Materiaali antaa hyvän kompression ja leveällä rannenauhalla puristetta saa vielä lisättyä
- Lämpömuovattava anatomisesti muotoiltu muovilasta volaaripuolella
- Tarrakiinnitys / väri beige / konepesu 30°C

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Puoli	Koko	Ranteen ympäryys
4545	Vas/Oik	XS	14-15cm
4545	Vas/Oik	S	15-16,5cm
4545	Vas/Oik	M	16,5-18cm
4545	Vas/Oik	L	18-19,5cm
4545	Vas/Oik	XL	19,5-21cm
4545	Vas/Oik	XXL	21-22,5cm



Art. 4511



Art. 4515

Manucare Comfort ja Manucare D

Art. 4515 / 4511 | Orthocare

Hyvä edukas rannetuki

Käyttöaiheet:

- Posttraumaattisesti tai -operatiivisesti
- Ranteen jännetulehdukset
- Ranteen venähdykset ja yliliikkuvuus
- Nivelsärky (esim. reumasta johtuva)
- Kipsauksen jälkeiseen kuntoutukseen

Ominaisuudet ja edut:

- Miellyttävä, kosteutta siirtävä ja hengittävä materiaali
- Manucare Comfortin (art. 4515) materiaali on napakka ja se antaa hyvän kompression
- Manucare D:n (art. 4511) materiaali on ohuempi ja hieman joustavampi
- Lämpömuovattava muovilasta volaaripuolella
- Tarrakiinnitys, kiinteä peukalolenkki
- Väri: Manucare Comfort (art. 4515) beige, Manucare D (art.4511) musta
- Molemmat tuet saatavissa myös tukevampana Stable-mallina
- Konepesu 30°

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Puoli	Koko	Ranteen ympärys
4515 / 4511	Vas/Oik	XS	14-15cm
4515 / 4511	Vas/Oik	S	15-16,5cm
4515 / 4511	Vas/Oik	M	16,5-18cm
4515 / 4511	Vas/Oik	L	18-19,5cm
4515 / 4511	Vas/Oik	XL	19,5-21cm
4515 / 4511	Vas/Oik	XXL	21-22,5cm

Kaulatuet

Oika- ja kynnärtuet

Ranne- ja käsituet

Selkätuet

Lonkkatuet

Polvituet

Nilkka- ja jalkatuet

Lastentuet

Rannetuet



Bromsa

Art. 28240 | Camp

Rannetuki, jossa tukilastat ovat poikkeuksellisesti ranteen dorsaalipuolella.

Käyttöaiheet:

- Käytetään keventämään ranteen ekstensoreiden kuormitusta ja lateraalissa epikondyliitissä (esim. päätetyö ja kaupan kanssa)
- Kun rannetta pitää tukea mutta kämmen halutaan jättää vapaaksi

Ominaisuudet ja edut:

- Kaksi dorsaalista tukilastaa ja leveä kiinnitysnauha rajoittavat ranteen dorsaalifleksiota
- Stabiliateettia säädetään yksinkertaisesti käyttämällä joko yhtä tai kumpaakin lastaa tai asettamalla kiinnitysnauha enemmän proksimaalisesti tai distaalisesti
- Volaaripuolella ei ole lastaa, mikä helpottaa muita käden toimintoja
- Väri sininen

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympärys
28240	Vas/Oik	S	11-14cm
28240	Vas/Oik	M	14-17cm
28240	Vas/Oik	L	17-20cm
28240	Vas/Oik	XL	20-23cm



Manu-X

Art. 07642 | Sporlastic

Molempiin käsiin sopiva rannetuki volaarisella ja dorsaalisella tukilastalla

Käyttöaiheet:

- Konservatiivinen tai postoperatiivinen hoito
- Ranteen venähdykset
- Jännetupen tulehdukset
- Ranteen rasitusvammat
- Tuenta kipsihoidon ja murtumien jälkeen
- Rannekanava oireyhtymä

Ominaisuudet ja edut:

- Stabiloii rannetta ja rajoittaa liikettä
- Keventää rasiitusta jänteiltä ja niveliltä
- Ei rajoita sormien liikettä
- Kevyt ja avoin rakenne, hyvin hengittävä
- Alumiinilastat sekä volaarisesti että dorsaalisesti
- Tarranauhakiinnitys
- Sopii oikeaan ja vasempaan käteen

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympärys
07642	puolieroton	1	<17cm
07642	puolieroton	2	>17cm



Manudyn

Art. 07057 | Sporlastic

Nykyaikainen kevyt kompressiota antava rannetuki

Käyttöaiheet:

- Konservatiivinen tai postoperatiivinen hoito
- Jännetupen tulehdukset
- Ranteen rasitusvammat
- Kämmenten karpaaliluiden vammat
- Tuenta kipsihoidon ja murtumien jälkeen
- Tulehdustilat (vamman jälkeiset, postoperatiiviset, reuman aiheuttamat)

Ominaisuudet ja edut:

- Tukee ranteen toiminnalliseen asentoon
- Liikkeen ja rasituksen vähentäminen karpaaliluissa, nivelkapseleissa ja nivelsiteissä
- Aktivoi laskimoverisuonia ja lymfajärjestelmää kompressien avulla
- Vähentää turvotusta ja parantaa aineenvaihduntaa
- Lievittää kipua ja parantaa lihasten toimintakykyä
- Lämpömuovattava tukilasta volaarisesti
- Muotoiltu silikonipehmuste vähentämään ulnan pään painetta
- Helposti puettava, ranteesta erityiselastinen materiaali
- Rannelenkki tuennan ja kompression säätöön.
- Väri harmaa, saatavana myös mustana

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympärys
07057	Vas/Oik	XS	<15cm
07057	Vas/Oik	S	15-16cm
07057	Vas/Oik	M	16-17cm
07057	Vas/Oik	L	17-18cm
07057	Vas/Oik	XL	18-19cm
07057	Vas/Oik	XXL	19-21cm

Kaulatuet

Oika- ja kyynärtuet

Ranne- ja käsituet

Selkätuet

Lonkkatuet

Polvituet

Nilkka- ja jalkatuet

Lastentuet



Manulastik 19

Art. M.90119 | Orthoservice

Kevyt kompressiota antava rannetuki

Käyttöaiheet:

- Ranteen venähdykset
- Jännetupen tulehdukset
- Ranteen rasitusvammat
- Tuenta kipsihoidon ja murtumien jälkeen
- Tulehdustilat (vamman jälkeiset, postoperatiiviset, reuman aiheuttamat)

Ominaisuudet ja edut:

- Tukee ranteen toiminnalliseen asentoon
- Vähentää liikettä ja rasitusta karpaaliluissa, nivelkapseleissa ja nivelsiteissä
- Vähentää turvotusta ja parantaa aineenvaihduntaa
- Lievittää kipua ja parantaa lihasten toimintakykyä
- Lämpömuovattava tukilasta volaarisesti
- Muotoiltu silikonipehmuste vähentämään ulnan pään painetta
- Helposti puettava, ranteesta erityiselastinen materiaali
- Rannelenkki tuennan ja kompression säätöön.
- Väri sininen

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympäryys
M.90119	Vas/Oik	0	13-14cm
M.90119	Vas/Oik	1	14-15cm
M.90119	Vas/Oik	2	15-16cm
M.90119	Vas/Oik	3	16-17cm
M.90119	Vas/Oik	4	17-18cm
M.90119	Vas/Oik	5	18-19cm
M.90119	Vas/Oik	6	19-20cm



Selection -rannetuki, lyhyt

Art. 35222 | Camp

Lyhyt lastaton rannetuki

Käyttöaiheet:

- Tukee ja vähentää rasitusta ranteessa
- Vamman ja operaation jälkeen
- Kroonisissa kiputiloissa
- Nivelkulumissa
- Ylirasituksessa
- Kun ranteeseen tarvitaan kompressiota
- Ennaltaehkäisevästi kun ranteeseen kohdistuu raskaita ja yksipuoleisia liikkeitä

Ominaisuudet ja edut:

- Mukavantuntuinen, joustava mutta samalla yllättävän tukeva lyhyt rannetuki ilman lastaa
- Tuki on valmistettu modernista, poikkeuksellisen ohuesta ja ihoa myötäilevästä materiaalista
- Lastaton malli takaa kämmenen vapaan käytön
- Nyörillinen kiinnitys tekee tuen avaamisen ja sulkemisen helpoksi yhdellä kädellä
- Peukalonauhaa voidaan säätää. Materiaalia voi muotoilla saksilla parhaan istuvuuden saavuttamiseksi
- Lisänauha voidaan ostaa erikseen
- Konepesu 40°C

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Väri	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympärys
35222	Musta	Vas/Oik	XS	<11cm
35222	Musta	Vas/Oik	S	11-14cm
35222	Musta	Vas/Oik	M	14-17cm
35222	Musta	Vas/Oik	L	17-20cm
35222	Musta	Vas/Oik	XL	20-23cm
35223	Beige	Vas/Oik	XS	<11cm
35223	Beige	Vas/Oik	S	11-14cm
35223	Beige	Vas/Oik	M	14-17cm
35223	Beige	Vas/Oik	L	17-20cm
35223	Beige	Vas/Oik	XL	20-23cm

Lisäosat:

Tuotenumero	Väri	Malli	Koko
35212	Musta	Lisänauhat	Yksi koko
35213	Beige	Lisänauhat	Yksi koko

Peukalotuet



Polfit 17

Art. M.P1117 | Orthoservice

Erittäin tukeva peukalo-rannetuki yhdistelmä

Käyttöaiheet:

- Ranteen venähdykset
- Ranteen jännetulehdukset
- Ranteen artriitti ja artroosi
- Rannemurtuman jälkihoito kipsihoidon jälkeen
- Peukalon nivelten artroosi
- Peukalon MCP vammat

Ominaisuudet ja edut:

- Lastat poistettavissa ja muotoiltavissa käsin
- Hengittävä kangasmateriaali
- Dorsaalipuolella muoviset lastat antamassa lisätukea
- Tarranauhakiinnitys soljilla
- Tuen pituus 20cm

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympäryys
M.P1117	Vas/Oik	S	13-16cm
M.P1117	Vas/Oik	M	16-18cm
M.P1117	Vas/Oik	L	18-20cm
M.P1117	Vas/Oik	XL	20-23cm



Manu-Hit Pollex

Art. 07645 | Sporlastic

Nykyaikainen laadukas peukalorannetuki

Käyttöaiheet:

- Konservatiivinen tai postoperatiivinen hoito
- Karpaaliluiden murtumat
- Carpuksen radiaalisten osien kulumat
- Peukalon tyven kuluma, venähdys, ucl-ligamentin venähdys
- Veneluun vammat
- Rannekanava oireyhtymä
- Ranteen radiaalinen yliliikkuvuus
- Periferinen radius hermon paralyysi, johon liittyy riippukäsi ja peukalon huono abduktio

Ominaisuudet ja edut:

- Peukalon ja ranteen hyvä stabilointi ja osittainen immobilisointi
- Peukolaotteen säilyttäminen
- Anatomisesti muotoiltu rakenne takaa hyvän tuen ja istuvuuden. Väri harmaa, saatavana myös mustana
- Metalliset muotoillut tukilastat volaarisesti, dorsaalisesti ja peukalon ympärillä. Helppo muotoilla yksilölliseenmuotoon
- Liikkeen ja rasituksen vähentäminen karpaaliluissa, nivelkapseleissa ja nivelsiteissä

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympäryys
07645	Vas/Oik	XS	<15cm
07645	Vas/Oik	S	15-17cm
07645	Vas/Oik	M	17-19cm
07645	Vas/Oik	L	19-22cm
07645	Vas/Oik	XL	>22cm



Selection -peukalorannetuki, Rigid

Art. 35206 | Camp

Edullinen tukeva ranneortoosi muovilastalla ja leveällä rannenuhalla

Käyttöaiheet:

- Tulehduksissa
- Työssä aiheutuviissa rasitusvammoissa
- Reumaattisissa tai kulumaan liittyvissä muutoksissa
- Posttraumaattisesti tai -operatiivisesta

Ominaisuudet ja edut:

- Mukavantuntuinen ja joustava rannetuki, joka on valmistettu modernista, ihoa myötäilevästä materiaalista
- Materiaali antaa ihon hengittää, sekä tuntuu mukavalta sitä vasten
- Peukalo-osa antaa tukevan materiaalinsa ansiosta hyvän tuen peukalolle, sekä pitää sen neutraalissa asennossa
- Tukilasta volaaripuolella on muotoiltu muovinen tukilasta ja dorsaalipuolella joustavampi suora muovilasta
- Tukilastat voidaan irrottaa
- Materiaalia voi muotoilla saksilla parhaan istuvuuden saavuttamiseksi
- Tuen pituus 17cm
- Konepesu 40°C

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Väri	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympäryys
35206	Musta	Vas/Oik	XS	<11cm
35206	Musta	Vas/Oik	S	11-14cm
35206	Musta	Vas/Oik	M	14-17cm
35206	Musta	Vas/Oik	L	17-20cm
35206	Musta	Vas/Oik	XL	20-23cm
35206	Musta	Vas/Oik	XXL	23-26cm

Lisäosat:

Tuotenumero	Väri	Malli	Koko
35212	Musta	Lisänauhat	Yksi koko
35211		Muovilasta dorsaali	Yksi koko

Peukalotuet



Rhizo-Hit

Art. 07610 | Sporlastic

Miellyttävä tukeva peukalotuki peukalon MCP- ja CMC-nivelten tuentaan

Käyttöaiheet:

- Konservatiivinen tai postoperatiivinen hoito
- Peukalon jänne- ja ligamenttivammat MCP ja CMC -nivelten alueella (esim. "hihtäjän peukalo")
- Kuluma radiuksen distaalipäässä ja MCP-nivelessä
- Kohtalainen tai selvä rhizarthroosi
- De Quervain syndrooma
- Peukalon yliliikkuvuus
- Murtuman hoito

Ominaisuudet ja edut:

- Tukee peukalon MCP ja CMC -niveliä ja rannetta
- Mahdollistaa peukalo-otteen
- Tuessa muotoiltava alumiinilasta
- Tukea voi käyttää oikeassa ja vasemmassa kädessä
- Väri harmaa tai musta

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Puoli	Väri	Koko	Ranteen ympäryys
07610	Puolieroton	Harmaa tai musta	XS	<15cm
07610	Puolieroton	Harmaa tai musta	S	15-17cm
07610	Puolieroton	Harmaa tai musta	M	17-19cm
07610	Puolieroton	Harmaa tai musta	L	>19cm



Daumfix

Art. M.5006 | Orthoservice

Peukalo-ortoosi polypropyleenistä

Käyttöaiheet:

- Peukalon venähdykset
- Post-operatiivinen hoito
- Peukalon tyvinivelen artroosi
- Peukalon tendiniitti
- De Quervainin tauti
- Bennetin murtuman hoito

Ominaisuudet ja edut:

- Valmistettu polypropyleenistä
- Elastinen tarranauhakiinnitys
- Antibakteerinen sisäsuikka ortoosin alla käytettäväksi
- Väri beige

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympäryys
M.5006	Vas/Oik	S	13-17cm
M.5006	Vas/Oik	M	17-19cm
M.5006	Vas/Oik	L	19-23cm
M.5006	Vas/Oik	XL	23-28cm



Mediroyal NRX peukalotuki

Art. MR2350 (lyhyt), MR2351 (keskipitkä) | MediRoyal

Lämpömuovailtava tukeva peukalotuki lyhyenä tai keskipitkänä mallina

Käyttöaiheet:

- Peukalon kiputilat
- Ligamenttivammat ja yllirasitus CMC- tai MP-nivelessä
- Artriitti, artroosi

Lisäksi MR2351(keskipitkä malli):

- Ulnaari / radiaali kollateraalligamenttinvaurio
- Degeneratiiviset ongelmat
- Zig-Zag peukalo / ns. suutarin peukalo

Ominaisuudet ja edut:

- Valmistettu NRX-materiaalista, johon tarran voi kiinnittää mihin vain
- Tuen sisäosaan ommeltu tasku yksilöllisesti muotoiltavaa lastaosaa varten
- Muotoiltaessa lastamateriaali pehmitetään lämpimässä vedessä. (n. +70°C)
- Yksilöllisesti muotoiltavan lastan ansiosta tuki on erittäin tukeva ja istuva

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympärys
MR2350 / MR2351	Vas/Oik	XS	13-14cm
MR2350 / MR2351	Vas/Oik	S	14-16cm
MR2350 / MR2351	Vas/Oik	M	16-18cm
MR2350 / MR2351	Vas/Oik	L	18-20cm
MR2350 / MR2351	Vas/Oik	XL	20-22cm



Thenacare D -peukalotuki

Art. 4531 | Orthocare

Erinomainen peukalotuki, jonka muovilasta ja kompressiota antava materiaali tukevat peukaloa ja sen ympärillä olevia kudoksia

Käyttöaiheet:

- Peukalon tyvinivelen kuluma ja instabiliteetti
- Posttraumaattisesti
- Reumatologiset sairaudet
- Kipu ja yllirasitusvammat

Ominaisuudet ja edut:

- Tuki tukee peukalon MCP- ja PIP-niveliä sekä kevyesti rannetta
- Materiaali on leikattu viistoon parhaan istuvuuden ja elastisuuden saavuttamiseksi
- Peukalon ympärys on avoin ja säädettävissä
- Väri musta

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympärys
4531	Vas/Oik	XS	13-14cm
4531	Vas/Oik	S	14-16cm
4531	Vas/Oik	M	16-18cm
4531	Vas/Oik	L	18-20cm
4531	Vas/Oik	XL	20-22cm



Selection -peukalotuki, Rigid

Art. 35202 | Camp

Kevyt lastaton peukalotuki

Käyttöaiheet:

- Reumasairaudet
- Rasitusvammojen ehkäisy ja kuntoutus
- Peukalonivelen yliojennus
- Peukalon tyvinivelen kuluman lievitys (CMC-I artroosi)

Ominaisuudet ja edut:

- Miellyttävä ja joustava peukalotuki, joka antaa lisätukea peukalon ympärillä oleviin rakenteisiin
- Tuki vähentää rasitusta peukalonivelissä (MCP, PIP)
- Tuessa ei ole lastaa, mutta se antaa silti yllättävän napakan tuen
- SELECTION®peukalotuki Rigid on valmistettu modernista, ihoa myötäilevästä materiaalista, joka antaa ihon hengittää, sekä tuntuu mukavalta sitä vasten
- Lepoasennossa peukalo pysyy neutraaliasennossa rasittamatta lihaksia ja niveliä
- Tuki voidaan leikata haluttuun muotoon
- Väri musta, saatavana myös beigeä

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Väri	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympäryys
35202	Musta	Vas/Oik	XS	<13cm
35202	Musta	Vas/Oik	S	13-15cm
35202	Musta	Vas/Oik	M	15-17cm
35202	Musta	Vas/Oik	L	17-20cm
35202	Musta	Vas/Oik	XL	>20cm
35203	Beige	Vas/Oik	XS	<13cm
35203	Beige	Vas/Oik	S	13-15cm
35203	Beige	Vas/Oik	M	15-17cm
35203	Beige	Vas/Oik	L	17-20cm
35203	Beige	Vas/Oik	XL	>20cm



Opponent -peukalotuki

Art. MR2381 | MediRoyal

Peukalotuki peukalon tyven yksilölliseen tuentaan

Käyttöaiheet:

- Peukalon tyven kiputila
 - Ylirasitus
 - Ligamenttivammat
 - Peukalon tyven kuluma (CMC ja MP-nivelet)
 - Reuman aiheuttama nivelrikko

Ominaisuudet ja edut:

- Peukalon tyven vahva tuki
- Tuessa lämpömuovattava tukilasta, joka voidaan muotoilla kuumun veden avulla
- Tuki antaa hyvän tuen peukalon tyvelle ja keventää thenarin lihasten rasitusta
- Tuen voimakkuus on helppo säätää tarpeen/tilanteen mukaan
- Tuki mahdollistaa peukalo-otteen
- Vasen ja oikea erikseen

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy ranteen ympärysmittan mukaan

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympäryys
MR2381	Vas/Oik	XS	13-14cm
MR2381	Vas/Oik	S	14-16cm
MR2381	Vas/Oik	M	16-18cm
MR2381	Vas/Oik	L	18-20cm
MR2381	Vas/Oik	XL	20-22cm



Rhizo-ring Soft Uutuus!

Art. 07603 | Sporlastic

Peukalotuki peukalon tyvinivelen kulumaan ja sijoiltaan menoon uudella pehmeämmällä materiaalilla

Käyttöaiheet:

- Peukalon tyvinivelen kuluma ja siihen liittyvä luksaatiotaipumus
- Peukalon toiminnalliset ongelmat tyvinivelen asentovirheeseen liittyen

Ominaisuudet ja edut:

- Tukee peukaloa lievissä abduktio-virheasenoissa
- Peukalon vapaa liikkuvuus säilyy
- Mahdollistaa tarttumaotteen säilymisen kivuttomana
- Miellyttävä pehmeä materiaali
- Väri harmaa

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Vas/Oik	Väri	Koko	Ranteen ympäryys
07603	Vas/Oik	Harmaa	1	<17cm
07603	Vas/Oik	Harmaa	2	17-19cm
07603	Vas/Oik	Harmaa	3	>19cm

Sormituet



SOF-stretch lyhyt

Art. 51405 | Camp

Sormen PIP-niveleen lyhyt dynaaminen ekstensiotuki

Käyttöaiheet:

- Sormien jänteiden fleksiokontraktuurat
- Sormien keskiniveleen (PIP) jäykkyys

Ominaisuudet ja edut:

- Tuki antaa dynaamisen vastuksen sormen PIP-nivelelle
- Bilateraalaisia jousia voidaan taivuttaa vastuksen säätämiseksi ja tuen istuvuuden parantamiseksi
- Anatomisesti muotoillut tyynyt jakavat ja vähentävät painetta
- Lyhyt ortoosi sallii MCP-niveleen täydellisen liikkeen

Koko- ja tilaustiedot:

Volaaripuolelta MCP- ja DIP-niveleen väliltä

Tuotenumero	Koko	Mitta
51405	XS	3,8cm
51405	S	4,4cm
51405	M	5,1cm
51405	L	5,7cm
51405	XL	7,0cm



SOF-stretch pitkä

Art. 51400 | Camp

Sormen PIP-niveleen dynaaminen ekstensiotuki

Käyttöaiheet:

- Sormien jänteiden fleksiokontraktuurat
- Sormien keskiniveleen (PIP) jäykkyys

Ominaisuudet ja edut:

- Tuki antaa dynaamisen vastuksen sormen PIP-nivelelle
- Pidempi malli kuin art. 51405: proksimaalinen tukityyny tukeutuu MCP-niveleen tasolle
- Bilateraalaisia jousia voidaan taivuttaa vastuksen säätämiseksi ja tuen istuvuuden parantamiseksi
- Anatomisesti muotoillut tyynyt jakavat ja vähentävät painetta

Koko- ja tilaustiedot:

Volaaripuolelta distaalisen kämmentaitoksen ja DIP-niveleen väliltä

Tuotenumero	Väri	Koko	Mitta
51400	Valkoinen	XS	5,1cm
51400	Valkoinen	S	6,4cm
51400	Valkoinen	M	7,6cm
51400	Valkoinen	L	8,9cm
51400	Valkoinen	XL	10,2cm
51401	Musta	XS	5,1cm
51401	Musta	S	6,4cm
51401	Musta	M	7,6cm
51401	Musta	L	8,9cm
51401	Musta	XL	10,2cm



Frog

Art. 79-7196x | Donjoy

Pehmustettu alumiinilasta sormen tuentaan

Ominaisuudet ja edut:

- Pehmustettu alumiinilasta tukee sormen haluttuun asentoon helposti ilman paksua sidettä
- Tuki on helppo muotoilla oikeaan asentoon
- Vaahtopehmusteinen
- Myydään 12kpl pakkauksissa

Tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Pituus x Leveys	Määrä
79-71963	S	7 x 5,7cm	12 / pkt
79-71965	M	6,3 x 6,3cm	12 / pkt
79-71967	L	8,9 x 7,6cm	12 / pkt



Oval-8

Art. 1008 | MediRoyal

Oval-8 sormituki on kätevä ja tehokas sormen pikkunivelten tukija

Käyttöaiheet:

- Sormen nivelen immobilisointi
- Joutsenkaula ja napinläpi virheasennon korjaamiseen
- Malletfinger jännevaurion tukemiseen
- Nivelen sivuttaissuunteiseen tukemiseen
- Trigger finger tuentaan

Ominaisuudet ja edut:

- Yksinkertainen, huomaamaton 3-pistetuki
- Muotoiltu muovituki, jossa pyöristetyt reunat
- Avonainen malli pitää ihon kuivana ja puhtaana
- Tukea voi käyttää vedessä: uudessa, suihkussa tai käsiä pestessä
- Tuki on helppo ja nopea pukea päälle.
- Tukea on helppo muotoilla lämpöpuhaltimella
- Puolieroton

Koko- ja tilaustiedot:

Oikean koon määrittäminen onnistuu helpoiten Oval-8 -sovitussarjan avulla art.1008-S. Sovitussarjassa on kaikki 13 eri kokoa sekä mm. kultaseppien käyttämät sormusmitat.

Tuotenumero	Malli	Koko
1008-koko	Yksittäinen Oval-8 tuki	3-14
1008-koko-5	Täyttöpakkaus, 5kpl samaa kokoa	3-14
1008-S	Sovitussarja 1/koko (koot 3-14) ja sormusmitta	
1008-K	Oval-8 sormitukisetti, sisältäen 44 tukea kätevässä lokerikossa	



Plastic Finger Splints

Art. 79-7224x | Donjoy

Sormen DIP-nivelen tuki

Käyttöaiheet:

- Kun sormen kärkinivel (DIP) halutaan immobilisoida
- Esim. Mallet finger jänneaurion tukeminen

Ominaisuudet ja edut:

- Immobilisoi DIP-nivelen ekstensioon ja sallii samalla PIP-nivelen täyden liikkuvuuden.
- Käytetään yleensä ilman pehmustetta ja kiinnitetään keskimmäiseen falangiin itsekiinnittyvällä nauhalla (ostettava erikseen).
- Väri beige

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Pituus	Halkaisija	Määrä
79-72241	5,3cm	1,5cm	12 kpl
79-72242	5,2cm	1,7cm	12 kpl
79-72243	5,8cm	1,9cm	12 kpl
79-72244	6,3cm	1,9cm	12 kpl
79-72245	5,9cm	1,9cm	12 kpl
79-72246	6,1cm	2,3cm	12 kpl
79-72247	6,4cm	2,3cm	12 kpl
79-72248	6,3cm	2,5cm	12 kpl

Tuotenumero	Kuvaus	Määrä
79-72240	Tarranauhat lastan kiinnitykseen	25kpl
79-72250	Plastic Finger Splint -aloitussetti. Yleiskoko	30kpl

Kaulatuet

Olkaja kynnärtuet

Ranne- ja käsittuet

Selkätuet

Lonkkatuet

Polvituet

Niikka- ja jalkatuet

Lastentuet

Selkätuet

Selkätuet

- 55** Stabil-T
- 56** IPER35
- 57** SAT36/35
- 58** SAT 22/54
- 58** SAT 23/55
- 59** SAT 21/53 vatsakas
- 60** Dorso Direxa Posture
- 61** Spinomed IV
- 61** Spinomed Active
- 62** SpinalPlus
- 62** Dorsolite
- 63** G/M vatsakas tukiliivi
- 63** SI-vyö Tro-Camp
- 64** SI-vyö Camp
- 64** Litecross 90 ja 93
- 65** Litecross 91
- 65** Litecross92
- 66** Lumbocare Light
- 66** Lumbocare High
- 67** Porostrap
- 67** Immostrap
- 68** Vertebradyn Senso
- 69** Vertebradyn Stabil

Kylkituki

- 70** Kylkiluutuki miehet
- 70** Kylkiluutuki naiset

Tyrävyöt

Vatsatyrävyöt

- 71** Abdo Syncro 352
- 71** Abdo Syncro 452
- 72** Abdostrap II
- 72** Navel Truss

Nivustyrävyöt

- 73** HG50 / HG100
- 73** Balder -nivustyrävyö



Stabil-T

Art. M.P1000 | Orthoservice

Uusi pituussäädettävä hyperekstensiotuki sternum- ja lantio-osan kulmasäädöillä

Käyttöaiheet:

- Traumaattiset murtumat T10-L1/L2 tasolla
- Osteoporoosin/metastaasin aiheuttamat kompressiomurtumat rintarangassa ja rinta/lannerangan ylimenoalueella
- Murtumat osteomalasian yhteydessä
- Osteoartriitti
- Kipsikorsetin tilalla käytettäväksi

Ominaisuudet ja edut:

- Uutuutena XS-koko, sopii pienellekin potilaalle.
- Pituussäädettävä
- Teleskooppisesti leveyssäädettävä sternum-osa
- Sternum-osa on myös kulmasäädettävissä sivuilta, 7,5° välein, sopivan tuennan/ekstension saavuttamiseksi
- Keinuva lantio osa, jossa lukitusmahdollisuus 0° tai 18° kulmaan (paljon istuva potilas, esim. pyörätuolissa)
- Säädettävä selkäpuolinen hihna, jossa uusi helppokäyttöinen pikasolki
- Vettä kestävät pehmusteet
- Runko valmistettu kevyestä alumiinista. Reunat pyöristetty.
- Väri harmaa

Koko- ja tilaustiedot:

*Korkeus määrittyy mitalla rintalastan proksimaalireunasta (yläreuna) häpyluun yläreunaan. Toinen määrittävä mitta on lantion ympärysmitta.

Tuotenumero	Koko	Lantion ympäryys	Korkeus*
M.P1000	XS	50-60cm	30-37cm
M.P1000	S	60-75cm	34-42cm
M.P1000	MS	75-90cm	34-41cm
M.P1000	M	75-90cm	36-46cm
M.P1000	ML	75-90cm	40-52cm
M.P1000	LS	90-105cm	36-46cm
M.P1000	L	90-105cm	40-52cm
M.P1000	XLS	105-115cm	39-49cm
M.P1000	XL	105-115cm	42-54cm



IPER35

Art. M.IP35 | Orthoservice

Helppokäyttöinen hyperekstensiotuki teleskooppisella pituussäädöllä.

Käyttöaiheet:

- Traumaattiset murtumat erityisesti T10-L1/L2 tasolla
- Osteoporoosin/metastaasin aiheuttamat kompressiomurtumat rintarangassa ja rinta/lannerangan ylimenoalueella
- Murtumat osteomalasian yhteydessä
- Osteoartriitti
- Kipsikorsetin tilalla käytettäväksi

Ominaisuudet ja edut:

- Teleskooppinen helppokäyttöinen pituussäätö kuusioavaimella
- Nivelellinen lantio-osa joka parantaa tuen paikallaan pysymistä ja käyttömukavuutta. Lantio-osan saa tarvittaessa lukittua esim. potilaan vain istuessa
- Leveysäädettävä sternum-osa kuusioavaimella istuvuuden ja napakan sivuttaistuen mahdollistamiseksi
- Vaihdeettavat, helposti puhdistettavat neppari kiinnitteiset pehmusteet
- Runko valmistettu kevyestä alumiinista
- Selkäosan pelottia voidaan käyttää sekä pysty-, että vaakasuunnassa tuennan laajuuden ja asiakkaan koon mukaan
- Väri harmaa

Koko- ja tilaustiedot:

*Korkeus määrittyy mitalla rintalastan proksimaaliosasta (yläosa) häpyluun yläreunaan. Toinen määrittävä mitta on lantion ympärysmitta.

Tuotenumero	Koko	Lantion ympäryys	Korkeus*
M.IP35	S	60-75cm	32-38cm
M.IP35	S+	60-75cm	38-44cm
M.IP35	M	75-90cm	35-41cm
M.IP35	M+	75-90cm	41-50cm
M.IP35	L	90-105cm	37-44cm
M.IP35	L+	90-105cm	44-52cm
M.IP35	XL	105-115cm	40-46cm
M.IP35	XL+	105-115cm	46-55cm



SAT36 (naisille) ja SAT35 (miehille)

Art. M.1636W / M.1635M | Orthoservice

Keskivahvan tuen antava dorsolumbaari korsetti elastisilla olkahihnoilla

Käyttöaiheet:

- Artroosin tai kyfoosin aiheuttamat selkävivut
- Alempien rintanikamien ja ylempien lannenikamien murtumien jälkilojen hoito
- Osteoporoosin tai metastaasin aiheuttamien stabiilien kompressiomurtumien jälkilojen hoito
- Postoperatiivinen tuenta

Ominaisuudet ja edut:

- Kiristyssysteemi jolla saadaan kohdistettu paine ja täydellinen stabilisaatio juuri oikeaan paikkaan
- Neljä tukilastaa selkäpuolella (vahvistetut lastat tilattavissa erikseen)
- Tarranauhakiinnitys etuosassa
- Pehmustetut ja elastiset olkahihnat
- Hengittävä rakenne selkäpuolella
- Pääosa kankaasta puuvillaa, jossa hieman elastaania.
- Värit beige ja vaalean sininen
- Naisten (SAT36) ja miesten malli (SAT35)

Koko- ja tilaustiedot naiset:

Tuotenumero	Koko	Lantion ympäryys	Etu- / Takakorkeus
M.1636W	S	75-90cm	21/55cm
M.1636W	M	90-105cm	21/55cm
M.1636W	L	105-120cm	21/55cm
M.1636W	XL	120-135cm	21/55cm

Koko- ja tilaustiedot miehet:

Tuotenumero	Koko	Lantion ympäryys	Etu- / Takakorkeus
M.1635M	S	70-85cm	23/55cm
M.1635M	M	85-100cm	23/55cm
M.1635M	L	100-115cm	23/55cm
M.1635M	XL	115-130cm	23/55cm

Kaulatuet

Olkaja kynnärtuet

Ranne- ja käsituet

Selkäätuet

Lonkkatuet

Polvituet

Nilkka- ja jalkatuet

Lastentuet



SAT23 (naisille) ja SAT55 (miehille) / SAT22 ja SAT54

Art. M.1623W / M.1655M | Orthoservice

Puolikankainen, puolijäykkä tukiliivi elastisilla kiristystarroilla

Käyttöaiheet:

- Posttraumaattinen tuenta
- Postoperatiivinen tuenta
- Vakaan lannenikaman kompressiomurtuman jälkikuntoutus
- Poikkihaarakkeiden murtumien hoito
- Iskias-ongelmat
- Selkärangan nivelrikko

Ominaisuudet ja edut:

- Kiristysmekanismi jolla saadaan kohdistettua täydellinen paine ja tuenta juuri oikeaan paikkaan
- Selkäpuolella neljä tukilastaa (metalliset, vahvistetut tukilastat tilattavissa erikseen erikseen)
- Tarranauhakiinnitys etuosassa
- Hengittävä rakenne selkäpuolella
- Pääosa kankaasta puuvillaa, jossa hieman elastaania.
- Värit beige ja vaalean sininen
- Naisten ja miesten mallit
- Kahta korkeutta:
 - M.1623 ja M.1655 keskikorkea/korkea (kts. taulukko)
 - M.1622 ja M.1654 korkea (kts. taulukko)

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Lantion ympärys	Etu- / Takakorkeus
M.1623W	S	75-90cm	21/33cm
M.1623W	M	90-105cm	21/33cm
M.1623W	L	105-120cm	21/33cm
M.1623W	XL	120-135cm	21/33cm

Tuotenumero	Koko	Lantion ympärys	Etu- / Takakorkeus
M.1655M	S	70-85cm	20/32cm
M.1655M	M	85-100cm	20/32cm
M.1655M	L	100-115cm	20/32cm
M.1655M	XL	115-130cm	20/32cm

HUOM!

Huom! Mallit SAT 1622 (naiset) ja SAT 1654 (miehet) ovat vielä hieman korkeammat mallit. SAT 1622 etu- ja takakorkeus 23/38cm ja SAT 1654 23/35cm. Kokomääritys sama kuin yllä.



SAT21 (naisille) ja SAT53 (miehille)

Art. M.1321W / M.1353M | Orthoservice

Puolikankainen, puolijäykkä tukiliivi elastisilla kiristystarroilla.
Vatsakas malli

Käyttöaiheet:

- Posttraumaattinen tuenta
- Postoperatiivinen tuenta
- Vakaan lannenikaman kompressiomurtuman jälkikuntoutus
- Poikkihaarakkeiden murtumien hoito
- Iskias-ongelmat
- Selkärangan nivelriikko
- Spondyloosi
- Degeneratiivinen lannerangan skolioosi

Ominaisuudet ja edut:

- Vatsakas malli: istuu hyvin vatsakkaalle asiakkaalle
- Kiristysmekanismi jolla saadaan kohdistettua täydellinen paine ja tuenta juuri oikeaan paikkaan
- Selkäpuolella neljä tukilastaa (metalliset, vahvistetut tukilastat tilattavissa erikseen erikseen)
- Tarranauhakiinnitys etuosassa
- Pääosa kankaasta puuvillaa, jossa hieman elastaania
- Naisten ja miesten malli, väri beige

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Lantion ympärys	Etu- / Takakorkeus
M.1321W	XS	75-85cm	23/38cm
M.1321W	S	85-95cm	23/38cm
M.1321W	M	95-105cm	23/38cm
M.1321W	L	105-115cm	23/38cm
M.1321W	XL	115-125cm	23/38cm
M.1321W	XXL	125-135cm	23/38cm

Tuotenumero	Koko	Lantion ympärys	Etu- / Takakorkeus
M.1353M	XS	70-80cm	23/35cm
M.1353M	S	80-90cm	23/35cm
M.1353M	M	90-100cm	23/35cm
M.1353M	L	100-110cm	23/35cm
M.1353M	XL	110-120cm	23/35cm
M.1353M	XXL	120-130cm	23/35cm

Kaulatuet

Olkaja kyynärtuet

Ranne- ja käsituet

Selkätuet

Lonkkatuet

Polvituet

Nilkka- ja jalkatuet

Lastentuet



Dorso Direxa Posture

Art. 50R59=x | Ottobock

Rinta- ja lannerankaa tukeva ryhtitukiliivi

Käyttöaiheet:

- Huono ryhti
- Rinta- rangan osteoporoosi ja siitä johtuvien murtumien jälkihoito
- Selkäkipu
- Degeneratiiviset muutokset

Ominaisuudet ja edut:

- Oikaisee rintarankaa ja keventää kuormitusta
- Edistää sensomotoriikkaa ja aktivoi lihasstabilointia
- Lievittää kipua
- Yksilöllisesti muotoiltavat metallilastat takana (2kpl)
- Materiaalit: PA, EL, lycra, spiraalijouset
- Konepestävissä 40°

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittäyty vyötärön ympärysmittalla n. 2 cm suoliluun harjanteen yläpuolelta.

Tuotenumero	Koko	Vyötärön ympäryys
50R59=XS	XS	70-80cm
50R59=S	S	80-90cm
50R59=M	M	90-100cm
50R59=L	L	100-110cm
50R59=XL	XL	110-120cm
50R59=XXL	XXL	120-130cm



Spinomed IV

Art. 5.669.05x | Medi

Osteoporootikon ryhtituki

Käyttöaiheet:

- Osteoporoosista johtuvat rinta- ja lannerangan degeneratiiviset muutokset
 - Murtuman jälkeinen tuenta
 - Ennaltaehkäisevä hoito
- Rintarangan suurentunut kyfoosi ja siihen liittyvä selkäkipu
- Scheuermannin tauti

Ominaisuudet ja edut:

- Tukivyö ja selkätuki lisäävät lihasaktiivatiota biopalautteen avulla
- Toimintakyky paranee lihasvoiman parantumisen myötä
- Osteoporoosiin liittyvä rintarangan kyfoosi ojentuu
- Kipu vähenee kun nikamiin kohdistuva paine tasoittuu
- Väri sini-harmaa
- Materiaali alumiini, polyesteri, elastaani, elastomer

Koko- ja tilaustiedot:

Selän pituus ristiluusta C7 alapuolelle selkärangan kaarta myötäillen

Tuotenumero	Koko	Selän pituus
5.669.051	XS	<43cm
5.669.052	S	44-49cm
5.669.053	M	50-55cm
5.669.054	L	56-61cm
5.669.055	XL	62-67cm



Spinomed Active

Art. 5.669.05x | Medi

Osteoporootikon yksilöllinen ryhtituki bodylla

Spinomed on saatavana myös yksilöllisenä bodyna Spinomed Activena. Sen etuja on helppo puettavuus, miellyttävyys, näkymättömyys ja hyvä tuenta. Tuki parantaa kokonaisvaltaisesti keskivartalon tukea ja hallintaa. Mitat otetaan aina yksilöllisesti.

Kaulatuet

Oika- ja kynnärtuet

Ranne- ja käsituet

Selkätuet

Lonkkatuet

Polvituet

Nilkka- ja jalkatuet

Lastentuet



SpinalPlus

Art. M.T1049 | Orthoservice

Osteoporoosin ryhtituki

Käyttöaiheet:

- Osteoporoosista johtuvat rinta- ja lannerangan degeneratiiviset muutokset
 - Murtuman jälkeinen tuenta
 - Ennaltaehkäisevä hoito
- Rintarangan suurentunut kyfoosi ja siihen liittyvä selkäkipu
- Scheuermannin tauti

Ominaisuudet ja edut:

- Tukivyö ja selkätuki lisäävät lihasaktiivatiota biopalautteen avulla
- Toimintakyky paranee lihasvoiman parantumisen myötä
- Osteoporoosiin liittyvä rintarangan kyfoosi ojentuu
- Kipu vähenee kun nikamiin kohdistuva paine tasoittuu
- Säädettävät hartiapehmusteet
- Tarrakiinnitys, puetaan repunkaltaisesti
- Muotoiltavissa oleva alumiininen selän tukiranka
- Kiristyshihnat miellyttävää vyömateriaalia, helpot lyhentää
- Soljissa nivel parantamaan kiristyshihnojen yksilöllistä istuvuutta

Koko- ja tilaustiedot:

Selän pituus T1-L5 eli rinta- ja lannerangan pituus selkärangan kaartaa myötäillen

Tuotenumero	Koko	Selän pituus T1-L5
M.T1049-XS	XS	35-41cm
M.T1049-S	S	41-47cm
M.T1049-M	M	47-54cm
M.T1049-L	L	54-61cm



Dorsolite

Art. M.91111 | Orthoservice

Dorsolite on yläselän kevyt ryhtituki

Käyttöaiheet:

- Tukee yläselkää ja muistuttaa yläselän ryhdin ylläpidosta
- Yläselän etukumaruus, huono ryhti
- Eteen työntyvät hartiat
- Lapaluun lievä sirotus
- Huonosta ryhdistä johtuva selkäkipu

Ominaisuudet ja edut:

- Remmit voidaan muokata ja lyhentää kätevien Y-tarrojen avulla
- Olkaremmit voidaan säätää
- Alkuasetusten jälkeen remmi kiinnitetään pikalukon avulla
- Tuki on helppo laittaa päälle, kuten selkäreppu
- Yksi kokoluokka

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Väri
M.91111	Yksi koko	Beige



G/M vatsakas tukiliivi

Art. BNB09x | Gilbert & Mellish

Tarrakiinnitteinen ja elastinen lanne- ja ristiselän tukiliivi vatsakkaalle

Käyttöaiheet:

- Alaselän kiputilat
- Vatsan peitteiden tuenta

Ominaisuudet ja edut:

- Paras tukiliivin istuvuus vatsakkaalle asiakkaalle
- Korkeus edestä 26cm, takaa 28cm
- Tarranauhakiinnitys vasemmalla puolella ja elastiset lisäkirstimet
- Takana 2 kevyttä, tarvittaessa irroitettavaa tukilastaa
- Edessä vatsaa tukevat lastat

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Lantion ympäryys
BNB0904	M	94-104
BNB0905	L	104-114
BNB0906	XL	114-124
BNB0907	XXL	124-134



SI-vyö Tro-Camp

Art. 21021 | Camp

Tukeva SI-vyö sacro-iliaca -nivelen tuentaan

Käyttöaiheet:

- SI-nivelen tai häpyliitoksen vaivat

Ominaisuudet ja edut:

- Sopii sekä suoralle että muodokkaalle vartalotyypille
- Hakaskiinnitys kahdessa rivissä mahdollistaa vyön käytön raskauden edetessä
- Takana nyöristys, jota kiristämällä SI-nivelen kuormitusta saa kevennettyä
- Mukana tulee irrotettavat nivusnauhat

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Väri	Lantion ympäryys	Etu- / takakorkeus
21021	Beige	75cm	8cm / 10cm
21021	Beige	80cm	8cm / 10cm
21021	Beige	85cm	8cm / 10cm
21021	Beige	90cm	8cm / 10cm
21021	Beige	95cm	8cm / 10cm
21021	Beige	100cm	8cm / 10cm
21021	Beige	105cm	8cm / 10cm
21021	Beige	110cm	8cm / 10cm

Selkätuet



SI-vyö Camp

Art. 21030 | Camp

SI-vyö sacro-iliaca -nivelen tuentaan

Käyttöaiheet:

- SI-nivelen tai häpyliitoksen vaivat

Ominaisuudet ja edut:

- Vyön sisempi kerros on elastinen.
- Päällimmäinen tukivyö on joustamaton ja antaa hyvän tuen nivellelle ja keventää kuormituksessa.
- Sopii sekä suoralle että muodokkaalle vartalotyypille.
- Vyön sisäpuolella on liukuesteet luistamattomasta materiaalista.
- Sacrumin kohdalla on irrotettava pelotti.

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Lantion ympäryys	Etu- / takakorkeus
21030	S	67-80cm	7,5cm / 7,5cm
21030	M	80-98cm	7,5cm / 7,5cm
21030	L	98-116cm	7,5cm / 7,5cm
21030	XL	116-133cm	7,5cm / 7,5cm
21030	XXL	133-150cm	7,5cm / 7,5cm



Litecross 90 / Litecross 93

Art. M.1090 / M.1093 | Orthoservice

Keskikorkea selän tukiliivi Sensitive® -materiaalista

Käyttöaiheet:

- Lumbago
- Lanne- ja ristiselän kiputilat
- Lannerangan välilevyvaivat
- Selkärangan nivelrikko
- Postoperatiivinen hoito
- Lievät selkärangan alaosan vammat
- Lanneselän alueen kontraktuurat

Ominaisuudet ja edut:

- Valmistettu elastisesta, antistaattisesta ja hengittävästä Sensitive® -materiaalista
- Elastiset lisäkivistimet tarrakiinnityksellä tuen yksilölliseen säätöön
- Tarranauhakiinnitys ja 4 irrotettavaa lastaa selkäpuolella
- Etuosa vahvistettu spiraalilastoilla
- Värit beige ja musta, saatavana myös vaalean sinisenä

Huom! Litecross on saatavissa myös matalana mallina M.1093 (kuva 2): Etu- ja takakorkeus 14cm/23cm. Väri beige. Kokomääritys kuten M.1090.

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Lantion ympäryys	Etukorkeus	Takakorkeus
M.1090	XS	70-80cm	19cm	28cm
M.1090	S	80-90cm	19cm	28cm
M.1090	M	90-100cm	19cm	28cm
M.1090	L	100-110cm	19cm	28cm
M.1090	XL	110-120cm	19cm	28cm
M.1090	XXL	120-130cm	19cm	28cm



Litecross 91

Art. M.1091 | Orthoservice

Korkea selän tukiliivi Sensitive® -materiaalista

Käyttöaiheet:

- Kuten keskikorkea Litecross90, lisäksi:
- Stabiilin lannenikaman kompressiomurtuman jälkitilat
- Poikkihaarakkeiden murtumien hoito

Ominaisuudet ja edut:

- Valmistettu elastisesta, antistaattisesta ja hengittävästä Sensitive® -materiaalista
- Elastiset lisäkivistimet (4kpl) tarrakiinnityksellä tuen yksilölliseen säätöön
- Neljä irrotettavaa lastaa selkäpuolella
- Etuosa vahvistettu spiraalilastoilla
- Värit beige ja musta, saatavana myös vaalean sinisenä

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Lantion ympärys	Etukorkeus	Takakorkeus
M.1091	XS	70-80cm	23cm	33cm
M.1091	S	80-90cm	23cm	33cm
M.1091	M	90-100cm	23cm	33cm
M.1091	L	100-110cm	23cm	33cm
M.1091	XL	110-120cm	23cm	33cm
M.1091	XXL	120-130cm	23cm	33cm



Litecross 92

Art. M.1092 | Orthoservice

Selän ryhtitukiliivi Sensitive® -materiaalista

Käyttöaiheet:

- Selän huono ryhti ja lihasepätasapaino
- Rintarangan ylikyfoosi
- Scheuermanin tauti
- Reuma
- Osteoporoosin aiheuttamat muutokset ja kivut rinta- ja lannerangassa
- Lanne- tai rintarangan alaosan murtuman jälkikuntoutus

Ominaisuudet ja edut:

- Valmistettu elastisesta, antistaattisesta ja hengittävästä Sensitive® -materiaalista
- Elastiset lisäkivistimet (4kpl) tarrakiinnityksellä tuen yksilölliseen säätöön
- Pehmustetut olkahihnat tarrakiinnityksellä
- Neljä irrotettavaa lastaa selkäpuolella
- Etuosa vahvistettu spiraalilastoilla | väri beige

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Lantion ympärys	Etukorkeus	Takakorkeus
M.1092	XS	70-80cm	23cm	55cm
M.1092	S	80-90cm	23cm	55cm
M.1092	M	90-100cm	23cm	55cm
M.1092	L	100-110cm	23cm	55cm
M.1092	XL	110-120cm	23cm	55cm
M.1092	XXL	120-130cm	23cm	55cm



Lumbocare Light

Art. 2530 | Orthocare

Lanneselän tukeva ja kestävä selkätuki

Käyttöaiheet:

- Akuutit selkävivot
- Selän yliliikkuvuus
- Degeneratiiviset muutokset
- Postoperatiivinen kuntoutus

Ominaisuudet ja edut:

- Laadukkaat ihoystävälliset elastiset materiaalit
- Lisäkirimet antavat hyvän lisätuen
- Tukee selkää lantiosta rintarangan keskiosaan
- Korkeus edestä n.18cm, takaa n.24cm
- Väri harmaa

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Vyötärön ympärys
2530	S	64-72cm
2530	M	72-80cm
2530	L	80-90cm
2530	XL	90-100cm
2530	XXL	100-110cm
2530	XXXL	110-125cm
2530	XXXXL	125-140cm



Lumbocare High

Art. 2540 | Orthocare

Korkea selän tukiliivi tukilastoilla

Käyttöaiheet:

- Akuutit selkävivot
- Selän yliliikkuvuus
- Degeneratiiviset muutokset
- Postoperatiivinen kuntoutus

Ominaisuudet ja edut:

- Laadukkaat ihoystävälliset elastiset materiaalit
- Lisäkirimet, selän tukilastat ja liivin korkeus antavat hyvän tuennan
- Tukee selkää lantiosta rintarangan keskiosaan
- Korkeus edestä 20cm, takaa 33cm
- Väri harmaa

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Vyötärön ympärys
2540	S	64-72cm
2540	M	72-80cm
2540	L	80-90cm
2540	XL	90-100cm
2540	XXL	100-110cm



Porstrap

Art. 82-0227-x, 82-0228-x | Donjoy

Lanneselän tuki akuutteihin tai subakuutteihin lanne-ristiselkäkipuihin.

Käyttöaiheet:

- Akuutit selkävivot
- Selän yliliikkuvuus
- Degeneratiiviset muutokset
- Postoperatiivinen kuntoutus

Ominaisuudet ja edut:

- Matalaprofiilinen, kevyt selkätuki
- Optimaalisen miellyttävä hengittävä verkkotekstiili
- 4 taipuisaa dorsaalista jäykistettä, 2 taipuisaa ventraalista jäykistettä
- Bilateraaliset elastiset nauhat kompressiotason säätöön
- Käyttöä helpottavat käsi- ja sormilenkit
- Takakorkeusvaihtoehdot: 21 ja 26cm | väri musta

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero		Vyötärön ympärys	Koko
21cm	26cm		
82-0227-1	82-0228-1	56-68cm	XS
82-0227-2	82-0228-2	68-82cm	S
82-0227-3	82-0228-3	82-98cm	M
82-0227-4	82-0228-4	98-116cm	L
82-0227-5	82-0228-5	116-136cm	XL



Immostrap

Art. 82-0229-x | Donjoy

Vahvasti kompressoiva ja stabiloiva lanneselän tukiliivi

Käyttöaiheet:

- Akuuttiin lanne-ristiselkäkipuun
- Nivelrikkoon
- Asentokorjaukseen
- Ihanteellinen vapaa-ajan aktiviteetteihin ja raskaisiin työtehtäviin

Ominaisuudet ja edut:

- Vahva elastinen kompressiomateriaali
- Nelikertaiset bilateraaliset nauhat
- 4 taipuisaa dorsaalista jäykistettä ja 2 taipuisaa ventraalista jäykistettä
- Superioristen ja inferioristen kompressiotasojen yksilöllinen säätö
- Käyttöä helpottavat käsi- ja sormilenkit
- Takakorkeus 26cm | väri musta

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Vyötärön ympärys	Koko
82-0229-1	56-68cm	XS
82-0229-2	68-82cm	S
82-0229-3	82-98cm	M
82-0229-4	98-116cm	L
82-0229-5	116-136cm	XL



VertebraDyn Senso

Art. 07145 | Sporlastic

Kevyt elastinen tukiliivi lumbaaliosalla silikonityynyllä

Käyttöaiheet:

- Alaseläkivun konservatiivinen hoito
- Lanneselän kiputilat
- Lihasepätasapainosta johtuvat kiputilat
- Hermokivut
- Selkäydin kanavan ahtaumat
- Selkäkipujen ennaltaehkäisy esim. raskaissa työtehtävissä

Ominaisuudet ja edut:

- Vähentää lannelordoosia mahdollistaen normaalin lihastyön ja lihasten vahvistumisen
- Aktivoi vatsalihasten toimintaa parantaen selän asentoa
- Muotoillun lumbaalisen silikonityynyn nystyrät mikrohierovat selkää rentouttaen ja parantaen aineenvaihduntaa
- Miellyttävä ja huomaamaton tuki käyttää + materiaali antaa hyvän kompression
- Tuen pukemista ja kiristämistä helpottavat käsilenkit edessä
- Etukorkeus 15,5cm, takakorkeus 23cm | väri harmaa, saatavana myös mustana

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Vyötärön ympärys
07145	XS	70-80cm
07145	S	80-90cm
07145	M	90-100cm
07145	L	100-110cm
07145	XL	110-120cm
07145	XXL	120-130cm



Vertebradyn Stabil

Art. 07410 | Sporlastic

Kevyt elastinen tukiliivi metallisilla tukilastoilla

Käyttöaiheet:

- Iskias kipu
- Alaselän kipu
- Välilevyn osteokondriitti
- Spondylolisteesi eli nikaman siirtymä
- Alaselän kuluma
- Lievä alaselän yliliikkuvuus
- Ennaltaehkäisy

Ominaisuudet ja edut:

- Vähentää kipua ja tukee alaselkää
- Parantaa ryhtiä ja aktivoi lihaksia
- Vähentää lannelordoosia mahdollistaen normaalin lihastyön ja lihasten vahvistumisen
- Takana neljä anatomisesti muotoiltua tukilastaa
- Miellyttävä ja huomaamaton tuki käyttää
- Materiaali antaa hyvän kompression
- Tuen pukemista ja kiristämistä helpottavat käsilenkit edessä
- Etukorkeus 15,5cm, takakorkeus 27cm
- Väri harmaa

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Vyötärön ympäry
07410	XS	70-80cm
07410	S	80-90cm
07410	M	90-100cm
07410	L	100-110cm
07410	XL	110-120cm
07410	XXL	120-130cm

Kaulatuett

Olkaja kyynärätuet

Ranne- ja käsituet

Selkätuet

Lonkkatuett

Polvituet

Nilkka- ja jalkkatuet

Lastentuet



Kylkiluutuki miehet

Art. 07028 | Sporlastic

Käyttöaiheet:

- Mustelmat ja murtumat kylkiluissa ja rinnassa

Ominaisuudet ja edut:

- Tarrakiinnitys
- Korkeus: 15cm
- Väri valkoinen

Koko- ja tilaustiedot:

Miehet	Rinnan ympärys	Koko
07028	< 82cm	S
07028	82-96cm	M
07028	96-112cm	L
07028	>112cm	XL



Kylkiluutuki naiset

Art. 07029 | Sporlastic

Käyttöaiheet:

- Mustelmat ja murtumat kylkiluissa ja rinnassa

Ominaisuudet ja edut:

- Tarrakiinnitys
- Korkeus: edestä 9cm ja takaa 15cm
- Väri valkoinen

Koko- ja tilaustiedot:

Naiset	Vyötärön ympärys	Koko
07029	<66cm	S
07029	66-76cm	M
07029	76-89cm	L
07029	>89cm	XL



Abdo Syncro 352

Art. S35x | Mediband

Vahva vatsatukiliivi abdominaaliseen heikkouteen

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivisesti
- Kuntoutumiseen
- Keisarinleikkauksen jälkeen

Ominaisuudet ja edut:

- Elastinen vatsatukiliivi tarrakiinnityksellä
- Hyvä tuenta ja kompressio
- Korkeus: 22cm

Koko- ja tilaustiedot:

Abdosyncro		
Tuotenumero	Koko	Vyötärön ympärys
S350	S	75-87cm
S352	M	85-100cm
S355	L	97-113cm
S357	XL	110-130cm
S359	XXL	125-145cm



Abdo Syncro 452

Art. S45x | Mediband

Vahva vatsatukiliivi abdominaaliseen heikkouteen

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivisesti
- Kuntoutumiseen
- Keisarinleikkauksen jälkeen

Ominaisuudet ja edut:

- Elastinen vatsatukiliivi tarrakiinnityksellä
- Hyvä tuenta ja kompressio
- Korkeus: 30cm

Koko- ja tilaustiedot:

Abdosyncro		
Tuotenumero	Koko	Vyötärön ympärys
S450	S	75-87cm
S452	M	85-100cm
S455	L	97-113cm
S457	XL	110-130cm
S459	XXL	125-145cm

Kaulatuet

Oika- ja kynnärtuet

Ranne- ja käsittuet

Selkätuet

Lonkkatuet

Polvituet

Nilkka- ja jalkkatuet

Lastentuet

Vatsatyrävyöt



Abdostrap II

Art. 82-025x-x | Donjoy

Vatsatukiliivi abdominaaliseen heikkouteen

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivisesti
- Kuntoutumiseen
- Keisarinleikkauksen jälkeen

Ominaisuudet ja edut:

- Vahva kompressoiva elastinen materiaali abdominaalialueen tuennan lisäämiseksi
- Kaksi joustavaa dorsaalista jäykistettä sakrolumbaalialueen stabilointiin.
- Kaksi joustavaa ventraalista jäykistettä ventraaliseksi lisätueksi
- Etulevyn materiaalia voidaan säätää (rikkomatta)
- Valinnainen lisävaruste: Irrotettava hihna vatsapuolella parantaa paikallaan pysyvyyttä
- Kolmea korkeutta: 18, 25 ja 32 cm

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero				
18cm	25cm	32cm	Koko	Vyötärön ympäryys
82-0256-1	82-0257-1	82-0258-1	S	68-82cm
82-0256-2	82-0257-2	82-0258-2	M	82-98cm
82-0256-3	82-0257-3	82-0258-3	L	98-116cm
82-0256-4	82-0257-4	82-0258-4	XL	116-136cm
82-0256-5	82-0257-5	82-0258-5	XXL	136-156cm



Navel Truss

Art. O-104 | Orliman

Napatyrävyö

Ominaisuudet ja edut:

- Elastinen, tarrakiinnitteinen napatyrävyö
- Edessä pyöreä navan tukipelotti
- Väri beige

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Vyötärön ympäryys
O-104	7	73-83 cm
O-104	8	84-91 cm
O-104	9	92-99 cm
O-104	10	100-107 cm
O-104	11	108-120 cm



HG50 / HG100 Inguinal

Art. 917x / 9183 | Ormihl

Tukivyö toispuoleiseen tai molemminpuoliseen nivustyrään

Käyttöaiheet:

- Pieni tai keskikokoinen nivustyrä
- Estää tyrän kasvun

Ominaisuudet ja edut:

- Laadukas ja kestävä nivustyrävyö
- Antaa hyvän tuen
- Solkikiinnitys

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero			
Vasen	Oikea	Molemminpuoleinen	Koko
9170	9171	9183	82cm
9170	9171	9183	87cm
9170	9171	9183	92cm
9170	9171	9183	97cm
9170	9171	9183	102cm
9170	9171	9183	107cm
9170	9171	9183	112cm



Balder - nivustyrävyö

Art. 50216 / 50215 | Nordicare

Tyrävyö toispuoleiseen tai molemminpuoliseen nivustyrään

Käyttöaiheet:

- Pieni tai keskikokoinen nivustyrä
- Estää tyrän kasvun
- Pre- ja postoperatiivisesti

Ominaisuudet ja edut:

- Helposti säädettävissä oleva nivustyrävyö. Voidaan säätää portaattomasti korkeus- ja sivusuunnassa hyvän istuvuuden aikaansaamiseksi
- Muotoon ommeltu
- Pehmeä, helposti sopivan pituiseksi lyhennettävä haaranauha kiinnitetään lantion tarranauhalla
- Hengittävä, miellyttävän tuntuinen materiaali ihoa vasten
- Joustava ja huomaamaton, ei näy vaatteiden läpi
- Väri: 50216 musta, 50215 beige

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero				
Vasen	Oikea	Molemminpuoleinen	Koko	Lantion ympärys
50216-10	50216-20	50215	XS	70-80cm
50216-10	50216-20	50215	S	80-90cm
50216-10	50216-20	50215	M	90-100cm
50216-10	50216-20	50215	L	100-115cm

Lonkkatuet

Lonkkatuet

- 75** Hipo-lonkkaortoosi
- 76** Hipocross
- 77** Coxa-HiT



Hipo-lonkkaortoosi

Art. M.2000 | Orthoservice

Hipo-lonkkaortoosi lonkan tarkkaan kontrollointiin

Käyttöaiheet:

- Pre- ja postoperatiivisesti lonkan tekonivel-operaation tai revisiion yhteydessä
- Konservatiivisesti hoidettavat reisiluun kaulan murtumat
- Potilaat joilla potentiaalia lonkkanivelen ongelmiin, tilanteissa joissa on tärkeää kontrolloida abduktio ja fleksio-ekstensio suuntia

Ominaisuudet ja edut:

- Tukeva mutta kevytrakenteinen tuki
- Tuen avulla mahdollista välttää lonkan adduktio ja kontrolloida fleksio ja ekstensio tilanteen mukaisesti
- Tuki koostuu lantio-osasta (S-XL), reisosasta (S-XL) ja nivelestä
- Niveltä on saatavana abdusoivana ja normaalina. Abdusoiva on tilanteisiin jossa tarvitaan abduktiokontrollia ja normaali nivels silloin, kun fleksio-ekstensio suunnan rajoitus riittää.

- Abduktio/adduktiosäätö 7,5° välein
- Fleksio-ekstensiosäätö 0-120° 15° välein

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittävy vyötärön, lantion ja reiden distaali- ja proksimaaliosan ympärysmittan mukaan

Tuotenumero M.2000 (koko setti: lantio- ja reisosia sekä nivel)				
Lantio-osa				
Koko	S	M	L	XL
Vasen	2122	2123	2124	2125
Oikea	2112	2113	2114	2115
Vyötärön ympäryys	60-82cm	80-96cm	94-115cm	99-120cm
Lantion ympäryys	68-90cm	90-110cm	106-126cm	111-131cm

Reisosia				
Koko	S	M	L	XL
Vasen	2222	2223	2224	2225
Oikea	2212	2213	2214	2215
Proks ymp.mitta	44-53cm	48-60cm	57-68cm	62-76cm
Dist ymp. mitta	34-41cm	36-45cm	42-49cm	46-56cm

Nivel				
Nivel	Regular	Long	Abdusoiva regular	Abdusoiva long
Tuotenumero	M.2305	M.2306	M.2307	M.2308
Potilaan pituus	<180cm	>180cm	<180cm	>180cm

Lonkkatuet



Hipocross

Art. M.91006 | Orthoservice

Lonkkatuki lonkan kiputiloihin

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivisesti lonkan tekonivel-operaatioiden ja luksaation jälkeen
- Konservatiivisesti lonkan kulumissa, luksaatioissa ja lihasrepeämissä

Ominaisuudet ja edut:

- Tukee lonkkaa
- Elastiset ristikkäin menevät lisäkirstimet:
 - Estävät liiallista adduktiota
 - Osittain vähentävät fleksiota ja ekstensiota
- Parantaa lihasten koordinaatiota / aktivaatiota (proprioseptiikka)
- Antaa turvotusta ennaltaehkäisevän hyvän kompression
- Helppo tarrakiinnitys
- Hengittävä ja miellyttävä materiaali
- Lisävarusteena jäykkä nivelkisko (art. M.91007)
 - Rajoittamaan ekstension 0°
 - Rajoittamaan fleksion (80°)
 - Estämään voimakkaammin lonkan adduktiota

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy vyötärön, lantion ja reiden proksimaaliosan ympärysmittan mukaan.

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Lantion ympäryys	Vyötärön ympäryys	Reiden ympäryys
M-91006	Vas/Oik	S	72-93cm	65-84cm	40-54cm
M-91006	Vas/Oik	M	93-116cm	84-109cm	50-65cm
M-91006	Vas/Oik	L	116-140cm	109-140cm	60-76cm
M-91006	Vas/Oik	XL	140-165cm	140-170cm	70-87cm



Hinge for Hipocross

Art. M.91007 | Orthoservice

Jäykkä nivelkisko, lisäosa Hipocross-lonkkatukeen

Käyttöaiheet:

- Rajoittamaan ekstension 0°
- Rajoittamaan fleksion (80°)
- Estämään voimakkaammin lonkan adduktiota



Coxa-Hit

Art. 07480 | Sporlastic

Kevyt lonkkatuki lonkan kiputiloihin

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivisesti lonkan tekonivel-operaatioiden ja luksaation jälkeen
- Konservatiivisesti lonkan kulumissa ja lihasrepeämissä

Ominaisuudet ja edut:

- Antaa turvotusta ennaltaehkäisevän hyvän kompression
- Tukee lonkkaa sivusuunnassa
- Parantaa lihasten koordinaatiota / aktivaatiota (proprioseptiikka)
- Ohjaa alaraajaa kevyesti abduktioon ja ulkokiertoon
- Tuen mukana kuuma-/kylmäpaketti kuntoutumisen tehostamiseksi.
- Helppo tarrakiinnitys ja oikean kompressiotason osoittavat nauhat
- Hengittävä ja miellyttävä materiaali

koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Lantion ympäryys
07480	Vas/Oik	S	80-90cm
07480	Vas/Oik	M	90-100cm
07480	Vas/Oik	L	100-110cm
07480	Vas/Oik	XL	110-120cm
07480	Vas/Oik	XXL	120-130cm
07480	Vas/Oik	XXXL	>130cm

Kaulatuett

Oika- ja kynnärtuett

Ranne- ja käsituett

Selkätuett

Lonkkatuett

Polvituett

Nilikka- ja jalkatuett

Lastentuett

Polvituet

Postoperatiivituet

- 79** T-Scope Premier
- 79** X-Act ROM Knee
- 80** Medi Cool ROM
- 80** Go Up Open
- 81** Go Up Pcl
- 81** Genufit 50A
- 82** Genufit 27A

Kulumapolvituet

- 83** Unloader One Smartdosing
- 83** Unloader Lite
- 84** Ortho-A

Ligamenttituet

- 85** Defiance III
- 86** Axiom-D Elite
- 87** Rebound PCL
- 88** M.4s PCL Dynamic
- 89** Pluspoint 3
- 89** Genum Liga-X Ease
- 90** Playmaker II
- 91** Genufit 15A
- 91** Genufit 15
- 92** Playmaker Xpert

Kevyet tuet

- 92** Genufit 08
- 93** Genu-Hit / - +
- 94** Minor Wrap
- 95** Medi Elastic Knee Support 605

Patellatuet

- 96** Medi PT Control
- 96** Patellaligner
- 97** Lateral J
- 97** Patellacamp
- 98** Super-Genuplus
- 98** Kasseler Patellar Tendon Bandage



T-Scope Premier

Art. 08814 | Breg

Polven liikerataa rajoittava tuki portaattomalla pituussäädöllä

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivinen tukeminen polvileikkauksen jälkeen, kun halutaan rajoittaa polvinivelen liikettä
- Polvivamman jälkeinen tuenta
- ACL ja CL operaatioiden jälkeen
- Meniskikorjausten jälkeen
- Kondylimurtumien jälkeen
- Tibian osteotomian jälkeen
- Patella murtumien jälkeen

Ominaisuudet ja edut:

- Portaaton pituussäätö
- Pikalukot helpottamaan sovitusta
- Materiaalit alumiinia, muovia, foamia ja nylonia
- Fleksiosäätö -10° - 120°, 10° porrastuksella
- Ekstensiosäätö -10° - 30°, 10° porrastuksella
- Helppokäyttöinen

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Reiden ympäryys	Vas/oik
08814	T-Scope	Standard	<77cm	Puolieroton
08815	T-Scope	XL	77-90cm	Puolieroton
00015	Varapehmustesetti			
SPR	Vaihtoremmit ja soljet			
73261	Kevennyssetti			



X-Act ROM Knee

Art. 11-2151-9 | Donjoy

Polven liikerataa rajoittava tuki portaattomalla pituussäädöllä

Käyttöaiheet:

- Katso T-Scope Premier edellä

Ominaisuudet ja edut:

- Donjoyn kevein postoperatiivivirtaosi
- Ohuet ja kestävät nykyaikaiset alumiininivelet
- Teleskooppinen pituussäätö välillä 48-63,5cm
- Pikakiinnitteiset soljet helpottavat käyttöä
- Materiaalit alumiinia, muovia, foamia ja nylonia
- Fleksiosäätö -10° - 120°, 10° porrastuksella
- Ekstensiosäätö -10° - 90°, 10° porrastuksella
- Pikalukitus 0°, 15° ja 30° kulmaan

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Vas/oik
11-2151-9	X-Act ROM knee	1 koko	Puolieroton
25-0769	Pehmustesetti		
25-8952	Remmisetti		

Postoperatiivituet



Medi Cool ROM

Art. G.180.0x9 | Medi

Polviortoosi fleksio- ja ekstensio rajoituksilla ja immobilisointi mahdollisuudella

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivinen tukeminen polvileikkauksen jälkeen
- Polvivamman jälkeinen tuenta
- ACL ja CL operaatioiden jälkeen
- Meniskikorjausten jälkeen
- Kondylimurtumien jälkeen
- Tibian osteotomian jälkeen
- Patella murtumien jälkeen

Ominaisuudet ja edut:

- Laadukas pikasäätöinen nivel
- Säätö 10° ja 15° välein
- Fleksiosäätö: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90, 105°, 120°
- Ekstensiosäätö: 0°, 10°, 20°, 30°
- Immobilisointi: 0°, 10° 20°, 30°
- Muotoiltavat metalliset sivukiskot
- Säädettävät ihoystävälliset pehmusteet
- Sivukiskot voidaan lyhentää sopivaan mittaan
- Sopii henkilöille, joilla reiden ympärys on jopa 80cm
- Helppo ja miellyttävä solkikiinnitys
- Saatavilla lyhyt ja pitkä malli

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Tuen pituus	Vas/oik
G.180.039	Medi ROM cool	Short	57cm	Puolieroton
G.180.049	Medi ROM cool	Long	63cm	Puolieroton



Go Up Open

Art. M.G1043 | Orthoservice

Polviortoosi fleksio- ja ekstensio rajoituksilla ja immobilisointi mahdollisuudella

Käyttöaiheet:

- Samat kuin yllä tuotteessa Medi Cool ROM

Ominaisuudet ja edut:

- Kevyt hengittävä rakenne
- Helppo tarrakiinnitys soljilla
- Säätö 10° välein
- Fleksiosäätö: 0° - 120°
- Ekstensiosäätö: -10° - 60°
- Immobilisointi: 0°-60°
- Muotoiltavat kevyet alumiiniset sivukiskot
- Sivukiskot voidaan lyhentää tarvittaessa
- Säädettävät ihoystävälliset pehmusteet
- Pestävät, irroitettavat kondyylipehmusteet
- Saatavilla normaali ja pitkä malli

Koko- ja tilaustiedot:

*Alaraajan pituus määrittetty pituusmitalla nilkasta nivuseen

Tuotenumero	Koko	Alaraajan pituus*	Tuen pituus	Vas/oik
M.G1043	Normaali	<81cm	56cm	Puolieroton
M.G1043	Pitkä	>81cm	65cm	Puolieroton



Go Up Pcl

Art. M.G1044 | Orthoservice

Polviortoosi erityisesti PCL-ligamentin tuentaan

Käyttöaiheet:

- Post-operatiivinen tuenta PCL-operaation jälkeen
- Post-traumaattinen tuenta polven venähdysten ja vääntövammojen yhteydessä

Ominaisuudet ja edut:

- Ilmatäytettävä tukityyny pohkeen yläosassa pitää säären oikeassa asennossa ja estää PCL-ligamentin venytyksen
- Fleksio-ekstensio säätö 10° välein
- Fleksiosäätö: 0° - 120°
- Ekstensiosäätö: -10° - 60°
- Immobilisointi: 0°-60°
- Muotoiltavat kevyet alumiiniset sivukiskot
- Sivukiskot voidaan lyhentää tarvittaessa
- Pestävät, irroitettavat kondyylipehmusteet
- Kevyt hengittävä rakenne / helppo tarrakiinnitys soljilla

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Vas/oik	Tuen pituus
M.G1044	1 koko	Puolieroton	56cm



Genufit 50A

Art. M.G1150A | Orthoservice

50cm pitkä, miellyttävästä AirX -materiaalista valmistettu polvituki fleksio-ekstensio säädöillä

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivinen hoito
 - Ligamenttivammat
 - Femurin distaalisen 1/3 osan murtumat
 - Tibian proksimaalisen kolmanneksen murtumat
 - Patellan murtumat
 - Polven ekstensorijänteiden vammat
- Sivusiteiden 1. ja 2. tason repeämien toiminnallinen hoito
- Krooninen medio-lateraalin instabiliteetti
- Artriittinen instabiliteetti, jota ei voida hoitaa leikkauksella

Ominaisuudet ja edut:

- Hengittävä AirX -materiaalia
- Edestä avattava tarranauhakiinnitys, kiristysremmeissä pikalukitus
- Alumiinista valmistetut polysentriset saranakiskot molemmilla sivuilla, joissa ekstension ja fleksion säätömahdollisuus
 - Ekstensio 0°, 10°, 20°, 30° tai 40°
 - Fleksio 45°, 60°, 75°, 90°
 - Immobilointi: 0°, 10°, 20°, 30°

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetty reiden ympärysmittan mukaan. Mitta otetaan 15cm polven keskikohdan yläpuolelta.

Tuoteno	Koko	Reiden ympäryys	Tuen pituus
M.G1150A	XS	33-39cm	50cm
M.G1150A	S	39-45cm	50cm
M.G1150A	M	45-52cm	50cm
M.G1150A	L	52-58cm	50cm
M.G1150A	XL	58-66cm	50cm
M.G1150A	XXL	66-75cm	50cm

Postoperatiivituet



Genufit 27A

Art. M.G1127A | Orthoservice

Miellyttävästä AirX -materiaalista valmistettu pitkä polvituki fleksio-ekstensio säädöillä

Käyttöaiheet:

- Sivusiteiden 1. ja 2. tason repeämien toiminnallinen hoito
- Postoperatiivinen kuntoutus
- Uusien sivusidevammojen ehkäisy urheillessa
- Krooninen medio-lateraalinen instabiliteetti
- Artriittinen instabiliteetti, jota ei voida hoitaa leikkauksella

Ominaisuudet ja edut:

- Hengittävää AirX -materiaalia
- Edestä avattava tarranauhakiinnitys, helppo asentaa paikoilleen
- Alumiinista valmistetut polysentriset saranakiskot molemmilla sivuilla, joissa ekstension ja fleksion säätömahdollisuus
 - Ekstensio 0°, 10°, 20°, 30° tai 40°
 - Fleksio 45°, 60°, 75°, 90°
 - Immobilisointi: 0°, 10°, 20°, 30°

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittäyty reiden ympärysmitan mukaan
15cm polven keskikohdan yläpuolelta

Tuotenro	Koko	Reiden ympäryys	Tuen pituus
M.G1127A	XS	33-39cm	41cm
M.G1127A	S	39-45cm	41cm
M.G1127A	M	45-52cm	41cm
M.G1127A	L	52-58cm	41cm
M.G1127A	XL	58-66cm	41cm
M.G1127A	XXL	66-75cm	41cm



Unloader One Smartdosing

Össur

Innovatiivinen ja matalaprofiilinen polvituki polvinivelen toispuoleiseen kevennykseen

Käyttöaiheet:

- Toispuoleinen polvinivelartroosi – kohtalainen tai vaikea
- Toispuoleiset polven vammat, jotka vaativat kuormituksen-kevennystä: nivelruston vammat, avaskulaarinen nekroosi ja tibian platen murtumat

Ominaisuudet ja edut:

- Kevyt hengittävä rakenne ja helppo tarrakiinnitys soljilla
- Sääto 10° välein
- Fleksiosäätö: 0° - 120°, ekstensiosäätö: -10° - 60°, immobilisointi: 0°-60°
- Muotoiltavat kevyet alumiiniset sivukiskot / kiskot voidaan lyhentää
- Säädetävät ihoystävälliset pehmusteet
- Pestävät, irroitettavat kondyylipehmusteet
- Saatavilla normaali ja pitkä malli

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy pohkeen ympärysmittaan mukaan 15cm polven keskikohdan alapuolelta.

Unloader One smartdosing		Mediaalinen kevennyks		Lateraalinen kevennyks	
Koko	Pohje	Vasen	Oikea	Vasen	Oikea
S	31-35,5cm	B-241618712	B-241518712	B-240629712	B-240529712
M	35,5-42,5cm	B-241618713	B-241518713	B-240629713	B-240529713
L	42,5-51cm	B-241618714	B-241518714	B-240629714	B-240529714
XL	51-61,5cm	B-241618715	B-241518715	B-240629715	B-240529715

Varaosat: Tukeen saatavissa varapehmusteet silikonisena ja säämiskäisenä. Ilmoita tilatessa kokoluokka, puoli ja kevennyks. Lisäksi saatavissa hihnasarja, hihnasarja ja pehmustetyynyt tai hihnasarja, pehmustetyynyt ja soljet



Unloader Lite

Össur

Innovatiivinen ja matalaprofiilinen polvituki polvinivelen toispuoleiseen lievään tai kohtalaiseen kevennykseen. Uusin Unloader-malli.

Käyttöaiheet:

- Toispuoleinen polvinivelartroosi – lievä tai kohtalainen
- Toispuoleiset polven vammat, jotka vaativat kuormituksen-kevennystä

Ominaisuudet ja edut:

- DFS- kaksoishihnojen tuottaman tuen avulla polven kulunut tai kipeä nivelpinta saadaan kevennettyä: kipu lievittyy, olven toimintakyky paranee ja kuluman eteneminen pysähtyy tai ainakin hidastuu
- Remmien tuottama paine on laaja-alainen, jolloin se on tehokkuudestaan huolimatta miellyttävä
- Remmit kiristyvät polven ojentuessa ja löystyvät koukistaessa mahdollistaen kokopäiväisen käytön ilman aineenvaihdunnallisia ongelmia.
- Tuki on kevyt ja matalaprofiilinen / lycra-kangas on ohut ja hengittävä.
- Tuki on umpinainen, joten tuki puetaan vetämällä
- SmartDosing -kiristimen avulla tuki on helppo säätää

Unloader Lite			Mediaalinen kevennyks		Lateraalinen kevennyks	
Koko	Reisi	Pohje	Vasen	Oikea	Vasen	Oikea
XS	30 - 38cm	25 - 30cm	UOL23000	UOL13000	UOL24000	UOL14000
S	38 - 45cm	30 - 35cm	UOL23010	UOL13010	UOL24010	UOL14010
M	45 - 56cm	35 - 42cm	UOL23020	UOL13020	UOL24020	UOL14020
L	56 - 66cm	42 - 51cm	UOL23030	UOL13030	UOL24030	UOL14030
XL	66 - 73cm	51 - 61cm	UOL23040	UOL13040	UOL24040	UOL14040

**Koko- ja tilaustiedot:**

Vain yksi kokoluokka.
Vasen ja oikea puoli erikseen.

Ortho-A

M.91014 | Orthoservice

Uusi Innovatiivinen ja kevyt polvituki toispuoleiseen polvikulumaan

Käyttöaiheet:

- Lievä tai kohtalainen toispuoleinen polvinivelartroosi
- Postoperatiivinen hoito vammoissa, jotka vaativat toispuoleista kuormituksen kevennystä:
 - nivelruston vammat
 - menisci-vammat

Ominaisuudet ja edut:

- Runko on kevyt, joustava ja kestävä
- Toispuoleinen nivelkisko
- Nivelessä olevan säädön avulla nivelen asento ja kevennysvoima on helposti säädettävissä
- Pikakiinnittimien avulla tuki on helppo ja nopea pukea ja riisua
- Tuessa on irroitettavat ja pestävissä olevat pehmusteet
- Ekstensio ja fleksio-rajoitteet säädettävissä
- Väri harmaa

Tuotenumero	Koko	Puoli
M.91014	1 koko	vas/oik



Defiance III® / Defiance®

Art. 11-744x | Donjoy

Yksilöllisesti valmistettu 4-piste polviligamenttiortoosi

Käyttöaiheet:

- ACL-, PCL-, MCL- ja LCL-instabiliteetti
- Kontaktiurheiluun vamman jälkeiseen tuentaan tai uuden vamman ennaltaehkäisyyn
- Keveytensä ansiosta se soveltuu kuitenkin erinomaisesti myös arkisiin aktiviteetteihin

Ominaisuudet ja edut:

- Defiance-tuet ovat erittäin kevyitä ja vahvoja hiilikuituisia tukia, jotka valmistetaan yksilöllisten mittojen mukaan
 - Mitta otetaan CCMI Mark III -mitanottolaitteen tai kipsivalun mukaan
- Defiance III:n erottaa Defiance®-ortoosista sen anatomisesti muotoillusta reiden sisäsivun kiskosta. Tämä lisää käyttömukavuutta ja helpottaa ortoosien bilateraalista käyttöä
- Tuen saa dynaamisella FourcePoint -niveellä, perinteisemmällä Standard -niveellä, lukittavalla Drop-lock nivelellä tai OA-nivelellä
- FourcePoint -nivelessä on dynaaminen polysentrinen nivel, joka vaihtelee asteittain lisääntyvästi ekstensioiskua viimeisen 25° polven ojennuksen aikana. Samalla se työntää tibiaa taaksepäin suojaten ja q korvaten ACL-ligamentin tehtävää
- Standard-nivelessä on polysentrinen nivel, joka seuraa polven normaalia liikettä. Niveltä käytetään ACL-PCL yhdistelmävammoissa ja MCL- tai LCL-instabiliteetissa
- Drop-lock nivel on tehty quadriceps-heikkouteen esim. seisomisen helpottamiseen postpoliosydroomassa
- OA-nivelellä pystytään keventämään painetta toispuoleisessa polvikulmassa
- Omat ACL-, PCL- ja CI (Combined Injury) -hihnarakenteet
- Saatavana lyhyellä pohjekiskolla, jolloin voidaan käyttää myös laskettelukenkiä tai motocross-saapasta
- Saatavana nahkavuorilla ja -pehmusteilla
- Kääntyvät D-renkaat, jotka seuraavat jalan liikkeitä
- Useita väri- ja grafiikkavaihtoehtoja
- Fleksiorajoitin: 45°, 60°, 75° ja 90°
- Ekstensiorajoitin: 0°, 10°, 20°, 30° ja 40° (asennettuna 10°)



Koko- ja tilaustiedot:

Koko	Reisi	Pohje
Minimi	31,8 cm	26 cm
Maksimi	97 cm	66,5 cm

Kaulatuet

Oika- ja kynnärtuet

Ranne- ja käsituet

Selkätuet

Lonkkatuet

Polvituet

Nilkka- ja jalkatuet

Lastentuet



Axiom-D Elite

Art. PK52**0* | Breg

Axiom-D Elite on uudenaikainen dynaaminen polvituki etu- ja takaristiside vammoihin. Siinä on uniikki ja patentoitu toimintamekanismi. Säären yläosan remmiin on rakennettu liikkuva jousimekanismi, joka antaa sääreen kohdistuvan dynaamisen voiman polvikulman ja vamman mukaan. Voima välittyy eteiden ja takareiden lihastyöstä jousimekanismiin, joka antaa sääreen eteen tai taakse työntävän voiman vammaan sopien. Tuessa on alumiinirunko, joka on erittäin istuva ja ihonmyötäinen. Se on myös helposti muotoiltavissa. Tuki on saatavissa myös yksilöllisillä mitoilla. Lue tarkasti vammanmukainen asennus- ja pukemisohje, jotta tuki antaa halutun tuen.

Käyttöaiheet:

- Eturistisidevamma (ACL)
- Takaristisidevamma (PCL)
- Yhdistelmävamma ACL/CL
- Yhdistelmävamma PCL/CL

Ominaisuudet ja edut:

- Ideaalinen ACL ja PCL vammoihin
- Antaa dynaamisen työntövoiman sääreen
- Vastustaa säären siirtymää (translaatio)
- Tukeva alumiinirunko
- Tarrakiinnitys jossa pikaklipsit
- Vaihdeettavat remmit ja pehmusteet

Tärkeää sovittaessa / pukiessa:

- ACL vamma: Kiristä sääriremmi polvi 90° fleksiassa
- PCL vamma: Kiristä sääriremmi polvi 0° fleksiassa
- ACL ja PCL yhdistelmävamma: Kiristä sääriremmi 45° fleksiassa

Koko- ja tilaustiedot:

Reisimitta on ympärysmitta 15cm polven keskikohdan yläpuolelta. Pohjemitta on ympärysmitta 15cm polven keskikohdan alapuolelta.

Tuotenumero Vas.	Tuotenumero Oik.	Koko	Reisimitta (A)	Pohjemitta (B)	Pohjemitta (B) Athletic**
PK52*101	PK52*201	XS	34-41cm	32-36cm	28-32cm
PK52*103	PK52*203	S	41-48cm	36-39cm	32-36cm
PK52*105	PK52*205	M	48-55cm	39-43cm	36-39cm
PK52*107	PK52*207	L	55-62cm	43-47cm	39-43cm
PK52*109	PK52*209	XL	62-69cm	47-51cm	43-47cm
PK52*111	PK52*211	XXL	69-75cm	51-53cm	47-51cm
PK52*113	PK52*213	XXXL	75-89cm	55-58cm	51-53cm

* = Täytä tuotenumeron * oikealla mallilla: 3=Athletic ja 8=Standardi



Rebound PCL

Art. B-124501xx | Össur

Rebound PCL on dynaaminen polven takaristisiteen tuki

Käyttöaiheet:

- Takaristisiteen (PCL) vammojen hoito, mukaan lukien rekonstruktio tai toiminnallinen ei-kirurginen hoito
- Kohdistaa fysiologisesti oikean dynaamisen voiman takaristisiteeseen kuntoutumisen aikana

Ominaisuudet ja edut:

- DTS-järjestelmä (Dynamic Tension System) lisää sääriluuhun kohdistuvaa kuormitusta polven fleksion aikana, joka saa aikaan anteriorisen vetävän voiman, joka tarvitaan paranevan takaristisiteen kuormituksen vähentämiseksi ja paranemisen mahdollistamiseksi
- Kolme vaihtoehtoa, joilla säädetään vakioitua, biokemiallisesti oikeaa tibian posteriorista kuormitusta säätönappien avulla
- Tibian posteriorisen kuormituksen uudelleen säätäminen on mahdollista esim. turvotuksen yhteydessä
- Kevyt ortoosi, jonka silikoninen Sensil®-pohjepehmuste ja säämiskäinen reisipehmuste pitävät ortoosin paikoillaan ja takaavat käyttömukavuuden
- Mittojen mukaan valmistettu takaosan runko istuu paikallaan ja tukee parhaalla mahdollisella tavalla
- Avoin etuosa helpottaa paikoilleen asettamista ja poistamista

Koko- ja tilaustiedot: Koon määrittämisessä tarvittavat seuraavat mitat: M/L mitta* on polvinivelen leveysmitta. Pohjemitta** on ympärysmitta 15cm polven keskikohdan alapuolelta. Reisimitta*** on ympärysmitta 15cm polven keskikohdan yläpuolelta.

Koko	M/L mitta*	Pohje**	Reisi***	Vasen	Oikea
S	8,9 - 10,2 cm	29 - 34,5 cm	42 - 45 cm	B-124501161	B-124501158
M	10,2 - 11,4 cm	34,5 - 38 cm	45 - 51 cm	B-124501162	B-124501159
L	11,4 - 12,7 cm	38 - 42 cm	51 - 58,5 cm	B-124501163	B-124501160

Tuki on tilattavissa myös yksilöllisillä mitoilla.



Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään reiden ympärysmittalla, 15cm polven keskikohdan yläpuolelta

M.4s PCL Dynamic

Art. G.081.x01 | Medi

Polvituki takaristisiteen (PCL) optimaaliseen tuentaan vamman tai leikkauksen jälkeen

Käyttöaiheet:

- Konservatiivinen hoito takaristisidevamman (PCL) jälkeen
- Leikkauksen jälkeinen hoito takaristisidevamman jälkeen

Ominaisuudet ja edut:

- Tukee säären oikeaan asentoon koko polven liikkeen ajan korvaten takaristisiteen tehtävää
 - Takaristiside saa parantua rauhassa
 - Polven yli liikkuvuus ja sitä kautta kulumariski saadaan poistettua
- Tuen vahva rakenne antaa myös hyvän sivusuuntaisen tuen polvelle
- Ekstensio- ja fleksiosäädöillä (ojennus ja koukistus) polven vaurioituneet rakenteet saadaan suojattua vamman kannalta vahingollisilta nivelkulmilta
- Tuessa on patentoitu physioglide-nivel, joka jäljittelee tarkasti polvinivelen oikeaa pyörivän ja liukuvan liikkeen yhdistelmää
- Ekstensorajoitukset (ojennus): 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- Fleksiorajoitukset (koukistus): 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Immobilointi (jäykistys): 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- Väri musta

Tuotenumero	Koko	Vas/Oik	Reiden ympäryys
G.081.x01	XS	Vas/Oik	31-37cm
G.081.x02	S	Vas/Oik	37-45cm
G.081.x03	M	Vas/Oik	45-51cm
G.081.x04	L	Vas/Oik	51-57cm
G.081.x05	XL	Vas/Oik	57-63cm
G.081.x06	XXL	Vas/Oik	63-69cm

Tuotenumeron x määrittää puolen: x = 2 = vasen ja x = 3 = oikea.



Pluspoint 3

Art. M.9540 | Orthoservice

Kevytrakenteinen ja laadukas polvituki polven ligamenttien tuentaan

Käyttöaiheet:

- ACL, MCL, LCL, PCL repeämät ja polven instabiliteetti
- Kompleksinen traumasta / kulumamuutoksista johtuva polven instabiliteetti
- Pre- / Postoperatiivinen kuntoutus tai konservatiivinen hoito
- Nivelsiteiden suojaus urheillessa, uuden vamman ennaltaehkäisy

Ominaisuudet ja edut:

- Innovatiivinen raami kevyestä alumiiniseoksesta, tukeva ja ammattilaisen helposti muotoiltava
- Uudet, jalan liikkeen mukaisesti liikkuvat kiinnityslenkit
- Ohut nivelrakente, säätöpaloilla määritettävät nivelsäädöt:
 - Ekstensorajoitukset: 0°, 10°, 20°, 30°, 40° ja
 - Fleksiorajoitukset 45°, 60°, 75° ja 90°
 - Immobilisaatio: 0°, 10°, 20°, 30°.
- Mediaalikondyylipehmuste anatomisesti muotoiltu istuvuuden varmistamiseksi
- Kahdet vaihtokondyylipehmusteet optimaalisen jämähyyden saamiseksi (esim. turvotuksesta johtuvat muutokset)
- Helposti irroitettavat ja pestävät pehmusteet. Neppikiinnitys, vaihdettavissa, ihoystävällinen pitävä pinnoite
- Tuen pituus 40cm, saatavana myös lyhyenä 36,5cm versiona art. M.9530

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetty reiden ympärysmittan mukaan 15cm polven keskikohdan yläpuolelta.

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Reisi
M.9540	Vas/Oik	S	39-47cm
M.9540	Vas/Oik	M	47-53cm
M.9540	Vas/Oik	L	53-60cm
M.9540	Vas/Oik	XL	60-67cm



Genum Liga-X Ease

Art. EU4114 | Mediroyal

Tarrakiinnitteinen polvituki ylijennusta estävällä takaristikolla

Käyttöaiheet:

- Lievä tai kohtalainen sivusidevamman, lievät ACL vammat, polven ylijennus, hemi-potilaan polven tuenta, lievä polvikuluma

Ominaisuudet ja edut:

- Alumiiniset sivukiskot antamassa sivusuuntaista tukea
- Tarranauhakiinnitys, tuki aukeaa edestä kokonaan
- Ylijennusta estävä takaristikko
- Erittäin helppo pukea ja kiristää
- Hengittävä TriTex -materiaali
- Väri musta, saatavana myös beigenä
- Saatavana umpinaisena mallina art. EU4111

Koko- ja tilaustiedot: *Alaraajan pituus määritetty pituusmitalla nilkasta nivuseen

Tuotenumero	Koko	Polven ympäry
EU4114	S	32-35cm
EU4114	M	35-38cm
EU4114	L	38-42cm
EU4114	XL	42-46cm
EU4114	XXL	46-50cm



Playmaker II

Donjoy

Sivukiskollinen polvituki umpinaisena tai avattavana mallina

Käyttöaiheet:

- Lievät tai kohtalaiset sivusidevammat
- Lievä tai kohtalainen ACL-vamma
- Postoperatiivinen kuntoutus ja uuden vamman ennaltaehkäisy
- Polven instabiliteetti

Ominaisuudet ja edut:

- Hi10™ (kulutusta kestävästä nailon/elastaanikankaasta valmistettu takasivu) antaa ylivertaisen käyttömukavuuden ja sopivuuden
- DonJoyn tehokas DIII-sarana mahdollistaa yksilölliset ROM-säädöt
- Edistyksellinen väl kangas viilentää kaikessa liikunnassa
- Saatavana standardi-nivelellä tai ACL:ää dynaamisesti tukevalla ForcePoint nivelellä

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy reiden ja pohkeen ympärysmittaan. Mitta otetaan 15cm polven keskikohdan ylä- ja alapuolelta. Saatavana standardi-nivelellä tai ACL:ää dynaamisesti tukevalla ForcePoint nivelellä.

Playmaker II		
Koko	Reiden ympäryys	
11-3495-x	Playmaker II, Umpinainen, Standard-nivelellä	
11-3499-x	Playmaker II, Standard-nivelellä, Donut	
11-3504-x	Playmaker II, Umpinainen, Forcepoint-nivelellä	
11-3497-x	Playmaker II, Avattava, Standard-nivelellä	

Koko	Reiden ympäryys	Pohkeen ympäryys
x = XS	33 – 39 cm	< 34 cm
x = S	39 – 47 cm	35 – 36 cm
x = M	47 – 53 cm	37 – 38 cm
x = L	53 – 60 cm	39 – 41 cm
x = XL	60 – 67 cm	42 – 44 cm
x = XXL	67 – 75 cm	45 – 46 cm
x = XXXL	75 – 81 cm	> 46 cm



Genufit 15A / 15

Art. M.G1115A / M.G1115 | Orthoservice

Miellyttävästä AirX -materiaalista valmistettu sivukiskollinen polvituki

Käyttöaiheet:

- Polven sivusidevammat
- Uusien sivusidevammojen ehkäisy urheillessa
- Lievien polvikulumien kivunhoito
- Lievä krooninen medio-lateraalin instabiiteetti

Ominaisuudet ja edut:

- Hengittävää AirX -materiaalia
- Alumiinista valmistetut polysentriset saranakiskot molemmilla sivuilla
- Edestä avattava - ja umpimainen malli
- Kaksiosainen kiinnitysmekanismi helpottaa pukemista
- Lisäkiristys tarranauhoilla

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy reiden ympärysmittaan mukaan, mitta otetaan 15cm polven keskikohdan yläpuolelta. M.G1115A on edestä avattava malli, M.G1115 umpimainen malli.

Tuotenumero	Koko	Reiden ympäryys	Tuen pituus
M.G1115A / M.G1115	XS	33-39cm	34cm
M.G1115A / M.G1115	S	39-45cm	34cm
M.G1115A / M.G1115	M	45-52cm	34cm
M.G1115A / M.G1115	L	52-58cm	34cm
M.G1115A / M.G1115	XL	58-66cm	34cm
M.G1115A / M.G1115	XXL	66-75cm	34cm

Ligamenttituet



Koko- ja tilaustiedot: Koko määrittyy reiden ja pohkeen ympärystymitoilla. Reisimitta otetaan 15cm polvilumpion keskikohdan yläpuolelta ja pohjemitta pohkeen paksuimmasta kohdasta.

Playmaker Xpert

Art. 82-0022-x / 82-0023-x | Donjoy

Uusi sivukiskollinen polvituki Drytex-materiaalista

Käyttöaiheet:

- Lievät tai kohtalaiset polven sivusidevammat
- Lievät polvikulumat
- Krooninen medio-lateraalinen instabiliteetti
- Kuntoutuksen tukeminen
- Umpinaista mallia käytetään myös kierukkavammoissa ja polvilumpion tuennassa

Ominaisuudet ja edut:

- Tuessa on kaksoisnivelelliset irroitettavat alumiinikiskot sivuilla
- Kiskot muotoiltavissa potilaan mukaisesti
- Drytex-materiaali on hengittävä ja antaa hyvän puristeen
- Kaksi mallia: umpinainen (82-0022-x) ja edestä avattava malli (82-0023-x)
- Umpinaisessa mallissa polvilumpiota tukeva tukirengas
- Tuen pituus 33cm

Umpinainen malli: 82-0022-x ja avattava malli 82-0023-x

Koko tuotenumerossa	Koko	Pohjemitta	Reisimitta
x=1	XS	<34cm	33-39cm
x=2	S	35-36cm	39-47cm
x=3	M	37-38cm	47-53cm
x=4	L	39-41cm	53-60cm
x=5	XL	42-44cm	60-67cm
x=6	XXL	45-46cm	67-75cm
x=7	XXXL	>46cm	75-81cm

Kevyet tuet



Koko- ja tilaustiedot: Koko määrittyy reiden ympärystymitan mukaan, 15cm polven keskikohdan yläpuolelta.

Genufit 08

Art. M.G1108 | Orthoservice

Putkimallinen polvituki spiraalijousilla ja patella-tuella

Käyttöaiheet:

- Lievä sivusuuntainen instabiliteetti
- Lievät sivusidevammat
- Vamman jälkeinen kuntoutus ja uuden vamman ennaltaehkäisy
- Lievä patellan instabiliteetti
- Lievä polviartroosi

Ominaisuudet ja edut:

- Hengittävä ja ihoystävällinen AirX-materiaali
- Anatominen muotoilu takaa hyvän istuvuuden
- Kireys säädettävissä tarranauhoilla
- Molemmilla sivuilla spiraalijouset antamassa lisätukea

Tuotenumero	Koko	Reiden ympäry	Tuen pituus
M.G1108	XS	33-39cm	34cm
M.G1108	S	39-45cm	34cm
M.G1108	M	45-52cm	34cm
M.G1108	L	52-58cm	34cm
M.G1108	XL	58-66cm	34cm
M.G1108	XXL	66-75cm	34cm



Genu-Hit / - +

Art. 07081 / 07083 | Sporlastic

Polvituki silikonirenkaalla

Käyttöaiheet:

- Nivelside- ja kierukkavammojen jälkikuntoutus
- Uusien vammojen ennaltaehkäisy
- Polvilumpion kondromalasia
- Polvilumpion yliliikkuvuus
- Bakerin kysta
- Nivelrikko ja niveltulehdus
- Reuma

Ominaisuudet ja edut:

- Polvituki on muotoon ommeltu antaen polvinivelelle sopivan kompression
- Polvituen sivuilla olevat spiraalituet pitävät tuen ryhdikkäänä
- Kudontatekniikka antaa hierovan vaikutuksen parantaen polven alueen aineenvaihduntaa
- Silikonirengas polvilumpion ympärillä tukee polvilumpiota ja helpottaa siihen kohdistuvan paineen tuntua
- Väri harmaa, saatavana myös mustana ja beigenä

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittäyty pohkeen ja reiden ympärysmittan mukaan. Mitat otetaan 14cm polven keskikohdan ala- ja yläpuolelta.

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Pohkeen ympäryys	Reiden ympäryys
07081	Puolieroton	1	<28cm	<38cm
07081	Puolieroton	2	28-31cm	38-41cm
07081	Puolieroton	3	31-34cm	41-44cm
07081	Puolieroton	4	34-37cm	44-47cm
07083	Puolieroton	4+	34-37cm	47-50cm
07081	Puolieroton	5	37-40cm	47-50cm
07083	Puolieroton	5+	37-40cm	50-53cm
07081	Puolieroton	6	40-43cm	50-53cm
07083	Puolieroton	6+	40-43cm	53-56cm
07081	Puolieroton	7	43-46cm	53-56cm
07083	Puolieroton	7+	43-46cm	56-59cm

Lisäksi on saatavilla lasten malli art. 87081. Pohkeen ympäryys 23-26cm ja reiden ympäryys 29-33cm.



SELECTION Minor Wrap-polvituki

Art. 35701 | Camp

Kevyt edestä avattava polvituki

Käyttöaiheet:

- Rasituksesta johtuva polvikipu
- Lievät nivelvammat ja kulumamuutokset
- Uuden polvivamman ennaltaehkäisy ja polvivamman jälkeinen kuntoutus

Ominaisuudet ja edut:

- Tuessa on kaksoisnivelelliset kiskot ja ne on säädetty 10° fleksioon
- Materiaali lämmittää sekä puristaa kevyesti
- Irrotettavat kaarevat nauhat, joissa on D-lenkit
- Tukea on saatavana sekä sukka- että avattavana mallina
- Sukkamallissa on patellan ympärillä pehmeä tukityyny lisätukena
- Konepestävissä 40°C

Koko- ja tilaustiedot:

Mitta 1: Pohjemitta eli ympärysmitta 15 cm patellan keskikohdan alapuolelta

Mitta 2: Polven ympärysmitta patellan keskikohdasta

Mitta 3: Reisimitta eli ympärysmitta 15 cm patellan keskikohdan yläpuolelta

Tuotenro.	Väri	Vas/Oik	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3
35701	Musta	Puolieroton	XS	25-28 cm	27-30 cm	31-36 cm
35701	Musta	Puolieroton	S	28-31 cm	30-33 cm	36-40 cm
35701	Musta	Puolieroton	S+	28-31 cm	30-33 cm	40-44 cm
35701	Musta	Puolieroton	M	31-34 cm	33-36 cm	40-44 cm
35701	Musta	Puolieroton	M+	31-34 cm	33-36 cm	44-48 cm
35701	Musta	Puolieroton	L	34-37 cm	36-39 cm	44-48 cm
35701	Musta	Puolieroton	L+	34-37 cm	36-39 cm	48-53 cm
35701	Musta	Puolieroton	XL	37-40 cm	39-43 cm	48-53 cm
35701	Musta	Puolieroton	XL+	37-40 cm	39-43 cm	53-60 cm
35701	Musta	Puolieroton	XXL	40-46 cm	43-50 cm	53-60 cm
35701	Musta	Puolieroton	XXL+	40-46 cm	43-50 cm	60-67 cm



Medi Elastic Knee Support 605

Art. 3.290.10x | Medi

Kevyt elastinen polvituki

Käyttöaiheet:

- Polven kulumasta ja nivelrikosta aiheutuvat kiputilat
- Reuma
- Lievä polven instabiliteetti
- Löysyys
- Polven nivelsiteiden tai jänteiden venähdysten jälkikuntoutus
- Uusien polvivammojen ennaltaehkäisy

Ominaisuudet ja edut:

- Lievittää kipua ja vähentää turvotusta
- Tasainen kompressio parantaa polven proprioseptiikkaa ja antaa kipeään polveen tukevuutta
- Polvilumpioaukko tukee kevyesti polvilumpiota ja vähentää siihen kohdistuvaa painetta
- Spiraalijouset sivuilla lisäävät hieman tukevuutta ja pitävät tuen ryhdissä

Koko- ja tilaustiedot: Koko määrittyy reiden ja pohkeen ympärystimitoilla. Reiden mitta otetaan 15cm polven keskikohdan yläpuolelta ja pohkeen mitta 5cm polven keskikohdan alapuolelta.

Tuotenumero	Koko	Pohkeen ympärystimita	Reiden ympärystimita
3.290.101	I	25-28cm	37-40 cm
3.290.102	II	28-31 cm	40-43 cm
3.290.103	III	31-34cm	43-46cm
3.290.104	IV	34-37 cm	46-49 cm
3.290.105	V	37-40 cm	49-52cm
3.290.106	VI	40-43 cm	52-55 cm
3.290.107	VII	43-46 cm	55-58 cm

Kaulatuett

Olkaja kyynärätuet

Ranne- ja käsituet

Selkätuet

Lonkkatuett

Polvituet

Nilkka- ja jalkatuett

Lastentuett

Patellatuet



Medi PT Control

Medi

Tukeva polvilumpion tuki fleksio-ekstensio rajoittimella

Käyttöaiheet:

- Konservatiivinen / postoperatiivinen kuntoutus polvilumpion luksaatioissa, jossa mukana polven lievää instabiliteettia
- Polven etuosan kiputilat
- Polvilumpion lateralisaatio ja polven lievä instabiliteetti
- Polvilumpion lateraalisen release -operaation jälkeen

Ominaisuudet ja edut:

- Metalliset sivukiskot sivuilla antamaan sivuttaistukea
- Mahdollisuus estää polven yliojennus ja rajoittaa liikerata
 - Ekstensiorajoitukset: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
 - Fleksiorajoitukset: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
 - Immobilisointi: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- Korjaa polvilumpion lateraalisen virheliikkeen
- Polvilumpion tuki kiristetään tarralla. Tuki pitää lumpion oikeassa linjassa koko fleksio-ekstensio liikeradan. Tuen väri on harmaa.

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittäyty reiden ympärysmittalla 15cm polven keskikohdan yläpuolelta.

Tuotenumero	Koko	Reiden ympäryys
G.14x.O01	XS	31-37cm
G.14x.O02	S	37-45cm
G.14x.O03	M	45-51cm
G.14x.O04	L	51-57cm
G.14x.O05	XL	57-65cm
G.14x.O06	XXL	65-74cm

x = täytä numerolla 2 jos haluat sukkamaisen mallin, 3 jos haluat edestä avattavan mallin.

O = määrittää puolen. Numero 2 on vasen ja 3 oikea.



Patellaligner

Art. 1802 | Juzo

Polvilumpion luksaatiotuki

Käyttöaiheet:

- Polvilumpion luksaatio, lateralisaatio, yli liikkuvuus ja kondromalasia

Ominaisuudet ja edut:

- Polven lateraalikondyylin- ja polvilumpion tukitynnyt tukevat polvilumpion liikettä. Elastisen tarranauhan avulla lateraalinen tukitynny kiristetään heti polvilumpion ulkosivulle
- Tuessa on spiraaliset ryhtiä ja kevyttä tukea antavat sivulastat
- Vasen ja oikea puoli erikseen / väri beige

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittäyty reiden, polven ja pohkeen ympärysmitoilla. Reiden mitta otetaan 15cm polven keskikohdan yläpuolelta ja pohkeen mitta 15cm polven keskikohdan alapuolelta.

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Pohkeen ympäryys	Polven ympäryys	Reiden ympäryys
1802	Vas/Oik	XS	28-31cm	31-34cm	38-41cm
1802	Vas/Oik	S	31-34 m	34-37cm	41-44cm
1802	Vas/Oik	M	34-37cm	37-40cm	44-47cm
1802	Vas/Oik	L	37-40cm	40-43cm	47-50cm
1802	Vas/Oik	XL	40-43cm	43-46cm	50-53cm
1802	Vas/Oik	XXL	43-46cm	46-49cm	53-56cm



Lateral J

Donjoy

Polvilumpiotuki J-mallisella tukipelotilla

Käyttöaiheet:

- Polvilumpion sijoiltaanmeno ja löysyys
- Polvilumpion lateralisaatio

Ominaisuudet ja edut:

- Polvituen J-mallinen tukipelotti ja Y-lisäremmit auttavat lumpion paikallaan pysymistä ja estävät kipua
- Hengittävä Drytex tekee tuesta miellyttävän käyttää, saatavana myös neopreenisenä. Sopii erityisesti urheilukäyttöön (kontaktilajit, pelit, juoksu, extremelajit)

Koko- ja tilaustiedot:

Vasen ja oikea erikseen. Koko määrittyy reiden ympärysmitan mukaan. Mitta otetaan 15cm polven keskikohdan yläpuolelta. (Lateral "J" saatavana myös sivukiskollisena tukevana versiona art.11-077x-x)

Tuotenumero vasen	Tuotenumero oikea	Reisimitta	Koko
81-06602	81-06592	33-39cm	XS
81-06603	81-06593	39-47cm	S
81-06604	81-06594	47-53cm	M
81-06605	81-06595	53-60cm	L
81-06606	81-06596	60-67cm	XL
81-06607	81-06597	67-75cm	XXL
Tuotenumero		Kuvaus	
11-0320-x-06060		Lateral "J", neopreeni, oikea	
11-0322-x-06060		Lateral "J", neopreeni, vasen	



Patellacamp

Art. 28679 | Camp

Edestä avattava, puolieroton patellatuki

Käyttöaiheet:

- Patellan luksaatio
- Patellan subluksaatio
- Polven etuosan kiputilat

Ominaisuudet ja edut:

- Tuki on edestä avattava kiedottava malli
- Polvitaive jää avonaiseksi
- Pelotti asetetaan patellan instabiilille puolelle ja ala- ja yläremmi kiristetään tarvittavan kireälle

Koko- ja tilaustiedot: Koko määrittyy polven ympärysmitalla.

Tuotenumero	Väri	Vas/Oik	Koko	Polven ympärys
28679	Musta	Puolieroton	S/M	<40cm
28679	Musta	Puolieroton	L/XL	>40cm

Patellatuet



Super-Genuplus

Art. 07085 | Sporlastic

Polvituki polvilumpion tuentaan

Käyttöaiheet:

- Konservatiivinen ja postoperatiivinen kuntoutus
- Polvilumpion lateralisaatio
- kondromalasia
- Polven kuluma
- Yliliikkuva polvilumpio
- Polvilumpion luksaatio

Ominaisuudet ja edut:

- Tuki nostaa polvilumpion painetta ja näin proprioseptiikka paranee
- Tuki ohjaa lumpiota mediaalisesti aktivoimalla m.vastus medialista ja passiivisesti tukemalla lumpiota lateraalisivulta
- Tuessa lateraalinen puoliympyrän muotoinen silikonituki medialisoivilla tarrakiristimillä
- Polvituen sivuilla olevat spiraalituet pitävät tuen käytettäessä ryhdikkäänä
- Väri harmaa

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy pohkeen ja reiden ympärysmittaan mukaan. Mitat otetaan 14cm polven keskikohdan ala- ja yläpuolelta.

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Pohkeen ympäryys	Reiden ympäryys
07085	Puolieroton	1	<28cm	<38cm
07085	Puolieroton	2	28-31cm	38-41cm
07085	Puolieroton	3	31-34cm	41-44cm
07085	Puolieroton	4	34-37cm	44-47cm
07085	Puolieroton	5	37-40cm	47-50cm
07085	Puolieroton	6	40-43cm	50-53cm
07085	Puolieroton	7	43-46cm	53-56cm



Kasser Patellar Tendon Bandage

Art. 07229 | Sporlastic

Polvilumpion proprioseptiikkaa parantava tukiremmi

Käyttöaiheet:

- Konservatiivinen / postoperatiivinen kuntoutus
- Polven etuosan kipu: Q-ceps jänteen tulehdukset, kondromalasia
- Kuntouttava harjoittelu
- Quadriceps-lihaksen heikkous

Ominaisuudet ja edut:

- Tuki nostaa polvilumpion painetta ja näin proprioseptiikka paranee
- Lievittää kipua
- Silikonituessa on nystyröitä antamaan hierovaa vaikutusta ja parantamaan proprioseptiikkaa
- Tuessa portaaton tarrakiinnitys ja remmit voi lyhentää yksilöllisesti
- Väri harmaa

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko
07229	Puolieroton	1 koko

Kaulatuet

Olkaja kynnärtuet

Ranne- ja käsituet

Selkätuet

Lonkkatuet

Polvituet

Niikka- ja jalkatuet

Lastentuet

Nilkka- & jalkatuet

Walkerit

- 101** AirSelect Standard
- 101** AirSelect Short
- 102** Nextstep Contour II
- 103** XcelTrax Air
- 103** XcelTrax Air Ankle
- 104** MaxTrax ROM Walker
- 105** Vacoped Achill
- 106** Heel Wedge / Achilles Wedge

Nilkkatuet

- 107** Air-Stirrup Classic Standard
- 107** Stabilizing Speed Pro
- 108** Mc David -nilkkatuki A101
- 108** Mc David -nilkkatuki 199
- 109** Aso Evo Quatro
- 109** MalleoSKILL 81
- 110** Malleolastik 37
- 110** Malleo-Hit
- 111** Achicare Comfort C Plus
- 111** Achillodyn
- 112** AirHeel / AirHeel with Stabilizers
- 112** Aircast AirHeel/DNS Care Kit
- 113** Dorsal Night Splint
- 113** Ufo-yölasta
- 114** Afo Night-yölasta
- 114** Night Sock -yövenytyssukka

Peroneustuet

- 115** Afo Light
- 115** Afo Extrastrong
- 116** Foot Up
- 117** Neurodyn Comfort
- 118** Neurodyn Classic

Jalkaterä

- 118** Hallux Valgus Combo
- 119** Heel Cup
- 119** Bone Spur Pad
- 120** Silicon Insole
- 120** Metarso
- 121** Mailand
- 121** Amsterdam
- 122** Marseille
- 122** Podalux



AirSelect Standard

Art. 01EF | Donjoy

Nykyaikainen, ilmatäytteinen, matalaprofiilinen walker

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivisesti nilkan ja jalkaterän vammoissa
- Posttraumaattisesti nilkan ja jalkaterän vammoissa
- Akilleksen konservatiivinen tai postoperatiivinen kuntoutus
- Vamman nopeaan, turvalliseen, aktiiviseen kuntoutukseen, kipsin korvike

Ominaisuudet ja edut:

- Matalaprofiilinen pohjaratkaisu: luonnollinen askel
- Duplex ilmakennot 2kpl nilkan sivuilla antamaan maksimaalisen tuen ja vähentämään tehokkaasti turvotusta
- Umpinainen rakenne: opii myös akilleksen kuntoutukseen ja kantakiloille
- Edessä muovinen etupaneeli tasaamaan remmien paineen tasaisesti
- Monipuoliset lisä- / vaihtovarustemahdollisuudet / puolieroton

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy kengän koon mukaan.

Tuotenumero	Koko	Kengän koko
01EF-XS	XS	< 35,5
01EF-S	S	35,5 - 39,5
01EF-M	M	39,5 - 43
01EF-L	L	43 - 47
01EF-XL	XL	>47
Lisävarusteet		
01E101x (x=1-5)	Sisäpehmuste ja sisäpohjallinen (XS - XL)	
01E104x (x=1-3)	Vaihtoremisarja (XS/S, M/L, XL)	
0129A	Elastinen "tuubi" sisäsukka, koko XS	
0129P	Elastinen "tuubi" sisäsukka, koko Universal	



AirSelect Short

Art. 01ES | Donjoy

Nykyaikainen, ilmatäytteinen, matalaprofiilinen lyhyt walker

Käyttöaiheet:

- Muotoiltu erityisesti metatarsaaliin fraktuuroihin,, jalkaterän etu- ja keskiosan vammoihin, akuuttiin ja postoperatiiviseen käyttöön ja pehmytkudosvaurioihin.
- Säären alaosan ja nilkan stabiilit murtumat
- Akuutit nilkan nyrjähdykset

Ominaisuudet ja edut:

- Matalaprofiilinen pohjaratkaisu, erinomainen käynti -> luonnollinen askel, varhainen mobilisointi
- Duplex ilmakennot 3kpl antavat maksimaalisen tuen ja vähentävät tehokkaasti turvotusta
- Umpinainen rakenne, kevyt
- Edessä muovinen etupaneeli tasaamaan remmien paineen tasaisesti
- Monipuoliset lisä- / vaihtovarustemahdollisuudet / puolieroton

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy kengän koon mukaan.

Lisävarusteet: Samat kuin yllä (Art 01EF)

Tuotenumero	Koko	Kengän koko
01ES-XS	XS	< 35,5
01ES-S	S	35,5 - 39,5
01ES-M	M	39,5 - 43
01ES-L	L	43 - 47
01ES-XL	XL	>47

Walkerit



Nextstep Contour II

Art. 79-9507x | Donjoy

Takaa umpinainen walker

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivisesti nilkan ja jalkaterän vammoissa
- Posttraumaattisesti nilkan ja jalkaterän vammoissa
- Kipsin korvike
- Akilleksen konservatiivinen tai postoperatiivinen kuntoutus
- Vamman nopeaan, turvalliseen, aktiiviseen kuntoutukseen

Ominaisuudet ja edut:

- Kevyt, kestävä, yhdestä kappaleesta valmistettu malli
- Takaa umpinainen malli -> sopii myös akilleksen kuntoutukseen ja kantakiiloille
- Sisäpehmuste harjatusta nailonista ja solumuovista
- Sopii isoonkin pohkeeseen / puolieroton

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy kengän koon mukaan.

Tuotenumero	Koko	Kengän koko
79-95073	S	< 37
79-95075	M	37-42
79-95077	L	> 42
Lisävarusteet	Kuvaus	Koko
79-95163	Varasisäasukka	S
79-95165	Varasisäasukka	M
79-95167	Varasisäasukka	L
25-2549	Pohjallinen	S
25-2548	Pohjallinen	M
25-2550	Pohjallinen	L
79-95440	Varvassuoja (3)	Yksi koko



XcelTrax Air /Ankle

Art. 79-9551x / 79-9552x | Donjoy

Laadukas, ilmatäytteinen, takaa auki oleva walker

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivisesti nilkan ja jalkaterän vammoissa
- Posttraumaattisesti nilkan ja jalkaterän vammoissa
- Kipsin korvike
- Vamman nopeaan, turvalliseen, aktiiviseen kuntoutukseen
- Ankle malli: erityisesti jalkaterän murtumat kuten metatarsaalimurtumat, nilkan nyrjähdykset ja stabiilit murtumat

Ominaisuudet ja edut:

- Kevyt, valmiiksi muotoiltu rakenne
- Matalaprofiilinen pohjaratkaisu -> luonnollinen askel
- Iskuja vaimentava ja pitävä pohjan rakenne
- Pehmeään nailon/vaahtomuovivuoreen integroitu ilmakennosto ja pumppu -> Mahdollistaa napakan miellyttävän tuennan
- Vaihtopehmusteet kokoluokittain (kts. tilaustaulukko)
- Puolieroton

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy kengän koon mukaan.

Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Kengän koko	Vaihtopehmuste
79-95512	XcelTrax Air	XS	< 36	79-95532
79-95513	XcelTrax Air	S	36-39	79-95533
79-95515	XcelTrax Air	M	40-44	79-95535
79-95517	XcelTrax Air	L	44-46	79-95537
79-95518	XcelTrax Air	XL	> 46	79-95538
79-95522	XcelTrax Air Ankle	XS	< 36	79-95542
79-95523	XcelTrax Air Ankle	S	36-39	79-95543
79-95525	XcelTrax Air Ankle	M	40-44	79-95545
79-95527	XcelTrax Air Ankle	L	44-46	79-95547
79-95528	XcelTrax Air Ankle	XL	> 46	79-95548

Kaulatuet

Oika- ja kyynärtuet

Ranne- ja käsituet

Selkätuet

Lonkkatuet

Polvituet

Nilkka- ja jalkatuet

Lastentuet

Walkerit



MaxTrax ROM Walker

Art. 11-1383-x | Donjoy

Walker säädettävällä nilkkakulmalla

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivisesti nilkan ja jalkaterän vammoissa
- Posttraumaattisesti nilkan ja jalkaterän vammoissa
- Kipsin korvike
- Akilleksen konservatiivinen tai postoperatiivinen kuntoutus
- Vamman nopeaan, turvalliseen, aktiiviseen kuntoutukseen

Ominaisuudet ja edut:

- Antaa kontrolloidun liikeradan trauman tai leikkauksen jälkeen
- Liikerata voidaan säätää välillä plantaarifleksio 45° ja dorsifleksio 30°. Säädön porrastusväli on 7,5°
- Vaihtoehtoisesti sarana lukitaan plantaari- ja dorsifleksiossa asentoihin 0°, 7,5°, 15°, 22,5° ja 30°.

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy kengän koon mukaan.

Tuotenumero	Koko	Kengän koko
11-1383-1	XS	< 35
11-1383-2	S	36 - 37
11-1383-3	M	38 - 42
11-1383-4	L	43 - 45
11-1383-5	XL	> 45
Lisävarusteet		Kuvaus
11-1372-x		Tyynyt
11-1373-x		Vaihtosisäsukka (MaxTrax® ROM)
11-1374-x		Remmit
11-1413-x		Pohjalliset



VACOPed Achill

Art. 42VPED-01-4 | Oped

Markkinoiden paras akilles- ja murtumaortoosi nivelsäädöllä

Käyttöaiheet:

- Akillesrepeämät – konservatiivinen ja postoperatiivinen hoito
- Akillestendiniitti
- Nilkkamurtumat, kantaluun murtumat
- Kompleksit nilkan nivelsidevammat
- Metatarsaalimurtumat
- Nilkan vaikeat nyrjähdykset

Ominaisuudet ja edut:

- Tuki mahdollistaa aikaisen painon varauksen turvallisesti
 - Minimoidaan immobilisoinnin haitat: lihasvoima ja -aktiivisuus, aineenvaihdunta
- Akilleskuntoutus voidaan toteuttaa tehokkaasti mutta turvallisesti
 - Tuessa nivelsäädöt 30 ° plantaarifleksioista 10° dorsifleksioon 5° välein
 - Nivelsäätö voidaan lukita tai avata kuntoutusvaiheen mukaan:
 - a) Akilleksen turha kiristyminen kuntoutuksen aikana vältetään turvallisesti
 - b) Estetään mahdolliset uudet repeämät kuntoutuksen aikana
- Tuessa on sisäsukka, johon on integroitu patentoitu mikrohelmistä koostuva tyhjiöpakkaus. Tyhjiöpakkauksen avulla ortoosi antaa täydellisen istuvuuden ja tuennan jalalla ja säärelle.
- Jokaisen pakkauksen mukana tulee kaksi erilaista ulkopohjaa:
 - Akilleskuntoutukseen suunniteltu pisarapohja ja
 - Muihin vammoihin suunniteltu matalampi keinupohja
- Lisäksi pakkauksessa mukana kulmasäätöavain, varasisäsukka ja tyhjiöpumppu
- Ortoosin jalkateräosuus on säädettävissä kolmeen eri pituuteen
- Ortoosille on luotu tarkat hoitoprotokollat eri indikaatioille, lisäksi useita tutkimustuloksia. Kysy lisää!

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittäyty kengän koon mukaan.

Tuotenumero	Koko	Kengän koko
42VPED-01-4-S	S	35 - 39
42VPED-01-4-M	M	40 - 43
42VPED-01-4-L	L	44 - 50
Lisävarusteet	Kuvaus	
42VPSE-01-4-S	Varaosasetti, koko S	
42VPSE-01-4-M	Varaosasetti, koko M	
42VPSE-01-4-L	Varaosasetti, koko L	

Kaulatuet

Olkaja kyynärtuet

Ranne- ja käsituet

Selkätuet

Lonkkatuet

Polvituet

Nilkka- ja jalkatuet

Lastentuet

Walkerit



Aircast Heel Wedge

Art. 01K | Donjoy

Kantakiila akillesjänteen kuntoutukseen

Käyttöaiheet:

- Akillesjännevammojen konservatiivinen tai postoperatiivinen hoito

Ominaisuudet ja edut:

- Voidaan käyttää takaa umpinaisten walkereiden kanssa
- Mahdollistaa akillesjännevamman progressiivisen kuntoutuksen
- Koostuu viidestä kantakiilasta, joita voi käyttää jalan koon mukaan
- Kolme kiilaa päällisin: n.22° plantaarifleksio
- Kaksi kiilaa päällisin: n.16° plantaarifleksio
- Yksi kiila: n.10°

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy kengän koon mukaan.

Tuotenumero	Kuvaus
01K-L	Vasemman kantapään kiilat
01K-R	Oikean kantapään kiilat
01K-XLL	Vasen XL
01K-XLR	Oikea XL



Achilles Wedge, Procare

Art. 79-95130 | Donjoy

Kantakiila akillesjänteen kuntoutukseen

Käyttöaiheet:

- Akillesjännevammojen konservatiivinen tai postoperatiivinen hoito

Ominaisuudet ja edut:

- Voidaan käyttää takaa umpinaisten walkereiden kanssa
- Mahdollistaa akillesjännevamman progressiivisen kuntoutuksen
- Koostuu neljästä 2,5cm korkeasta kantakiilasta
- Kantakiilan päällä neopreeninen pehmuste

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy kengän koon mukaan.

Tuotenumero	Kuvaus
79-95130	Kantakiila



Air-Stirrup Classic Standard

Art. 02xx | Aircast, Donjoy

Nilkkatuki akuutin nilkkavamman tuentaan

Käyttöaiheet:

- Nilkan nyrjähdysten jälkeinen tuenta

Ominaisuudet ja edut:

- Puolikova, anatomisesti muotoiltu kuori antaa suojaa ja käyttömukavuutta sekä estää inversion/eversion.
- Duplex™-ilmatyynyjärjestelmä parantaa verenkiertoa ja vähentää turvotusta.
- Helppo asettaa paikalleen ilmatyynyjen ansiosta.
- Hyvä sopivuus jalkineisiin mahdollistaa kevyen alkuvaiheen kuormituksen.

Koko- ja tilaustiedot: Koko määrittyy nilkan kapeimman kohdan ympärysmittan ja kengän koon mukaan.

Tuotenumero vasen	Tuotenumero oikea	Koko	Korkeus
02CL	02CR	S	22 cm
02BL	02BR	M	23 cm
02AL	02AR	L	27 cm
02JL	02JR	Ped	15 cm
02DL	02DR	Ohut kuori	23 cm
Lisävarusteet - Tuotenumero		Kuvaus	Koko
0213		Vaihtokantahihnat	Yksi koko



Stabilizing Speed Pro

Art. 11-3235-x-06000 | Donjoy

Tukeva helppokiinnitteinen nilkkatuki

Käyttöaiheet:

- Nilkan nyrjähdysten jälkeinen tuenta
- Postoperatiivisesti tai postraumaattisesti kipsi- tai walkerhoidon jälkeen tai niiden sijaan
- Instabiiliin nilkan tuenta urheilu, liikunta tai työkäytössä

Ominaisuudet ja edut:

- Pikanauhousjärjestelmä pukemisen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi
- Venymättömät kahdeksikkoremmit lukitsevat kantaluun mahdollistaen ihanteellisen inversio/eversiosäädön
- Irrotettavat mediaaliset/lateraaliset jäykisteet antavat lisätukea ja vakautta käyttömukavuutta heikentämättä
- Sopii mukavasti urheilu- tai vapaa-ajan kenkiin
- Luja materiaali vaativille urheilijoille
- Stabilizing Speed Pro -nilkkaortoosi vähentää nilkkavammoja 61%

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy potraakimitalla eli nilkka-kantapäämitalla sukka jalassa.

Tuotenumero	Koko	Potraakimita
11-3235-0-06000	XXS	23-25cm
11-3235-1-06000	XS	25-28cm
11-3235-2-06000	S	28-30,5cm
11-3235-3-06000	M	30,5-33cm
11-3235-4-06000	L	33-36cm
11-3235-5-06000	XL	36-38cm
11-3235-6-06000	XXL	38-41cm
11-3235-7-06000	XXXL	41-43cm

Nilkkatuet



Mc David-nilkkatuki A101

Art. A101 | Mc David

Nauhoitettava muovivahvikkeinen nilkkatuki nilkan vahvaan tuentaan

Käyttöaiheet:

- Nilkan nyrjähdysten jälkeinen tuenta
- Postoperatiivisesti tai postraumaattisesti kipsi- tai walkerhoidon jälkeen tai niiden sijaan
- Instabiilin nilkan tuenta urheilu, liikunta tai työkäytössä

Ominaisuudet ja edut:

- Pehmustettu Intera vuoraus haihduttaa kosteutta ja tehostaa puristusvaikutusta.
- Muita suorituskykyä ja mukavuutta lisääviä ominaisuuksia: Kolminkertainen nylon/vinyylimateriaali, lämpömuovaitavissa olevat muovivahvikkeet sivuilla, lovitettu etuosa, elastinen kantapääosa ja kieli
- Puolieroton malli
- Väri musta, saatavana myös valkoisena

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittäyty kengän koon mukaan.

Tuotenumero	Koko	Kengän koko
A101	XXS	-38,5
A101	XS	38,5-40
A101	S	40-42,5
A101	M	42,5-44,5
A101	L	44,5-47,5
A101	XL	48-



Mc David -nilkkatuki 199

Art. 199 | Mc David

Nauhoitettava nilkkatuki joustavilla terästuilla

Käyttöaiheet:

- Nilkan nyrjähdysten jälkeinen tuenta, gradus 2-3
- Postoperatiivisesti tai postraumaattisesti kipsi- tai walkerhoidon jälkeen tai niiden sijaan
- Instabiilin nilkan tuenta urheilu, liikunta tai työkäytössä
- Kivunlievitys, turvotuksen hoito

Ominaisuudet ja edut:

- Tämä malli on tuennaltaan hieman kevyempi kuin muovivahvisteinen A101 malli
- Pehmustettu Intera vuoraus haihduttaa kosteutta ja tehostaa puristusvaikutusta.
- Materiaalina on käytetty kaksinkertaista nylon/vinyyli verkkokangasta, joustavia terästukia ja Intera-pehmustetta tuen sisäpuolella
- Tuessa on lovettu etuosa, joustava kantapää-osa ja kieli
- Puolieroton malli
- Väri musta, saatavana myös valkoisena

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittäyty kengän koon mukaan.

Tuotenumero	Koko	Kengän koko
199	XS	38,5-40
199	S	40-42,5
199	M	42,5-44,5
199	L	44,5-47,5
199	XL	48-



Aso Evo Quatro

Art. 28192 | Camp

Tukiteippausta jäljittelevä ohutrakenteinen tukeva nilkkatukimalli

Käyttöaiheet:

- Nilkan nyrjähdysten jälkeinen tuenta, gradus 2-3
- Postoperatiivisesti tai postraumaattisesti kipsi- tai walkerhoidon jälkeen tai niiden sijaan
- Instabiilin nilkan tuenta urheilu, liikunta tai työkäytössä
- Kivunlievitys, turvotuksen hoito

Ominaisuudet ja edut:

- Stabiili nilkkatuki joka mahtuuhyvin jalkineeseen
- Jalkapöydän ympärillä oleva materiaali on valmistettu siten, että se sallii normaalin nilkan dorsaali-plantaarifleksion.
- Jäykät nylon-nauhat jalkaterän ympärillä muistuttavat teippausta ja estävät jalan sivusuuntaiset liikkeet eli supinaation ja pronaation.
- Tuen määrää on helppo säätää ja nilkkaa voi ohjata tarvittaessa supinaatio tai pronaatiosuuntaan
- Tuen ylempi osa on vahvistettu muovimansetilla antaen lisäsuojaa vaikeille nilkannyrjähdyksille.
- Mansetti on päällystetty CoolFlex-materiaalilla
- Tuessa on myös käytetty nahkajäljitelmiä, mikä estää sen liukumista.

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittynyt ns. potraakimitalla eli kantapää-nilkka ympärysmittalla

Tuotenumero	Koko	Potraakimita
281920010	XS	25-27,5cm
281920011	S	27,5-30cm
281920012	M	30-32,5cm
281920013	L	32,5-35cm
281920014	XL	35-37,5cm
281920015	XXL	37,5-40cm



MalleoSKILL 81

Art. M.33181 | Orthoservice

Uusi elastinen nilkkatuki kahdella tukiremmillä

Käyttöaiheet:

- Nilkan nyrjähdysten jälkeinen tuenta, gradus 1-2
- Instabiilin nilkan tuenta urheilu, liikunta tai työkäytössä
- Nilkan asentotunnon ja toimintakyvyn parantaminen nilkan nyrjähdysten jälkeen (gradus 2-3) -> uusien vammojen ennaltaehkäisy
- Nilkan jännetulehdukset
- Krooninen nivelkipu nivelkulumaan liittyen

Ominaisuudet ja edut:

- Täysin hengittävä, ylle vedettävä nilkkatuki, joka on varustettu kahdella joustavalla tarraremmillä, joita voidaan kiristää tarpeen mukaan.
- Tuki avautuu edestä ylhäältä pukemisen helpottamiseksi
- Tarraremmillä nilkan tuentaa ja asentoa voidaan säätää ja ohjata haluttuun suuntaan
- Sopii vasempaan tai oikeaan jalkaan.

Koko- ja tilaustiedot: Koko määrittynyt potraaki-mittalla eli nilkka-kantapää ympärysmittalla

Tuotenumero	Koko	Potraakimita
M.33181	S	26-29cm
M.33181	M	29-32cm
M.33181	L	32-35cm
M.33181	XL	35-38cm

Nilkkatuet



Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy nilkan kapeimman kohdan ympärysmittaan mukaan

Malleolastik 37

Art. M.90137 | Orthoservice

Elastinen nilkkatuki painetta kohdistavilla tukityynyillä

Käyttöaiheet:

- Konservatiivinen tai postoperatiivinen nilkan kuntoutus
- Nilkan nyrjähdysten tuenta ja kuntoutus
- Nilkan kuluma
- Nilkan kiputilat
- Reuman aiheuttamat nilkan kiputilat

Ominaisuudet ja edut:

- Parantaa nilkan asentotuntoa ja sitä kautta nilkan kontrollia.
- Komprimoiva materiaali ja silikonityynyt kiihdyttävät verenkiertoa ja nopeuttavat turvotuksen ja vammojen parantumista
- Anatomisesti kudottu tuki mediaalisella ja lateralisella malleolin takapinnan silikonityynyillä
- Erikoiskudottu jalkapöydän alue ehkäisee puristusta ja painetta
- Puolieroton malli

Tuotenumero	Koko	Nilkanympäryys
90137-0	0	15-17cm
90137-1	1	17-19cm
90137-2	2	19-21cm
90137-3	3	21-23cm
90137-4	4	23-25cm
90137-5	5	25-27cm
90137-6	6	27-29cm



Malleo-Hit

Art. 07074 | Sporlastic

Elastinen nilkkatuki silikonisilla tukityynyillä

Käyttöaiheet:

- Konservatiivinen tai postoperatiivinen nilkan kuntoutus
- Nilkan nyrjähdysten tuenta ja kuntoutus
- Nilkan kuluma tai nilkan kiputilat
- Reuman aiheuttamat nilkan kiputilat

Ominaisuudet ja edut:

- Kompressiovaikutus tukee, helpottaa kipua ja parantaa asentotuntoa.
- Nystyräiset silikonityynyt kehräsluiden takana ja alla vähentävät turvotusta, parantavat verenkiertoa ja antavat mikrohierontaa.
- Tuki nopeuttaa kudosten välistä aineenvaihduntaa turvotustilanteissa
- Tuki erityiskudottu huomioiden erityistä joustoa vaativat alueet, esim. nilkkataive
- Puolieroton / Väri harmaa, saatavilla myös mustana ja beigenä

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy nilkan kapeimman kohdan ympärysmittaan mukaan

Tuotenumero	Koko	Nilkanympäryys
07074	1	<19cm
07074	2	19-21cm
07074	3	21-23cm
07074	4	23-25cm
07074	5	25-27cm



Achicare Comfort C Plus

Art. 7920 | Orthocare

Elastinen akillestuki silikonisilla tukityynyillä

Käyttöaiheet:

- Krooninen tai akuutti akillesjännetulehdus
- Vamman tai leikkauksen jälkeiseen kuntoutusvaiheeseen
- Jännetupen tulehdukset
- Akillesbursiitit (limapussin tulehdukset)

Ominaisuudet ja edut:

- Tuki tukee akillesjännettä ponnistuksen aikana ja poistaa tehokkaasti turvotusta akilleksen ympäriltä.
- Tuki lisää nilkan ja akilleen tukevuutta parantuneen proprioseptiikan avulla
- Akillesjänteen molemmin puoli silikoniset tukityynyt
- Tuki erityiskudottu huomioiden erityistä joustoa vaativat alueet, esim. nilkkataive
- Puolieroton / väri harmaa-lime

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy nilkan kapeimman kohdan ympärysmitan mukaan

Tuotenumero	Koko	Nilkanympäryys
7920	XS	17-20cm
7920	S	20-22cm
7920	M	22-24cm
7920	L	24-26cm
7920	XL	26-28cm
7920	XXL	28-30cm



Achillodyn

Art. 07071 | Sporlastic

Elastinen akillestuki silikonisilla tukityynyillä ja erillisillä kantakorotuksilla

Käyttöaiheet:

- Akillesjänteen tulehdukset
- Akilles bursiitti
- Akillesjänteen osittaisen repeämisen jatkohoito
- Akillesjänteen postoperatiivinen kuntoutus

Ominaisuudet ja edut:

- Tuen sisäpuolella akillesjänteen ympärillä olevat silikoniset tukityynyt edistävät paineen ja hierovan vaikutuksensa ansiosta paranemisprosessia ja vähentävät jänteen ympärillä olevaa turvotusta.
- Vähentää akillesjanteeseen kohdistuvaa venytystä tukityynyjen ja kantakorotusten avulla
- Lisää nilkan ja akilleen tukevuutta parantuneen proprioseptiikan avulla
- Tuen mukana tulee iskua vaimentavat kantakorokkeet
- Akillesjänteen molemmin puoli silikoniset tukityynyt
- Erytyiskudottu huomioiden erityistä joustoa vaativat alueet, esim. nilkkataive
- Puolieroton / väri harmaa, saatavilla myös mustana ja beigeinä

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy nilkan kapeimman kohdan ympärysmitan mukaan

Tuotenumero	Koko	Nilkanympäryys
07071	1	<19cm
07071	2	19-21cm
07071	3	21-23cm
07071	4	23-25cm
07071	5	25-27cm

Nilkkatuet



AirHeel / AirHeel with Stabilizers

Art. 09Ax / 09Bx | Donjoy

Tuki kantapää ja akilleskipuihin

Käyttöaiheet:

- Plantaarifaskiitti
- Akillestendiniitti
- Kantapääkiput

Ominaisuudet ja edut:

- Kaksi toisiinsa yhdistettyä ilmatyynyä, toinen kantapään etupinnalla ja toinen akillesjänteen ympärillä, tuottavat joka askeleella jaksottaisen kompression. Tämä parantaa verenkiertoa ja vähentää turvotusta ja arkuutta
- Kantapään etupinnalla oleva tukityyny toimii lisäksi hyvänä iskunvaimentimena ja tukee jonkin verran jalan pitkittäitä holvirakennetta
- Tuki on helppo pukea puriste on säädettävissä nilkkaremmillä.
- Kevyt ja hengittävä Breath-O-Pren -materiaali.
- Stabilizer mallissa on lisäksi sivuilla sivusuuntaista tukevuutta parantavat vahvikkeet nilkan ja jalkaterän sivusuuntaiseen tuentaan
- Puolieroton

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetty kengän koon mukaan

Tuotenumero			
AirHeel	AirHeel with Stabilizers	Koko	Kengännumero
09AS	09BS	S	<39
09AM	09BM	M	39-42
09AL	09BL	L	>42



Aircast AirHeel/DNS Care Kit

Art. 09PKx | Donjoy

Plantaarifaskiitin hoitosetti

Käyttöaiheet:

- Plantaarifaskiitti
- Akillestendiniitti

Ominaisuudet ja edut:

- Päiväkäytössä ainutlaatuinen Aircast AirHeel tarjoaa kliinisesti tutkitun ja käytössä miellyttävän ratkaisun plantaarifaskiitista johtuvaan kiputilaan.
- AirHeel tukee ja antaa puristeen akillesjänteelle ja kantakalvolle. Ilmakennorakenne parantaa aineenvaihduntaa, vähentää turvotusta ja antaa iskunvaimennusta.
- Yökäytössä Dorsal Night Splint -yövenytyslasta, joka estää nilkan plantaarifleksion yön aikana ja näin kantakalvon kiristymisen
- Tuki on helppo pukea, säätää ja miellyttävä käyttää.
- Puolieroton

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetty kengän koon mukaan

Tuotenumero	Koko	Kengännumero
09PKS	S	<39
09PKM	M	39-42
09PKL	L	>42



Dorsal Night Splint

Art. 09Dx | Donjoy

Yövenytyslasta

Käyttöaiheet:

- Plantaarifaskiitti
- Akillestendiniitti

Ominaisuudet ja edut:

- Dorsal Night Splint -yövenytyslasta, joka estää nilkan plantaarifleksion yön aikana. Näin tulehtunut/ärtynyt plantaarifaskia ja/tai akillesjänne ei pääse kiristymään.
- Tuki on helppo pukea ja säätää
- Laadukkaiden remmien, pehmusteiden ja etupaneelin ansiosta tuki on miellyttävä käyttää
- Puolieroton

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittäyty kengän numeron mukaan

Tuotenumero	Koko	Kengännumero
09DS	S/M	39-43
09DL	L/XL	43-48



Ufo-yölasta

Art. 36xx | Orthomerica

Yölasta plantaarifaskiitin ja akilles tendiniitin hoitoon.

Käyttöaiheet:

- Plantaarifaskiitti
- Akilles tendiniitti
- Kontraktuurien hoito ja ennaltaehkäisy
- Neurologiset sairaudet / oireet

Ominaisuudet ja edut:

- Tukee jalkaa dorsifleksioon
- Venyttää nilkan plantaarifleksoreita ja kantakalvoa
- Ennaltaehkäisee kontraktuurien syntymistä sänkypotilailla
- Tarra ja klipsikiinnitteinen – helppo pukea
- Lisäosana varvaskiila kantakalvon venytyksen tehostamiseksi
- Aikuisten ja lasten koot
- Puolieroton

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittäyty kengän numeron mukaan

Tuotenumero	Koko	Kengännumero
3619	XS	-36
3620	S	36-39
3621	M	39-42
3622	L	42-44
3623	XL	44+
Lapset		
3614	S	16-23
3615	M	23-27
3616	L	27-31

Nilkkatuet



Afo night-yölasta

Art. DRQ13A | QMed

Yölasta plantaarifaskiitin ja akilles tendiniitin hoitoon.

Käyttöaiheet:

- Plantaarifaskiitti
- Akillestendiniitti
- Kontraktuurien hoito ja ennaltaehkäisy
- Neurologiset sairaudet / oireet

Ominaisuudet ja edut:

- Tukee jalkaa dorsifleksioon
- Venyttää nilkan plantaarifleksoreita ja kantakalvoa
- Ennaltaehkäisee kontraktuurien syntymistä sänkypotilailla
- Tarra ja klipsikiinnitteinen - helppo pukea
- Lisäosana varvaskiila kantakalvon venytyksen tehostamiseksi
- Puolieroton

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittäyty jalkaterän pituuden mukaan

Tuotenumero	Koko	Jalkaterän pituus
DRQ13A	S	23cm
DRQ13A	M	24,5cm
DRQ13A	L	26cm



Night Sock -yövenytyssukka

Art. NPF8-S | Mediroyal

Yövenytyssukka plantaarifaskiitin hoitoon.

Käyttöaiheet:

Plantaarifaskiitti

Käytön vasta-aiheet: Verenkierto-ongelmat, jalan avohaavat, diabetes, turvotus, vasaravarvas, iho-ongelmat, raskaus

Ominaisuudet ja edut:

- Pitää jalan oikeassa asennossa ja antaa jalkapohjan kantakalvolle kevyen venytyksen plantaarifasciittia hoidettaessa
- Yövenytyssukka on tarkoitettu käytettäväksi illalla/yöllä tai levossa.
- Nylon, spandex, polyester
- Puolieroton

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittäyty kengän koon mukaan

Tuotenumero	Koko	Kengännúmero
NPF8	S/M	35-40
3620	L/XL	41-46



Afo light

Art. M.9050 | Orthoservice

Peroneuslasta kevyemmästä materiaalista

Käyttöaiheet:

- Jalkaterän dorsifleksion heikkous (riippunilkka)
- Kevyestä tai kohtalainen nilkan equinussuuntainen spastisuus

Ominaisuudet ja edut:

- Afo light (M.9050): Polypropyleenistä valmistettu runko-osa pyöristetyillä reunoilla, voidaan lämpömuokata
- Veluuri päällystetty pehmustetyyny suojaamaan tibiaa ja pohjetta
- Tarranauhakiinnitys pohkeessa
- Nilkkaremmi edessä kantapään stabilointiin (mukana pakkauksessa irrallisena)

Koko- ja tilaustiedot:

Mainitse haluttu puoli ja koko

Tuotenumero	Väri	Vas/Oik	Koko	Kengän koko	Tuen korkeus
M.9050	Valkoinen	Vas/Oik	S	35-39	28cm
M.9050	Valkoinen	Vas/Oik	M	40-43	29cm
M.9050	Valkoinen	Vas/Oik	L	41-44	34cm
M.9050	Valkoinen	Vas/Oik	XL	>44	39cm



Afo extrastrong

M.9051 | Orthoservice

Peroneuslasta tukevammasta materiaalista

Käyttöaiheet:

- Jalkaterän dorsifleksion heikkous (riippunilkka)
- Kevyestä tai kohtalainen nilkan equinussuuntainen spastisuus

Ominaisuudet ja edut:

- Afo extrastrong (M.9051): Polyoxymetyleenistä valmistettu tukeva runko, ei voida lämpömuokata
- Veluuri päällystetty pehmustetyyny suojaamaan tibiaa ja pohjetta
- Tarranauhakiinnitys pohkeessa
- Nilkkaremmi edessä kantapään stabilointiin (mukana pakkauksessa irrallisena)

Koko- ja tilaustiedot:

Mainitse haluttu puoli ja koko

Tuotenumero	Väri	Vas/Oik	Koko	Kengän koko	Tuen korkeus
M.9051	Sininen	Vas/Oik	S	35-39	28cm
M.9051	Sininen	Vas/Oik	M	40-43	29cm
M.9051	Sininen	Vas/Oik	L	41-44	34cm
M.9051	Sininen	Vas/Oik	XL	>44	39cm

Peroneustuet



Foot Up

Art. 0781x-x | Össur

Kevyt peroneustuki

Käyttöaiheet:

- Jalkaterän dorsifleksion heikkous (riippunilkka)

Ominaisuudet ja edut:

- Kevyt
- Hengittävää materiaalia
- Parantaa dorsifleksiota vähentäen kompastumisriskiä
- Saatavilla erillinen kenkäkiinnitin ja jalkaterämansetti

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy reiden ympärysmittan mukaan 15cm polven keskikohdan yläpuolelta

Kuvaus	Koko	Nilkan ympäryys	Musta	Beige
Foot Up	M	18-21cm	07810-1	07811-1
Foot Up	L	22-26cm	07810-2	07811-2
Foot Up	XL	27-33cm	07810-3	07811-3

Lisävarusteet:

Kuvaus	Musta	Beige
Erillinen Foot Up -kenkäkiinnitin, 1 koko	17810	17811



Kuvaus	Koko	Jalkaterän ympäryys	Musta	Beige
Jalkaterämansetti	S	-20cm	27810-1	27811-1
Jalkaterämansetti	M	20-24cm	27810-2	27811-2
Jalkaterämansetti	L	24-28cm	27810-3	27811-3
Jalkaterämansetti	XL	28- cm	27810-4	27811-4



Neurodyn Comfort

Art. 07830 | Sporlastic

Peroneustuki yhden käden kiinnitysmekanismilla

Käyttöaiheet:

- Nilkan dorsifleksoreiden pareesi tai heikkous esim. aivoinfarktin, MS-taudin, peroneuspareesin johdosta
- Konservatiivinen / postoperatiivinen kuntoutus

Ominaisuudet ja edut:

- Tukee jalkaa ja nilkkaa nilkan dorsifleksiossa
- Vähentää kaatumisriskiä ja nilkan nyrjähdysiä
- Normalisoi kävelyä: askelpituus, symmetria
- Remmeillä jalkaterää voi ohjata tarvittaessa lisää pronatio tai supinatio suuntaan
- Kiinnitys yhdellä kädellä: itsestään kiinnittyvä nilkkapanta ja yhden käden solkiratkaisu
- Lämpömuovailtava joustava pohjallinen
- Puolielastiset 8-remmit mahdollistavat voimakkaankin nilkan dorsifleksion tuennan
- Väri: musta
- Vasen ja oikea puoli erikseen

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittänyt nilkan kapeimman kohdan ympäröimän ja kengän koon mukaan.

Tuotenumero	Vas/oik	Koko	Nilkan ympäry	Kengän koko
07830	Vas/oik	1	S < 21cm	36-37
07830	Vas/oik	2	S < 21cm	38-39
07830	Vas/oik	3	S < 21cm	40-41
07830	Vas/oik	4	S < 21cm	42-43
07830	Vas/oik	5	S < 21cm	44-45
07830	Vas/oik	6	S < 21cm	46-47
07830	Vas/oik	7	M 21-24cm	36-37
07830	Vas/oik	8	M 21-24cm	38-39
07830	Vas/oik	9	M 21-24cm	40-41
07830	Vas/oik	10	M 21-24cm	42-43
07830	Vas/oik	11	M 21-24cm	44-45
07830	Vas/oik	12	M 21-24cm	46-47
07830	Vas/oik	13	L > 24cm	36-37
07830	Vas/oik	14	L > 24cm	38-39
07830	Vas/oik	15	L > 24cm	40-41
07830	Vas/oik	16	L > 24cm	42-43
07830	Vas/oik	15	L > 24cm	40-41
07830	Vas/oik	16	L > 24cm	42-43

Peroneustuet



Neurodyn Classic

Art. 07077 | Sporlastic

Elastinen peroneus-nilkkatuki

Käyttöaiheet:

- Peroneuspareesi, erityisesti lievänä tai kohtalaisena (vahvuus 2-4)

Ominaisuudet ja edut:

- Tukee jalkaa ja nilkkaa ylös dorsifleksio suuntaan ja parantaa näin kävelyä
- Parantaa jalan ja nilkan asentotuntoa ja korjaa jalan supinaatiota ja plantaarifleksiota
- Vakauttaa nilkkaniveltä ja estää nyrjähdykset
- Kiinnitys tarralla
- Yhdellä kädellä puettavissa sormilenkin avulla
- 8-remmit joustavasta materiaalista
- Nilkan lateraalisivulla jäykkä remmi tukemaan nilkkaa lateraalisilta nyrjähdyksiltä
- Väri musta, saatavana myös beigenä

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy nilkan kapeimman kohdan ympärysmitan mukaan.

Tuotenumero	Vas/oik	Koko	Nilkan ympäryys
07077	Vas/oik	1	< 19cm
07077	Vas/oik	2	19-21cm
07077	Vas/oik	3	21-23cm
07077	Vas/oik	4	23-25cm
07077	Vas/oik	5	25-27cm

Jalkaterä



Hallux Valgus Combo

Art. 7191 | Orthocare

Joustava, kietaistava vaivasenluutuki päivä- ja yökäyttöön.

Käyttöaiheet:

- Vaivasenluun konservatiivinen tai postoperatiivinen tuenta

Ominaisuudet ja edut:

- Tuki ohjaa isovarpaan linjaa suoremmaksi
- Voidaan käyttää niin päivä kuin yökäytössä
- Tuki on yksinkertainen ja tehokas
- Helppokäyttöinen, kevyt ja miellyttävä käyttää niin kengässä kuin ilman
- Remmi on elastinen ja kiinnitys on tarralla
- Vasen ja oikea erikseen

Koko- ja tilaustiedot:

1 koko

Tuotenumero	Koko	Puoli
7191	1 koko	vasen tai oikea



Heel Cup

Art. 7120 | Orthocare

Käyttöaiheet:

- Kantapääkiput: plantaarifaskiitti, luupiikki, kantapään rasvapatjan ohentuma
- Akillesjänteen tulehdus

Ominaisuudet ja edut:

- Antaa iskunvaimennusta ja pehmeyttä kantapäälle sekä vähentää painetta luupiikissä
- Sininen alue erityisen iskua vaimentavaa materiaalia
- Anatominen muotoilu ja korkealaatuinen materiaali
- Paketissa kaksi kantapehmustetta

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittäyty kengän koon mukaan

Tuotenumero	Koko	Puoli
7120-S	S	36-38
7120-M	M	39-41
7120-L	L	42-44



Bone Spur Pad

Art. 92220 | Orthocare

Kantapehmuste hevosenkengän muotoisella kevennyksellä

Käyttöaiheet:

- Kantapääkiput:
 - Plantaarifaskiitti
 - Luupiikki
 - Kantapään rasvapatjan ohentuma

Ominaisuudet ja edut:

- Antaa iskunvaimennusta ja pehmeyttä kantapäälle sekä vähentää painetta luupiikissä
- Materiaalina viskoelastinen polymeeri, jossa pehmytkudoksen kaltaiset ominaisuudet ja rakenne
- Säilyttää muotonsa ja pysyy hyvin paikallaan kengässä.
- Paketissa kaksi kantapehmustetta – toinen vasempaan ja toinen oikeaan jalkaan

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittäyty kengän koon mukaan

Tuotenumero	Koko	Puoli
7120-S	S	36-38,5
7120-M	M	39-43,5
7120-L	L	44-

Jalkaterä



Silicon Insole

Art. 7110 | Orthocare

Käyttöaiheet:

- Kantapääkiput
- Jalkapohjan paineen tasaus
- Plantaarifaskiitti
- Jalkapohjan rasvapatjan ohenemat / vauriot

Ominaisuudet ja edut:

- Antaa iskunvaimennusta ja jakaa painetta tasaisemmin jalkapohjalle
- Tukipohjallisen siniset osat erityisen iskuavaimentavaa materiaalia
- Anatomisesti muotoiltu
- Ilmanvaihtosysteemi
- Viskoelastinen silikonimateriaali

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittäyty kengän koon mukaan

Tuotenumero	Koko	Puoli
7110-S	S	36-38
7110-M	M	39-40
7110-L	L	41-42
7110-XL	XL	43-44
7110-XXL	XXL	45-46



Metarso

Art. 07905 | Sporlastic

Jalan poikittaisen holvikaaren ja jalkapöydän tuki

Käyttöaiheet:


- Päkiäkiput liittyen jalan poikittaisen holvin madaltumiseen ja jalkaterän leviämiseen
- Mortonin syndrooma
- Metatarsaaliluiden II-V distaalipään kiputilat ja kovettumat

Ominaisuudet ja edut:

- Tuki vahvistaa jalan poikittaista holvikaarta
- Vähentää painetta metatarsaaliluiden II-V distaalipäiltä
- Poikittaisen jalkaholvin tukipelotin paikkaa voi vaihtaa – kiinnitys tarralla
- Tuki kiinnitetään ja tuen antama kompressio säädetään tarroilla
- Anatominen muotoilu, isovarpaan tyvi neulottu muotoon
- Paketissa kaksi tukea, vasempaan ja oikeaan jalkaan

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittäyty päkiän ympärysmittan mukaan



Tuotenumero	Koko	Päkiän ympärysmitta
07905	1	<19cm
07905	2	19-21cm
07905	3	22-24cm
07905	4	25-27cm



Mailand

Art. F01100 | Fior&Gents

Hoitojalkine jalan etuosan operaatioiden ja haavaumien jälkeen

Ominaisuudet ja edut:

- Kengän ulkopohja on jäykkä ja siinä on 8° etukevennykskulma
- Kengän pohja on jaettu suhteessa 60%/40% eli etukevennys alkaa 60% kohdalla jalan pituudesta. Toisin sanoen askeleen tukivaihe päättyy / kevenee 60%:n kohdalla.
- Pohjan jäykkä rakenne ja muoto vähentävät painetta ja liikettä päkiässä immobilisoiden päkiää ja edistään paranemista
- Kenkä on helppo pukea ja säätää tarrakiinnitysten avulla ja kengän pohjalliseen voi tehdä kevennyksiä tai käyttää omaa tukipohjallista
- Varvassuoja saatavissa säänsuojaksi / puolieroton

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivisesti varpaiden tai jalkaterän operaatioiden jälkeen: Hallux valgus, osteotomiat, vasaravarpaat
- Trauman jälkeiset jalan etuosan haavat jalkapohjassa ja diabeteksen aiheuttamat haavaumat jalan etuosassa

Koko- ja tilaustiedot: Koko määrittyy kengän koon mukaan

Tuotenumero	Koko	Kengän koko	Sisäpohjan päkiäleveys	Sisäpohjan pituus
F01100-XS	XS	31-33	87	220
F01100-S	S	34-36	92	240
F01100-M	M	37-39	96	260
F01100-L	L	40-42	100	280
F01100-XL	XL	43-45	107	300
F01100-XXL	XXL	46-48	118	320
Lisäosat	FO9621	Varvassuoja	koot XS-XXL, koko määrittyy hoitokengän koon mukaan	



Amsterdam

Art. TS6100 | Fior&Gents

Hoitojalkine jalan etuosan operaatioiden ja haavaumien jälkeen

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivisesti varpaiden tai jalkaterän operaatioiden jälkeen
 - Hallux valgus, osteotomiat, vasaravarpaat
- Trauman jälkeiset jalan etuosan haavat jalkapohjassa
- Diabeteksen aiheuttamat haavaumat jalan etuosassa

Ominaisuudet ja edut:

- Kengän ulkopohja on jäykkä ja se on 30mm paksu
- Pohjan jäykkä rakenne ja keinupohja vähentävät painetta ja liikettä päkiässä immobilisoiden päkiää ja edistään paranemista
- Kenkä on helppo pukea ja säätää tarrakiinnitysten avulla
- Kengän pohjalliseen voi tehdä kevennyksiä tai käyttää omaa tukipohjallista. Varvassuoja saatavissa säänsuojaksi / puolieroton

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy kengän koon mukaan

Tuotenumero	Koko	Kengän koko	Sisäpohjan päkiäleveys	Sisäpohjan pituus
TS6100-XS	XS	31-33	86	220
TS6100-S	S	34-36	91	240
TS6100-M	M	37-39	96	260
TS6100-L	L	40-42	101	280
TS6100-XL	XL	43-45	105	300
TS6100-XXL	XXL	46-48	114	320
Lisäosat	FO9621	Varvassuoja	koot XS-XXL, koko määrittyy hoitokengän koon mukaan	

Jalkaterä



Marseille

Art. FO2120 | Fior&Gents

Hoitojalkine jalan takaosan vammojen kuntoukseen

Käyttöaiheet:

- Trauman jälkeiset haavat jalkapohjan takaosassa / kantapäässä
- Postoperatiivisesti jalan takaosan vammojen jälkeen, esim. luupiikki

Ominaisuudet ja edut:

- Kengän ulkopohja on jäykkä, se on 30mm paksu, takaa kevennetty suhteessa 20%/80% ja siinä on 5° kallistuskulma eteen (kuva2).
- Pohjan jäykkä rakenne ja muoto vähentävät painetta kantapäässä edistämällä paranemista
- Kenkä mahdollistaa varaamisen jalalle kyynärsauvojen avulla, mikä on tärkeää nopean kuntoutumisen kannalta
- Kenkä on helppo pukea ja säätää tarrakiinnitysten avulla
- Varvassuoja ja kantasuoja saatavissa säänsuojaksi / puolieroton

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittäyty polven ympärysmittalla.

Tuotenumero	Koko	Kengän koko	Sisäpohjan päkiäleveys	Sisäpohjan pituus
FO2120-S	S	35-37	88	245
FO2120-M	M	38-40	92	260
FO2120-L	L	41-42	98	275
Lisäosat				
FO9121	Varvassuoja	koot S-XL, koko määrittäyty hoitokengän koon mukaan		
O9320	Kantasuoja	koot S-XL, koko määrittäyty hoitokengän koon mukaan		



Podalux

Art. CPO-x | Donjoy

Hoitojalkine jalan etuosan vammojen kuntoukseen

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivisesti varpaiden tai jalkaterän operaatioiden jälkeen
 - Hallux valgus, vasaravarpaat
- Vamman jälkeiseen konservatiiviseen hoitoon, esim. metatarsaalimurtumat

Ominaisuudet ja edut:

- Podalux on suojaava jalkine, joka pitää jalan, varpaat ja jalkaterän etuosan hyvässä asennossa kuntoutuksen ajan.
- Podaluxissa on leveä, tukeva, luistamaton pohja, joka tekee siitä erityisen vakaan
- Irrotettava jäykiste kengän ulkopohjassa. Jäykiste voidaan poistaa kuntoutuksen edetessä.
- Jalkine on vuorattu hengittävällä, mikroverkkotekstiilillä, mikä tekee siitä käytössä miellyttävän.
- Helppo pukea ja säätää kahden tarrakiinnittimen avulla

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittäyty kengän koon mukaan

Tuotenumero	Koko	Kengän koko
Tuotenumero	Koko	Kengän koko
CPO-S	S	35-36
CPO-M	M	37-38
CPO-L	L	39-40
CPO-XL	XL	41-42
CPO-XXL	XXL	43-45

Kaulatuet

Olkaja- ja kyynärtuet

Ranne- ja käsituet

Selkätuet

Lonkkatuet

Polvituet

Niikka- ja jalkatuet

Lastentuet

Lastentuet

Ylävartalo

- 125** Miami Jr
- 125** Cervicare
- 126** Medi Collar Soft Kidz
- 126** Medi Shoulder Sling Kidz
- 127** Healthcare Bear Arm Sling
- 127** Medi Epico ROMs Kidz
- 128** S.O.T Iepo-ortoosi, lasten koot
- 128** Pucci-AirT 405-P
- 129** Selection -rannetuki, lapset
- 129** Selection -peukalotuki, lapset
- 130** Manex Reuma Soft Pediatric
- 130** Manex Reuma Pollus Pediatric
- 131** Medi Manumed Kidz

Alavartalo

- 131** POP-postoperatiivinen polvituki
- 132** Medi ROM Kidz
- 132** Jet-kovaraamituki
- 133** Genum Kids Liga Ease
- 133** Genum Kids Liga X
- 134** Sivukiskollinen polvituki
- 134** Helpcare Super
- 135** Palumbo-patellatuki
- 135** Kevyt polvituki
- 136** Minitrax-walker
- 136** Ufo-yölasta, lapset
- 137** Air-Stirrup -nilkkatuki
- 137** Kevyt nilkkatuki



Miami Jr

Art. MJ-Px | Össur

Lasten tukeva kaulatuki

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivinen ja -traumaattinen hoito, stabiilit kaularangan murtumat, kaularangan spondyliitti tai spondyloosi, kaularangan nivelreuma

Ominaisuudet ja edut:

- Innovatiivinen kaulatuki 0–12-vuotiaille lapsille
- Miami Jr on ainut markkinoiden ainut tukeva kaulatuki, joka ottaa huomioon lasten ja aikuisten anatomiset erot
- Ihoystävällinen Sorbatex™-pehmuste suojaa ihoa pitkäaikaisessa käytössä
- Läpinäkyvä röntgen-, MR- ja CT-kuvissa

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittynyt lapsen iän mukaan

Tuotenumero	Kaulatuki + vaihtopehmuste	Koko
MJ-P0	MJR-P0	0-6 kk
MJ-P1	MJR-P1	6-24 kk
MJ-P2	MJR-P2	2-6 v
MJ-P3	MJR-P3	6-12 v



Cervicare

Art. 111 | Inocare

Miellyttävä kaulatuki lapsille – anatominen muotoilu

Käyttöaiheet:

- Kaularankaoireyhtymä, kaularangan yliikkuvuus, reumaattiset vaivat, niskalihasten ylijännitys, Whiplash –vammat

Ominaisuudet ja edut:

- Anatomisesti muotoiltu, pehmeä
- Puuvillapäällinen
- Helppo tarrakiinnitys
- Stabiloi kaularankaa
- Lämmittävä ja tukeva vaikutus

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittynyt kaulan ympärysmittan ja leuka-solisluumittan avulla

Tuotenumero	Koko ja korkeus	Kaulan ympäryys
111	XXXS 4cm	21-25cm
111	XXS 4cm	25-29cm
111	XS 4cm	29-33cm
111	XXXS 6cm	21-25cm
111	XXS 6cm	25-29cm
111	XS 6cm	29-33cm



Medi Collar Soft Kidz

Art. R2220x | Medi

Miellyttävä kaulatuki lapsille – suora malli

Käyttöaiheet:

- Kaularankaoireyhtymä, kaularangan yli liikkuvuus, reumaattiset vaivat, niskalihasten ylijännitys, Whiplash –vammat

Ominaisuudet ja edut:

- Pehmeä ja miellyttävä materiaali, kiva ulkonäkö
- Helppo tarrakiinnitys
- Stabiloii kaularankaa
- Lämmittävä ja tukeva vaikutus

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Kaulan ympäryys
R22201	1: korkeus 5cm	18-22cm
R22202	2: korkeus 6cm	22-28cm
R22203	3: korkeus 7cm	28-33cm



Medi Shoulder Sling Kidz

Art. R030Gx9 | Medi

Lasten tukeva kantoside

Käyttöaiheet:

- Olkapään ruhjeet, - sijoiltaanmenot, - kiertäjäkalvosimen vammat, humeruksen stabiilit subcapittaaliset murtumat, lapaluun murtumat

Ominaisuudet ja edut:

- Pehmeä, mutta jäykkä materiaali
- Tukee napakasti olkapään ja olkavarren
- Irroitettava rintakehän kiertävä hihna
- Tarranauhasäätö

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittäyty kyynärvarren pituuden mukaan. Mitta otetaan kyynärnivelistä sormien rystysiin.

Tuotenumero	Koko	Käyttäjän ikä
R030G29	1	3 - 8 vuotta
R030G39	2	8 - 12 vuotta



Healthcare Bear Arm Sling

Art. 79-9913x | Donjoy

Lasten kantoside

Käyttöaiheet:

- Lasten olkapään ja olkapään seudun vammojen ja operaatioiden jälkeinen tuenta

Ominaisuudet ja edut:

- Puuvilla/polyesteri materiaali
- Pikakiinnitys ja tarrasäätö
- Voidaan käyttää kipsin kanssa

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Syvyys x pituus	Koko
79-99132	11,5 x 28 cm	Vauva / XS
79-99133	16,5 x 33 cm	Lapsi / S



Medi Epico ROMs Kidz

Art. R031xK9 | Medi

Lasten kyynärortoosi

Käyttöaiheet:

- Kyynärpään konservatiivinen tuenta, epikondylimurtumien hoito tai postoperatiivinen hoito esim. ligamenttivammojen jälkeen

Ominaisuudet ja edut:

- Aikaiseen yksilölliseen toiminnalliseen hoitoon/kuntoutukseen
- Säädettävä liikelaajuus 0-120° fleksioon. Mahdollista myös lukita kulma haluttuun asentoon.

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittävyt kyynärvarren pituuden mukaan. Mitta otetaan kyynärnivelistä sormien rystysiin.

Tuotenumero	Puoli	Kämmenen leveys
R0312K9	Vasen	24 - 28 cm
R0313K9	Oikea	24 - 28 cm




S.O.T lepo-ortoosi


Art. 28710 | Camp

SOT lepo-ortoosi spastisen tai pareettisen käden liikkuvuuden ylläpitämiseen tai lisäämiseen

Nyt myös lasten koot! Katso tarkemmat tuotetiedot: S.O.T lepo-ortoosi s. 31.



(2) kämmenten leveys



(3) kämmenten pituus

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy kämmenten leveyden (kuva2) ja -pituuden (kuva3) mukaan

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Kämmenten leveys	Kämmenten pituus
28710	Vas/Oik	XXXS	5,5 cm	≤ 12 cm
28710	Vas/Oik	XXS	≤ 6,5 cm	≤ 14 cm
28710	Vas/Oik	XS	≤7,5 cm	≤ 16 cm

Lisäosat:

Tuotenumero	Malli	Vas/Oik	Koko	Kämmenten leveys	Kämmenten pituus
28711	MCP kiila	puolieroton	XXS	Leveys 65 mm	Korkeus 10 mm
28711	MCP kiila	puolieroton	S	leveys 75mm	korkeus 15mmn
28712	Sormien erottelija	puolieroton	Lapset		
28713	Lisänauha	puolieroton	XXXS-XS		
28714	Lisäsuojus	Vas/Oik	XXXS, XXS, XS		



Pucci-AirT 405-P

Art. 405EU-P | Mediroyal

Anatomisesti muotoiltu, ilmatyynyllä sekä peukalo-otteella varustettu rannelasta

Käyttöaiheet:

- Käden tonuksen alentaminen ja kontraktuurien ennaltaehkäisy

Ominaisuudet ja edut:

- Ilmatyyny on kiinnitetty metallivahvisteiseen lastaosaan, joka voidaan muotoilla potilaskohtaisesti rannekulma yms. huomioiden
- Lastan muotoillulla ja ilmatyynyllä haetaan optimaalinen asento ja tuenta ranteelle, MCP nivelille sekä peukalolle.
- Päällinen on valmistettu ilmavasta materiaalista, joka voidaan konepestä 40°C
- Väri sininen

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy kämmenten leveyden mukaan.

Tuotenumero	Puoli	Kämmenten leveys
405EU-PL	Vasen	45 - 80 mm
405EU-PR	Oikea	45 - 80 mm
Vaihtopehmuste		
405EU-PCL	Vasen vaihtopehmuste	
405EU-PCR	Oikea vaihtopehmuste	



SELECTION® lasten rannetuki

Art. 35305 | Camp

Lasten tukeva rannetuki

Käyttöaiheet:

- Reumaattiset ongelmat, neurologiset vammat, kipsihoidon jälkeen, tulehdukset

Ominaisuudet ja edut:

- Materiaali on valmistettu modernista, ihoa myötäilevästä SELECTION-materiaalista, joka antaa ihon hengittää
- Tuessa on muotoiltu alumiininen tukilasta volaaripuolella
- Kaksi kiinnitysnauhaa helppoon kiinnitykseen
- Peukalonauhaa voidaan säätää ja sen reunat ovat pehmeät
- Materiaalia voi muotoilla saksilla parhaan istuvuuden saavuttamiseksi

Koko- ja tilaustiedot:

Mitta 1 = ranteen ympäryys, Mitta 2 = kämmenen pituus, Mitta 3 = tuen pituus

Tuotenumero	Väri	Vas/Oik	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3
35305	Musta	Vas/Oik	XXS	8,5 - 11 cm	5-6 cm	11 cm
35305	Musta	Vas/Oik	XS	10 - 12,5 cm	6-7 cm	13,5 cm
35305	Musta	Vas/Oik	S	11,5 - 14 cm	7-8 cm	14,5 cm
35305	Musta	Vas/Oik	M	12 - 15,5 cm	8-9 cm	17 cm
35305	Musta	Vas/Oik	L	14 - 16,5 cm	8-9 cm	17,5 cm



SELECTION® lasten peukalotuki

Art. 35300 | Camp

Lasten pehmeä ja mukava peukalotuki

Käyttöaiheet:

- Plexus brachialis vaurioista johtuvat (Erbin pareesi) käden alueen virheasennot, CP-vammaan liittyvä spastisuus, reumaattiset ongelmat

Ominaisuudet ja edut:

- Tuki on tarkoitettu parantamaan peukalon toiminnallista asentoa sekä helpottamaan tulehduksista ja reumasairauksista aiheutuvaa kipua.
- Materiaali on valmistettu modernista, ihoa myötäilevästä SELECTION-materiaalista, joka antaa ihon hengittää
- Peukalonauhaa voidaan säätää ja sen reunat ovat pehmeät
- Materiaalia voi muotoilla saksilla parhaan istuvuuden saavuttamiseksi

Koko- ja tilaustiedot:

Mitta 1 = ranteen ympäryys, Mitta 2 = kämmenen pituus

Tuotenumero	Väri	Vas/Oik	Koko	Mitta 1	Mitta 2
35300	Musta	Vas/Oik	XXS	8,5 - 11 cm	5-6 cm
35300	Musta	Vas/Oik	XS	10 - 12,5 cm	6-7 cm
35300	Musta	Vas/Oik	S	11,5 - 14 cm	7-8 cm
35300	Musta	Vas/Oik	M	12 - 15,5 cm	8-9 cm
35300	Musta	Vas/Oik	L	14 - 16,5 cm	8-9 cm



Manex Reuma Soft Pediatric

Art. MR2920 | Mediroyal

Lasten laadukas rannetuki

Käyttöaiheet:

- Ennaltaehkäistä virheasentoja, kompensoida toimintakyvyn puutteita, keventää jänteiden rasitusta, vähentää kipua, keventää nivelrasitusta reumassa

Ominaisuudet ja edut:

- Pehmeä ja hengittävä Softtex-materiaali
- Anatominen muotoilu tukee rannetta ja kämmentä
- Alumiininen muotoiltu volaarilasta
- Säädettävä peukalotarra
- Väri musta, värikkäät tarrat

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy ranteen ympärysmitalla

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympäryys
MR2920	Vas/Oik	XS	10 - 11 cm
MR2920	Vas/Oik	S	11 - 13 cm
MR2920	Vas/Oik	M	13 - 14 cm
MR2920	Vas/Oik	L	14 - 15 cm
MR2920	Vas/Oik	XL	15 - 17 cm



Manex Reuma Pollus Pediatric

Art. MR2921 | Mediroyal

Lasten laadukas peukalo-rannetuki

Käyttöaiheet:

- Tukee peukaloa toiminnalliseen asentoon, mahdollistaa peukalo-otteen, ennaltaehkäisee virheasentoja, kompensoi toimintakyvyn puutteita, keventää jänteiden rasitusta, vähentää kipua, keventää nivelrasitusta reumassa

Ominaisuudet ja edut:

- Pehmeä ja hengittävä Softtex-materiaali
- Anatominen muotoilu tukee rannetta ja kämmentä
- Alumiininen muotoiltu volaarilasta ja ohut peukalolasta lämpömuovista
- Säädettävä peukalotarra
- Väri musta, värikkäät tarrat

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy ranteen ympärysmitalla

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympäryys
MR2921	Vas/Oik	XS	10 - 11 cm
MR2921	Vas/Oik	S	11 - 13 cm
MR2921	Vas/Oik	M	13 - 14 cm
MR2921	Vas/Oik	L	14 - 15 cm
MR2921	Vas/Oik	XL	15 - 17 cm



Medi Manumed Kidz

Art. R110x5 | Medi

Rannetuki stabiloivalla lastalla

Käyttöaiheet:

- Reuma, vamman jälkeinen tuenta, jännetulehdukset, halvausten jälkeinen tuenta

Ominaisuudet ja edut:

- Pehmeä ja miellyttävä materiaali
- Alumiininen muotoiltu volaarilasta
- Neljä kapeampaa tarrakiinnitystä ja päällä leveämpi tukea antava tarraremmi
- Väri vaaleansininen kuvioitu

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy ranteen ympärysmitalla

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympäryys
R110x5	Vas/Oik	1	10 – 11cm
R110x5	Vas/Oik	2	11 – 13cm
R110x5	Vas/Oik	3	13,5 - 14,5cm
R110x5	Vas/Oik	4	> 15cm

Alavartalo



POP-postoperatiivinen polvituki

Art. PD-77POP | RCAI

Lasten postoperatiivinen polvituki

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivinen immobilisointi
- Polvivammojen jälkeinen immobilisointi ja kuntoutusvaiheen kontrolloitu mobilisaatio
- Sivu- ja ristiside vammojen tuenta ja hoito

Ominaisuudet ja edut:

- Mahdollista rajoittaa polvinivelen liikettä
 - fleksiosuunnassa 0°-120°
 - ekstensiosuunnassa 0-75°
 - säätöväli 7,5°
- Reiden maksimiympärysmitta 48cm ja pohkeen 34,5cm

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Tuen pituus
PD-77POP	1 koko	33cm



Medi ROM Kidz

Art. G1800Kx | Medi

Lasten postoperatiivinen polvituki

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivinen immobilisointi
- Polvivammojen jälkeinen immobilisointi ja kuntoutusvaiheen kontrolloitu mobilisaatio
- Sivu- ja ristiside vammojen tuenta ja hoito

Ominaisuudet ja edut:

- Mahdollista rajoittaa polvinivelen liikettä fleks.-ekst. suunnassa 0°-105° välillä, 15° välein
- Immobilisointi 0°-60° fleksioon, 15° välein.
- Kulmasäädöt ruuvilukittavan kiekon alla - lapsi ei pääse muuttamaan asetuksia.

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Tuen pituus
G1800K1	Lyhyt	25 cm
G1800K2	Pitkä	35 cm



Jet-kovaraamituki

Art. KZ114x0x | Embreis

Lasten kovaraaminen polvituki

Käyttöaiheet:

- Nivelsidevammat (ACL, PCL, CL)
- Kierukkavammat
- Rustovammat
- Osteokondriitti

Ominaisuudet ja edut:

- Alumiinirunko, muotoiltavissa yksilöllisesti
- Ekstensio- ja fleksiorajoitukset säädettävissä
- Väri: musta; tilattavissa vihreä ja punainen

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy reiden ympärysmittalla 13cm polven keskikohdan yläpuolelta

Tuotenumero vasen	Tuotenumero oikea	Koko	Reiden ympärysmitta
KZ114103-B	KZ114203-B	S	28-32 cm
KZ114105-B	KZ114205-B	M	32-37 cm
KZ114107-B	KZ114207-B	L	37-41 cm
KZ114109-B	KZ114209-B	XL	41-44 cm



Genum Kids Liga Ease

Art. MR4154 | Mediroyal

Tarrakiinnitteinen polvituki yliojennusta estävällä takaristikolla

Käyttöaiheet:

- Polven yliojennusongelmat, polven instabiliteetti, sivusidevammat, lievät ACL vammat

Ominaisuudet ja edut:

- Edestä avattava malli
- Alumiiniset sivukiskot antamassa sivusuuntaista tukea
- Yliojennusta estävä takaristikko tarrakiinnityksellä
- Helppo käyttää, pukea ja säätää
- Hengittävää TriTex -materiaalia
- Väri musta

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Polven ympärysmitta
MR4154	1	21-24 cm
MR4154	2	24-27 cm
MR4154	3	27-30 cm
MR4154	4	30-33 cm



Genum Kids Liga X

Art. MR4151 | Mediroyal

Putkimainen polvituki yliojennusta estävällä takaristikolla

Käyttöaiheet:

- Kuten edellä Genum kids Liga Ease art. MR4154

Ominaisuudet ja edut:

- Putkimainen / umpinainen malli
- Muuten samat ominaisuudet kuin edellä Genum kids Liga Ease art. MR4154

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Polven ympärysmitta
MR4151	1	21-24 cm
MR4151	2	24-27 cm
MR4151	3	27-30 cm
MR4151	4	30-33 cm

Kaulatuet

Olkaja- ja kyynärtuet

Ranne- ja käsituet

Selkätuet

Lonkkatuet

Polvituet

Nilkka- ja jalkatuet

Lastentuet



Sivukiskollinen polvituki

Art. OP1182 | Orliman

Käyttöaiheet:

- Polven venähdykset, polven sivusuuntainen instabiliteetti, postoperatiivinen ja konservatiivinen kuntoutus, uusien vammojen ennaltaehkäisy, polven linjauksen ongelmat

Ominaisuudet ja edut:

- Hengittävä elastinen materiaali
- Niveelliset sivukiskot
- Polvilumpioaukko antaa kevyttä tukea lumpiolle
- Avattava malli, kiinnitys takaa kahdella tarralla
- Väri harmaa-vihreä, 2 kokoa, puolieroton
- Tuen pituus 19cm

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Ikä	Polven ympäryys
OP1182	1	2-6 v.	20-26cm
OP1182	2	6-12 v.	26-32cm



Helpcare Super

Art. 542 | Inocare

Käyttöaiheet:

- Polvilumpion stabilointi, kevyt polven ylijennuksen esto, polvivamman jälkeinen tuenta

Ominaisuudet ja edut:

- Rengasmallinen pelotti lumpioaukon ympärillä
- Polvitaiteen takana olevat elastiset ristikkonauhat estävät polven ylijennusta
- Putkimainen malli, jossa takaristikko säädetään tarrakiinnityksellä
- Väri: sininen
- Materiaali: neopreeni

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Polven ympärysmitta
542	XXXS	19-21 cm
542	XXS	21-23 cm
542	XS	23-25 cm
542	S	25-27 cm
542	M	27-29 cm



Palumbo-patellatuki

Art. OP1184 | Orliman

Käyttöaiheet:

- Polvilumpion sijoiltaanmeno, polvilumpion lateralisaatio, polven kevyt tuenta

Ominaisuudet ja edut:

- Hengittävä elastinen materiaali
- Joustavat sivuvahvikkeet
- Polvilumpioaukko ja polvilumpion tukityyny lateraalisivulla, kiristys ja kiinnitys tarroilla polven mediaalisivulle
- Avattava malli, kiinnitys takaa kahdella tarralla
- Väri harmaa-vihreä, 2 kokoa, puolieroton
- Tuen pituus 19cm

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Ikä	Polven ympärys
OP1184	1	2-6 v.	20-26cm
OP1184	2	6-12 v.	26-32cm



Kevyt polvituki

Art. OP1181 | Orliman

Käyttöaiheet:

- Polven lievä instabiliteetti, postoperatiivinen ja konservatiivinen kuntoutus, uusien vammojen ennaltaehkäisy, polvilumpion kevyt ohjaus/tuenta

Ominaisuudet ja edut:

- Hengittävä elastinen materiaali
- Joustavat sivuvahvikkeet
- Polvilumpioaukko antaa kevyttä tukea lumpiolle
- Avattava malli, kiinnitys takaa kahdella tarralla
- Väri harmaa-vihreä, 2 kokoa, puolieroton
- Tuen pituus 19cm

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Ikä	Polven ympärys
OP1181	1	2-6 v.	20-26cm
OP1181	2	6-12 v.	26-32cm



Minitrax-walker

Art. 79-955x0 | Donjoy

Lasten walker

Käyttöaiheet:

- Jalkaterän ja varpaiden vammat, postoperatiivinen hoito, nilkan nivelsidevammat, hyväasentoiset tai sisäisesti fiksoidut nilkan tai jalkaterän alueen murtumat

Ominaisuudet ja edut:

- Immobilisoi nilkan 90° kulmaan
- Walker keinupohjineen mahdollistaa aikaisen kävelyn -> aktiivinen nopea kuntoutus
- Tarranauhakiinnitys, helpottaa myös hygieniasta ja mahdollisista haavoista huolehtimisen



Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Ikä	Kengän koko
79-95510	S	1-2,5v	< 25
79-95520	M	2,5-5v	25-29
79-95530	L	5-8v	> 29



Ufo-yölasta

Art. 361x | Orthomerica

Käyttöaiheet:

- Asento- ja yövenytys plantaarifaskiitissa, akilles tendiniitissä ja idiopaattinen varvaskävely

Ominaisuudet ja edut:

- Tukee jalkaa dorsifleksioon
- Venyttää / asentohoitaa jalkaa yöaikaan
- Tarra ja klipsikiinnitteinen

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Kengän koko
3614	S	19-23
3615	M	23-27
3616	L	27-31
3619	aikuisten XS	32-36



Air-Stirrup -nilkkatuki

Art. 02Jx | Aircast, Donjoy

Lasten nilkkatuki

Käyttöaiheet:

- Akuutit nilkkavammat, nilkan nyrjähdykset (asteet I-III), postoperatiivinen tuenta

Ominaisuudet ja edut:

- Puolikova, anatomisesti muotoiltu kuori antaa suojaa ja käyttömukavuutta sekä estää inversion/eversion
- Patentoitu Duplex™-ilmatyynyjärjestelmä parantaa verenkiertoa ja vähentää turvotusta
- Helppo asettaa paikalleen ilmatyynyjen ja säädettävän kantalapun avulla
- Sopii hyvin jalkineeseen -> mahdollistaa kevyen alkuvaiheen kuorituksen

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero vasen	Tuotenumero oikea	Koko	Tuen korkeus
02JL	02JR	Lapset	15 cm



Kevyt nilkkatuki

Art. OP1190 | Orliman

Käyttöaiheet:

- Lievät nilkan nyrjähdykset, toistuvat nyrjähdykset, uusien nyrjähdysten ennaltaehkäisy, aktiivinen kuntoutus

Ominaisuudet ja edut:

- Hengittävä elastinen materiaali
- Avattava malli, kiinnitys edestä kahdella tarralla
- Elastinen lycra-lisäremmi antamaan lisätukea ja ohjausta tarpeen mukaan
- Väri harmaa-vihreä, 2 kokoa, puolieroton
- Tuen pituus 19cm

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Ikä	Nilkan ympäryys
OP1190	1	2-6 v.	< 20cm
OP1190	2	6-12 v.	< 24cm

Yksilölliset tuet


Valmistukien lisäksi valmistamme erilaisia yksilöllisiä tukia ja ortooseja.

Erityisosaamistamme ovat yksilölliset jalkineet ja tukipohjalliset, lääkinnälliset tukisukat sekä yksilölliset sääri- ja nilkkaortoosit. Lisäksi meillä on asiantuntemusta mm. pitkien tukisidosten, jalkateräproteesien, serratuslastojen, erilaisten yläraajaortoosien ja korvasilikonien valmistuksesta. Vahvuutemme on yhdistää apuvälineteknikon ja fysioterapeutin osaamisalat yksilöllisten ratkaisujen suunnittelussa ja valmistuksessa.

Tukikohtan tuottamia yksilöllisiä palveluja:

- **Yksilölliset jalkineet**
 - Ortopediset jalkineet
 - Mittajalkineet
 - Muut erityisjalkineet
- **Yksilölliset tukipohjalliset**
- **Askelanalyysit**
- **Lääkinnälliset tukisukat**
- **Yksilölliset sääri- ja nilkkaortoosit**
- **Muut yksilölliset ortoosit**
 - Pitkät tukisidokset
 - Yläraajaortoosit
 - Selkätuet
 - Polvituet
 - Serratuslastat
 - Korvakeloidisilikonit
- **Kengän korotukset**







Turun Tukikohta

Puutarhakatu 17
20100 Turku

020 761 9030
tilaus@turuntukikohta.fi