



Tuotekuvasto

TURUN TUKIKOHTA 2022

TUOTEKUVASTO 2022

Kaulatuett | Olka- / kyynärtuet | Ranne- ja käsituet | Selkätuet
Lonkkatuett | Polvituet | Nilkka- / jalkatuett | Lastentuet

TUOTEKUVASTO 2022

3	Yhteistyötahot
4	Yhteystiedot / Henkilökunta
5	Yritysesittely
6	Tuoteluettelo
166	Yksilölliset tuet



Yhteystiedot / Henkilökunta

Turun Tukikohta Oy

Puutarhakatu 17, 20100 Turku

020 761 9030 | tilaus@turuntukikohta.fi | etunimi.sukunimi@turuntukikohta.fi



Kari Ridanpää

Toimitusjohtaja
Apuvälineteknikko



Tane Vaskelainen

Fysioterapeutti



Markus Lindeqvist

Fysioterapeutti



Outi Haavisto

Fysioterapeutti



Elina Liinanotko

Fysioterapeutti, BBA



Jari Oksanen

Fysioterapeutti



Ilari Lindsted

Fysioterapeutti



Rasmus Kierros

Jalkaterapeutti



Minna Kopsa

Ortopedisuutari



Lauri Kankarjärvi

Logistiikkavastaava

Porin Tukikohta Oy

Itsenäisyydenkatu 35,
28130 PORI

Puhelin 020 761 9036
pori@turuntukikohta.fi



Marika Lehtonen

Kuntohoitaja

Oulun Tukikohta Oy

Kansankatu 57,
90120 OULU

Puhelin 020 761 9032
oulu@turuntukikohta.fi



Santeri Alasmäki

Fysioterapeutti



TURUN TUKIKOHTA

Turun Tukikohta on vuonna 1988 perustettu apuvälinealan yritys. Olemme erikoistuneet tukien ja ortoosien myyntiin ja valmistukseen. Tehtävänäme on auttaa liikkumisessa apua tarvitsevia ihmisiä. Meillä on myymälät Turussa, Porissa ja Oulussa, lisäksi toimimme tukitoimittajana niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla ympäri Suomen.

Valikoimassamme ovat niin valmis- kuin yksilölliset tukiratkaisut. Tuet auttavat asiakkaitamme liikkumaan enemmän ja paremmin, kuntoutumaan nopeammin, välttämään uusia vammoja tai auttamaan kivunhoidossa.

Valmistuet hankimme laajalta tukivalmistajaverkostolta. Eri valmistajilta olemme valinneet myyntiin vain laadukkaimmat ja toimivimmat ratkaisut. Emme ole sidoksissa mihinkään tukivalmistajaan, joten voimme hyödyntää tukimaailman parhaat tuotteet asiakkaittemme hyväksi.

Yksilölliset apuvälineet valmistamme käsityönä omassa pajassamme. Ortopedisten jalkineiden suutarin työn teetämme alihankintana. Käytämme korkealaatuisia materiaaleja ja hyödynnämme alan uusimpia ratkaisuja. Erityisesti yksilölliset ortopediset jalkineet, -tukupohjalliset, -ortoosit ja tukisukat ovat vahvuuksiamme. Pitkä kokemus tuo mukanaan taitoa suoriutua erinomaisesti myös harvinaisemmissa yksilöllisissä tukitarpeissa.

Vuonna 2016 avasimme verkkokaupan palvelemaan asiakkaitamme yhä paremmin ympäri Suomen. Kaikki verkkokauppamme tuotteet ovat varastossa, joten niiden toimitus on nopeaa. Meille asiakkaan palvelu on tärkeää. Verkkokaupassa asiakasta palvelevat mm. Chat ja Symptom Checker -palvelu, joiden avulla autamme asiakkaan löytämään oikean tuen tai ratkaisun vaivaansa. Vuonna 2021 teimme verkkokauppauudistuksen. Uudistuksen myötä sivustomme muun muassa palvelevat terveydenhuollon ammattilaisia aiempaa paremmin oman alisivustonsa avulla. Asiakkaana näet myös haluamasi tuotteen varastosaatavuuden.

Teitä palvelee,

Tukikohdan henkilökunta

Yksilöllisten & valmistukien ammattilainen.

Hyvä asiakkaamme,

Olemme koonneet vuoden 2022 tuotekuvastoomme tämän hetken parhaat ja kilpailukykyisimmät tuotteet.

Nämä tuotteet ovat hyväksi koettuja ja laadukkaita. Ne kattavat laajasti tukitarpeen tilanteeseen kuin tilanteeseen. Tuotekuvastomme tuotteiden toimitusajat ovat nopeita - ne ovat joko suoraan varastossamme tai vähintään nopeasti saatavissa.

Mikäli kaipaat jotain tuotekuvastostamme puuttuvaa tuotetta, älä epäröi kysyä. Toimitamme kaikki toimittajiemme tuotteet kuten ennenkin. Toimittajamme näet sivulla 3.

Ammattitaitoinen henkilökuntamme palvelee teitä mielellään kaikissa tukiin ja ortooseihin liittyvissä kysymyksissä.



Kaulatuuet

s. 8



Olka- ja kyynärtuuet

s. 16



Ranne- ja käsituuet

s. 36



Selkätuuet

s. 68



Lonkkatuuet

s. 87



Polvituuet

s. 92



Nilkka- ja jalkatuuet

s. 122



Lastentuuet

s. 154

Kaulatuuet

Olka- ja kyynärtuuet

Ranne- ja käsituuet

Selkätuuet

Lonkkatuuet

Polvituuet

Nilkka- ja jalkatuuet

Lastentuuet

Kaulatuet

Jäykät kaulatuet

- 09** Vista CTO4
- 09** Vista MP
- 10** Miami J Select
- 11** Miami J
- 12** One Piece Cervical Collar
- 12** California Tracheotomy Collar

Pehmeät kaulatuet

- 13** Soft Collar
- 13** Reinforced Collar
- 14** Cervilight Soft
- 14** Form Fit Cervical Collar
- 15** Cervilastic
- 15** Cervi-HiT



Vista CTO4

Art. 984550 | Aspen

Vista CTO4 on kaulan ja rintarangan yhdistelmäortoosi. Tukea käytetään, kun halutaan optimaalinen tuenta kaula- ja rintarangalle.

Käyttöaiheet:

- Kaula- ja rintarangan tuenta tasoilla C1-T2
- Akuutit vammat
- Postoperatiivinen tuenta
- Degeneratiiviset muutokset

Ominaisuudet ja edut:

- Etuosa säädettävissä 6 eri korkeudella
- MultiPost -takaosa säädettävissä 3 eri kulmaan
- Säädettävä ja irrotettava rinta- ja selkäosa
- MRI-yhteensopiva
- Ekstensio, fleksio ja rotaatiotuenta
- Erillinen etu- ja takaosa
- Pestävissä ja pehmusteet vaihdettavissa
- Pehmuste on vaahtomuovia ja puuvillaa, jotka pitävät ihon kuivana
- Iso trachea-aukko
- Voidaan keventää kuntoutuksen edetessä CTO2 tai Vista MP malleihin

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Kuvaus	Koko
984550	Vista CTO	Yksi koko
984520	Pehmustesetti	Yksi koko



Vista MP

Art. 984200 | Aspen

Edistyskellinen säädettävä kaulatuki. Tuki on mahdollista yhdistää rintarangan yläosaa tukeviin Vista CTO ja Vista CTO4 malleihin.

Käyttöaiheet:

- Kaularangan tuenta välillä C1-C7
- Akuutit vammat
- Postoperatiivinen tuenta
- Degeneratiiviset muutokset

Ominaisuudet ja edut:

- Etuosa säädettävissä 6 eri korkeudella
- MultiPost -takaosa säädettävissä 3 eri kulmaan
- Vaihdettavat, ilmatavat pehmusteet (vaahtomuovi, puuvilla)
- Tuen muotoilu tasaa paineen ja ehkäisee painehaavoilta
- Tuen voi yhdistää Vista CTO malleihin
- Trachea-aukko

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Kuvaus	Koko
984200	Vista MP	Yksi koko
984220	Pehmustesetti	Yksi koko



Miami J Select

Art. MJS-101 | Össur

Markkinoiden paras, säädettävä yhden koon, ihoystävällinen kaulatuki

Käyttöaiheet:

- Kaularangan pre- ja postoperatiivinen hoito
- Kaularangan immobilisointi trauman jälkeen

Ominaisuudet ja edut:

- Yhden koon tuki
- Helppo korkeussäätö, joka saadaan lukittua
- Anti-bakteeriset ja hygieniset Sorbatex™ -pehmusteet
- Muotoilussa huomioitu sekä laadukas immobilisaatio että korkeakäyttömukavuus
- 7-portainen korkeussäätö
- Anatominen muotoilu ja Flex Edge -reunus vähentävät takaraivon painetta
- Helppo pukea ja riisua
- Sinisellä värillä merkitty potilaan kosketuspisteet – Blue is You
- Rintalastalla helppo Sternal-Relief Dial -säätö
- Suuri trakeotomia-aukko – entistä parempi toimivuus myös teho-osasto potilailla
- Voidaan käyttää röntgen-, CT- ja MRI-kuvauksen aikana
- Yhteensopiva Occian Back ja Miami JTO -lisäosien kanssa

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Kuvaus	Koko
MJS-101	Miami J Select	1 koko
MJSR-101	Miami J Select + varapehmustesarja	1 koko
MJSP-101	Pehmustesarja	1 koko
MJST-101	Vaihtotarranauhat (10kpl)	1 koko



Miami J

Art. MJ-200 – MJ-500 | Össur

Markkinoiden paras, säädettävä yhden koon, ihoystävällinen kaulatuki

Käyttöaiheet:

- Posttraumaattinen hoito
- Stabiilit kaularangan murtumat
- Kaularangan spondyliitti ja spondyloosi
- Kaularangan nivelreuma ja osteoartroosi
- Välilevytyrä
- Postoperatiivinen hoito
- Liikehermosolusairaudet

Ominaisuudet ja edut:

- Antibakteerinen Sorbatex-pehmuste lisää tuen käyttömukavuutta
- Suunniteltu minimoimaan painekohdat niille alttiilla alueilla: takaraivossa, leuassa, epäkkäässä ja solisluussa
- Voidaan säätää painikkeiden avulla miellyttävästi takaraivoa vasten
- Sternaalituki voidaan poistaa tarvittaessa
- Läpinäkyvä röntgen-, MR- ja CT-kuvissa

Koko- ja tilaustiedot:

Koko valitaan vartalotyyppiin ja kaulan mallin mukaan – ei henkilön koon mukaan. Kuusi vartalotyyppiin perustuvaa kokoa:

200 S Super Short 10 %	250 XS 5 %	200 L Stout 15 %	500 Tall 10 %	400 Regular 30 %	300 Short 30 %
Onko potilaan kaula kyfoottinen (leuka kohti rintaa)?	Onko potilaan kaula erittäin lyhyt, pieni?	Onko potilaan kaulan ympäryys erittäin suuri?	Onko potilaan kaula pitkä?	Onko potilas nainen?	Kaikki muut aikuiset?
					
• Kyfoottinen • Leuka kohti rintaa • Geriatrinen • Osteoporoosi ja/tai selkärankareuma	• Erittäin lyhyt, pieni kaula • Ensi sijassa naiset • Usein aasialaista syntyperää olevat henkilöt • Harvinainen	• Erittäin suuri kaulan ympäryys • Ylipainoinen/tukeva • "Kaulaton" • Harteikas	• Pitkä kaula • "Joutsenkaula" • Nuoret naiset • Nuoret miehet	• Naiset • Vakiokoko aikuisille naisille • Hentorakenteiset aikuiset miehet	• Vakiokoko aikuisille miehille • Naiset, joilla on lyhyt kaula

Koko	Tukisarja*	Tuki	Takaosa	Etuosa
Super Short	MJR-200S	MJ-200S	MJ-400BK	MJ-200SFRT
Stout	MJR-200L	MJ-200L	MJ-200BK	MJ-200LFRT1
XS	MJR-250	MJ-250	MJ-250BK	MJ-250SFRT
Short	MJR-300	MJ-300	MJ-300BK	MJ-300FRT
Regular	MJR-400	MJ-400	MJ-400BK	MJ-400FRT
Tall	MJR-500	MJ-500	MJ-500BK	MJ-500FRT

Miami J:n etu- ja takakappaleita voi yhdistää vapaasti. Koko on valittava potilaan kaulan pituuden, ei vartalon koon mukaan. *Jokaisen sarjan mukana toimitetaan yksi ylimääräinen pehmustesarja.



One Piece Cervical Collar

Art. 79-8313x | Donjoy / Procure

Yhtenä kappaleena ruiskuvalettu kaulus antaa kunnollisen tuen ja auttaa ehkäisemään kaularangan fleksiota, ekstensiota ja rotaatiota helpottaen trauman jälkeistä kuntoutumista.

Käyttöaiheet:

- Akuutit kaularangan vammat

Ominaisuudet ja edut:

- Valmistettu kestävästä ja suuritiheyksisestä polyeteenistä
- Vuorattu pehmeällä solumuovilla
- Molemmissa kokoluokat säädettävissä usealle eri korkeudelle, jolloin ne sopivat useimmille aikuisille ja lapsille
- Suurikokoisen trakea-aukon ansiosta karotispulssi voidaan lukea nopeasti ja hätätilassa tehdä trakeotomia
- Menee pieneen tilaan, litteäksi tilan säästämiseksi
- Voidaan käyttää röntgen-, CT- ja MRI-kuvauksen aikana

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Korkeuden säätö	Kaulan ympäryys	Koko
79-83130	3,8 – 4,4 – 5,1 cm	20 – 46 cm	Lapset
79-83131	4,4 – 6,3 – 7,5 – 8,9 cm	28 – 58 cm	Aikuiset



California Tracheotomy Collar

Art. 79-831xx | Donjoy / Procure

Anatomisesti muotoiltu kova kaulatuki

Käyttöaiheet:


- Posttraumaattinen ja -operatiivinen hoito
- Välilevytyrä
- Kaularangan spondyloosi tai spondyliitti
- Kaularangan nivelreuma ja osteoartroosi

Ominaisuudet ja edut:

- Esimuotoiltu, Plastazote-vaahtomuovimateriaalista valmistettu kaularankaortoosi
- Trakeostomia-aukko ortoosin edessä
- Tukee kaularangan neutraaliasentoon tukien omatoimisuutta ja kuntoutumista
- Vettä hylkivä materiaali. Sopii vesiterapiaan ja kylpyyn

Koko- ja tilaustiedot:

Tuote-numero	79-83122	79-83123	79-83125	79-83127	79-83133	79-83135	79-83137	79-83143	79-83145	79-83147	79-83153	79-83155	79-83157
Tuen korkeus cm	5,7	5,7	5,7	5,7	8,3	8,3	8,3	10,8	10,8	10,8	13,3	13,3	13,3
Kaulan ympäryys cm	17,5-25,5	25,5-33	33-40,5	40,5-48	25,5-33	33-40,5	40,5-48	25,5-33	33-40,5	40,5-48	25,5-33	33-40,5	40,5-48
Koko	Ped / XS	S	M	L	S	M	L	S	M	L	S	M	L



Soft Collar

Art. 1180 | Orthocare

Anatominen pehmeä kaulatuki

Käyttöaiheet:

- Kaularangan venähdys/revähdys
- Trauman jälkeiset ja degeneratiiviset vaivat kaularangassa
- Kaularangan alueen välilevyvaivat
- Spasmit
- Jännityspäänsärky

Ominaisuudet ja edut:

- Hengittävä mikrokuitukangas
- Tukeva vaahtomuovi
- Tarranauhakiinnitys
- Lämmittävä vaikutus
- Väri: musta, saatavilla myös beige

Kokoluokitus:

Korkeus mitataan rintalastan kuopasta leukaan. (kuva 2).

- Koko 1 = 6cm
- Koko 2 = 8cm
- Koko 3 = 10cm

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Korkeus
1180-1	1	6cm
1180-2	2	8cm
1180-3	3	10cm



Reinforced Collar

Art.1170 | Orthocare

Pehmeä kaularangantuki jäykistävällä muovivahvisteella vahvempaan tuentaan. Muuten sama tuki kuin Soft Collar art. 1180.

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Korkeus
1170-1	1	6cm
1170-2	2	8cm
1170-3	3	10cm

Pehmeät kaulatuet



Cervilight Soft

Art. M.8304 | Orthoservice

Anatominen pehmeä kaulatuki

Käyttöaiheet:

- Lievät rangan muutokset, esim. whiplash -vammat
- Niskan jäykkyys
- Niskasta johtuva asentohuimaus
- Kaularangan artroosi

Ominaisuudet ja edut:

- Korkeusvaihtoehdot: 6-8-10-12cm, pituusvaihtoehdot S-L
- Ydin valmistettu keskitiheyksisestä vaahtomuovista
- Neulottu päällinen
- Tarranauhakiinnitys niskassa
- Pestävissä (30°C)

Koko- ja tilaustiedot:

Korkeus mitataan rintalastan kuopasta leukaan.

Koko	S	S	S	S	M	M	M	M	L	L	L	L
Kaulan ympärys cm	28-34	29-35	30-36	31-37	30-36	31-37	32-38	33-39	36-44	37-46	39-49	39-49
Tuen pituus cm	47	49	50	52	50	52	54	56	58	60	64	64
Tuen korkeus cm	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	12	12



Form Fit Cervical Collar

Art. 79-830xx | Donjoy / Procure

Anatominen pehmeä kaulatuki

Käyttöaiheet:

- Kaularangan lievät venähdykset
- Leikkauksen jälkeinen kuntoutus
- Kaularangan artroosi

Ominaisuudet ja edut:

- Korkeusvaihtoehdot: 5-8-10-11cm, pituusvaihtoehdot XXS-XXL
- Ydin valmistettu solumuovista, vaihtoehdot keskitiheä tai kova
- Neulottu päällinen
- Tarranauhakiinnitys niskassa
- Käsinpesu kylmällä vedellä

Koko- ja tilaustiedot:

Korkeus mitataan solisluun yläreunasta leukaan.

Tuote-numero	79-83011	79-83012	79-83013	79-83014	79-83015	79-83016	79-83017	79-83018	79-83019	79-83003	79-83004	79-83005	79-83006	79-83007	79-83008	79-83009
Tiheys	Keskitiheä	Keskitiheä	Keskitiheä	Keskitiheä	Keskitiheä	Keskitiheä	Keskitiheä	Keskitiheä	Keskitiheä	Kova	Kova	Kova	Kova	Kova	Kova	Kova
Kaulan ympärys cm	18-31	23-33	28-41	38-51	33-46	41-53	38-51	41-51	43-56	28-41	38-51	33-46	41-53	38-51	41-51	43-56
Tuen pituus cm	36	42	47	56	51	58	57	61	61	47	56	51	58	57	61	61
Tuen korkeus cm	5	5	8	8	10	10	11	11	5	8	8	10	10	11	11	5
Koko	XXS	XS	S	S-Long	M	M-long	L	XL	Long/Nar	S	S-Long	M	M-long	L	XL	Long/Nar



Cervilastic

Art. 0273x | Sporlastic

Anatominen pehmeä kaulatuki

Käyttöaiheet:

- Kaularangan venähdys/revähdys
- Trauman jälkeiset ja degeneratiiviset vaivat kaularangassa
- Kaularangan alueen välilevyvaivat
- Spasmit
- Jännityspäänsärky

Ominaisuudet ja edut:

- Tukee kaularankaa ja rentouttaa lihaksia
- Lämmittävä vaikutus
- Anatominen muotoilu
- Miellyttävä laadukas, pehmeähkö materiaali
- Tarranauhakiinnitys
- Väri: musta-sininen

Koko- ja tilaustiedot:

Korkeus mitataan rintalastan kuopasta leukaan

Tuotenumero	Korkeus	Kaulan ympärys
02734	4,5cm	33-56cm
02735	6,5cm	33-56cm
02736	7,5cm	33-56cm
02737	9,0cm	33-56cm
02738	11,0cm	33-56cm



Cervi-HiT

Art. 0271x | Sporlastic

Pehmeä kaularangantuki jäykistävällä muovivahvisteella vahvempaan tuentaan. Muuten sama tuki kuin Cervilastic art. 0273x. (kts. yllä)

Koko- ja tilaustiedot:

Korkeus mitataan rintalastan kuopasta leukaan

Tuotenumero	Korkeus	Kaulan ympärys
02716	7,5cm	33-56cm
02717	9,0cm	33-56cm
02718	11,0cm	33-56cm

Olka- & kyynärtuet

Olkatuet

Abduktiotyynylliset olkatuet

- 17** Softab 45/70°
- 17** Extra-S
- 18** Should Top II
- 18** Quick Fit Shoulder Immobilizer

Kantoliinat

- 19** Shouldfix II
- 19** Armsling Velcro
- 20** Shouldfix light
- 20** Clinical Shoulder Immobilizer
- 21** Deluxe Arm Sling

Toiminnalliset olkatuet

- 22** NeuroLux II
- 23** Erix Three Neuro
- 24** BoaFit 2- ja 3-pistejärjestelmät
- 25** ShoulderCross
- 26** SRX olkatuki X
- 27** SRX olkatuki

Kyynärtuet

- 28** Elbo 2.0
- 29** Elbo
- 30** X-Act™ ROM
- 31** Ulnaris -kyynärtuki
- 31** Epidyn Stabil
- 32** Epidyn Aktiv
- 32** Epicare Comfort Plus
- 33** SRX kyynärtuki
- 34** Epicare Brace
- 34** Cubidyn
- 35** Epicare



Softab 45/70°

Art. M.84500 / M.84501 | Orthoservice

Olkapääatuki 45° tai 70° abduktiolla

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivinen tuenta rotator cuff operaation jälkeen
- Hermovammojen hoito
- Tuberculum majus fraktuurat pienellä dislokaatiolla
- Postoperatiivisesti endo- ja arthroprosetia hoidon jälkeen

Ominaisuudet ja edut:

- Tukeva tukityyny
- Tukityynyn ja vartaloremmin pintamateriaali nylonia, johon tarrat helppo kiinnittää.
- Abduktiotyyny asennettavissa 45° tai 70° kulmaan
- Tuen mukana kannattaa tilata käsi/rannelasta (M.84500/A)

Koko- ja tilaustiedot:

* Koko määrittyy henkilön pituuden mukaan

Tuotenumero	Koko	Henkilön pituus	Ranne-/tukilasta
M.84500	Normaali	< 185cm	M.84500/A
M.84501	XL	>185cm	M.84500/A



Extra-S 15°/30°

Art. M.E113 - M.E116 | Orthoservice

Olkapään ulkorotaatiotyyny 15° tai 30° ulkorotaatiolla

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivinen tuenta ulkorotaatiolla rotator cuff -, glenoid labrum-, nivelkapselin kiristys ja pehmytkudosoperaatioissa
- Alkuvaiheen konservatiivinen hoito olkapään luksaatioissa

Ominaisuudet ja edut:

- Kahta mallia: tukityynyä 15° ja 30° tukityynyllä
- Tukityyny valmistettu tukevasta vaahtomuovista, pintamateriaalissa hopeaa ihoystävällisyyden takaamiseksi
- Tukityyny etu- ja takatuennalla optimaalisen tuennan saavuttamiseksi
- Käsipussi tehty hengittävästä materiaalista
- Klipsikiinnitys ja hihnojen pituus tarroilla säädettävissä
- Peukaloremmin ja terapiapallo kädelle
- Vasen ja oikea puoli erikseen

M.E113: 15° tukityyny oikea
M.E114: 15° tukityyny vasen
M.E115: 30° tukityyny oikea
M.E116: 30° tukityyny vasen

Koko- ja tilaustiedot:

* Kynärvarren pituus mitataan kyynärpäästä sormien tyveen ulottuvalla mitalla.

Tuotenumero	Koko	Kynärvarren pituus
M.E113-E116	S	< 34cm
M.E113-E116	M	35 - 39cm
M.E113-E116	L	> 40cm



Should Top II

Art. M.E111 / M.E211 | Orthoservice

Olkapäätuuki 10° tai 15° abduktiopalalla

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivinen tuenta rotator cuff -, glenoid labrum -, nivelkapselin kiristys- ja pehmytkudosoperaatioissa

Ominaisuudet ja edut:

- Tukityyny valmistettu tukevasta vaahtomuovista, pintamateriaalissa hopeaa ihoystävällisyyden takaamiseksi
- Tukityyny etu- ja takatuennalla optimaalisen tuennan saavuttamiseksi
- Käsipussi tehty hengittävästä materiaalista
- Klipsikiinnitys ja hihnojen pituus tarroilla säädettävissä
- Peukaloremme ja terapiapallo kädelle
- Abduktio 10 tai 15 astetta
- Puolieroton

Koko- ja tilaustiedot:

Kyynärvarren pituus mitataan kyynärpästä sormien tyveen ulottuvalla mitalla.

Tuotenumero	Abduktio	Koko	Kyynärvarren pituus
M.E111	10°	S	< 38cm
M.E111	10°	L	> 39cm
M.E211	15°	S	< 38cm
M.E211	15°	L	> 39cm



Quick Fit Shoulder Immobilizer

Art. 06AB | Donjoy / Aircast

Uusi yleiskäyttöinen kantoside 15° abduktiotyynyllä tai ilman.

Käyttöaiheet:

- Olkapään, humeruksen ja solisluun murtumat
- Postopereatiivinen tuenta
- Abduktiotyynyn käyttöä harkitaan, kun halutaan vähentää olkanivelen kudosten venytystä postoperatiivisesti tai -traumaattisesti

Ominaisuudet ja edut:

- Hengittävä ja miellyttävä käsivarren pussi
- Helppo avata ja sulkea pikalukosta
- Vartaloremme
- Puolieroton, 1 kokoluokka: koko säädettävissä käsivarren pussia taittamalla ja siirtämällä olkaremmiin kiinnityskohtaa tarralla
- Kantositeen yläremmi avattavissa, peukaloremme ja terapiapallo verenkiertoa edistäviä harjoituksia varten

Koko- ja tilaustiedot:

Koko mitataan kyynärpästä sormien tyveen ulottuvalla mitalla.

Tuotenumero	Min. pituus	Maks.pituus	Syvyys
06AB	26,5cm	43cm	18cm
06A (vain kantoside)	26,5cm	43cm	18cm



Shouldfix II

Art. M.8412 | Orthoservice

Tukeva kantoside olkapään ja käden tuentaan.

Käyttöaiheet:

- Humeruksen murtumat
- Olkapään sijoiltaanmenot ja venähdykset
- Postoperatiivinen tuenta humerusmurtuman tai sijoiltaanmenon jälkeen
- Postoperatiivinen tuenta bicepsin pitkän päänn jännerepeämin korjausleikkauksen jälkeen

Ominaisuudet ja edut:

- Pehmustettu, miellyttävä käsivarren pussin ja vartaloremmin materiaali
- Irrallinen kyynärpään tuki
- 1 kokoluokka
- Väri musta
- Puolieroton

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko
M.8412	Universaali



Armsling Velcro

Art. 3510 | Orthocare

Laadukas ja tukeva vartaloremmin kantoside olkapään ja käden tuentaan

Käyttöaiheet:

- Olkapään, humeruksen ja kyynärpään postoperatiivinen ja -traumaattinen tuenta
- Olkapään sijoiltaanmenot ja venähdykset

Ominaisuudet ja edut:

- Tukeva ja miellyttävä materiaali
- Helppo tarrakiinnitys
- Voidaan käyttää vartaloremmin (tukevampi tuenta) tai ilman
- Peukalolenkki estämään kantositeen liukumisen
- Hartiapehmuste
- Väri sinertävän harmaa
- Nyt myös XL-koko

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Kuvaus	Koko
3510	25-30cm	XS
3510	30-36cm	S
3510	36-42cm	M
3510	42-48cm	L
3510	48-54cm	XL



Shouldfix light

Art. M20413 | Orthoservice

Uusi miellyttävä hartiaavapaa olkatuki

Käyttöaiheet:

- Olkapään luksaatiot
- Olkapään venähdykset
- Postoperatiivisesti

Ominaisuudet ja edut:

- Pehmustetut, miellyttävät materiaalit.
- Olkavarren, kyynärvarren ja käden kiinnitysremmit asetetaan tarrojen avulla yksilöllisesti sopivasti

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko
M20413	Universaali



Clinical Shoulder Immobilizer

Art. 79-8401x | Donjoy / Procure

Kantoside vartaloremmillä olkapään vamman tai operaation jälkeiseen immobilisaatioon

Ominaisuudet ja edut:

- Materiaali puuvillaa/polyesteriä, joustava hihna ja tarrakiinnitys
- Sopii sekä oikeaan että vasempaan käteen
- Pehmustettu olkapäähihna

Koko- ja tilaustiedot:

Kokoluokka määritetään kyynärvarren pituudella kyynärpästä ranteeseen.

Tuotenumero	Syvyys x pituus	Koko
79-84012	15 x 28 cm	XS
79-84013	18 x 33 cm	S
79-84015	20,5 x 38 cm	M
79-84017	23 x 46 cm	L
79-84018	25,5 x 51 cm	XL



Deluxe Arm Sling

Art. 79-8400x | Donjoy / Procure

Kantoside sijoiltaan menon hoitoon ja leikkauksen jälkeiseen immobilisaatioon

Käyttöaiheet:

- Olka- ja kyynärnivelen tuenta vamman tai operaation jälkeen

Ominaisuudet ja edut:

- Materiaali puuvillaa/polyesteriä, joustava hihna ja tarrakiinnitys
- Kantositeen siirtymisen estävä peukalosilmukka
- pehmustettu olkapäähihna

Koko- ja tilaustiedot:

Kokoluokka määritetään kyynärvarren pituudella kyynärpästä ranteeseen

Tuotenumero	Syvyys x pituus	Koko
79-84001	16,5 x 21 cm	Ped / XXS
79-84002	18 x 28 cm	XS
79-84003	19 x 32 cm	S
79-84005	20,5 x 38 cm	M
79-84007	21,5 x 44,5 cm	L
79-84008	23 x 51 cm	XL

Kaulatuett

Olka- ja kyynärtauet

Ranne- ja kätituet

Selkätuet

Lonkkatuet

Polvituet

Nilikka- ja jalkatuet

Lastentuet



NeuroLux II

Art. 07261 | Sporlastic

Toiminnallinen ortoosi olkanivelen stabiloimiseksi ja uudelleen keskittämiseksi.

Käyttöaiheet:

- Olkapään konservatiivinen hoito
- Olkapään subluksaatio
- Vammat, joissa halutaan tukea olkaniveltä ja estää hermojen/jänteiden venyntyminen
- Kipu, heikkous ja/tai rajoittunut liikkuvuus olkanivelessä ja yläraajan lihaksissa liittyen
 - hemiplegiaan
 - plexus vammaan
 - cranio-cerebraalinen traumaan
 - kaularangan traumaan
 - periferisen hermon vammaan

Ominaisuudet ja edut:

- Tukee olkanivelen omalle paikalleen korjaten subluksaatiota ja sisäkiertoa
- Lievittää kipua
- Estää jänteiden ja hermojen sekundaarisia venytysvammoja
- Tuessa kaksi olkanivelen yli kulkevaa, nostavaa hihnaa ohjaamaan/tukemaan olkanivelen asentoa
- Käsivarsiosa ulottuu kyynärvarren alueelle
- Säätojen jälkeen käytettävissä yhdellä kädellä
- Valmistettu pehmeästä ja hengittävästä materialista

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kyynärvarren paksuimman kohdan ympärysmittaan ja rinnan (olkapää – vastakkainen kainalo) ympärysmittaan mukaan.

Tuotenumero	Koko	Kyynärvarren ympäryys (cm)	Olkapää – kainalomitta (cm)
07261	1	< 25	< 90
07261	2	< 25	90-105
07261	3	< 25	105-125
07261	4	25-29	< 90
07261	5	25-29	90-105
07261	6	25-29	105-125
07261	7	29-35	< 90
07261	8	29-35	90-105
07261	9	29-35	105-125



Erix Three Neuro

Art. NRX940 | Mediroyal

Uusi ainutlaatuinen olkatuki erityisesti neurologisille potilaille.

Käyttöaiheet:

- Olkapään instabiliteetti
- TIA/aivoinfarkti
- Niveltulehdus ja jäänyt olkapää -syndrooma
- Lievä kiertäjäkalvosimen instabiliteetti
- AC-nivelen instabiliteetti

Ominaisuudet ja edut:

- Tuki antaa olkapäälle dynaamisen, yksilöllisen tuen ja ohjauksen
- Tuessa ei ole kyynärmansettia vaan tuen nostava ja ohjaava tuki tehdään elastisten tarranauhojen avulla
- Elastisten tarranauhojen avulla olkapäähän voidaan kohdistaa halutut tuennat, esimerkiksi nostava efekti ja ulkorotaatio
- Tuen sisäpinta on kitkapintainen:
 - Proprioseptinen vaikutus
 - Pitää ja nostaa olkapäätä paikalleen
- Materiaali on hengittävää ja elastista
- Tuen ulkopinta on kauttaaltaan tarrapitävää materiaalia
- Tuen etuosassa on kaksi alumiinivahviketta, joita voidaan muokata tarpeen vaatiessa. Ne tasoittavat solisluun alueen painetta.
- Lisäosana saatavilla kaksi erilaista Boa Fit -järjestelmää, joiden avulla mm. tuentaa voidaan lisätä ja pukemista helpottaa. Katso oma tuotekortti alla.
- Konepestävä 40 asteessa.

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään olkavarren ympärysmittalla. Erikseen oikea ja vasen puoli.

Tuotenumero	Koko	Olkavarren ympärysmitta
NRX940	XXS	19-24 cm
NRX940	XS	23-27 cm
NRX940	S	27-32 cm
NRX940	M	32-35 cm
NRX940	L	35-38 cm
NRX940	XL	38-42 cm

Kaulatuet

Olkaja kyynärtuet

Ranne- ja käsituet

Selkätuet

Lonkkatuet

Polvtuet

Nilikka- ja jalkatuet

Lastentuet



BoaFit 2- ja 3-pistejärjestelmät

Art. NRX945 / NRX946 | Mediroyal

Kaksi- ja kolmepisteiset BoaFit järjestelmät olkapään yksilölliseen tuentaan ja asetteluun ErixThree Neuro -olkatuen kanssa

Käyttöaiheet:

- Olkapään lisätuenta ErixThree Neuron käytön yhteydessä
- Tarve olkapään yksilölliselle dynaamiselle tuelle
- Tuen itsenäisen pukemisen helpottaminen

Ominaisuudet ja edut:

- Kaksi- ja kolmepisteiset vaihtoehdot olkapään yksilölliseen tuentaan ja asetteluun
- Järjestelmään kuuluu Boa-kiristin sekä kaksi tai kolme tarrakiinnikettä
- Boa-kiristin ja tarrakiinnikkeet voidaan kiinnittää kaikkialle ErixThree • •
- Neuro -olkatuen ulkopinnalle
- Boa- ja tarrakiinnikkeet asetetaan yksilöllisesti parhaan dynaamisen tuen saavuttamiseksi ja mahdollisimman itsenäisen pukemisen aikaansaamiseksi
- Yksi koko
- Väri musta



Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Malli	Lisätiedot
NRX945	BoaFit 2-pistejärjestelmä	Boa-kiristin + kaksi tarrakiinnikettä
NRX946	BoaFit 3-pistejärjestelmä	Boa-kiristin + kaksi tarrakiinnikettä



ShoulderCross

Art. M20726 | Orthoservice

Toiminnallinen olkatuki joustavilla lisäkristintarroilla

Käyttöaiheet:

- Glenohumeraalinivelen anteriorisen tai posteriorisen dislokaation konservatiivinen hoito.
- Vammutuneen olkanivelen suojaus urheilussa tai työssä preoperatiivisesti tai stabilointioperaation jälkeen.
- Käyttö olkapääkuntoutuksessa kivuliaan yliliikkuvuuden tai toiminnallisen epävakauden yhteydessä.
- Käytä kolme kuukautta rotator cuff -operaation jälkeen, kun aloitat työt tai urheilun, myös rotator cuff -repeämien konservatiivisen kuntoutuksen yhteydessä.

Ominaisuudet ja edut:

- BreathSkill-kangasrakenne: Pehmeä ja hengittävä 3D-kangas
- Materiaalin ulkopinta vahvaa verkkokangasta
- Olkanivelen yli ristiin kulkevat joustavat lisäkristintarrat takaavat yksilöllisen ja optimaalisen nivelen vakauttamisen
- Vartaloremmi on osittain joustavasta materiaalista. Se on yksilöllisesti säädettävissä ja kainalon alla on pehmuste.
- Vartaloremmissä pikakiinnitys.
- Oikea ja vasen puoli erikseen.

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään hauksen paksuimman kohdan ympärysmittalla. Vasen ja oikea puoli erikseen.

Tuotenumero	Koko	Hauksen ympäryys
M20726	S	22-26 cm
M20726	M	26-30 cm
M20726	L	30-35 cm
M20726	XL	35-40 cm



SRX olkatuki X

Art. SRX811 | Mediroyal

Toiminnallinen olkatuki lisäkivistimillä

Käyttöaiheet:

- Olkapään:
 - paikalliset tulehdukset
 - lievä instabiliteetti
 - lihasvammoista johtuva kipu

Ominaisuudet ja edut:

- Olkatuki on tehty 3mm ohuesta SRX®-materiaalista, joka antaa käyttäjälle tukea ja kompressiota sekä lämmittää paikallisesti
- Lämmittävän vaikutuksen hyödyt:
 - Parantaa nivelen verenkiertoa
 - Parantaa lihasten reagointikykyä
 - Vähentää tulehdusreaktiota
 - Lievittää kipua mahdollistaen liikunnan lisäämisen
- Lisäkivistimien avulla olkapäätä saadaan tuettua yksilöllisesti ja ohjattua kohti haluttua asentoa.
- Olkavarren osan sisäpinnan kitkapintainen NRX®- materiaali yhdessä alareunan tarrakiinnityksen kanssa pitävät tuen hyvin paikoillaan.
- Tuotetta voi käyttää sekä vasemmalla että oikealla muuttamalla remmin kiinnitystä.

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään olkavarren ympärysmittan mukaan.

Tuotenumero	Koko	Olkavarren ympäryys
SRX811	XS	24-28 cm
SRX811	S	28-32 cm
SRX811	M	32-35 cm
SRX811	L	35-38 cm
SRX811	XL	38-41 cm



SRX olkatuki

Art. SRX810 | Mediroyal

Toiminnallinen olkatuki

Käyttöaiheet:

- Olkapään:
 - paikalliset tulehdukset
 - lievä instabiliteetti
 - lihasvammoista johtuva kipu

Ominaisuudet ja edut:

- Samat ominaisuudet ja edut kuin edellä SRX Olkatuki X -mallissa ilman lisäkiristimiä

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään olkavarren ympärysmitan mukaan.

Tuotenumero	Koko	Olkavarren ympäryys
SRX810	XS	24-28 cm
SRX810	S	28-32 cm
SRX810	M	32-35 cm
SRX810	L	35-38 cm
SRX810	XL	38-41 cm

Kaulatuett

Olkaja kyynärtauet

Ranne- ja kätitauet

Selkätitauet

Lonkkatuett

Polvitauet

Nilkka- ja jalkatitauet

Lastentauet



Elbo 2.0

Art. MB1017 | Orthoservice

Teleskooppisesti pituussäädettävä kyynärortoosi liikelaajuutta säätelevällä nivelellä

Käyttöaiheet:

- Stabiilit murtumat kyynärpäässä, humeruksen distaaliosassa, radiuksessa tai ulnan proksimaaliosassa
- Post-operatiivinen immobilisaatio jänteiden tai ligamenttien korjausleikkausten jälkeen
- Kuntoutumisen tueksi konservatiivisen tai operatiivisen hoidon jälkeen
- Kyynärpään luksaatiot ja subluksaatiot
- Yliojentumisongelmat
- Trauman jälkihoito

Ominaisuudet:

- Teleskooppisesti pituussäädettävät kyynär- ja olkavarren osat, kisko kevyttä alumiinia
- Kyynär- ja olkavarren mansetit on valmistettu lämpömuovista, kiristys tarranauhoilla
- Laadukkaat muotoillut pehmusteet
- Pituussäädettävä ja pehmustettu olkahihna
- ROM-nivel ekstensio- ja fleksiorajoituksin, turvalukolla
- Ekstension rajoitusmahdollisuudet: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Fleksion rajoitusmahdollisuudet: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°
- Lisävarusteena saatavissa neutraaliasentoon tukeva käsiosa (art. MB1018) (kuva 2)
- Vasen ja oikea puoli erikseen
- Koko universaali

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Puoli
MB1017	Universaali	Vasen ja oikea erikseen
MB1018	Lisävaruste: käden neutraaliasentoon tukeva tukikahva	



Elbo, S/L

Art. M.B1014 | Orthoservice

Kyynärortoosi liikelaajuutta säätävällä nivelellä

Käyttöaiheet:

- Yksinkertaiset murtumat kyynärpäässä, humeruksen distaaliosassa, radiuksessa tai ulnan proksimaaliosassa
- Post-operatiivinen immobilisaatio jänteiden tai ligamenttien korjausleikkausten jälkeen
- Kuntoutumisen tueksi konservatiivisen tai operatiivisen hoidon jälkeen
- Kyynärpään dislokaatiot
- Yliojentumisongelmat
- Trauman jälkihoito

Ominaisuudet:

- Mansettien asentosäätö
- Pehmusetut muoviosat takaavat napakan istuvuuden
- hokontaktissa olevissa kangasvmateriaaleissa antibakteerista hopeakuitua
- Runko alumiinia, saranaosa terästä
- Ekstensio säädettävissä välillä 0°-90°, 10° välein
- Fleksiosäätö 0°-120°, 10° välein
- Nivel on mahdollista lukita 0°-90° fleksioon 10° välein
- Vasen ja oikea puoli erikseen

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään olkavarren ja kyynärvarren paksuimman kohdan mukaan.

Tuotenumero	Koko	Olkavarren ympärys	Kyynärvarren ympärys
M.B1014	S	20-28 cm	20-27 cm
M.B1014	L	28-40 cm	23-35 cm



X-Act™ ROM

Art. 11-912x | Donjoy

X-Act™ ROM -kyynärortoosi on monikäyttöinen, helposti asetettava ja miellyttävä teleskooppisesti säätävä ortoosi, jolla liikelaajuutta voidaan rajoittaa tai suojata paremman hoitotuloksen saamiseksi.

Käyttöaiheet:

- Kyynärpään liikelaajuuden rajoittaminen tai suojaaminen trauman tai leikkauksen jälkeisessä hoidossa
- Stabiilit murtumat
- Olkavarren korjaus
- Lievät ja vakavat pehmytkudosvammat

Ominaisuudet ja edut:

- Uusi virtaviivainen, kevyt ja kestävä lateraalinen alumiininivel
- Käyttäjystävälliset säädöt mahdollistavat liikelaajuuden tarkan säädön:
 - Fleksioasetukset -10°-120° 10 asteen portain
 - Ekstensioasetukset -10°-90° 10 asteen portain
 - Helppo pikalukitus 0°-90° 15 asteen portain
- Teleskooppinen pituussäätö (36-46cm)
- Olka- ja kyynärvarren tukimansetit taitellaan ja muotoillaan asiakkaan mittojen mukaan
- Mahdollistaa proksimaalisten ja distaalisten hihnojen itsenäisen
- Pehmusteet ovat pitävät ja hyvin muotoutuvat. ComfortForm™-plyysipehmuste saa ortoosin tuntumaan erittäin miellyttävältä pitkäaikaisessa käytössä
- Pikakiinnitteiset soljet on helppo lukita yhdellä kädellä
- Vasen ja oikea erikseen

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Kuvaus	Koko
11-9121	X-Act ROM Elbow Brace, oikea	Yksi koko
11-9122	X-Act ROM Elbow Brace, vasen	Yksi koko

Varaosat:

Tuotenumero	Kuvaus	Koko
25-6753	Hartiaremmi	Yksi koko
25-6757	Varapehmustesetti	Yksi koko
25-6758	Vararemmisetti	Yksi koko
25-6755	Tuen lukitussetti	Yksi koko
25-6756	Pronaatio/Supinaatio setti	Yksi koko



Ulnaris -kynärtuki

Art. MR2250 | Mediroyal

Kynärortoosi erityisesti kynärhermopinteen (n. ulnaris) hoitoon.

Käyttöaiheet:

- Kynärhermon pinnetila (ulnaarihermo)
- Cubital tunnel -syndrooma
- Murtuman jälkeinen hoito


Ominaisuudet ja edut:

- Kaksi eri kynärnivelen fleksiota estävää lastavaihtoehtoa:
 - alumiinilasta
 - lämpömuovattava muovilasta
- Materiaalina hengittävä TriTex-materiaali ja kynärtaipessa pehmeyttä tuova Soft-Tex materiaali
- Pesuohje: konepesu 40 asteessa
- Väri: musta

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kynärpään ympärysmitan mukaan.

Tuotenumero	Koko	Kynärpään ympäryys
MR2250-1	S/M	20-25 cm
MR2250-2	L/XL	25-31 cm
MR2250-3	XXL	31-38 cm



Epidyn Stabil

Art. 07517 | Sporlastic

Puristetta antava elastinen kynärnivelen tuki sivuvahvikkeilla

Ominaisuudet ja edut:

- Tukee kynärniveltä ja vähentää painetta jänteiden kiinnitysalueilta
- Spiraaliset sivutuet antavat kynärnivelle jonkin verran sivuttaistukea
- Silikoniset tukityyny kynärvarren lihasten päällä lateraalisesti ja mediaalisesti parantavat aineenvaihduntaa ja vähentävät painetta lihasten kiinnitysalueilta
- Vähentää kipua
- Parantaa kynärnivelen proprioseptiikkaa
- Huippulaadukas, laakakudottu, hengittävä materiaali takaa tehokkaan ja miellyttävän puristeen
- Puolieroton
- Väri hopean harmaa

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kynärpään ympärysmitan mukaan.

Tuotenumero	Koko	Kynärpään ympäryys
07517	S	< 23cm
07517	M	24-26cm
07517	L	27-29cm
07517	XL	30-32cm
07517	XXL	> 33cm

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivinen ja konservatiivinen kuntoutus
- Kynärpään sivusiteiden lievä epävakaushoito
- Tennis- tai golfkynärpää (epicondylitis)
- Lievä kynärnivelen kuluma, reuma



Epidyn Aktiv

Art. 07515 | Sporlastic

Puristetta antava elastinen kyynärnivelen tuki.

Ominaisuudet ja edut:

- Tukee kyynärniveltä ja vähentää painetta jänteiden kiinnitysalueilta
- Silikoninen tukityyny nystyröillä antaa mikrohierontaa ja parantaa aineenvaihduntaa
- Vähentää kipua
- Irrallinen, lisäpainetta antava elastinen tarraremmi kyynärvarren yläosaan asennettavaksi
- Huippulaadukas, laakakudottu, hengittävä materiaali tuottaa tehokkaan ja miellyttävän puristeen
- Puolieroton
- Väri hopean harmaa

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kyynärpään ympärysmitan mukaan.

Tuotenumero	Koko	Kyynärpään ympäryys
07515	S	< 26cm
07515	M	26-28cm
07515	L	28-30cm
07515	XL	30-32cm
07515	XXL	> 32cm

Käyttöaiheet:

- Kyynärnivelen tulehdus
 - krooninen (pitkittynyt tila)
 - vamman jälkitila (venähdys, nivelsidelöisyys)
 - leikkauksen jälkitila
- Tennis- tai golfkyynärpää (epicondylitis)
- Lievä kyynärnivelen kuluma, reuma
- Limapussin tulehdukset (bursitis)



Epicare Comfort Plus

Art. 3920 | Orthocare

Puristetta ja tukea antava, anatomisesti muotoiltu kyynärtuki

Ominaisuudet ja edut:

- Parantaa kyynärnivelen asentotuntoa
 - Nivel pysyy paremmassa asennossa liikkeiden aikana
 - Lihakset tukevat niveltä paremmin
- Tukee lihasten kiinnitysalueita kyynärpään alueella
- Nopeuttaa paranemisprosessia
 - Vähentää turvotusta
- Anatomisesti muotoiltu ommel
- Silikoniset tukityynyt kohdentamassa tukea oikeille alueille
- Irroitettava lisäremmi tarrakiinnityksellä kyynärvarrelle
- Hengittävä, elastinen materiaali
- Väri: Harmaa pinkillä raidalla

Käyttöaiheet:

- Kipu kyynärnivelen alueella
- Tennis- tai golfkyynärpää (eli epikondyliitti)
- Jännetulehdukset
- Kulumasta aiheutuvat kivut
- Työstä tai harrastuksesta aiheutuva rasitusperäinen yllirasitusvamma

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kyynärvarren paksuimman kohdan ympärysmitalla.

Tuotenumero	Koko	Kyynärvarren ympäryys
3920-S	S	20-23 cm
3920-M	M	23-27 cm
3920-L	L	27-30 cm
3920-XL	XL	30-32 cm
3920-XXL	XXL	32-35 cm



SRX kyynärtuki

Art. SRX820 | Mediroyal

Kevyt kompressiota ja lämpöä tuottava kyynärtuki

Käyttöaiheet:

- Kyynärpään alueen
 - paikalliset tulehdukset ja kiputilat
 - lievä instabiliteetti
 - lihasrevähdykset

Ominaisuudet ja edut:

- Tuki antaa kevyttä tukea, puristetta ja kohdennettua lämpövaikutusta kyynärnivellelle.
- Tuki on suunniteltu erityisesti tukemaan liikkumista ja liikunnallista arkea
- Neopreenipohjainen, 3mm ohut, SRX-materiaali on lämmittävä
- Tuen lämmittävä vaikutus
 - Parantaa verenkiertoa
 - Vähentää tulehdusreaktiota
 - Parantaa lihasten reagointikykyä
 - Lievittää kipua
- Materiaalin sisäpinnan Neptune-vuori pitää ihon pinnan kuivana
- Tuen ylä- ja alaosassa on tarrat, joiden avulla kireyden voi säätää yksilöllisesti sopivaksi

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kyynärnivelen ympärysmittan mukaan.

Tuotenumero	Koko	Kyynärnivelen ympäryys
SRX820-XS	XS	20-23 cm
SRX820-S	S	23-25 cm
SRX820-M	M	25-28 cm
SRX820-L	L	28-31 cm
SRX820-XL	XL	31-33 cm



Epicare Brace

Art. 3110 | Orthocare

Laadukas kyynärvarren epikondyliittituki

Käyttöaiheet:

- Mediaalinen tai lateraalinen epikondyliitti ("tennis- / golfkyynärpää")

Ominaisuudet ja edut:

- Irrotettava tukityyny
- Tukityynyn avulla lihasmassan päälle kohdistetaan paine, joka vähentää kipua ja lihasten kiinnityskohtien painetta sekä parantaa proprioseptiikkaa
- Tuen mansettiosa on napakka joustamaton ja kiristysnauha elastinen luoden miellyttävän dynaamisen puristeen
- Väri harmaa
- Puolieroton – käännä tukityyny puolen mukaisesti

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko
3110	Yksi koko



Cupidyn

Art. 07236 | Sporlastic

Laadukas kyynärvarren epikondyliittituki silikonisella tukityynyllä.

Käyttöaiheet:

- Mediaalinen tai lateraalinen epikondyliitti ("tennis- / golfkyynärpää")

Ominaisuudet ja edut:

- Irrotettava silikoninen tukityyny
- Tukityynyn avulla lihasmassan päälle kohdistettu paine vähentää kipua ja lihasten kiinnityskohtien painetta sekä parantaa proprioseptiikkaa
- Silikoninen tukityyny antaa mikrohierontaa parantaen aineenvaihduntaa
- Puolieroton
- Väri musta, saatavana myös beigenä.

Koko- ja tilaustiedot:

1 kokoluokka. Tuki sopii kaikille, joiden kyynärvarren paksuimman kohdan ympärysmitta on maksimissaan 37cm.

Tuotenumero	Koko
07236	Yksi koko



Epicare

Art. 3120 | Orthocare

Kyynärvarren epikondyliittituki tukipelotilla

Käyttöaiheet:

- Mediaalinen tai lateraalinen epikondyliitti ("tennis- / golfkyynärpää")

Ominaisuudet ja edut:

- Tukee lihaksistoa ja vähentää painetta jänteiden kiinnitysalueelta
- Helppo tarrakiinnitys
- Irroitettava tukityyny
- 1 koko

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko
3120	Yksi koko

Kaulatuett

Olka- ja kyynärtuet

Ranne- ja käsituet

Selkätuet

Lonkkatuet

Polvituet

Niikka- ja jalkatuet

Lastentuet

Ranne- & käsituet

Lepo- ja asentohoitolastat

- 37** Resto Basic
- 38** Resto Plus
- 39** S.O.T lepo-ortoosi
- 40** Tonus 405
- 41** Tonus 406
- 41** Dyfex
- 42** Manex Radial
- 42** Manuhit Digitus

Rannetuet

- 43** TFCC ranneortoosi, kyynärpääosa, kompressiohanska
- 44** Polfit 19
- 44** Polfit 21
- 45** Manex Lace-Up
- 45** Manex Lace-Up lyhyt
- 46** Manu-HiT
- 46** Manu-HiT Carpal
- 47** Manex Ulnar
- 47** NRX Ulnaarideviaatio -ortoosi
- 48** Ventus
- 50** Manucare D Stable
- 50** Manucare D
- 51** Bromsa
- 51** Manulite
- 52** Manucare Comfort
- 52** SRX Universal
- 53** SRX Universal peukalorannetuki

Peukalotuet

Peukalorannetuet

- 54** Polfit 22
- 54** Polfit 17
- 55** Manex Lace Up
- 56** Manu-Hit Pollex
- 56** Ventus
- 57** Manucare Plus

Peukalotuet

- 58** Rhizo-Hit
- 58** Rhizo-Hit classic
- 59** Daumfix
- 59** Proxi Plus
- 60** Proxi Light
- 60** Proxi UCL
- 61** Proxi DeQuervain
- 61** Proxi CMC
- 62** Thenacare D
- 62** NRX202 peukalotuki
- 63** Rhizo-Ring Soft

Sormituet

- 64** 501 Sormen ekstensiojousi, pitkä
- 64** 504 Sormen ekstensiojousi, lyhyt
- 65** Frog
- 65** Oval-8
- 66** Plastic Finger Splints
- 66** Aluminium Finger Strips
- 67** NRX Buddy Straps
- 67** ARX Buddy Loops



Resto Basic

Art. E25 | Mediroyal

Resto Basic lepo-ortoosi on tarkoitettu spastisen tai pareettisen käden asentohoitoon liikkuvuuden ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi.

Käyttöaiheet:

- Halvauksen jälkeinen tuenta
- CP-vamma
- Reumaattinen artriitti
- Radiaalinen pareesi
- Lihasdystrofia
- Ödeema
- Henkilöt joilla plexus vaurio

Ominaisuudet ja edut:

- Pehmustettu alumiinilasta kämmenpuolella
- Lastaa voidaan muotoilla tilanteen ja potilaan toipumisen mukaan
- Tuettu peukalo
- Neptune-kangas hengittää ja siirtää kosteutta
- Pehmustetut remmit
- Kestää konepesua 40 asteessa
- Myös lasten koko
- Väri musta
- Saatavilla myös tukevampi malli Resto Plus

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kämmenen leveyden mukaan. Erikseen oikea ja vasen puoli.

Tuotenumero	Kämmenen leveys	Koko	Puoli
E25-XS	45-65 mm	XS	Vas/Oik
E25-S	60-75 mm	S	Vas/Oik
E25-M	70-85 mm	M	Vas/Oik
E25-L	85-95 mm	L	Vas/Oik
Lisäosa			
TON812	Sormierottelija	Yksi koko	Puolieroton

Kaulatuet

Olkaja- ja kyynärtuet

Ranne- ja käsituet

Selkätuet

Lonkkatuet

Polvituet

Nilkka- ja jalkatuet

Lastentuet



Resto Plus

Art. E26 | Mediroyal

Resto Plus on vahva spastisen tai pareettisen käden asentohoitoon ja liikkuvuuden ylläpitoon tarkoitettu lepo-ortoosi vaihdettavalla sisävuorella.

Käyttöaiheet:

- Halvauksen jälkeinen tuenta
- CP-vamma
- Reumaattinen artriitti
- Radiaalinen pareesi
- Lihasdystrofia
- Ödeema
- Henkilöt joilla plexus vaurio

Ominaisuudet ja edut:

- Hyvin pehmustettu alumiinilasta kämmenpuolella
- Lastaa voidaan muotoilla tilanteen ja potilaan toipumisen mukaan
- Tuettu peukalo
- Kestää konepesua 40 asteessa
- Sisäpinnalla on Neptune-vuori, joka on hengittävä ja kosteutta siirtävä
- Neptune-vuoren
 - saa irroitettua lastasta itse itseensä kiinnittyvän ARX-pinnan avulla.
 - voi pestä 60° konepesussa.
- Neptune-vuoria voi tilata myös lisäosana 5kpl paketeissa nimellä vaihtopäällinen
- Resto Basic malliin verraten tuessa myös kämmenselän ja ranteen ylikulkeva lisäremmi ranteen fleksion kontrollointiin
- Väri musta



Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kämmenen leveyden mukaan. Erikseen oikea ja vasen puoli.

Tuotenumero	Koko	Kämmenen leveys	Puoli
E26-S	S	60-75 mm	Vas/Oik
E26-M	M	70-85 mm	Vas/Oik
E26-L	L	85-95 mm	Vas/Oik
E26N-S	S	Vaihtopäällinen, Resto Plus, 5 kpl, koko S	Vas/Oik
E26N-M	M	Vaihtopäällinen, Resto Plus, 5 kpl, koko M	Vas/Oik
E26N-L	L	Vaihtopäällinen, Resto Plus, 5 kpl, koko L	Vas/Oik
TON812	1 koko	Sormierottelija	Puolieroton



S.O.T lepo-ortoosi

Art. 28710 | Camp


SOT (Smart Orthotic Treatment) lepo-ortoosi on tarkoitettu spastisen tai pareettisen käden liikkuvuuden ylläpitämiseen tai lisäämiseen

Käyttöaiheet:


- Halvaus
- CP-vamma
- Reumaattinen artriitti
- Radiaalinen pareesi
- Lihasdystrofia
- Ödeema
- Henkilöt, joilla on plexus vaurio yms.

Ominaisuudet ja edut:

- Ortoosi on modernin näköinen ja rakenteeltaan linjakas ja kevyt
- Alumiininen runko, joka muotoiltavissa haluttuun asentoon
- Matalan profiilin ja materiaalin ansiosta se sopii hyvin vaatteiden alle
- Ranteen lisätukemisessa voidaan käyttää joustamatonta lisänauhaa
- Ortoosi toimitetaan lepoasentoon asennettuna: helpottaa särkyä, rentouttaa kättä sekä antaa hyvän biomekanisen asennon ennaltaehkäisten sormien koukistajalihasten kontraktuuraa
- Ortoosi voidaan muotoilla nk. kuntoutusasentoon
- Ortoosin anatominen muotoilu tukee tärkeitä thenar lihaksia sekä peukalon CMC- ja MCP-niveliä, mitkä ovat erityisen tärkeitä edellä mainituille kohderyhmille, sillä peukalolla on taipumus loitontaa CMC-niveltä ja yliojentaa MCP-niveltä.



(2) kämmenten leveys



(3) kämmenten pituus

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kämmenten leveyden (kuva2) ja -pituuden (kuva3) mukaan

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Kämmenten leveys	Kämmenten pituus
28710	Vas/Oik	S	<7,5	<18,5cm
28710	Vas/Oik	M	7-8,5cm	<20cm
28710	Vas/Oik	L	8-9cm	<21cm

Lisäosat:

Tuotenumero	Malli	Vas/Oik	Koko	Kämmenten leveys	Kämmenten pituus
28711	MCP kiila	puolieroton	S	leveys 75mm	korkeus 15mmn
28711	MCP kiila	puolieroton	L	leveys 90mm	korkeus 20mm
28712	Sormien erottelija	puolieroton	1 koko		
28713	Lisänauha	puolieroton	1 koko		
28714	Lisäsuojus	Vas/Oik	S, M, L		



Tonus 405

Art. TON405 | MediRoyal

Tonus 405 on anatomisesti muotoiltu, ilmatyynyllä sekä peukalo-otteella varustettu rannelasta.

Käyttöaiheet:

- Tonus 405 on anatomisesti muotoiltu, ilmatyynyllä sekä peukalo-otteella varustettu rannelasta.

Toimintaperiaate:

- Mediroyalin Tonus-lastaa pitää käden oikeassa asennossa samalla, kun sen ilmalla täytettävä tyyny ojentaa rannetta dynaamisesti juuri potilaalle sopivalla tavalla.
- Tonus-lastalla haetaan hyvän asennon lisäksi pitkäaikaista submaksimaalista venytystä ranteen ja sormien kireille fleksori-jänteille (koukistavat jänteet)
- Tonus-lastan säädetään aina yksilöllisesti. Sopiva asento löytyy arvioimalla potilaan ranteen ja sormien maksimaalinen ojennus (ekstensio) ja säätämällä lastan asento ja ilmatyynyn täyttö niin, että tuki käyttökuntoon asennettuna luo ranteen ja sormien fleksoreille kevyen jatkuvan venytyksen.
- Huomaa että maksimaalinen ojennus yleensä pahentaa spastisuutta, joten hae potilaalle paras, submaksimaalinen venytysasento
- Tonus-lastan runko on alumiinia ja se on helppo muotoilla/taivuttaa pöydän reunaa vasten
- Kämmettä vasten tuleva ilmatyyny tukee sormien tyviniveliä hyvään asentoon ja samalla ojentaa hellästi sormien keski- ja tyviniveliä.
- Tonus-lastaa puetaan päälle ilmatyyny tyhjänä. Kun tuki on hyvin paikallaan, ilmatyynyä täytetään 2-3 pumppauksella mukana tulevan pumpun avulla

Käyttöaika:

- Paras vaikutus saavutetaan, kun lastaa käytetään 1-2 tuntia kerrallaan. Käyttöaika on parempi jakaa 1-2 tunnin jaksoihin 2-3 kertaa päivässä kuin käyttää lastaa yhtäjaksoisesti 4-6 tunnin ajan.
- Lastan koko vaikutus näkyy 3-6 kuukauden jatkuvan käytön jälkeen.
- Yritä sovittaa käyttö potilaan normaaliin päivärytmiin, esimerkiksi aterioiden ja muiden päivittäisten toimien väliin.
- Tonus-lastaa sopii erityisen hyvin käytettäväksi silloin, kun potilas tekee jotakin, joka yleensä lisää spastisuutta, kuten kävelyharjoitteiden aikana.

Vaikutus:

- Tonus-lastan teho perustuu koukistajajänteiden jatkuvaan, tasaiseen venytykseen ja sitä kautta saavutettavaan refleksikaaren yliherkkyyden vähenemiseen. Jatkuvan 3-6 kuukauden hoidon jälkeen keho ei enää reagoi yhtä helposti spastisuutta aiheuttaviin ärsykkeisiin.
- Samalla Tonus-lastaa pitää käden oikeassa asennossa ylläpitäen sen passiivista liikerataa ja estää paineen tunnetta.

Ominaisuuksia:

- Hyvin pehmustettu runko
- Ilmatyynyn malli takaa hyvän peukalo-otteen
- Päällinen on hengittävä, kosteutta säätelevä ja painetta tasaava
- Päällinen on konepestävä 60°
- Lisäosana saatavana Tonus-sormierottelija (TON812)

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään kämmenen leveyden mukaan.

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Kämmenen leveys
TON405-P	Vas/Oik	Lapset/geriatria	45-90 mm
TON405-S	Vas/Oik	Standardi	90-130 mm
TON405-X	Vas/Oik	Extra pitkä	90 -130 mm

Lisäosat:

Tuotenumero	Malli	Vas/Oik	Koko
TON405-C	Vaihtopäällinen	Vas/Oik	Aikuiset, XL, lapset
TON812	Tonus-sormierottelija	Puolieroton	1 koko



Tonus 406

Art. TON406 | MediRoyal

Tonus 406 on kuten Tonus 405, mutta siinä on lisäksi ranteen rotaatioadapteeri, jolla ranteen ulnaari- ja radiaalideviaatiota voidaan säätää tarpeen mukaan. (kuva2)

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Kämmenen leveys
TON406-P	Vas/Oik	Lapset/geriatria	45-90 mm
TON406-S	Vas/Oik	Standardi	90-130 mm
TON406-X	Vas/Oik	Extra pitkä	90 -130 mm

Lisäosat:

Tuotenumero	Malli	Vas/Oik	Koko
TON406-C	Vaihtopäällinen	Vas/Oik	Aikuiset, XL, lapset
TON812	Tonus-sormierottelija	Puolieroton	1 koko



Dyfex

Art. MR328 | MediRoyal

Dyfex on uusi ortoosi spastisen käden hoitoon

Ominaisuudet ja edut:

- Ilmatyyny on kiinnitetty metallivahvisteiseen lastaosaan, joka voidaan muotoilla potilaskohtaisesti rannekulma yms. huomioiden
- Lastaosa asetetaan siten, että potilaan sormet yltävät tyhjän ilmatyynyn ympäri
- Lastan ollessa optimaalisesti kiinnitettynä tarranauhoilla (3 kpl) potilaan käteen, ilmatyynyä täytetään vähän kerrallaan kunnes saavutetaan haluttu tuenta ranteen asennolle, MCP nivelille sekä peukalolle
- Päällinen on valmistettu ilmastusta materiaalista, joka voidaan konepestä 40°C käyttäen ortoosin mukana tulevaa pesupussia
- Lastaosa on poistettava ennen päällisen pesua

Käyttöaiheet:

- Käden, sormien sekä ranteen toiminnallinen tuenta potilaille, joilla on kohtalainen tai voimakas spastisiteetti
- Esimerkiksi botulinum injektioiden yhteydessä
- Mikäli potilaan ranteen kontraktuura on yli 45 astetta, saattaa tuen teho ranteen-/käden spastisuuteen heikentyä

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään kämmenen leveyden mukaan.

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Kämmenen leveys
MR328	Vas/Oik	S	60-75mm
MR328	Vas/Oik	M	75-90mm
MR328	Vas/Oik	L	90-105mm



Manex Radial Form AT

Art. MR2085/MR2285 | MediRoyal

Ainutlaatuinen rannetuki erityisesti radialispareesin oireisiin

Käyttöaiheet:

- Korvata ja tukea heikkoa lihasvoimaa, sekä mahdollistaa sormien toiminnallinen ote radialispareesi-potilaille
- Karpaalitunneli-syndrooma
- "Hiirikäsi" / vaikea epikondyliitti
- Post traumaattisesti esim.
 - radiusmurtumat
 - sormien ulnaari-vammat
- MCP-nivelten subluksaatio esim. reumatoidin artriitin seurauksena

Ominaisuudet ja edut:

- Ortoosi koostuu neljästä osasta: sormilenkit, peukalo-osa, vesihauteessa (n. 70°C) muovattava dorsaalilasta sekä pehmeä kämmennauha.
- Vasen ja oikea puoli erikseen

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään ranteen ympärysmitalla

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympäryys
MR2285	Vas/Oik	S	13-16cm
MR2285	Vas/Oik	M	16-18cm
MR2285	Vas/Oik	L	18-22cm



ManuHit Digitus

Art. 07333 | Sporlastic

Miellyttävä ja kevyt ranteen yö- ja lepolasta

Käyttöaiheet:

- Käyttö yö- ja lepolastana
- Nivelreuma
- Postoperatiivinen tuenta Dypuytren kontraktuurassa
- Akuutti rannekanavaoireyhtymä (luokka I ja II)
- Metakarpaali- ja sormen nivelten nyrjähdykset
- Stabiilien murtumien kipsihoidon jälkeinen hoito
- Nivelrikko
- Käden ja sormien paralyysi aivohalvauksen tai muun neurologisen sairauden seurauksena

Ominaisuudet ja edut:

- Tukee ranteen, kämmenen alueen ja sormet
- Ehkäisee ranteen ja sormien kontraktuuria
- Tukeva ja muotoiltava alumiinen volaarilasta
- Sormien fiksointi tarranauhalla
- Helppo asentaa paikalleen dorsaalilla tarrakiinnityksillä
- Nykyaikainen materiaali
- Puolieroton

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään pituusmitalla ranteesta keskisormen kärkeen.

Tuotenumero	Puoli	Koko	Kämmenen pituus
07333	Puolieroton	1	<16,5cm
07333	Puolieroton	2	>16,5cm



TFCC ranneortoosi, kyynärpääosa ja kompressiohanskat

Art. TFC10x, TFCC105 | MediRoyal

TFCC ranneortoosit, kyynärosa ja kompressiohanskat on suunniteltu erityisesti ranteen TFCC vamman hoitoon (Triangular Fibrocartilage Complex)

Käyttöaiheet:

- Ranteen TFCC vamman postoperatiivinen tai konservatiivinen hoito
- Distaaliset radius-murtumat
- Metakarpaalimurtumat
- Ranteen instabiliteetti murtuman jälkeen

Ominaisuudet ja edut:

- Ranneortoosit ovat pitkiä pystyäkseen rajoittamaan ranteen pronaatio-supinaatio rotaatiota
- Ranneortooseja on kolmea eri pituutta, pidempi malli parantaa rotaatorajoitusta
- Ranneortooseissa on tarkka kiinnitysjärjestys (1-2-3) Boa-kiristyksin rotaation rajoittamiseksi
- Kyynärosaa suositellaan käytettävän tilanteissa, joissa halutaan maksimaalinen pronaatio-supinaatorajoitus, esim. postoperatiivisesti viikon lastahoidon jälkeen
- Kyynärosa kiinnitetään Boa-kiinnittimellä
- Kyynärosaa käytettäessä ranneortoosin pituus kannattaa valita niin, että ranneortoosi ja kyynärosa menevät n.3cm päällekkäin.
- Distaalisten radiusmurtumien jälkeen on usein ongelmia ranteen turvotuksen kanssa.
- Kompressiohanskat on tehty hoitamaan turvotusta ja avustamaan heikentynyttä lihaspumpua pitkien immobilisaatioiden jälkeen.
- Kompressiohanskan puristeluokka on 2 ja proksimaalisesti kevenevä.

Koko- ja tilaustiedot:

TFCC ranneortoosit					
TFC101 TFC102 TFC103	TFCC ranneortoosi Lyhyt, pituus 25cm, vasen tai oikea TFCC ranneortoosi Keski, pituus 28cm, vasen tai oikea TFCC ranneortoosi Pitkä, pituus 31cm, vasen tai oikea				
Koko Ranteen ympärys	XS 12-14cm	S 14-16cm	M 16-18cm	L 18-20cm	XL 20-23cm

Kompressiohanskat – puristeluokka 2			
TFC107 TFC108	Kompressiohanska, lyhyt, sopii mallin TFC101 kanssa, vasen ja oikea Kompressiohanska, pitkä, sopii mallien TFC102 ja TFC103 kanssa, vasen ja oikea		
Koko Ranteen ympärys	S 12-14cm	M 14-18cm	L 17-23cm

TFCC kyynärosa – vasen tai oikea			
TFC105	TFCC kyynärosa, vasen tai oikea		
Koko Kyynärvarren ympärys	1 19-23cm	2 23-28cm	3 28-34cm



Polfit 19 (lyhyt)

Art. M.P1119 | Otrhoservice

Tukeva rannetuki

Käyttöaiheet:

- Ranteen vammat
- Ranteen jännetulehdukset
- Artriitti ja artroosi ranteessa
- Rannemurtuman hoito kipsihoidon jälkeen
- Murtumat radiuksessa tai ulnassa

Ominaisuudet ja edut:

- Tuki avattavissa kokonaan tai pidettävissä umpinaisena
- Esimuotoiltu alumiinilasta kämmenpuolella
- Lasta muotoiltavissa käsin
- Hengittävä kangasmateriaali
- Dorsaalipuolella muoviset lastat antamassa lisätukea
- Tarranauhakiinnitys soljilla
- Tuen pituus: 20cm

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympärys
M.P1119	Vas/Oik	S	13-16cm
M.P1119	Vas/Oik	M	16-18cm
M.P1119	Vas/Oik	L	18-20cm
M.P1119	Vas/Oik	XL	20-23cm



Polfit 21 (pitkä)

M.P1121 | Orthoservice

Tukeva rannetuki

Käyttöaiheet:

- Ranteen vammat
- Ranteen jännetulehdukset
- Artriitti ja artroosi ranteessa
- Rannemurtuman hoito kipsihoidon jälkeen
- Murtumat radiuksessa tai ulnassa

Ominaisuudet ja edut (edut samat kuin Polfit 19), lisäksi:

- Radiuksen tai ulnan distaalinen vakaa murtuma
- Postoperatiivinen hoito radiuksen tai ulnan epävakaan murtuman leikkaushoidon jälkeen
- Karpaaliluiden murtumat, pois lukien scaphoideumin murtuma
- Postoperatiivinen hoito metakarpaali-luiden murtumissa
- Reuman aiheuttamat komplikaatiot
- Tuen pituus: 26cm

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympärys
M.P1121	Vas/Oik	S	13-16cm
M.P1121	Vas/Oik	M	16-18cm
M.P1121	Vas/Oik	L	18-20cm
M.P1121	Vas/Oik	XL	20-23cm



Manex Lace-Up -rannetuki

Art. MR2229 | Mediroyal

Nyöriäinen rannetuki

Käyttöaiheet:

- Ranteen yliikkuvuus
- Luunmurtumien ja leikkauksien jälkeen
- Jännetulehdus
- Rannekanavaoireyhtymä
- Reumaattiset vaivat (esim. niveltulehdus)

Ominaisuudet ja edut:

- Nyöritys helpottaa ortoosin pukemista esim. potilailla, joilla sormien ote on rajoittunut.
- Nyörityksen ja lycraitin ansiosta ortoosin voi pukea kuin käsineen, säätää tuennan kireyden optimaaliseksi ja kiinnittää ortoosin toisella kädellä.
- Rannenivelen kohdalla on dynaaminen sauma, joka tarjoaa lastalle lisätuentaa kuormituksessa.
- Kaksinkertainen nailonkangas takaa lastataskun kestävyuden.
- Ortoosin peukalolenkki on säädettävä ja mukana tulee lyhyt vakiomallinen rannelasta.

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään ranteen ympärysmittan mukaan.

Tuotenumero	Väri	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympäryys
MR2229	Musta	Vas/Oik	XXS	12-13 cm
MR2229	Musta	Vas/Oik	XS	13-14 cm
MR2229	Musta	Vas/Oik	S	14-16 cm
MR2229	Musta	Vas/Oik	M	16-18 cm
MR2229	Musta	Vas/Oik	L	18-20 cm
MR2229	Musta	Vas/Oik	XL	20-22 cm
MR2229	Musta	Vas/Oik	XXL	21-23 cm



Manex Lace-Up lyhyt-rannetuki

Art. MR2279 | Mediroyal

Lyhyt nyöriäinen rannetuki

Käyttöaiheet:

- Ranteen instabiliteetti
- Jännetulehdus
- Tenniskyynärpää (epikondyliitti)

Ominaisuudet ja edut:

- Helppo pukea nyörikiristyksen avulla
- Miellyttävän lyhyt ja ohut malli
- Lyhyestä pituudesta huolimatta yllättävän vahva tuenta
- Tarran voi kiinnittää mihin kohtaan tahansa tukea
- Tuen tukevuutta parantaa kämmenpuolella oleva anatomisesti muotoiltu metallinen tukilasta
- Tukilastan voi ottaa pois, mikäli tuennan määrää haluaa vähentää

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään ranteen ympärysmittan mukaan.

Tuotenumero	Väri	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympäryys
MR2279	Musta	Vas/Oik	XS	13-14 cm
MR2279	Musta	Vas/Oik	S	14-16 cm
MR2279	Musta	Vas/Oik	M	16-18 cm
MR2279	Musta	Vas/Oik	L	18-20 cm
MR2279	Musta	Vas/Oik	XL	20-22 cm
MR2279	Musta	Vas/Oik	XXL	21-23 cm



Manu-HiT

Art. 07035 | Sporlastic

Nykyaikainen laadukas rannetuki

Ominaisuuudet ja edut:

- Ranteen hyvä tuenta ja liikkeen vähentäminen
- Liikkeen ja rasituksen vähentäminen karpaaliluissa, nivelkapseleissa ja nivelsiteissä
- Hyvä ranteen ja kämmenen tuki, mutta vapaa peukalon ja sormien liike
- Anatomisesti muotoiltu rakenne takaa hyvän tuen ja istuvuuden
- Metalliset muotoillut tukilastat volaarisesti, dorsaalisesti ja peukalon ympärillä.
- Helppo muotoilla yksilölliseen muotoon, volaariset tukilastat voi poistaa tuentaa keventäessä
- Väri harmaa, saatavana myös mustana

Käyttöaiheet:

- Konservatiivinen tai postoperatiivinen hoito
- Jännetupen tulehdukset
- Ranteen kuluma
- Ranteen rasitusvammat
- Kämmenen karpaaliluiden vammat
- Tuenta kipsihoidon jälkeen
- Reuma
- Veneluun vammat
- Rannekanava oireyhtymä jne.

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympärys
07035	Vas/Oik	XS	<15cm
07035	Vas/Oik	S	15-17cm
07035	Vas/Oik	M	17-19cm
07035	Vas/Oik	L	19-22cm
07035	Vas/Oik	XL	>22cm



Manu-HiT Carpal

Art. 07233 | Sporlastic

Rannetuki rannekanavaoireyhtymän hoitoon

Käyttöaiheet:

- Rannekanavaoireyhtymä / Canalis Carpi
- Sormien ja käden kipu ulnaarihermon alueella
- Jännetulehdus
- Post-operatiivinen käyttö

Ominaisuuudet ja edut:

- Päivä- ja yökäyttöön
- Lasta ohjaa ranneniveltä neutraaliasentoon
- Alumiinisia tukilastoja voi tarvittaessa muotoilla
- Tuki vähentää painetta rannekanavalta (Lisäpelotti jättää rannekanavan alueen vapaaksi ja jakaa painetta tasaisemmin ranteen alueelle)
- Kolme remmiä mahdollistavat optimaalisen kireyden koko tuen alueelle
- Peukaloremmin kiinnityspaikka mahdollista säätää
- Värit: Platinum ja musta

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään ranteen ympärysmittan mukaan.

Tuotenumero	Väri	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympärys
07233	Platinum/musta	Vas/Oik	XS	13-15 cm
07233	Platinum/musta	Vas/Oik	S	15-17 cm
07233	Platinum/musta	Vas/Oik	M	17-19 cm
07233	Platinum/musta	Vas/Oik	L	19-22 cm
07233	Platinum/musta	Vas/Oik	XL	22-25 cm



Manex Ulnar

Art. MR2241 | Mediroyal

Ranne- ja sormituki ulnaarideviaation tuentaan

Käyttöaiheet:

- Ranteen ja sormien virheasennot
- Reumaattiset tulehdukset
- MCP-nivelten tuenta ulnaarideviaatio-virheasunnoissa

Ominaisuudet ja edut:

- Helppokäyttöinen rannetuki
- Neljä keinoa tukea ulnaarideviaatiota:
 - Sormien MCP-nivelille on omat säädettävät tukisiteet, joilla jokainen sormi voidaan tukea oikeaan asentoon
 - Tuessa on ulnaarisesti ranteen suuntainen tukilasta, joka on yksilöllisesti muotoiltavissa. Se estää ranteen zick-zag virheasentoa ja tukee MCP V:sta
 - Kämmenen puolen tukilasta antaa yleistukea ja toimii yhdessä ulnaarisen lastan kanssa. Tuen nyörikiinnityksellä tuentaa voidaan vielä kohdentaa yksilöllisesti
 - Tuen mukana tulee lisäkiristin ranteelle, jolla tuentaa voidaan lisätä
- Nyörikiinnitys helpottaa pukemista ja riisumista sekä lisää istuvuutta
- Tuen ulkopinnan materiaaliin voi kiinnittää tarran mihin kohtaan tahansa
- Neptune-materiaali on hengittävää ja pitää ihon kuivana

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään ranteen ympärysmittan mukaan.

Tuotenumero	Väri	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympäry
MR2241	Musta	Vas/Oik	XS	12-14 cm
MR2241	Musta	Vas/Oik	S	14-16 cm
MR2241	Musta	Vas/Oik	M	16-18 cm
MR2241	Musta	Vas/Oik	L	18-20 cm
MR2241	Musta	Vas/Oik	XL	20-22 cm



NXR Ulnarideviaatio -ortoosi

Art. MR2202 | Mediroyal

Ranne- ja sormituki ulnaarideviaation tuentaan

Käyttöaiheet:

- MCP-nivelten ongelmassa
- Reumaattiset tulehdukset
- Sormien erotteluun spastisessa kädessä

Ominaisuudet ja edut:

- Tuen NRX-materiaali on painetta tasaavaa, helposti puhdistettavaa eikä se ime kosteutta
- Metallidyin on helposti muokattavissa käsin
- Voidaan käyttää päivisin tai öisin
- Tuki kuivuu nopeasti, joten sitä voidaan käyttää myös vedessä

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Väri	Vas/Oik	Koko	Kämmenen leveys
MR2202	Musta	Vas	S	5,5-7 cm
MR2202	Musta	Vas	M	7-8,5 cm
MR2202	Musta	Vas	L	8,5-10 cm
MR2202	Musta	Oik	S	5,5-7 cm
MR2202	Musta	Oik	M	7-8,5 cm
MR2202	Musta	Oik	L	8,5-10 cm



Art. MR2220



Art. MR2223

Ventus lyhyt rannetuki

Art. MR2220 / MR2223 | Mediroyal

Hengittävä ja tukeva rannetuki

Käyttöaiheet:

- Jännetulehdus
- Ranteen yliikkuvuus
- Rannekanavaoireyhtymä
- Reumaattiset vaivat
- Luunmurtumien- ja leikkauksen jälkeen

Ominaisuudet ja edut:

- Ulkopinta likaa hylkivää, kestävää lycraa
- Sisäpinta erittäin ihoystävällistä mikrofleece-materiaalia
- Sisä- ja ulkomateriaalin välissä on hengittävä kerros, joka parantaa ortoosin ilmanvaihtoa
- Ommeltu kolmesta osasta optimaalisen istuvuuden takaamiseksi
- Dynaaminen sauma rannenivelen kohdalla antaa tukilastalle lisätuentaa

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään ranteen ympärysmittan mukaan.

Tuotenumero	Väri	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympärysmitta
MR2220	Musta	Vas/Oik	XXS	12-13 cm
MR2220	Musta	Vas/Oik	XS	13-14 cm
MR2220	Musta	Vas/Oik	S	14-16 cm
MR2220	Musta	Vas/Oik	M	16-18 cm
MR2220	Musta	Vas/Oik	L	18-20 cm
MR2220	Musta	Vas/Oik	XL	20-22 cm
MR2220	Musta	Vas/Oik	XXL	21-23 cm
MR2223	Beige	Vas/Oik	XXS	12-13 cm
MR2223	Beige	Vas/Oik	XS	13-14 cm
MR2223	Beige	Vas/Oik	S	14-16 cm
MR2223	Beige	Vas/Oik	M	16-18 cm
MR2223	Beige	Vas/Oik	L	18-20 cm
MR2223	Beige	Vas/Oik	XL	20-22 cm
MR2223	Beige	Vas/Oik	XXL	21-23 cm



Art. MR2221



Art. MR2224

Ventus pitkä rannetuki

Art. MR2221 / MR2224 | Mediroyal

Hengittävä ja tukeva rannetuki

Käyttöaiheet:

- Jännetulehdus
- Ranteen yliikkuvuus
- Rannekanavaoireyhtymä
- Reumaattiset vaivat
- Luunmurtumien- ja leikkauksen jälkeen

Ominaisuudet ja edut:

- Ulkopinta likaa hylkivää, kestäväää lycraa
- Sisäpinta erittäin ihoystävällistä mikrofleece-materiaalia
- Sisä- ja ulkomateriaalin välissä on hengittävä kerros, joka parantaa ortoosin ilmanvaihtoa
- Ommeltu kolmesta osasta optimaalisen istuvuuden takaamiseksi
- 5 cm leveä elastinen tarranauha antaa ranteelle lisätukea

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään ranteen ympärysmittan mukaan.

Tuotenumero	Väri	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympärysmitta
MR2221	Musta	Vas/Oik	XXS	12-13 cm
MR2221	Musta	Vas/Oik	XS	13-14 cm
MR2221	Musta	Vas/Oik	S	14-16 cm
MR2221	Musta	Vas/Oik	M	16-18 cm
MR2221	Musta	Vas/Oik	L	18-20 cm
MR2221	Musta	Vas/Oik	XL	20-22 cm
MR2221	Musta	Vas/Oik	XXL	21-23 cm
MR2224	Beige	Vas/Oik	XXS	12-13 cm
MR2224	Beige	Vas/Oik	XS	13-14 cm
MR2224	Beige	Vas/Oik	S	14-16 cm
MR2224	Beige	Vas/Oik	M	16-18 cm
MR2224	Beige	Vas/Oik	L	18-20 cm
MR2224	Beige	Vas/Oik	XL	20-22 cm
MR2224	Beige	Vas/Oik	XXL	21-23 cm



Manucare D Stable

Art. 4541 | Orthocare

Pitkä rannetuki

Käyttöaiheet:

- Jännetupintulehdus
- Ranteen yliliikkuvuus
- Rannekanavaoireyhtymä
- Nivelsärky
- Gangliokipu
- Kipsauksen jälkihoito

Ominaisuudet ja edut:

- Hengittävä ja napakka materiaali
- Irrotettava tukilasta
- Lisäremmi antaa lisää tukevuutta

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään ranteen ympärysmittan mukaan.

Tuotenumero	Väri	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympärysmitta
4541	Musta	Vas/Oik	XS	14-15 cm
4541	Musta	Vas/Oik	S	15-16,5 cm
4541	Musta	Vas/Oik	M	16,5-18 cm
4541	Musta	Vas/Oik	L	18-19,5 cm
4541	Musta	Vas/Oik	XL	19,5-21 cm
4541	Musta	Vas/Oik	XXL	21-22,5 cm



Manucare D

Art. 4511 | Orthocare

Miellyttävä rannetuki

Käyttöaiheet:

- Ranteen venähdykset
- Ranteen yliliikkuvuus
- Jännetulehdukset
- Nivelsärky
- Postoperatiivinen käyttö
- Kipsauksen jälkihoito

Ominaisuudet ja edut:

- Miellyttävä, kosteutta siirtävä ja hengittävä materiaali
- Anatomisesti muotoiltu muovilasta kämmenpuolella
- Tarrakiinnitys, kiinteä peukalolenkki
- Väri: Musta

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään ranteen ympärysmittan mukaan.

Tuotenumero	Väri	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympärysmitta
4511	Musta	Vas/Oik	XS	14-15 cm
4511	Musta	Vas/Oik	S	15-16,5 cm
4511	Musta	Vas/Oik	M	16,5-18 cm
4511	Musta	Vas/Oik	L	18-19,5 cm
4511	Musta	Vas/Oik	XL	19,5-21 cm
4511	Musta	Vas/Oik	XXL	21-22,5 cm



Bromsa

Art. 28240 | Camp

Rannetuki, jossa tukilastat ovat poikkeuksellisesti ranteen dorsaalipuolella.

Käyttöaiheet:

- Käytetään keventämään ranteen ekstensoreiden kuormitusta ja lateraalissa epikondyliitissä (esim. päätetyö ja kaupan kanssa)
- Kun rannetta pitää tukea mutta kämmen halutaan jättää vapaaksi

Ominaisuudet ja edut:

- Kaksi dorsaalista tukilastaa ja leveä kiinnitysnauha rajoittavat ranteen dorsaalifleksiota
- Stabiiliteettia säädetään yksinkertaisesti käyttämällä joko yhtä tai kumpaakin lastaa tai asettamalla kiinnitysnauha enemmän proksimaalisesti tai distaalisesti
- Volaaripuolella ei ole lastaa, mikä helpottaa muita käden toimintoja
- Väri sininen

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään ranteen ympärysmittaan mukaan.

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympäryys
28240	Vas/Oik	S	11-14cm
28240	Vas/Oik	M	14-17cm
28240	Vas/Oik	L	17-20cm
28240	Vas/Oik	XL	20-23cm



Manulite

Art. M90100 | Orthoservice

Kätevä puolieroton malli

Käyttöaiheet:

- Ranteen venähdykset
- Radiuksen ja ulnan pään hyväasentoiset murtumat
- Ranteen jännetulehdukset
- Artriitti ja artroosi
- Kipsihoidon jälkeinen kuntoutus

Ominaisuudet ja edut:

- Saumaton sisäpinta
- Pehmeä, hengittävä, ihoystävällinen, antistaattinen materiaali
- Peukalon ympäröivän pehmuste lisää käyttömukavuutta
- Alumiinilasta, jota voi muokata ja tarvittaessa poistaa
- Sama tuki sopii sekä oikeaan että vasempaan käteen

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään ranteen ympärysmittaan mukaan. Puolieroton

Tuotenumero	Väri	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympäryys
M90100	Musta	Puolieroton	S	13-18 cm
M90100	Musta	Puolieroton	M	18-23 cm
M90100	Musta	Puolieroton	L	23-28 cm



Manucare Comfort

Art. 4910 | Orthocare

Neulottu rannetuki lisäremmillä

Käyttöaiheet:

- Jännetupintulehdus
- Ranteen yliikkuvuus
- Rannekanavaoireyhtymä
- Nivelsärky
- Gangliokipu
- Kipsauksen jälkihoito

Ominaisuudet ja edut:

- Hengittävä ja elastinen materiaali
- Anatominen muotoilu
- Muokattava lämpömuovilasta kämmenpuolella
- Lisäremmi antaa lisää tukevuutta

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään ranteen ympärysmittan mukaan.

Tuotenumero	Väri	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympäryys
4910	Harmaa	Vas/Oik	S	14-16 cm
4910	Harmaa	Vas/Oik	M	16-18 cm
4910	Harmaa	Vas/Oik	L	18-20 cm
4910	Harmaa	Vas/Oik	XL	20-22 cm



SRX Universal rannetuki

Art. SRX824 | Mediroyal

Yhden koon kevyt rannetuki

Käyttöaiheet:

- Ranteen venähdykset
- Ranteen instabiliteetti
- Tenniskyynärpää (epikondyliitti)

Ominaisuudet ja edut:

- Sopii molempiin käsiin
- Helppo säätää itselle sopivaksi tarrakiinnityksen ansiosta
- Tarjoaa ranteelle hyvän kompression
- Ulkopinnan SRX- ja sisäpinnan Neptune-materiaalit lämmittävät ranneniveltä, mutta siirtävät kosteutta pois iholta

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Väri	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympäryys
SRX824	Musta	Puolieroton	Yhden koon tuki	12-20 cm



SRX Universal peukalorannetuki

Art. SRX825 | Mediroyal

Yhden koon kevyt rannetuki peukalo-osalla

Käyttöaiheet:

- Ranteen tulehdukset
- Ranteen ylikuormitus
- Venähdykset
- Lievä ranteen tai peukalon instabiliteetti

Ominaisuudet ja edut:

- Sopii molempiin käsiin
- Helppo säätää itselle sopivaksi tarrakiinnityksen ansiosta
- Tarjoaa ranteelle hyvän kompression
- Ulkopinnan SRX- ja sisäpinnan Neptune-materiaalit lämmittävät ranneniveltä, mutta siirtävät kosteutta pois iholta

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Väri	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympäryys
SRX825	Musta	Puolieroton	Yhden koon tuki	12-20 cm

Kaulatuett

Olka- ja kyynärtauet

Ranne- ja käsituet

Selkätuett

Lonkkatuett

Polvituet

Niikka- ja jalkatuett

Lastentuet



Polfit 22

Art. MP1122 | Orthoservice

Pitkä rannetuki irrotettavalla peukalotukiosalla

Käyttöaiheet:

- Peukalomurtuma
- Ranteen nivelsidevammat
- Veneluun murtuma

Ominaisuudet ja edut:

- Kokonaan aukeava malli helpottaa pukemista
- Neljä remmiä mahdollistaa yksilöllisen säädön
- Vahva lasta dorsaalipuolella
- Täysin hengittävä 3D materiaali
- Muotoiltavat, anatoimisesti muotoillut, alumiiniset tukilastat ranteen kämmenpuolella ja peukalossa

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään ranteen ympärysmittan mukaan. Erikseen oikea ja vasen puoli.

Tuotenumero	Koko	Ranteen ympärysmitta
MP1122	S	13-16 cm
MP1122	M	16-18 cm
MP1122	L	18-20 cm
MP1122	XL	20-23 cm



Polfit 17

Art. M.P1117 | Orthoservice

Erittäin tukeva peukalo-rannetuki yhdistelmä

Käyttöaiheet:

- Ranteen venähdykset
- Ranteen jännetulehdukset
- Ranteen artriitti ja artroosi
- Rannemurtuman jälkihoito kipsihoidon jälkeen
- Peukalon nivelten artroosi
- Peukalon MCP vammat

Ominaisuudet ja edut:

- Lastat poistettavissa ja muotoiltavissa käsin
- Hengittävä kangasmateriaali
- Dorsaalipuolella muoviset lastat antamassa lisätukea
- Tarranauhakiinnitys soljilla
- Tuen pituus 20cm

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään ranteen ympärysmittan mukaan. Erikseen oikea ja vasen puoli.

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympärysmitta
M.P1117	Vas/Oik	S	13-16cm
M.P1117	Vas/Oik	M	16-18cm
M.P1117	Vas/Oik	L	18-20cm
M.P1117	Vas/Oik	XL	20-23cm



Manex Lace-Up peukalorannetuki

Art. MR2272 | Mediroyal

Peukalorannetuki kiristystä helpottavalla nyöriyksellä

Käyttöaiheet:

- Peukalon ja ranteen instabiliteetti
- DeQuervain
- Tulehdukselliset sairaudet tai tendiniitti

Ominaisuudet ja edut:

- Nyörikiinnitys helpottaa kiristystä
- Kiinnitystarrat voidaan kiinnittää mihin kohtaan tukea tahansa
- Hengittävä Ventus-materiaali
- Uusi, painetta vähentävä lasta kämmenpuolella
- Muotoiltava peukalo-osa
- Rakenteeltaan umpinainen, puetaan kuin hanska

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään ranteen ympärysmittan mukaan. Erikseen oikea ja vasen puoli.

Tuotenumero	Koko	Puoli	Ranteen ympäryys
MR22722	XS	Oikea	13-14 cm
MR22722	S	Oikea	14-16 cm
MR22722	M	Oikea	16-18 cm
MR22722	L	Oikea	18-20 cm
MR22722	XL	Oikea	20-22 cm
MR22722	XXL	Oikea	> 22 cm
MR22721	XS	Vasen	13-14 cm
MR22721	S	Vasen	14-16 cm
MR22721	M	Vasen	16-18 cm
MR22721	L	Vasen	18-20 cm
MR22721	XL	Vasen	20-22 cm
MR22721	XXL	Vasen	> 22 cm

Kaulatuet

Olka- ja kyynärtuet

Ranne- ja käsituet

Selkätuet

Lonkkatuet

Polvituet

Nilkka- ja jalkatuet

Lastentuet

Peukalorannetuet



Manu-Hit Pollex

Art. 07645 | Sporlastic

Nykyaikainen laadukas peukalorannetuki

Ominaisuudet ja edut:

- Peukalon ja ranteen hyvä stabilointi ja osittainen immobilisointi
- Peukolaotteen säilyttäminen
- Anatomisesti muotoiltu rakenne takaa hyvän tuen ja istuvuuden. Väri harmaa, saatavana myös mustana
- Metalliset muotoillut tukilastat volaarisesti, dorsaalisesti ja peukalon ympärillä. Helppo muotoilla yksilölliseen muotoon
- Liikkeen ja rasituksen vähentäminen karpaaliluissa, nivelkapseleissa ja nivelsiteissä

Käyttöaiheet:

- Konservatiivinen tai postoperatiivinen hoito
- Karpaaliluiden murtumat
- Carpuksen radiaalisten osien kulumat
- Peukalon tyven kulumat, venähdys, ucl-ligamentin venähdys
- Veneluun vammat
- Rannekanava oireyhtymä
- Ranteen radiaalinen yliliikkuvuus
- Periferinen radius hermon paralyysi, johon liittyy riippukäsi ja peukalon huono abduktio

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään ranteen ympärysmittaan mukaan. Erikseen oikea ja vasen puoli.

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympäryys
07645	Vas/Oik	XS	<15cm
07645	Vas/Oik	S	15-17cm
07645	Vas/Oik	M	17-19cm
07645	Vas/Oik	L	19-22cm
07645	Vas/Oik	XL	>22cm



Ventus peukalorannetuki

Art. MR2222 | Mediroyal

Muotoon ommeltu peukalorannetuki

Käyttöaiheet:

- Ranteen ja peukalon yliliikkuvuus
- Luunmurtumien ja leikkauksien jälkeen
- Jännetulehdus
- Reumaattiset vaivat (esim. niveltulehdus)

Ominaisuudet ja edut:

- Muotoon ommeltu
- Suorempi leikkaus kompensoi raajan paksuimpia kohtia
- Rannenivelen kohdalla dynaaminen sauma, joka antaa lastalle lisätuentaa kuormituksessa
- Kaksinkertainen nailonkangas takaa lastataskujen kestävyys
- Peukalotuessa joustava teräslasta, rannelasta vakiomallinen



Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään ranteen ympärysmittaan mukaan. Erikseen oikea ja vasen puoli.

Tuote	Koko	Puoli	Ranteen ympärysmitta
MR2222	XXS	Oik/Vas	12-13 cm
MR2222	XS	Oik/Vas	13-14 cm
MR2222	S	Oik/Vas	14-16 cm
MR2222	M	Oik/Vas	16-18 cm
MR2222	L	Oik/Vas	18-20 cm
MR2222	XL	Oik/Vas	20-22 cm
MR2222	XXL	Oik/Vas	21-23 cm



Manucare Plus

Art. 4521 | Orthocare

Anatomisesti muotoiltu peukalorannetuki

Käyttöaiheet:

- MCP-nivelen ongelmat
- CMC-nivelen kuluma
- DeQuervain
- Rannekanavaoireyhtymän ja DeQuervainin yhdistelmä

Ominaisuudet ja edut:

- Stabiloi rannetta ja peukaloa
- Erittäin mukava ja helppokäyttöinen
- Anatominen muotoilu
- Helppo kiristää sopivaksi usean remmin ansiosta
- Muotoiltava lasta kämmenpuolella

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään ranteen ympärysmittan mukaan. Erikseen oikea ja vasen puoli.

Tuotenumero	Koko	Puoli	Ranteen ympäryys mitta
4521	XS	Oikea	14-15 cm
4521	S	Oikea	15-16,5 cm
4521	M	Oikea	16,5-18 cm
4521	L	Oikea	18-19,5 cm
4521	XL	Oikea	19,5-21 cm
4521	XXL	Oikea	21-22,5 cm
4521	XS	Vasen	14-15 cm
4521	S	Vasen	15-16,5 cm
4521	M	Vasen	16,5-18 cm
4521	L	Vasen	18-19,5 cm
4521	XL	Vasen	19,5-21 cm
4521	XXL	Vasen	21-22,5 cm

Kaulatuet

Olkaja kyynärtuet

Ranne- ja käsituet

Selkätuet

Lonkkatuet

Polvituet

Nilkka- ja jalkatuet

Lastentuet



Rhizo-Hit

Art. 07610 | Sporlastic

Miellyttävä tukeva peukalotuki peukalon MCP- ja CMC-nivelten tuentaan

Käyttöaiheet:

- Konservatiivinen tai postoperatiivinen hoito
- Peukalon jänne- ja ligamenttivammat MCP ja CMC -nivelten alueella (esim. "hiihtäjän peukalo")
- Kuluma radiuksen distaalipäässä ja MCP-nivelessä
- Kohtalainen tai selvä rhizarthroosi
- De Quervain syndrooma
- Peukalon yli liikkuvuus
- Murtuman hoito

Ominaisuudet ja edut:

- Tukee peukalon MCP ja CMC -niviä ja rannetta
- Mahdollistaa peukalo-otteen
- Tuessa muotoiltava alumiinilasta
- Tukea voi käyttää oikeassa ja vasemmassa kädessä
- Väri harmaa tai musta

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään ranteen ympärysmittan mukaan.

Tuotenumero	Puoli	Väri	Koko	Ranteen ympäryys
07610	Puolieroton	Harmaa tai musta	XS	<15cm
07610	Puolieroton	Harmaa tai musta	S	15-17cm
07610	Puolieroton	Harmaa tai musta	M	17-19cm
07610	Puolieroton	Harmaa tai musta	L	>19cm



Rhizo-Hit Classic

Art. 07605 | Sporlastic

Kankainen peukalotuki

Käyttöaiheet:

- MCP- ja CMC-nivelten ongelmat
- Postoperatiivinen ja -traumaattinen hoito
- Peukalon jännetulehdukset
- Peukalon venähdukset
- DeQuervain
- Peukalon kuluma

Ominaisuudet ja edut:

- Jättää ranteen liikeradat täysin vapaiksi
- Mahdollistaa pinsettiotteen
- Stabiloi peukaloa
- Erittäin mukava ja helppokäyttöinen

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään ranteen ympärysmittan mukaan.

Tuote	Koko	Väri	Ranteen ympärysmitta
07605	S	Musta	15-17 cm
07605	M	Musta	17-19 cm
07605	L	Musta	19-21 cm
07605	S	Beige	15-17 cm
07605	M	Beige	17-19 cm
07605	L	Beige	19-21 cm



Daumfix

Art. M.5006 | Orthoservice

Peukalo-ortoosi polypropyleenistä

Käyttöaiheet:

- Peukalon venähdykset
- Post-operatiivinen hoito
- Peukalon tyvinivelen artroosi
- Peukalon tendiniitti
- De Quervainin tauti
- Bennetin murtuman hoito

Ominaisuudet ja edut:

- Valmistettu polypropyleenistä
- Elastinen tarranauhakiinnitys
- Antibakteerinen sisäsuika ortoosin alla käytettäväksi
- Väri beige

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään ranteen ympärysmittan mukaan.

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympäryys
M.5006	Vas/Oik	S	13-17cm
M.5006	Vas/Oik	M	17-19cm
M.5006	Vas/Oik	L	19-23cm
M.5006	Vas/Oik	XL	23-28cm



Proxi Plus -peukalotuki

Art. MR2338 | Mediroyal

Ihonmyötäinen moderni peukalotuki

Käyttöaiheet:

- Peukalon tyvi- ja keskinivelen yli liikkuvuus (CMC- ja MCP-nivelet)
- Peukalon kuluma
- Peukalon tyvi- ja keskinivelen tulehdukset
- Vamman jälkeinen tuenta kuntoutuksen työhön palaamisen yhteydessä

Ominaisuudet ja edut:

- Miellyttävä ja joustava tuki antaa lisätukea peukaloa ympäröiviin rakenteisiin
- Vähentää räsitusta MCP- ja CMC-nivelissä
- 1,6 mm paksu lämpömuovivahvike, jota voidaan muokata ilman kuumentamista
- Lepoasennossa peukalo pysyy neutraaliasennossa rasittamatta niveliä ja lihaksia
- Tukea voidaan leikata yksilöllisten tarpeiden mukaan

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään ranteen ympärysmittalla. Erikseen oikea ja vasen puoli.

Tuote	Koko	Puoli	Ranteen ympärysmitta
MR023382	XS	Oikea	13-14 cm
MR023382	S	Oikea	14-16 cm
MR023382	M	Oikea	16-18 cm
MR023382	L	Oikea	18-20 cm
MR023382	XL	Oikea	20-22 cm
MR023381	XS	Vasen	13-14 cm
MR023381	S	Vasen	14-16 cm
MR023381	M	Vasen	16-18 cm
MR023381	L	Vasen	18-20 cm
MR023381	XL	Vasen	20-22 cm



Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään ranteen ympärysmittalla. Erikseen oikea ja vasen puoli.

Proxi Light -peukalotuki

Art. MR2337 | Mediroyal

Ihonmyötäinen moderni peukalotuki

Käyttöaiheet:

- Peukalon tyvi- ja keskinivelen yliikkuvuus (CMC- ja MCP-nivelet)
- Peukalon kuluma / Peukalon tyvi- ja keskinivelen tulehdukset
- Lievät peukalon venähdykset tai reumaattiset tulehdukset

Ominaisuudet ja edut:

- Miellyttävä ja hengittävä Neptune-materiaali
- Tukee CMC- ja MCP-niveliä ilman lastaa
- Mukautuu käden muodon mukaiseksi muutaman tunnin käytön jälkeen
- Ranteen ympäri menevän remmin voi kiinnittää mihin kohtaan tukea tahansa

Tuote	Koko	Puoli	Ranteen ympärysmitta
MR023372	XS	Oikea	13-14 cm
MR023372	S	Oikea	14-16 cm
MR023372	M	Oikea	16-18 cm
MR023372	L	Oikea	18-20 cm
MR023372	XL	Oikea	20-22 cm
MR023371	XS	Vasen	13-14 cm
MR023371	S	Vasen	14-16 cm
MR023371	M	Vasen	16-18 cm
MR023371	L	Vasen	18-20 cm
MR023371	XL	Vasen	20-22 cm



Proxi UCL -peukalotuki

Art. MR2336 | Mediroyal

Peukalotuki ulnar collateral -nivelsiteen hoitoon

Käyttöaiheet:

- Ulnar collateral -ligamentin vammat / Radial collateral -ligamentin vammat
- Peukalon MCP-nivelen venähdykset / Peukalon epävaka

Ominaisuudet ja edut:

- Lämpömuovoin tuoma vakaus ja tekstiilin tuoma mukavuus
- 2,2 mm paksua lämpömuovivahviketta voidaan muokata ilman lämpöä
- Hieman normaalia pidempi peukalo-osa, tukea voidaan leikata yksilöllisesti sopivaksi
- Ranneremmin tarra kiinnittyy mihin kohtaan tukea tahansa
- Hengittävä Neptune-materiaali lisää käyttömukavuutta

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään ranteen ympärysmittalla. Erikseen oikea ja vasen puoli.

Tuote	Koko	Puoli	Ranteen ympärysmitta
MR23362	XS	Oikea	13-14 cm
MR23362	S	Oikea	14-16 cm
MR23362	M	Oikea	16-18 cm
MR23362	L	Oikea	18-20 cm
MR23362	XL	Oikea	20-22 cm
MR23361	XS	Vasen	13-14 cm
MR23361	S	Vasen	14-16 cm
MR23361	M	Vasen	16-18 cm
MR23361	L	Vasen	18-20 cm
MR23361	XL	Vasen	20-22 cm



Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään ranteen ympärysmittalla. Erikseen oikea ja vasen puoli.

Proxi DeQuervain -peukalotuki

Art. MR2336 | Mediroyal

Peukalotuki ulnar collateral -nivelsiteen hoitoon

Käyttöaiheet:

- DeQuervain (peukalon jännetupin tulehdus)
- Jännetulehdukset / CMC-operaation jälkeen

Ominaisuudet ja edut:

- Jännealueen kohta mahdollista leikata avoimeksi paineen vähentämiseksi
- Lämpömuovin tuoma vakaus ja tekstiilin tuoma mukavuus
- 2,2 mm paksua lämpömuovivahviketta voidaan muokata ilman lämpöä
- Tukea voidaan leikata yksilöllisesti sopivaksi
- Ranneremmin tarra kiinnittyy mihin kohtaan tukea tahansa
- Hengittävä Neptune-materiaali lisää käyttömukavuutta

Tuote	Koko	Puoli	Ranteen ympärysmitta
MR23392	XS	Oikea	13-14 cm
MR23392	S	Oikea	14-16 cm
MR23392	M	Oikea	16-18 cm
MR23392	L	Oikea	18-20 cm
MR23392	XL	Oikea	20-22 cm
MR23391	XS	Vasen	13-14 cm
MR23391	S	Vasen	14-16 cm
MR23391	M	Vasen	16-18 cm
MR23371	L	Vasen	18-20 cm
MR23371	XL	Vasen	20-22 cm



Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään ranteen ympärysmittalla. Erikseen oikea ja vasen puoli.

Proxi CMC -peukalotuki

Art. MR2381 | Mediroyal

Peukalotuki peukalo tyvinivelen tuentaan

Käyttöaiheet:

- Peukalon tyvinivelen ongelmat ja kiputilat / Peukalon tyvinivelen nivelrikko

Ominaisuudet ja edut:

- Esimuotoiltu termoplastinen volaarivahvike lisää tilaa CMC:n nivelraossa
- Puolielastinen tarranauha antaa peukalon tyvelle tukea ja avustaa peukalon abduktiota
- Volaarivahviketta voidaan muotoilla kuuman veden tai kuumailmapuhaltimen avulla
- Tukea voidaan leikata yksilöllisesti sopivaksi
- Hengittävä Neptune-materiaali lisää käyttömukavuutta

Tuote	Koko	Puoli	Ranteen ympärysmitta
MR23812	XS	Oikea	13-14 cm
MR23812	S	Oikea	14-16 cm
MR23812	M	Oikea	16-18 cm
MR23812	L	Oikea	18-20 cm
MR23812	XL	Oikea	20-22 cm
MR23811	XS	Vasen	13-14 cm
MR23811	S	Vasen	14-16 cm
MR23811	M	Vasen	16-18 cm
MR23811	L	Vasen	18-20 cm
MR23811	XL	Vasen	20-22 cm



Thenacare D -peukalotuki

Art. 4531 | Orthocare

Erinomainen peukalotuki, jonka muovilasta ja kompressiota antava materiaali tukevat peukaloa ja sen ympärillä olevia kudoksia

Käyttöaiheet:

- Peukalon tyvinivelen kuluma ja instabiliteetti
- Posttraumaattisesti
- Reumatologiset sairaudet
- Kipu ja yllirasitusvammat

Ominaisuudet ja edut:

- Tuki tukee peukalon MCP- ja PIP-niveliä sekä kevyesti rannetta
- Materiaali on leikattu viistoon parhaan istuvuuden ja elastisuuden saavuttamiseksi
- Peukalon ympärys on avoin ja säädettävissä
- Väri musta

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään ranteen ympärysmittan mukaan. Erikseen oikea ja vasen puoli.

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympärys
4531	Vas/Oik	XS	13-14cm
4531	Vas/Oik	S	14-16cm
4531	Vas/Oik	M	16-18cm
4531	Vas/Oik	L	18-20cm
4531	Vas/Oik	XL	20-22cm



NRX202 -peukalotuki

Art. NRX202 | Mediroyal

Kevyt ja pehmeä peukalotuki töihin ja harrastuksiin

Käyttöaiheet:

- Peukalon yliikkuvuus
- Työperäinen rasitus
- Peukalon tyvinivelen tulehdus
- Peukalon artroosi

Ominaisuudet ja edut:

- Erittäin ihoystävällinen ja hengittävä NRX-materiaali
- Antaa lisätukea peukaloa ympäröiville rakenteille
- Ohjaa peukaloa kohti neutraaliasentoa
- Antaa myös ranteelle kevyttä tukea kompression avulla
- Konepestävä 40 asteessa

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään ranteen ympärysmittan mukaan. Erikseen oikea ja vasen puoli.

Tuotenumero	Koko	Puoli	Ranteen ympärysmitta
NRX202R1	1	Oikea	13-18 cm
NRX202R2	2	Oikea	17-23 cm
NRX202L1	1	Vasen	13-18 cm
NRX202L2	2	Vasen	17-23 cm



Rhizo-Ring Soft

Art. 07603 | Sporlastic

Peukalotuki peukalon tyvinivelen kulumaan ja sijoiltaanmenoon

Käyttöaiheet:

- Tyvinivelen kuluma tai sijoiltaanmeno

Ominaisuudet ja edut:

- Tukee peukaloa toiminnalliseen asentoon pois adduktio-virheasennosta
- Peukalon vapaa liikkuvuus säilyy
- Mahdollistaa tarttumaotteen säilymisen
- Pakettiin kuuluu vaihtohihna

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään ranteen ympärysmittalla. Erikseen oikea ja vasen puoli.

Tuote	Koko	Puoli	Ranteen ympärysmitta
07603	S	Oikea	< 17 cm
07603	M	Oikea	17-19 cm
07603	L	Oikea	> 19 cm
07603	S	Vasen	< 17 cm
07603	M	Vasen	17-19 cm
07603	L	Vasen	> 19 cm

Kaulatuett

Olk- ja kyynärtauet

Ranne- ja käsituet

Selkätuett

Lonkkatuett

Polvituet

Nilikka- ja jalkatuett

Lastentuet



501 Sormen ekstensiojousi, pitkä

Art. 501 | Mediroyal

Sormen keskiniveltä ojentava tuki

Käyttöaiheet:

- Sormien janteiden fleksiokontraktuurat
- Sormien keskinivelen (PIP) jäykkyys

Ominaisuudet ja edut:

- Antaa dynaamisen tuen PIP-nivelelle
- Jättää DIP-nivelen täysin vapaaksi
- Sormen yläpuolinen tyyny keventää sormeen kohdistuvaa painetta
- Jousi on säädettävissä yksilöllisesti
- Jousen voima on noin 2,3 N, kun sormi on koukistettu 15 astetta

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määmäärätään sormen pituuden ja leveyden mukaan. Pituus mitataan sormen tyvinivelestä kärkiniveleen. Sormi tulee olla suorassa mittauksen aikana.

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Sormen pituus	Sormen leveys
501	Puolieroton	AA	5,7 cm	2,2 cm
501	Puolieroton	A	7 cm	2,2 cm
501	Puolieroton	B	7,6 cm	2,5 cm
501	Puolieroton	C	8,9 cm	2,9 cm
501	Puolieroton	D	10,2 cm	2,9 cm



504 Sormen ekstensiojousi, lyhyt

Art. 504 | Mediroyal

Sormijousi

Käyttöaiheet:

- Sormien janteiden fleksiokontraktuurat
- Sormien keskinivelen (PIP) jäykkyys

Ominaisuudet ja edut:

- Ei vaikuta MCP-nivelen liikkumiseen
- Voidaan käyttää myös DIP-nivelen tukemiseen
- Jouta voidaan säätää yksilöllisesti
- Jousen voima on noin 2,3 N 15 asteen koukistuksessa

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään sormen pituuden ja paksuuden mukaan. x

Pituus mitataan sormi ojennettuna sormen tyvestä (MCP-nivelestä) kärkiniveleen (DIP-nivel)

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Sormen pituus	Sormen leveys
504	Puolieroton	AA	4,4 cm	2,2 cm
504	Puolieroton	A	4,8 cm	2,2 cm
504	Puolieroton	B	5,1 cm	2,5 cm
504	Puolieroton	C	5,7 cm	2,9 cm
504	Puolieroton	D	6,7 cm	2,9 cm



Frog

Art. 79-7196x | Donjoy


Pehmustettu alumiinilasta sormen tuentaan

Ominaisuudet ja edut:

- Pehmustettu alumiinilasta tukee sormen haluttuun asentoon helposti ilman paksua sidettä
- Tuki on helppo muotoilla oikeaan asentoon
- Vaahtopehmusteinen
- Myydään 12kpl pakkauksissa

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Pituus x Leveys	Määrä
79-71963	S	7 x 5,7cm	12 / pkt
79-71965	M	6,3 x 6,3cm	12 / pkt
79-71967	L	8,9 x 7,6cm	12 / pkt



Oval-8

Art. 1008 | MediRoyal

Oval-8 sormituki on kätevä ja tehokas sormen pikkunivelten tukija

Käyttöaiheet:

- Sormen nivelen immobilisointi
- Joutsenkaula ja napinläpi virheasennon korjaamiseen
- Malletfinger jänneaurion tukemiseen
- Nivelen sivuttaissuunteiseen tukemiseen
- Trigger finger tuentaan

Ominaisuudet ja edut:

- Yksinkertainen, huomaamaton 3-pistetuki
- Muotoiltu muovituki, jossa pyöristetyt reunat
- Avonainen malli pitää ihon kuivana ja puhtaana
- Tukea voi käyttää vedessä: uimessa, suihkussa tai käsiä pestessä
- Tuki on helppo ja nopea pukea päälle.
- Tukea on helppo muotoilla lämpöpuhaltimella
- Puolieroton

Koko- ja tilaustiedot:

Oikean koon määrittäminen onnistuu helpoiten Oval-8 -sovitussarjan avulla art.1008-S. Sovitussarjassa on kaikki 13 eri kokoa sekä mm. kultaseppien käyttämät sormusmitat.

Tuotenumero	Malli	Koko
1008-koko	Yksittäinen Oval-8 tuki	3-14
1008-koko-5	Täyttöpakkaus, 5kpl samaa kokoa	3-14
1008-S	Sovitussarja 1/koko (koot 3-14) ja sormusmitta	
1008-K	Oval-8 sormitukisetti, sisältäen 44 tukea kätevässä lokerikossa	



Plastic Finger Splints

Art. 79-7224x | Donjoy

Sormen DIP-nivelen tuki

Käyttöaiheet:

- Kun sormen kärkinivel (DIP) halutaan immobilisoida
- Esim. Mallet finger jänneaurion tukeminen

Ominaisuudet ja edut:

- Immobilisoi DIP-nivelen ekstensioon ja sallii samalla PIP-nivelen täyden liikkuvuuden.
- Käytetään yleensä ilman pehmustetta ja kiinnitetään keskimmäiseen falangiin itsekiinnittyvällä nauhalla (ostettava erikseen).
- Väri beige

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Pituus	Halkaisija	Määrä
79-72241	5,3cm	1,5cm	12 kpl
79-72242	5,2cm	1,7cm	12 kpl
79-72243	5,8cm	1,9cm	12 kpl
79-72244	6,3cm	1,9cm	12 kpl
79-72245	5,9cm	1,9cm	12 kpl
79-72246	6,1cm	2,3cm	12 kpl
79-72247	6,4cm	2,3cm	12 kpl
79-72248	6,3cm	2,5cm	12 kpl

Tuotenumero	Kuvaus	Määrä
79-72240	Tarranauhat lastan kiinnitykseen	25kpl
79-72250	Plastic Finger Splint -aloitussetti. Yleis-koko	30kpl



Aluminium Finger Strips

Art. 79-7216X | Donjoy

Monikäyttöiset alumiinilastat voidaan helposti leikata ja muotoilla haluttuun muotoon

Käyttöaiheet:

- Sormimurtumat

Ominaisuudet ja edut:

- Voidaan leikata ja muotoilla haluttuun muotoon
- Jokaisen lastan yhdellä sivulla kosteutta hylkivä umpisoluvahto

Koko- ja tilaustiedot:

Tuote	Pituus x Leveys	Koko
79-71264	23 x 1,25 cm	24 kpl
79-72165	46 x 2 cm	12 kpl
79-72166	23 x 2 cm	24 kpl



NRX Strap Kit -sisarlenkki

Art. NRX100x | MediRoyal

Kaksoisside sormien ja varpaiden instabiliteetin hoitoon

Käyttöaiheet:

- Sormien tai varpaiden:
 - murtumat
 - venähdykset ja ruhjeet
 - yliliikkuvuus
- Ennaltaehkäisevä käyttö urheillessa

Ominaisuudet ja edut:

- Mahdollistaa sormen/varpaan tuen viereiseltä sormelta tai varpaalta
- Mahdollistaa sormen/varpaan liikuttelun/mobilisoinnin vamman jälkeen
- NRX-nauhan sisäpinta pitää nauhan paikallaan sormessa
- Kaksi eri materiaalivaihtoehtoa
 - Joustavampi NRX Strap
 - Tukevampi NRX Plus
 - Materiaaleja yhdistelemällä saadaan yksilöllisesti sopiva tuenta
- Nauha voidaan leikata sopivaan mittaan
- Kiinnitetään paketin mukana tulevalla tarralla
- Kahta eri pakettikokoa, paketissa 6 kpl tai 30 kpl

Koko- ja tilaustiedot:

Tuote	Nimi	Nauhan leveys	Määrä
NRX1008-30	Sisarlenkki plus	15 mm	30 kpl
NRX1008-06	Sisarlenkki plus	15 mm	6 kpl
NRX1007-30	Sisarlenkki	15 mm	30 kpl
NRX1007-06	Sisarlenkki	15 mm	6 kpl
NRX1009-30	Sisarlenkki	30 mm	30 kpl
NRX1009-06	Sisarlenkki	30 mm	6 kpl



ARX Buddy Loops -sisarlenkki

Art. EU44801 | MediRoyal

Sisarlenkit (5kpl, 25kpl, 50kpl) sormiin ja varpaisiin

Käyttöaiheet:

- Sormen tai varpaan instabiliteetti
- Sormen tai varpaan murtuma
- Neurologinen oire sormessa tai varpaassa

Ominaisuudet ja edut:

- Laadukas ARX-materiaali kiinnittyy itseensä ilman tarraa. Mitä enemmän tukea käyttää, sitä paremmin materiaali tarttuu itseensä
- Mahdollistaa sormen tai varpaan tukemisen toisella sormella/varpaalla
- Nauhojen leveys 13mm
- Mahdollista pestä ja käyttää uudelleen
- Mahdollista leikata sopivaan mittaan
- Saatavilla viiden, 25:n ja 50:n kappaleen paketeissa

Koko- ja tilaustiedot:

Tuote	Määrä
EU448013	5 kpl
EU448014	25 kpl
EU448015	50 kpl

Selkätuet

Selkätuet

Ryhti- ja hyperekstensiotuet

- 69 Stabil-T
- 70 Iper
- 71 Flex-B
- 72 SAT36/35
- 73 VertebraDyn Osteo
- 74 SpinalPlus 2.0
- 74 Spinomed Active
- 75 Extro Inter
- 75 Extro Light
- 76 Dorsolite

Matalat ja korkeat tukiliivit

- 77 SAT 22/54
- 77 SAT 23/55
- 78 Jobskin-vatsatukivyö
- 78 Litecross 90
- 78 Litecross 93
- 79 Litecross 91
- 79 Litecross 92
- 80 Lumbocare Light
- 80 Lumbocare High
- 81 Porostrap
- 82 Lumbocare Inno I ja II

SI-vyöt

- 83 Symplus -tukivyö
- 83 Sacro-X Mediroyal
- 84 SI-vyö Camp

Kylkituki

- 85 Kylkiluutuki miehet
- 85 Kylkiluutuki naiset

Tyrävyöt

Vatsatyrävyöt

- 86 Abdostrap
- 86 Navel Truss

Nivustyrävyöt

- 87 HG50 / HG100
- 87 Balder -nivustyrävyö



Koko- ja tilaustiedot:

*Korkeus määritetään mitalla rintalastan proksimaalireunasta (yläreuna) häpyluun yläreunaan. Toinen määrittävä mitta on lantion ympärysmitta.

Stabil-T

Art. M.P1000 | Orthoservice

Uusi pituussäädettävä hyperekstensiotuki sternum- ja lantio-osan kulmasäädöillä

Käyttöaiheet:

- Traumaattiset murtumat T10-L1/L2 tasolla
- Osteoporoosin/metastaasin aiheuttamat kompressiomurtumat rintarangassa ja rinta/lannerangan ylimenoalueella
- Murtumat osteomalasian yhteydessä
- Osteoartriitti
- Kipsikorsetin tilalla käytettäväksi

Ominaisuudet ja edut:

- Uutuutena XS-koko, sopii pienellekin potilaalle.
- Pituussäädettävä
- Teleskooppisesti leveysäädettävä sternum-osa
- Sternum-osa on myös kulmasäädettävissä sivuilta, 7,5° välein, sopivan tuennan/ekstension saavuttamiseksi
- Keinuva lantio osa, jossa lukitusmahdollisuus 0° tai 18° kulmaan (paljon istuva potilas, esim. pyörätuolissa)
- Säädettävä selkäpuolinen hihna, jossa uusi helppokäyttöinen pikasolki
- Vettä kestävät pehmusteet
- Runko valmistettu kevyestä alumiinista. Reunat pyöristetty.
- Väri harmaa

Tuotenumero	Koko	Lantion ympäryys	Korkeus*
M.P1000	XS	50-60cm	30-37cm
M.P1000	S	60-75cm	34-42cm
M.P1000	MS	75-90cm	34-41cm
M.P1000	M	75-90cm	36-46cm
M.P1000	ML	75-90cm	40-52cm
M.P1000	LS	90-105cm	36-46cm
M.P1000	L	90-105cm	40-52cm
M.P1000	XLS	105-115cm	39-49cm
M.P1000	XL	105-115cm	42-54cm

Kaulatuet

Olka- ja kyynärtuet

Ranne- ja käsituet

Selkätuet

Lonkatuet

Polvituet

Nilkka- ja jalkatuet

Lastentuet



IPER35

Art. M.IP35 | Orthoservice

Helppokäyttöinen hyperekstensiotuki teleskooppisella pituussäädöllä.

Käyttöaiheet:

- Traumaattiset murtumat erityisesti T10-L1/L2 tasolla
- Osteoporoosin/metastaasin aiheuttamat kompressiomurtumat rintarangassa ja rinta/lannerangan ylimenoalueella
- Murtumat osteomalasian yhteydessä
- Osteoartriitti
- Kipsikorsetin tilalla käytettäväksi

Ominaisuudet ja edut:

- Teleskooppinen helppokäyttöinen pituussäätö kuusioavaimella
- Nivelellinen lantio-osa joka parantaa tuen paikallaan pysymistä ja käyttömukavuutta. Lantio-osan saa tarvittaessa lukittua esim. potilaan vain istuessa
- Leveyssäädettävä sternum-osa kuusioavaimella istuvuuden ja napakan sivuttaistuen mahdollistamiseksi
- Vaihdeettavat, helposti puhdistettavat neppari kiinnitteiset pehmusteet
- Runko valmistettu kevyestä alumiinista
- Selkäosan pelottia voidaan käyttää sekä pysty-, että vaakasuunnassa tuennan laajuuden ja asiakkaan koon mukaan
- Väri harmaa

Koko- ja tilaustiedot:

*Korkeus määritetään mitalla rintalastan proksimaaliosasta (yläosa) häpyluun yläreunaan. Toinen määrittävä mitta on lantion ympärysmitta.

Tuotenumero	Koko	Lantion ympäryys	Korkeus*
M.IP35	S	60-75cm	32-38cm
M.IP35	S+	60-75cm	38-44cm
M.IP35	M	75-90cm	35-41cm
M.IP35	M+	75-90cm	41-50cm
M.IP35	L	90-105cm	37-44cm
M.IP35	L+	90-105cm	44-52cm
M.IP35	XL	105-115cm	40-46cm
M.IP35	XL+	105-115cm	46-55cm



Flex-B

Art. M33009 | Orthoservice

Ryhtitukiliivi alumiinisella tukiraamilla. Kevennettävissä kuntoutuksen edetessä.

Käyttöaiheet:

- Nivelrikon tai kyfoosin aiheuttama selkäkipu
- Rintarangan tai lannerangan yläosien murtumien hoito
- Osteoporoosin tai metastaasin aiheuttamat kompressiomurtumat rintarangassa

Ominaisuudet ja edut:

- Valmistettu elastisesta, antistaattisesta ja hengittävästä CarbonTrace® -materiaalista
- Tuessa muotoiltavissa oleva alumiininen tukiraami
- Kuntoutuksen edetessä tuentaa voi keventää vaihtamalla tukiraamin tilalle joustavat tukilastat
- Säädetävät, pehmustetut olkaremmat
- Olkaremmien liikkuva takapaneeli voidaan kiinnittää mille korkeudelle tahansa
- Etupuolen elastiset remmit mahdollistavat yksilöllisen säädön
- Etuosa vahvistettu spiraalilastoilla

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään pituuden ja vyötärön ympäryksen mukaan.

Tuotenumero	Koko	Lantion ympärys	Korkeus edestä	Korkeus takaa
M33009	XS	70-80 cm	16 cm	50 cm
M33009	S	80-90 cm	16 cm	50 cm
M33009	M	90-100 cm	16 cm	50 cm
M33009	L	100-110 cm	16 cm	52 cm
M33009	XL	110-120 cm	16 cm	52 cm
M33009	XXL	120-130 cm	16 cm	52 cm



SAT36 (naisille) ja SAT35 (miehille)

Art. M.1636W / M.1635M | Orthoservice

Keskivahvan tuen antava dorsolumbaari korsetti elastisilla olkahihnoilla

Käyttöaiheet:

- Artroosin tai kyfoosin aiheuttamat selkävut
- Alempien rintanikamien ja ylempien lannenikamien murtumien jälkitilojen hoito
- Osteoporoosin tai metastaasin aiheuttamien stabiilien kompressiomurtumien jälkitilojen hoito
- Postoperatiivinen tuenta

Ominaisuudet ja edut:

- Kiristyssysteemi jolla saadaan kohdistettu paine ja täydellinen stabilisaatio juuri oikeaan paikkaan
- Neljä tukilastaa selkäpuolella (vahvistetut lastat tilattavissa erikseen)
- Tarranauhakiinnitys etuosassa
- Pehmustetut ja elastiset olkahihnat
- Hengittävä rakenne selkäpuolella
- Pääosa kankaasta puuvillaa, jossa hieman elastaania.
- Värit beige ja vaalean sininen
- Naisten (SAT36) ja miesten malli (SAT35)

Koko- ja tilaustiedot naiset:

Tuotenumero	Koko	Lantion ympärys	Etu- / Takakorkeus
M.1636W	S	75-90cm	21/55cm
M.1636W	M	90-105cm	21/55cm
M.1636W	L	105-120cm	21/55cm
M.1636W	XL	120-135cm	21/55cm

Koko- ja tilaustiedot miehet:

Tuotenumero	Koko	Lantion ympärys	Etu- / Takakorkeus
M.1635M	S	70-85cm	23/55cm
M.1635M	M	85-100cm	23/55cm
M.1635M	L	100-115cm	23/55cm
M.1635M	XL	115-130cm	23/55cm



Koko- ja tilaustiedot:

Koon määrittämiseen tarvitaan kaksi mitta: vyötärön ympärys ja selän pituusmitta. Selän pituus mitataan istuen tuolin tasosta ylös C7 nikamaan. Ota tiukka mitta (ei selkärangan myötäisesti).

Vertebradyn Osteo

Art. 07435 | Sporlastic

Ryhtitukiuutuus – automaattisesti liikkeen mukaan säätävä tukiranka

Käyttöaiheet:

- Osteoporoosista johtuvat rinta- ja lannerangan degeneratiiviset muutokset
 - Murtuman jälkeinen tuenta
 - Ennaltaehkäisevä hoito
- Rintarangan suurentunut kyfoosi ja siihen liittyvä selkäkipu
- Scheuermannin tauti

Ominaisuudet ja edut:

- Dynaaminen selkätukiuutuus, joka tukee ja keventää koko selän alueella
- Tuessa on ainutlaatuinen, automaattisesti säätävä pituuden säätö: Teleskoopipilasta seuraa kehon liikkeitä. Tämä estää ortoosin liukumisen ylöspäin esimerkiksi istuessa.
- Tukilasta on anatomisesti muotoiltu alumiinilasta. Se tukee ja joustaa liikkeen mukana. Tukilastaa voidaan muotoilla selän muodon mukaan.
- Helppo pukea olkahihnojen laajan säätövaran ansiosta
- Olkahihnat helppo kiristää. Kuminauhojen avulla ne pysyvät aina käden ulottuvilla
- Olkapehmusteet siirrettävissä yksilöllisesti
- Olkahihnojen kireys voidaan säätää ja lyhentää yksilöllisesti sopivaksi saksien avulla
- Miellyttävä ja käyttömukava joustava materiaali
- Käsilenkit helpottavat lannetukiliivin kiristystä
- Väri: platinum

Tuotenumero	Koko	Lantion ympärys	Etu- / Takakorkeus
07435	XS 0	(XS) 70 - 80	(0) 50 - 53
07435	XS 1	(XS) 70 - 80	(1) 54 - 60
07435	XS 2	(XS) 70 - 80	(2) 61 - 67
07435	XS 3	(XS) 70 - 80	(3) 68 - 75
07435	S 0	(S) 80 - 90	(0) 50 - 53
07435	S 1	(S) 80 - 90	(1) 54 - 60
07435	S 2	(S) 80 - 90	(2) 61 - 67
07435	S 3	(S) 80 - 90	(3) 68 - 75
07435	M 0	(M) 90 - 100	(0) 50 - 53
07435	M 1	(M) 90 - 100	(1) 54 - 60
07435	M 2	(M) 90 - 100	(2) 61 - 67
07435	M 3	(M) 90 - 100	(3) 68 - 75
07435	L 0	(L) 100 - 110	(0) 50 - 53
07435	L 1	(L) 100 - 110	(1) 54 - 60
07435	L 2	(L) 100 - 110	(2) 61 - 67
07435	L 3	(L) 100 - 110	(3) 68 - 75
07435	XL 0	(XL) 110 - 120	(0) 50 - 53
07435	XL 1	(XL) 110 - 120	(1) 54 - 60
07435	XL 2	(XL) 110 - 120	(2) 61 - 67
07435	XL 3	(XL) 110 - 120	(3) 68 - 75
07435	XXL 0	(XXL) 120 - 130	(0) 50 - 53
07435	XXL 1	(XXL) 120 - 130	(1) 54 - 60
07435	XXL 2	(XXL) 120 - 130	(2) 61 - 67
07435	XXL 3	(XXL) 120 - 130	(3) 68 - 75



Spinal Plus 2.0

Art. M33049 | Orthoservice

Ryhtitukiliivi alumiinilastalla

Käyttöaiheet:

- Osteoporoosista johtuvat rinta- ja lannerangan degeneratiiviset muutokset
 - Murtuman jälkeinen tuenta
 - Ennaltaehkäisevä hoito
- Rintarangan suurentunut kyfoosi ja siihen liittyvä selkäkipu
- Scheuermannin tauti

Ominaisuudet ja edut:

- Muotoiltava alumiininen tukiraami
- Helposti kiristettävä, pienellä lihasvoimalla toimiva remmitys
 - Koko remmitys kiristyy yhden, lantiolle kiinnitettävän kiristysremmin avulla
- Lantion tukivö on helposti ja laajasti säädettävissä yksilöllisesti (lantion ympärys 70-125cm)
 - Joustava tekninen kangas
- Tuki antaa biodynaamisen, joustavan tuen aktivoiden samalla selkää tukevaa lihaksisto toimimaan
- Pehmustetut hartiaremmit tasaavat hartiapainetta ja estävät hiertymät
- Väri harmaa

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään rintarangan ensimmäisen ja lannerangan viidennen nikaman välisellä etäisyydellä sekä lantion ympäryksellä.

Tuotenumero	Koko	Selän pituus T1-L5	Lantion ympärys
M33049	XS	35-41cm	70-125cm
M33049	S	41-47cm	70-125cm
M33049	M	47-54cm	70-125cm
M33049	L	54-61cm	70-125cm



Spinomed Active

Art. 5.669.05x | Medi

Osteoporootikon yksilöllinen ryhtituki bodylla

Spinomed on saatavana myös yksilöllisenä bodyna Spinomed Activena. Sen etuja on helppo puettavuus, miellyttävyys, näkymättömyys ja hyvä tuenta. Tuki parantaa kokonaisvaltaisesti keskivartalon tukea ja hallintaa. Mitat otetaan aina yksilöllisesti.



Exto Inter

Art. EXT150 | Mediroyal

Ryhtitukiliivi muokattavalla tukiraamilla

Käyttöaiheet:

- Hyväasentoinen kompressiomurtuma rintarangassa
- Kohtalainen ja voimakas kyfoosi
- Lievä skolioosi rintarangassa
- Osteoporoosi
- Murtuman jälkeinen hoito

Ominaisuudet ja edut:

- Hyvä kombinaatio tuen keveyttä ja tukevuutta
- Muokattavissa oleva tukiranka takaa hyvän istuvuuden
- Muokattavat olkaremmit mahdollistavat toispuoleisen tuennan esim. skolioosin yhteydessä
- Ohut, pehmeä ja hengittävä materiaali lisää käyttömukavuutta

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään pituuden ja vyötärön ympäryksen mukaan.

Tuotenumero	Koko	Pituus	Vyötärön ympärys
EXT150-P	Petite	145-170cm	60-80cm
EXT150-S	Small	170-190cm	60-80cm
EXT150-L	Standard	170-190cm	80-110cm



Exto Light

Art. EXT100 | Mediroyal

Kevyt selän ryhtitukiliivi

Käyttöaiheet:

- Huono ryhti
- Kipu rintarangan alueella
- Staattisesta jännityksestä johtuva niska-hartiaseudun kipu
- Rintarangan kyfoosi
- Osteoporoosi

Ominaisuudet ja edut:

- Kevytrakenteinen
- Toiminnallinen ja joustava
- Hengittävä materiaali
- Helppo pukea
- Vähäinen paine olkapäissä
- Jättää lapaluun vapaaksi, eikä häiritse sen toimintaa
- Ohjaa olkapäitä alaspäin, jolloin trapezius-lihaksen staattinen jännitys vähenee
- Ojentaa rintarankaa
- Voidaan säätää epäsymmetrisesti lievän skolioosin hoidon yhteydessä
- Väri: musta

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään pituuden ja vyötärön ympäryksen mukaan.

Tuotenumero	Koko	Pituus	Vyötärön ympärys
EXT100-C	Child	120-145cm	45-60cm
EXT100-P	Petite	145-170cm	60-80cm
EXT100-S	Small	170-190cm	60-80cm
EXT100-L	Standard	170-190cm	80-110cm



Dorsolite

Art. M.91111 | Orthoservice

Dorsolite on yläselän kevyt ryhtituki

Käyttöaiheet:

- Tukee yläselkää ja muistuttaa yläselän ryhdin ylläpidosta
- Yläselän etukumarus, huono ryhti
- Eteen työntyvät hartiat
- Lapaluun lievä sirotus
- Huonosta ryhdistä johtuva selkäkipu

Ominaisuudet ja edut:

- Remmit voidaan muokata ja lyhentää kätevien Y-tarrojen avulla
- Olkaremmit voidaan säätää
- Alkuasetusten jälkeen remmi kiinnitetään pikalukon avulla
- Tuki on helppo laittaa päälle, kuten selkäreppu
- Yksi kokoluokka

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Väri
M.91111	Yksi koko	Beige



SAT23 (naisille) ja SAT55 (miehille) / SAT22 ja SAT54

Art. M.1623W / M.1655M | Orthoservice

Puolikankainen, puolijäykkä tukiliivi elastisilla kiristystarroilla

Käyttöaiheet:

- Posttraumaattinen tuenta
- Postoperatiivinen tuenta
- Vakaan lannenikaman kompressiomurtuman jälkikuntoutus
- Poikkihaarakkeiden murtumien hoito
- Iskias-ongelmat
- Selkärangan nivelrikko

Ominaisuudet ja edut:

- Kiristysmekanismi jolla saadaan kohdistettua täydellinen paine ja tuenta juuri oikeaan paikkaan
- Selkäpuolella neljä tukilastaa (metalliset, vahvistetut tukilastat tilattavissa erikseen erikseen)
- Tarranauhakiinnitys etuosassa
- Hengittävä rakenne selkäpuolella
- Pääosa kankaasta puuvillaa, jossa hieman elastaania.
- Värit beige ja vaalean sininen
- Naisten ja miesten mallit
- Kahta korkeutta:
 - M.1623 ja M.1655 keskikorkea/korkea (kts. taulukko)
 - M.1622 ja M.1654 korkea (kts. taulukko)

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään lantion ympäryksen mukaan.

Tuotenumero	Koko	Lantion ympäryys	Etu- / Takakorkeus
M.1623W	S	75-90cm	21/33cm
M.1623W	M	90-105cm	21/33cm
M.1623W	L	105-120cm	21/33cm
M.1623W	XL	120-135cm	21/33cm

Tuotenumero	Koko	Lantion ympäryys	Etu- / Takakorkeus
M.1655M	S	70-85cm	20/32cm
M.1655M	M	85-100cm	20/32cm
M.1655M	L	100-115cm	20/32cm
M.1655M	XL	115-130cm	20/32cm

HUOM!

Huom! Mallit SAT 1622 (naiset) ja SAT 1654 (miehet) ovat vielä hieman korkeammat mallit. SAT 1622 etu- ja takakorkeus 23/38cm ja SAT 1654 23/35cm. Kokomääritys sama kuin yllä.

Matalat ja korkeat tukiliivit



Jobskin-vatsatukivyö

Art. BNB09x | Gilbert & Mellish

Tarrakiinnitteinen ja elastinen lanne- ja ristiselän tukiliivi vatsakkaalle

Käyttöaiheet:

- Alaselän kiputilat
- Vatsan peitteiden tuenta

Ominaisuudet ja edut:

- Paras tukiliivin istuvuus vatsakkaalle asiakkaalle
- Korkeus edestä 26 cm, takaa 28 cm
- Tarranauhakiinnitys vasemmalla puolella ja elastiset lisäkiristimet
- Takana 2 kevyttä, tarvittaessa irroitettavaa tukilastaa
- Edessä vatsaa tukevat lastat

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään lantion ympäryksen mukaan.

Tuotenumero	Koko	Lantion ympärys
BNB0904	M	94-104 cm
BNB0905	L	104-114 cm
BNB0906	XL	114-124 cm
BNB0907	XXL	124-134 cm



Litecross 90 / Litecross 93

Art. M.1090 / M.1093 | Orthoservice

Keskikorkea selän tukiliivi Sensitive® -materiaalista

Käyttöaiheet:

- Lumbago
- Lanne- ja ristiselän kiputilat
- Lannerangan välilevyvaivat
- Selkärangan nivelrikko
- Postoperatiivinen hoito
- Lievät selkärangan alaosan vammat
- Lanneselän alueen kontraktuurat

Ominaisuudet ja edut:

- Valmistettu elastisesta, antistaattisesta ja hengittävästä Sensitive® -materiaalista
- Elastiset lisäkiristimet tarrakiinnityksellä tuen yksilölliseen säätöön
- Tarranauhakiinnitys ja 4 irroitettavaa lastaa selkäpuolella
- Etuosa vahvistettu spiraalilastoilla
- Värit beige ja musta, saatavana myös vaalean sinisenä

Huom! Litecross on saatavissa myös matalana mallina M.1093 (kuva 2): Etu- ja takakorkeus 14cm/23cm. Väri beige. Kokomääritys kuten M.1090.

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään lantion ympäryksen mukaan.

Tuotenumero	Koko	Lantion ympärys	Etukorkeus	Takakorkeus
M.1090	XS	70-80cm	19cm	28cm
M.1090	S	80-90cm	19cm	28cm
M.1090	M	90-100cm	19cm	28cm
M.1090	L	100-110cm	19cm	28cm
M.1090	XL	110-120cm	19cm	28cm
M.1090	XXL	120-130cm	19cm	28cm



Litecross 91

Art. M.1091 | Orthoservice

Korkea selän tukiliivi Sensitive® -materiaalista

Käyttöaiheet:

- Kuten keskikorkea Litecross90, lisäksi:
 - Stabiiliin lannenikaman kompressiomurtuman jälkitilat
 - Poikkihaarakkeiden murtumien hoito

Ominaisuudet ja edut:

- Valmistettu elastisesta, antistaattisesta ja hengittävästä Sensitive® -materiaalista
- Elastiset lisäkirstimet (4kpl) tarrakiinnityksellä tuen yksilölliseen säätöön
- Neljä irrotettavaa lastaa selkäpuolella
- Etuosa vahvistettu spiraalilastoilla
- Värit beige ja musta, saatavana myös vaalean sinisenä

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään lantion ympäryksen mukaan.

Tuotenumero	Koko	Lantion ympäry	Etukorkeus	Takakorkeus
M.1091	XS	70-80cm	23cm	33cm
M.1091	S	80-90cm	23cm	33cm
M.1091	M	90-100cm	23cm	33cm
M.1091	L	100-110cm	23cm	33cm
M.1091	XL	110-120cm	23cm	33cm
M.1091	XXL	120-130cm	23cm	33cm



Litecross 92

Art. M.1092 | Orthoservice

Selän ryhtitukiliivi Sensitive® -materiaalista

Käyttöaiheet:

- Selän huono ryhti ja lihasepätasapaino
- Rintarangan ylikyfoosi
- Scheuermanin tauti
- Reuma
- Osteoporoosin aiheuttamat muutokset ja kivut rinta- ja lannerangassa
- Lanne- tai rintarangan alaosan murtuman jälkikuntoutus

Ominaisuudet ja edut:

- Valmistettu elastisesta, antistaattisesta ja hengittävästä Sensitive® -materiaalista
- Elastiset lisäkirstimet (4kpl) tarrakiinnityksellä tuen yksilölliseen säätöön
- Pehmustetut olkahihnat tarrakiinnityksellä
- Neljä irrotettavaa lastaa selkäpuolella
- Etuosa vahvistettu spiraalilastoilla | väri beige

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään lantion ympäryksen mukaan.

Tuotenumero	Koko	Lantion ympäry	Etukorkeus	Takakorkeus
M.1092	XS	70-80cm	23cm	55cm
M.1092	S	80-90cm	23cm	55cm
M.1092	M	90-100cm	23cm	55cm
M.1092	L	100-110cm	23cm	55cm
M.1092	XL	110-120cm	23cm	55cm
M.1092	XXL	120-130cm	23cm	55cm

Matalat ja korkeat tukiliivit



Lumbocare Light

Art. 2530 | Orthocare

Lanneselän tukeva ja kestävä selkätuki

Käyttöaiheet:

- Akuutit selkävut
- Selän yliikkuvuus
- Degeneratiiviset muutokset
- Postoperatiivinen kuntoutus

Ominaisuudet ja edut:

- Laadukkaat ihoystävälliset elastiset materiaalit
- Lisäkiristimet antavat hyvän lisätuen
- Tukee selkää lantiosta rintarangan keskiosaan
- Korkeus edestä n.18cm, takaa n.24cm
- Väri harmaa

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään vyötärön ympäryksen mukaan.

Tuotenumero	Koko	Vyötärön ympäryys
2530	S	64-72cm
2530	M	72-80cm
2530	L	80-90cm
2530	XL	90-100cm
2530	XXL	100-110cm
2530	XXXL	110-125cm
2530	XXXXL	125-140cm



Lumbocare High

Art. 2540 | Orthocare

Korkea selän tukiliivi tukilastoilla

Käyttöaiheet:

- Akuutit selkävut
- Selän yliikkuvuus
- Degeneratiiviset muutokset
- Postoperatiivinen kuntoutus

Ominaisuudet ja edut:

- Laadukkaat ihoystävälliset elastiset materiaalit
- Lisäkiristimet, selän tukilastat ja liivin korkeus antavat hyvän tuennan
- Tukee selkää lantiosta rintarangan keskiosaan
- Korkeus edestä 20cm, takaa 33cm
- Väri harmaa

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään vyötärön ympäryksen mukaan.

Tuotenumero	Koko	Vyötärön ympäryys
2540	S	64-72cm
2540	M	72-80cm
2540	L	80-90cm
2540	XL	90-100cm
2540	XXL	100-110cm



Porostrap – 21 ja 26

Art. 82-0227-x, 82-0228-x | Donjoy

Lanneselän tuki akuutteihin tai subakuutteihin lanne-ristiselkäkipuihin.

Käyttöaiheet:

- Akuutit selkäkivut
- Selän ylikuormitus
- Degeneratiiviset muutokset
- Postoperatiivinen kuntoutus

Ominaisuudet ja edut:

- Matalaprofiilinen, kevyt selkätuki
- Optimaalisen miellyttävä hengittävä verkkotekstiili
- 4 taipuisaa dorsaalista jäykistettä, 2 taipuisaa ventraalista jäykistettä
- Bilateraaliset elastiset nauhat kompressiotason säätöön
- Käyttöä helpottavat käsi- ja sormilenkit
- Takakorkeusvaihtoehdot: 21 ja 26cm | väri musta

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään vyötärön ympäryksen mukaan.

Tuotenumero			
21cm	26cm	Vyötärön ympäryys	Koko
82-0227-1	82-0228-1	56-68cm	XS
82-0227-2	82-0228-2	68-82cm	S
82-0227-3	82-0228-3	82-98cm	M
82-0227-4	82-0228-4	98-116cm	L
82-0227-5	82-0228-5	116-136cm	XL

Kaulatuet

Olka- ja kyynärtuet

Ranne- ja käsituet

Selkätuet

Lonkkatuet

Polvituet

Nilkka- ja jalkatuet

Lastentuet



Lumbocare Inno I ja II

Art. 2521 / 2526 | Orthocare

Lanneselän tukiliiviutuus - kaksi korkeutta. Yksilöllisesti säädettävä etukorkeus!

Käyttöaiheet:

- Alaselän akuutit tai pitkäaikaiset kiputilat
- Alaselän yli liikkuvuus ja kuluman aiheuttamat muutokset
- Alaselän välilevyvaivat
- Noidannuoli
- Postoperatiivinen hoito (art. 2526)

Ominaisuudet ja edut:

- Tukee lantiota (art. 2521 ja 2526) ja rintarangan alaosa (art. 2526)
- Parantaa selkärangan asentoa
- Vähentää rasitusta vammautuneelta alueelta
- Ojentaa lievästi lannelordoosia
- Antaa proprioseptisen efektin
- Laadukkaat ihoystävälliset elastiset materiaalit
- Helppokäyttöinen käsilenkkien ja tarranauhakiinnityksen ansiosta
- Leveä lisäkirstin antaa hyvän lisätuen ja mahdollistaa tuen etuosan korkeuden yksilöllisen säädön. *

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään lantion ympäryksen mukaan.

Tuotenumero	Koko	Lantion ympäryys	Tuen etu- ja takakorkeus
2521-S	S	60-75cm	17cm * / 24cm
2521-M	M	75-90cm	17cm * / 24cm
2521-L	L	90-105cm	17cm * / 24cm
2521-XL	XL	105-120cm	17cm * / 24cm
2521-XXL	XXL	120-135cm	17cm * / 24cm
2526-S	S	60-75cm	17cm * / 28cm
2526-M	M	75-90cm	17cm * / 28cm
2526-L	L	90-105cm	17cm * / 28cm
2526-XL	XL	105-120cm	17cm * / 28cm
2526-XXL	XXL	120-135cm	17cm * / 28cm



Symplus

Art. MT1032 | Orthosevice

Tukeva SI-vyö

Käyttöaiheet:

- SI-nivelen kipu tai toimintahäiriö
- SI-nivelen artroosi
- Lantionrenkaan toimintahäiriö synnytyksen jälkeen (Käytä tässä tapauksessa ilman erillisiä tukipelotteja)

Ominaisuudet ja edut:

- Innovatiivinen kiristysmekanismi, joka mahdollistaa voimakkaankin kompression vähäisellä voiman käytöllä
- Laaja tarrapinta helpottaa käyttöä ja mahdollistaa laajat säätömahdollisuudet
- Vahva, hengittävä ja ihoystävällinen materiaali
- Vahvistettu tuen takaosa
- Mukana kaksi irrallista tukipelottia, jotka voidaan asettaa haluttuun paikkaan tarrapinnan avulla. Tukipeloteilla voidaan tuottaa kohdennettua painetta.

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään lantion ympäryksen mukaan.

Tuotenumero	Koko	Lantion ympäryys
MT1032-REG	Regular	< 89cm
MT1032-LARGE	Large	89-120cm



Sacro-X

Art. MR4925 | Mediroyal

Matalaprofiilinen elastinen SI-tukivyö

Käyttöaiheet:

- SI-nivelen kipu tai toimintahäiriö
- SI-nivelen artroosi
- Lumbo-sacraalinen instabiliteetti

Ominaisuudet ja edut:

- Sacro-X on matalaprofiilinen SI-tukivyö lisäkivistinnauhalla, jonka voi kiinnittää sivuille tai etuosaan.
- Tukivyö on suunniteltu antamaan hyvä lumbosakraalinen tuki
- Tuessa on sacro-tyyny ja kaksi muovista lastaa. Tyyny lisää tukea SI-alueella muovisten lastojen tukiessa ja kohdistuessa paineen oikein.
- Materiaali on elastinen mutta napakka.

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään lantion ympäryksen mukaan.

Tuotenumero	Koko	Lantion ympäryys
MR4925-S	S	75-83 cm
MR4925-M	M	83-91 cm
MR4925-L	L	91-99 cm
MR4925-XL	XL	99-107 cm
MR4925-XXL	XXL	107-115 cm



SI-vyö Camp

Art. 21030 | Camp

SI-vyö sacro-iliaca -nivelen tuentaan

Käyttöaiheet:

- SI-nivelen tai häpyliitoksen vaivat

Ominaisuudet ja edut:

- Vyön sisempi kerros on elastinen.
- Päällimmäinen tukivyö on joustamaton ja antaa hyvän tuen nivellelle ja keventää kuormituksessa.
- Sopii sekä suoralle että muodokkaalle vartalotyyppille.
- Vyön sisäpuolella on liukuesteet luistamattomasta materiaalista.
- Sacrumin kohdalla on irrotettava pelotti.

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään lantion ympäryksen mukaan.

Tuotenumero	Koko	Lantion ympäryys	Etu- / takakorkeus
21030	S	67-80cm	7,5cm / 7,5cm
21030	M	80-98cm	7,5cm / 7,5cm
21030	L	98-116cm	7,5cm / 7,5cm
21030	XL	116-133cm	7,5cm / 7,5cm
21030	XXL	133-150cm	7,5cm / 7,5cm



Kylkiluutuki miehet

Art. 07028 | Sporlastic

Käyttöaiheet:

- Mustelmat ja murtumat kylkiluissa ja rinnassa

Ominaisuudet ja edut:

- Tarrakiinnitys
- Korkeus: 15cm
- Väri valkoinen

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään rinnan ympäryksen mukaan.

Miehet	Rinnan ympärys	Koko
07028	< 82cm	S
07028	82-96cm	M
07028	96-112cm	L
07028	>112cm	XL



Kylkiluutuki naiset

Art. 07029 | Sporlastic

Käyttöaiheet:

- Mustelmat ja murtumat kylkiluissa ja rinnassa

Ominaisuudet ja edut:

- Tarrakiinnitys
- Korkeus: edestä 9cm ja takaa 15cm
- Väri valkoinen

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään vyötärön ympäryksen mukaan.

Naiset	Vyötärön ympärys	Koko
07029	<66cm	S
07029	66-76cm	M
07029	76-89cm	L
07029	>89cm	XL

Kaulatuet

Olka- ja kyynärtuet

Ranne- ja käsituet

Selkätuet

Lonkkatuet

Polvituet

Nilkka- ja jalkatuet

Lastentuet



Abdostrap II

Art. 82-025x-x | Donjoy

Vatsatukiliivi abdominaaliseen heikkouteen

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivisesti
- Kuntoutumiseen
- Keisarinleikkauksen jälkeen

Ominaisuudet ja edut:

- Vahva kompressoiva elastinen materiaali abdominaalialueen tuennan lisäämiseksi
- Kaksi joustavaa dorsaalista jäykistettä sakrolumbaalialueen stabilointiin.
- Kaksi joustavaa ventraalista jäykistettä ventraaliseksi lisätueksi
- Etulevyn materiaalia voidaan säätää (rikkomatta)
- Valinnainen lisävaruste: Irrotettava hihna vatsapuolella parantaa paikallaan pysyvyyttä
- Kolmea korkeutta: 18, 25 ja 32 cm

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään vyötärön ympäryksen mukaan.

Tuotenumero				
18cm	25cm	32cm	Koko	Vyötärön ympäryys
82-0256-1	82-0257-1	82-0258-1	S	68-82cm
82-0256-2	82-0257-2	82-0258-2	M	82-98cm
82-0256-3	82-0257-3	82-0258-3	L	98-116cm
82-0256-4	82-0257-4	82-0258-4	XL	116-136cm
82-0256-5	82-0257-5	82-0258-5	XXL	136-156cm



Navel Truss

Art. O-104 | Orliman

Napatyrävyö

Ominaisuudet ja edut:

- Elastinen, tarrakiinnitteinen napatyrävyö
- Edessä pyöreä navan tukipelotti
- Väri beige

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään vyötärön ympäryksen mukaan.

Tuotenumero	Koko	Vyötärön ympäryys
O-104	7	73-83 cm
O-104	8	84-91 cm
O-104	9	92-99 cm
O-104	10	100-107 cm
O-104	11	108-120 cm



HG50 / HG100 Inguinal

Art. 917x / 9183 | Ormihl

Tukivyö toispuoleiseen tai molemminpuoliseen nivustyrään

Käyttöaiheet:

- Pieni tai keskikokoinen nivustyrä
- Estää tyrän kasvun

Ominaisuudet ja edut:

- Laadukas ja kestävä nivustyrävyö
- Antaa hyvän tuen
- Solkikiinnitys

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään lantion ympäryksen mukaan.

Tuotenumero			
Vasen	Oikea	Molemminpuoleinen	Koko
9170	9171	9183	82cm
9170	9171	9183	87cm
9170	9171	9183	92cm
9170	9171	9183	97cm
9170	9171	9183	102cm
9170	9171	9183	107cm
9170	9171	9183	112cm



Balder - nivustyrävyö

Art. 50216 / 50215 | Nordicare

Tyrävyö toispuoleiseen tai molemminpuoliseen nivustyrään

Käyttöaiheet:

- Pieni tai keskikokoinen nivustyrä
- Estää tyrän kasvun
- Pre- ja postoperatiivisesti

Ominaisuudet ja edut:

- Helposti säädettävissä oleva nivustyrävyö. Voidaan säätää portaattomasti korkeus- ja sivusuunnassa hyvän istuvuuden aikaansaamiseksi
- Muotoon ommeltu
- Pehmeä, helposti sopivan pituiseksi lyhennettävä haaranauha kiinnitetään lantiolle tarranauhalla
- Hengittävä, miellyttävän tuntuinen materiaali ihoa vasten
- Joustava ja huomaamaton, ei näy vaatteiden läpi
- Väri: 50216 musta, 50215 beige

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään lantion ympäryksen mukaan.

Tuotenumero				
Vasen	Oikea	Molemminpuoleinen	Koko	Lantion ympäryys
50216-10	50216-20	50215	XS	70-80cm
50216-10	50216-20	50215	S	80-90cm
50216-10	50216-20	50215	M	90-100cm
50216-10	50216-20	50215	L	100-115cm

Lonkkatuet

Lonkkatuet

- 89 Hipop
- 89 Hipocross
- 90 Hinge for hipocross
- 90 Coxa-HiT



Koko- ja tilaustiedot:

Yksi kokoluokka, erikseen oikea ja vasen malli sekä puolieroton versio.

Tuotenumero	Puoli	Koko
TO3309	Puolieroton	Yksi kokoluokka

Hipop

Art. TO3309 | TenOrtho

Yhden kokoluokan lonkkaortoosi jossa on korkeuden, fleksion ja ekstension sekä abduktion ja adduktion säädöt.

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivisesti
- Lonkan vaurioituminen leikkauksen jälkeen
- Ei-eroitavat ja luutumattomat reisiluun kaulan murtumat
- Sopii lonkkanivelen ongelmiin, jossa tarvitaan abduktio-adduktion ja/tai fleksio-ekstension kontrollia

Ominaisuudet ja edut:

- HIPOP lonkkaortoosi on tehty tukemaan lonkkaa ja reittä
- Se on tehty vahvasta muovista ja alumiinisesta nivelkiskosta
- Tuote on kätevä yhden koon puolieroton tuote:
 - Tuettavan lonkan puoli, ympärysmittat ja pituus säädettävissä yksilöllisesti
- Tuen nivel on säädettävissä tilanteen/tarpeen mukaisesti:
 - Abduktio-adduktio suunta välillä -60° - 60°
 - Fleksio-ekstensio suunta säädettävissä välillä 0° - 20° - 40° - 60° - 80° - 100°
- Pehmeusteet ovat miellyttävää ja hengittävää C6Tex-materiaalia.



Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään vyötärön, lantion ja reiden proksimaaliosan ympärysmittan mukaan.

Hipocross

Art. M.91006 | Orthoservice

Lonkatuki lonkan kiputiloihin

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivisesti lonkan tekoniivelioperaatioiden ja luksaation jälkeen
- Konservatiivisesti lonkan kulumissa, luksaatioissa ja lihasrepeämissä

Ominaisuudet ja edut:

- Tukee lonkkaa
- Elastiset ristikkäin menevät lisäkistimet:
 - Estävät liiallista adduktiota
 - Osittain vähentävät fleksiota ja ekstensiota
- Parantaa lihasten koordinaatiota / aktivaatiota (proprioseptiikka)
- Antaa turvotusta ennaltaehkäisevän hyvän kompression
- Helppo tarrakiinnitys
- Hengittävä ja miellyttävä materiaali
- Lisävarusteena jäykkä nivelkisko (art. M.91007)
 - Rajoittamaan ekstension 0°
 - Rajoittamaan fleksion (80°)
 - Estämään voimakkaammin lonkan adduktiota

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Lantion ympärys	Vyötärön ympärys	Reiden ympärys
M-91006	Vas/Oik	S	72-93cm	65-84cm	40-54cm
M-91006	Vas/Oik	M	93-116cm	84-109cm	50-65cm
M-91006	Vas/Oik	L	116-140cm	109-140cm	60-76cm
M-91006	Vas/Oik	XL	140-165cm	140-170cm	70-87cm



Hinge for Hipocross

Art. M.91007 | Orthoservice

Jäykkä nivelkisko, lisäosa Hipocross-lonkkatukeen

Käyttöaiheet:

- Rajoittamaan ekstension 0°
- Rajoittamaan fleksion (80°)
- Estämään voimakkaammin lonkan adduktiota



Coxa-Hit

Art. 07480 | Sporlastic

Kevyt lonkkatuki lonkan kiputiloihin

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivisesti lonkan tekonivel-operaatioiden ja luksaation jälkeen
- Konservatiivisesti lonkan kulumissa ja lihasrepeämissä

Ominaisuudet ja edut:

- Antaa turvotusta ennaltaehkäisevän hyvän kompression
- Tukee lonkkaa sivusuunnassa
- Parantaa lihasten koordinaatiota / aktivaatiota (proprioseptiikka)
- Ohjaa alaraajaa kevyesti abduktioon ja ulkokiertoa
- Tuen mukana kuuma-/kylmäpaketti kuntoutumisen tehostamiseksi.
- Helppo tarrakiinnitys ja oikean kompressiotason osoittavat nauhat
- Hengittävä ja miellyttävä materiaali

koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään lantion ympäryksen mukaan.

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Lantion ympäryys
07480	Vas/Oik	S	80-90cm
07480	Vas/Oik	M	90-100cm
07480	Vas/Oik	L	100-110cm
07480	Vas/Oik	XL	110-120cm
07480	Vas/Oik	XXL	120-130cm
07480	Vas/Oik	XXXL	>130cm

Kaulatuet

Olka- ja kyynärtuet

Ranne- ja käsituet

Selkätuet

Lonkkatuet

Polvituet

Niikka- ja jalkatuet

Lastentuet

Polvituet

Postoperatiivituet

93	T-Scope Premier
93	Rebound PO
94	X-ROM Post Op
94	Go Up T
95	Genufit 50A
96	Genufit 30A
96	Immok

Kulumapolvituet

97	Unloader One X
98	Genudyn OA
98	Ortho-A
99	KOA
100	OA Reaction Web

Ligamenttituet

101	Defiance III
102	A22
103	Axiom-D Elite
104	Rebound PCL
105	M.4s PCL Dynamic
106	Pluspoint 4
107	ARX Liga X Wrap
108	Genufit 15A
108	Genufit 15
109	Playmaker Xpert

Kevyet tuet

110	Genufit 08 ja 08A
111	Genu-Hit / - +
112	Genucare Comfort
112	Genucare Air-X Open
113	Medi Elastic Knee Support 605
114	SRX polvituki lumpioaukolla
115	SRX polvituki Multisport
116	Genucare Easy

Patellatuet

117	eLux Patella
118	Lateral J
118	NRX Patella Lux
119	NRX Patella Tendon Long
120	Boa Patella Lux
120	Kasseler Patellar Tendon Bandage



T-Scope Premier

Art. 08814 | Breg

Polven liikerataa rajoittava tuki portaattomalla pituussäädöllä

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivinen tukeminen polvileikkauksen jälkeen, kun halutaan rajoittaa polvinivelen liikettä
- Polvivamman jälkeinen tuenta
- ACL ja CL operaatioiden jälkeen
- Meniskikorjausten jälkeen
- Kondylimurtumien jälkeen
- Tibian osteotomian jälkeen
- Patella murtumien jälkeen

Ominaisuudet ja edut:

- Portaaton pituussäätö
- Pikalukot helpottamaan sovitusta
- Materiaalit alumiinia, muovia, foamia ja nylonia
- Fleksiosäätö -10° - 120°, 10° porrastuksella
- Ekstensiosäätö -10° - 30°, 10° porrastuksella
- Helppokäyttöinen

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Reiden ympärys	Vas/oik
08814	T-Scope	Standard	<77cm	Puolieroton
08815	T-Scope	XL	77-90cm	Puolieroton
00015	Varapehmustesetti			
SPR	Vaihtoremmit ja soljet			
73261	Kevennyssetti			



Rebound PO

Art. B-8381xxx | Össur

Postoperatiivinen polvituki oikeaan ja vasempaan jalkaan valmiiksi muotoiltuna

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivinen hoito seuraavien vammojen yhteydessä
 - Polven nivelsidevammat
 - Meniskivammat
 - Patellajänteen vammat
 - Osteokondroosi
- Sääriluun yläpinnan murtumat
- Kondyylimurtumat
- Nivelsidevammojen konservatiivinen hoito
- Sääriluun osteotomia

Ominaisuudet ja edut:

- Säädöt mahdollista tehdä ilman työkaluja
- Saatavilla myös puolierottomana mallina
- Teleskooppikiskojen pituus säädettävissä 47-68cm
- Värikoodit ja numerointi helpottavat tuen käyttöä
- Helppo- ja nopeakäyttöiset soljet

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Puoli	Reiden ympärys
B-8381680	Vasen	41-81 cm
B-8381580	Oikea	41-81 cm
B-8381480	Puolieroton	41-81 cm
B-8381082	Vaihtopehmusteet	



Käyttöaiheet:

- Postoperatiivinen hoito seuraavien vammojen yhteydessä
 - Polven nivelsidevammat
 - Meniskivammat
- Patella-murtumien jälkeen
- Kondyylimurtumat
- Nivelsidevammojen konservatiivinen hoito
- Sääriluun osteotomia

X-ROM Post Op

Art. 11-2181-9 | Donjoy

Postoperatiivinen polvituki teleskooppikiskoilla

Ominaisuudet ja edut:

- Erittäin kevyt, mutta tukeva malli
- Kiskojen pituus ja pehmusteiden paikat säädettävissä yksilöllisesti
- Taipuisat kiskot muotoutuvat jalan mallin mukaiseksi ja korjaavat samalla polven virheasentoja
- 10 asteen välein säädettävä ojennuksen ja koukistuksen rajoitus
 - Ekstension säätö -10°-90°
 - Fleksion säätö -10°-120°
- Pikalukituksen avulla tuki mahdollista lukita tiettyyn kulmaan -10°-30°
- Säädöt mahdollista tehdä ilman työkaluja
- Yhden koon tuote, joka sopii sekä oikeaan että vasempaan jalkaan
- Saatavilla varaosina remmisetti sekä pehmustesetti

Koko- ja tilaustiedot:

Universaali koko, sama tuki sopii oikeaan ja vasempaan jalkaan.

Tuotenumero	Puoli	Koko
11-2181-9	Puolieroton	Yksi koko
Varaosat		
25-7531	Pehmustesetti	
25-7530	Remmisetti	



Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään alaraajan pituuden mukaan. Mitta otetaan nivusesta nilkkaan. Sama tuote sopii oikeaan ja vasempaan jalkaan.

Go Up T

Art. MG1046 | Orthoservice

Postoperatiivinen polvituki säädettävällä liikerajoituksella

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivinen hoito seuraavien vammojen yhteydessä
 - Polven nivelsidevammat
 - Sääriluun anteriorisen apofyyisin transpositio
 - Femurin alaosan murtumat
 - Tibian yläosan murtumat
 - Patellamurtumat
- Nivelsidevammojen konservatiivinen hoito
- Sääriluun osteotomia

Ominaisuudet ja edut:

- Helpposäätöinen kisko ja nivel liikerajoittimilla
 - Fleksio 0°-120° 10° välein
 - Ekstensio -10°-60° 10° välein
 - Nivel mahdollista lukita 0°-60° asentoon 10° välein
- Vaihdeettavat kondyylipehmusteet
- Tuotetta mahdollista lyhentää
- Pehmusteiden yksilöllinen säätö mahdollista

Tuotenumero	Koko	Alaraajan pituus
MG1046R	Regular	<81cm
MG1046L	Long	>81cm
Varaosat		
MG1043IM	Pehmustesetti	
MG1043CI	Remmisetti	



Genufit 50A

Art. M.G1150A | Orthoservice

50cm pitkä, miellyttävästä AirX –materiaalista valmistettu polvituki fleksio-ekstensio säädöillä

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivinen hoito
 - Ligamenttivammat
 - Femurin distaalisen 1/3 osan murtumat
 - Tibian proksimaalisen kolmanneksen murtumat
 - Patellan murtumat
 - Polven ekstensorijänteiden vammat
- Sivusiteiden 1. ja 2. tason repeämien toiminnallinen hoito
- Krooninen medio-lateraalinen instabiliteetti
- Artriittinen instabiliteetti, jota ei voida hoitaa leikkauksella

Ominaisuudet ja edut:

- Hengittävää AirX –materiaalia
- Edestä avattava tarranauhakiinnitys, kiristysremmeissä pikalukitus
- Alumiinista valmistetut polysentriset saranakiskot molemmilla sivuilla, joissa ekstension ja fleksion säätömahdollisuus
 - Ekstensio 0°, 10°, 20°, 30° tai 40°
 - Fleksio 45°, 60°, 75°, 90°
 - Immobilointi: 0°, 10°, 20°, 30°

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään reiden ympärysmittan mukaan. Mitta otetaan 15cm polven keskikohdan yläpuolelta.

Tuotenro	Koko	Reiden ympäryys	Tuen pituus
M.G1150A	XS	33-39cm	50cm
M.G1150A	S	39-45cm	50cm
M.G1150A	M	45-52cm	50cm
M.G1150A	L	52-58cm	50cm
M.G1150A	XL	58-66cm	50cm
M.G1150A	XXL	66-75cm	50cm

Kaulatuett

Olka- ja kyynärtauet

Ranne- ja käsituet

Selkätuett

Lonkatuett

Polvituet

Nilikka- ja jalkatuett

Lastentuett



GenuFIT 30A

Art. MG1130A | Orthoservice

Postoperatiivinen polvituki säädettävällä liikerajoituksella

Käyttöaiheet:

- Tason I ja II sivusidevammojen konservatiivinen hoito
- Uusien sivusidevammojen ehkäisy urheilussa
- Polven krooninen instabiliteetti
- Patellofemoraalinen artroosi
- Kulumasta johtuva instabiliteetti

Ominaisuudet ja edut:

- Anatominen muotoilu ja ohut rakenne lisäävät käyttömukavuutta
- Hengittävä AirX -materiaali
- Polvitaiteen alueella pehmeä Soft-X -materiaali
- Helppo kiinnittää ja kiristää sopivaksi
- Helposäätöinen nivel liikerajoittimilla
 - Nivel mahdollista lukita 0°, 15°, 30°, 60° tai 90° asentoon
- Tuen pituus 41 cm

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään reiden ympärysmittan mukaan. Mitta otetaan 15 cm polvilumpion keskikohdan yläpuolelta.

Tuotenro	Koko	Reiden ympäryys
MG1130A	XS	33-39cm
MG1130A	S	39-45cm
MG1130A	M	45-52cm
MG1130A	L	52-58cm
MG1130A	XL	58-66cm
MG1130A	XXL	66-75cm



Immok

Art. M810x | Orthoservice

Immobilisoiva polvituki 0° tai 20° kulmaan

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivinen tai -traumaattinen polven immobilisointi 0° tai 20° kulmaan

Ominaisuudet ja edut:

- Kaksinkertainen pehmeä materiaali
- Sisäpuolella frotee
- Mediaalinen, lateraalinen ja polven takana olevat kiskot voidaan muotoilla yksilöllisesti
- Muokattavat mediaali- ja lateraalipaneelit
- Avoin patellan kohta
- Pestävä malli

Koko- ja tilaustiedot: Tukea on saatavilla neljää eri pituutta ja kahdella eri kulmalla. Sama tuki sopii oikeaan ja vasempaan jalkaan.

Tuotenro	Polvikulma	Tuen pituus
M8104	0°	40 cm
M8105	0°	50 cm
M8106	0°	60 cm
M8107	0°	70 cm
M8104F	20°	40 cm
M8105F	20°	50 cm
M8106F	20°	60 cm
M8107F	20°	70 cm



Unloader One X

Art. UOX0xx871x | Össur

Huippulaadukas polviortoosi toispuoleiseen kulumaan

Käyttöaiheet:

- Kohtalainen tai vaikea polven toispuoleinen nivelrikko
- Degeneratiiviset nivelkierukan repeämät
- Muut polven tilat, joihin voi auttaa toispuoleinen kuormituksen kevennys

Ominaisuudet ja edut:

- 3 pisteen kuormituksen kevennysjärjestelmä luo polviniveleen toispuoleisen kuormituksen kevennyksen
- Keventää kuormitusta vain tarvittaessa, erityisesti polven ojennuksen aikana
 - Ei aiheuta painetta polven sivulle esim. istumisen aikana
- Ohut ja kevyt runko tekee käytöstä miellyttävän
- Ihoa hirtämättömät pehmusteet ja rungon sileä sisäpinta vähentävän painepisteiden todennäköisyyttä
- Pohjehihna sijaitsee pohkeen paksuimmassa kohdassa pitäen tuen hyvin paikallaan
- SmartDosing -säätönappien avulla hihnojen kireyttä ja tuen määrää on helppo säätää
- Värikoodit ja Quick-Fit -soljet helpottavat käyttöä
- Nivelen kohdistusmerkki helpottaa tuen asianmukaista aseointia
- Säädetävissä ilman työkaluja
- Koko tuen voi pestä pesukoneessa

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään pohkeen ympärysmittaan mukaan. Mitta otetaan 15 cm polvilumpion keskikohdan alapuolelta. Erikseen oikean ja vasemman jalan sekä mediaalisen ja lateraalisen kevennyksen tuet.

Unloader One X		Mediaalinen kevennys		Lateraalinen kevennys	
Koko	Pohje	Vasen	Oikea	Vasen	Oikea
XS	25-31 cm	UOX0618711	UOX0518711	UOX0628711	UOX0528711
S	31-36 cm	UOX0618712	UOX0518712	UOX0628712	UOX0528712
M	36-43 cm	UOX0618713	UOX0518713	UOX0628713	UOX0528713
L	43-51 cm	UOX0618714	UOX0518714	UOX0628714	UOX0528714
XL	51-62 cm	UOX0618715	UOX0518715	UOX0628715	UOX0528715

Genudyn OA

Art. 07788 / 07789 | Sporlastic

Polvituki toispuoleiseen polvikulumaan

Käyttöaiheet:

- Kohtalainen toispuoleinen polvikuluma
- Varus/valgus -virheasento
- Kivun ja paineen vähentäminen polven toiselta nivelpinnalta

Ominaisuudet ja edut:

- Molemmipuoliset kiskot antavat vahvemman tuen
- Dynaaminen paineen keventäminen kuluneelta nivelpinnalta
 - Kevennys aktivoituu polven suoristuessa ja vähenee polven koukistuessa, esim. istuessa tai kävelyn heilahdusvaiheessa
- Helppo säätää yksilöllisesti sopivaksi paineen säätimellä
- Nivelen liikerajaa mahdollista rajoittaa
 - Ekstensio 0°, 20°, 30° ja 40°
 - Fleksio 45°, 60°, 75° ja 90°
- Tuen runkoa voidaan muotoilla yksilöllisten tarpeiden mukaisesti

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään reiden ympärysmittaan mukaan. Mitta otetaan 15 cm polvilumpion keskikohdan yläpuolelta. Eriksien oikea ja vasen jalka sekä mediaalinen ja lateraalinen kevennys.

Genudyn OA		Mediaalinen kevennys		Lateraalinen kevennys	
Koko	Pohje	Vasen	Oikea	Vasen	Oikea
XS	32-38 cm	07788-1-9000-XS	07788-2-9000-XS	07789-1-9000-XS	07789-2-9000-XS
S	38-44 cm	07788-1-9000-S	07788-2-9000-S	07789-1-9000-S	07789-2-9000-S
M	44-50 cm	07788-1-9000-M	07788-2-9000-M	07789-1-9000-M	07789-2-9000-M
L	50-56 cm	07788-1-9000-L	07788-2-9000-L	07789-1-9000-L	07789-2-9000-L
XL	56-63 cm	07788-1-9000-XL	07788-2-9000-XL	07789-1-9000-XL	07789-2-9000-XL
XXL	63-70 cm	07788-1-9000-XXL	07788-2-9000-XXL	07789-1-9000-XXL	07789-2-9000-XXL



Ortho-A

M.91014 | Orthoservice

Uusi Innovatiivinen ja kevyt polvituki toispuoleiseen polvikulumaan

Käyttöaiheet:

- Lievä tai kohtalainen toispuoleinen polvinivelartroosi
- Postoperatiivinen hoito vammoissa, jotka vaativat toispuoleista kuormituksen kevennystä:
 - nivelruston vammat
 - menisci-vammat

Ominaisuudet ja edut:

- Runko on kevyt, joustava ja kestävä
- Toispuoleinen nivelkisko
- Nivelessä olevan säädön avulla nivelen asento ja kevennysvoima on helposti säädettävissä
- Pikakiinnittimien avulla tuki on helppo ja nopea pukea ja riisua
- Tuessa on irroitettavat ja pestävissä olevat pehmusteet
- Ekstensio ja fleksio-rajoitteet säädettävissä
- Väri harmaa

Koko- ja tilaustiedot:

Vain yksi kokoluokka.
Vasen ja oikea puoli erikseen.

Tuotenumero	Koko	Puoli
M.91014	Yksi koko	vas/oik



KOA

Art. M20014 | Orthoservice

Polvituki toispuoleiseen polvikulumaan

Käyttöaiheet:

- Kohtalainen toispuoleinen polvikuluma
- Rusto- tai kierukkaoperaatioiden jälkeinen käyttö

Ominaisuudet ja edut:

- Patentoitu remmijärjestelmä
 - Tehokas toispuoleinen kuormituksen vähentäminen kolmipistejärjestelmän avulla
 - Kevennys toimii tarvittaessa: paine laskee istuessa ja kasvaa jalan suoristuessa kävelyn aikana
 - Helposti säädettävä kiristysjärjestelmä
 - Helpposäätöinen tuki
- Joustava kangas
 - Puuvillainen sisäpinta lisää käyttömukavuutta
 - Polyesterinen ulkopinta lisää tuen kestävyyttä
- Toispuoleisessa alumiinikiskossa nivel, jonka liikettä voidaan rajoittaa
 - Ekstensio 0°-40°, 10° välein
 - Fleksio 45°-90°, 15° välein
- Kevyet ja pehmeät remmit sekä nopeat solkikiinnitykset
- Soljissa pienet vetoremmet kiinnittämisen helpottamiseksi. Magneetit pitävät vetoremmet paikallaan
- Laadukas kondyylipehmuste vähentää remmien aiheuttamaa painetta
- Pohje- ja reisiremmien elastisuus ja siirrettävät pehmusteet lisäävät käyttömukavuutta
- Tuen pituus: 40 cm

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään polven keskikohdan ympärysmittaan mukaan. Erikseen vasen ja oikea puoli.

Oikean puolen tuki: oikean puolen mediaalinen kuluma tai vasemman polven lateraalinen kuluma

Vasemman puolen tuki: vasemman polven mediaalinen kuluma tai oikean polven lateraalinen kuluma

Tuote	Koko	Puoli	Reiden ympäryys
M20014	XS	Oikea	30-33 cm
M20014	S	Oikea	33-36 cm
M20014	M	Oikea	36-39 cm
M20014	L	Oikea	39-43 cm
M20014	XL	Oikea	43-48 cm
M20014	XXL	Oikea	48-54 cm
M20014	XS	Vasen	30-33 cm
M20014	S	Vasen	33-36 cm
M20014	M	Vasen	36-39 cm
M20014	L	Vasen	39-43 cm
M20014	XL	Vasen	43-48 cm
M20014	XXL	Vasen	48-54 cm



OA Reaction Web

82-7426 / 82-7427 | Donjoy

Polvituki lievän tai keskivaikean toispuoleisen nivelrikon hoitoon

Käyttöaiheet:

- Lievä tai keskivaikea toispuoleinen kuluma

Ominaisuudet ja edut:

- Alumiininivelessä säädettävä varus/valgus kuormitus (6 asteen säätömahdollisuus)
- Ohuena ja joustavana miellyttävä käyttää vaatteiden alla
- Patentoitu silikonirakenne stabiloi ja keventää polvilumpiota
- Sama tuki sopii oikeaan ja vasempaan jalkaan
 - Oikean jalan mediaalikevennys ja vasemman jalan lateraalikevennys voidaan hoitaa samalla tuella

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään reiden ja pohkeen ympärysmittojen mukaan.

Reisimitta otetaan 15 cm polvilumpion keskikohdan yläpuolelta ja pohjemitta pohkeen paksuimmasta kohdasta.

Kaksi eri mallia riippuen jalasta ja kevennystä vaativasta nivelpinnasta

Vasen mediaalikevennys / Oikea lateraalikevennys			
Tuote	Koko	Pohkeen ympäryys	Reiden ympäryys
82-7427-1	XS	< 34 cm	33-39 cm
82-7427-2	S	35-36 cm	39-47 cm
82-7427-3	M	37-38 cm	47-53 cm
82-7427-4	L	39-41 cm	53-60 cm
82-7427-5	XL	42-44 cm	60-67 cm
82-7427-6	XXL	45-46 cm	67-75 cm
82-7427-7	XXXL	> 46 cm	75-81 cm

Oikea mediaalikevennys / Vasen lateraalikevennys			
Tuote	Koko	Pohkeen ympäryys	Reiden ympäryys
82-7426-1	XS	< 34 cm	33-39 cm
82-7426-2	S	35-36 cm	39-47 cm
82-7426-3	M	37-38 cm	47-53 cm
82-7426-4	L	39-41 cm	53-60 cm
82-7426-5	XL	42-44 cm	60-67 cm
82-7426-6	XXL	45-46 cm	67-75 cm
82-7426-7	XXXL	> 46 cm	75-81 cm



Defiance III® / Defiance®

Art. 11-744x | Donjoy

Yksilöllisesti valmistettu 4-piste polviligamenttiortoosi

Käyttöaiheet:

- ACL-, PCL-, MCL- ja LCL-instabiliteetti
- Kontaktiurheiluun vamman jälkeiseen tuentaan tai uuden vamman ennaltaehkäisyyn
- Keveytensä ansiosta se soveltuu kuitenkin erinomaisesti myös arkisiin aktiviteetteihin

Ominaisuudet ja edut:

- Defiance-tuet ovat erittäin kevyitä ja vahvoja hiilikuituisia tukia, jotka valmistetaan yksilöllisten mittojen mukaan
- Mitta otetaan CCMI Mark III -mitanottolaitteen tai kipsivalun mukaan
- Defiance III:n erottaa Defiance®-ortoosista sen anatomisesti muotoillusta reiden sisäsivun kiskosta. Tämä lisää käyttömukavuutta ja helpottaa ortoosien bilateraalista käyttöä
- Tuen saa dynaamisella FourcePoint -nivelellä, perinteisemmällä Standard -nivelellä, lukittavalla Drop-lock nivelellä tai OA-nivelellä
- FourcePoint -nivelessä on dynaaminen polysentrinen nivel, joka vaimentaa asteittain lisääntyvästi ekstensioiskua viimeisen 25° polven ojennuksen aikana. Samalla se työntää tibiaa taaksepäin suojaten ja q korvaten ACL-ligamentin tehtävää
- Standard-nivelessä on polysentrinen nivel, joka seuraa polven normaalia liikettä. Niveltä käytetään ACL-PCL yhdistelmävammoissa ja MCL- tai LCL-instabiliteetissa
- Drop-lock nivel on tehty quadriceps-heikkouteen esim. seisomisen helpottamiseen postpoliosydroomassa
- OA-nivelellä pystytään keventämään painetta toispuoleisessa polvikulumassa
- Omat ACL-, PCL- ja CI (Combined Injury) -hihnarakenteet
- Saatavana lyhyellä pohjekiskolla, jolloin voidaan käyttää myös laskettelukenkiä tai motocross-saapasta
- Saatavana nahkavuorilla ja -pehmusteilla
- Kääntyvät D-renkaat, jotka seuraavat jalan liikkeitä
- Useita väri- ja grafiikkavaihtoehtoja
- Fleksiorajoitin: 45°, 60°, 75° ja 90°
- Ekstensorajoitin: 0°, 10°, 20°, 30° ja 40° (asennettuna 10°)

Koko- ja tilaustiedot:

Koko	Reisi	Pohje
Minimi	31,8 cm	26 cm
Maksimi	97 cm	66,5 cm

Kaulatuet

Olk- ja kynnärtuet

Ranne- ja käsituet

Selkätuet

Lonkkatuet

Polvituet

Nilkka- ja jalkatuet

Lastentuet

**Tilaustiedot:**

Tuki valmistetaan aina yksilöllisten mittojen mukaan. Erikseen oikea ja vasen puoli.

A22

11-T7622-2 / 11-T7623-2 | DJO

Kevyt, mutta tukeva yksilöllinen polvituki

Käyttöaiheet:

- Polven ligamenttivammat
- Uusien vammojen ennaltaehkäisy urheillessa

Ominaisuudet ja edut:

- Uniikki titaanirunko
 - Ohut ja kevyt, mutta hyvin tukeva
- Fourpoint-nivel suojaa eturistisidettä (ACL)
 - Lyhentää aikaa, jonka polvi on täydessä ekstensiossa
 - Lisää sääriluuhun kohdistuvaa taaksepäin suuntautuvaa painetta, estäen sääriluuta liikkumasta eteenpäin
- Antibakteerinen materiaali neutraloi hajuja ja lisää käyttömukavuutta
- Kondyylipehmustekennot vaimentavat iskuja ja parantavat istuvuutta ja vakautta
- Vaihdeettavat hihnat
- Soveltuu erityisen hyvin urheiluun



Axiom-D Elite

Art. PK52**0* | Breg

Axiom-D Elite on uudenaikainen dynaaminen polvituki etu- ja takaristiside vammoihin. Siinä on uniikki ja patentoitu toimintamekanismi. Säären yläosan remmiin on rakennettu liikkuva jousimekanismi, joka antaa sääreen kohdistuvan dynaamisen voiman polvikulman ja vamman mukaan. Voima välittyy etureiden ja takareiden lihastyöstä jousimekanismiin, joka antaa sääreen eteen tai taakse työntävän voiman vammaan sopien. Tuessa on alumiinirunko, joka on erittäin istuva ja ihonmyönteinen. Se on myös helposti muotoiltavissa. Tuki on saatavissa myös yksilöllisillä mitoilla. Lue tarkasti vamman mukainen asennus- ja pukemisohje, jotta tuki antaa halutun tuen.

Käyttöaiheet:

- Eturistisidevamma (ACL)
- Takaristisidevamma (PCL)
- Yhdistelmävamma ACL/CL
- Yhdistelmävamma PCL/CL

Ominaisuudet ja edut:

- Ideaalinen ACL ja PCL vammoihin
- Antaa dynaamisen työntövoiman sääreen
- Vastustaa säären siirtymää (translaatio)
- Tukeva alumiinirunko
- Tarrakiinnitys jossa pikaklipsit
- Vaihdettaavat remmit ja pehmusteet

Tärkeää sovittaessa / pukiessa:

- ACL vamma: Kiristä sääriremmi polvi 90° fleksiossa
- PCL vamma: Kiristä sääriremmi polvi 0° fleksiossa
- ACL ja PCL yhdistelmävamma: Kiristä sääriremmi 45° fleksiossa

Koko- ja tilaustiedot:

Reisimitta on ympärysmitta 15cm polven keskikohdan yläpuolelta. Pohjemitta on ympärysmitta 15cm polven keskikohdan alapuolelta.

Tuotenro Vas.	Tuotenro Oik.	Koko	Reisimitta (A)	Pohjemitta (B)	Pohjemitta (B) Athletic**
PK52*101	PK52*201	XS	34-41cm	32-36cm	28-32cm
PK52*103	PK52*203	S	41-48cm	36-39cm	32-36cm
PK52*105	PK52*205	M	48-55cm	39-43cm	36-39cm
PK52*107	PK52*207	L	55-62cm	43-47cm	39-43cm
PK52*109	PK52*209	XL	62-69cm	47-51cm	43-47cm
PK52*111	PK52*211	XXL	69-75cm	51-53cm	47-51cm
PK52*113	PK52*213	XXXL	75-89cm	55-58cm	51-53cm

* = Täytä tuotenumeron * oikealla mallilla: 3=Athletic ja 8=Standardi

Kaulatuet

Olk- ja kyynärtuet

Ranne- ja käsituet

Selkätuet

Lonkkatuet

Polvituet

Niikka- ja jalkatuet

Lastentuet



Rebound PCL

Art. B-124501xx | Össur

Rebound PCL on dynaaminen polven takaristisiteen tuki

Käyttöaiheet:

- Takaristisiteen (PCL) vammojen hoito, mukaan lukien rekonstruktio tai toiminnallinen ei-kirurginen hoito
- Kohdistaa fysiologisesti oikean dynaamisen voiman takaristisiteeseen kuntoutumisen aikana

Ominaisuudet ja edut:

- DTS-järjestelmä (Dynamic Tension System) lisää sääriluuhun kohdistuvaa kuormitusta polven fleksion aikana, joka saa aikaan anteriorisen vetävän voiman, joka tarvitaan paranevan takaristisiteen kuormituksen vähentämiseksi ja paranemisen mahdollistamiseksi
- Kolme vaihtoehtoa, joilla säädetään vakioitua, biokemiallisesti oikeaa tibian posteriorista kuormitusta säätönappien avulla
- Tibian posteriorisen kuormituksen uudelleen säätäminen on mahdollista esim. turvotuksen yhteydessä
- Kevyt ortoosi, jonka silikoninen Sensil®-pohjepehmuste ja säämiskäinen reisipehmuste pitävät ortoosin paikoillaan ja takaavat käyttömukavuuden
- Mittojen mukaan valmistettu takaosan runko istuu paikallaan ja tukee parhaalla mahdollisella tavalla
- Avoin etuosa helpottaa paikoilleen asettamista ja poistamista

Koko- ja tilaustiedot: Koon määrittämisessä tarvittavat seuraavat mitat: M/L mitta* on polvinivelen leveysmitta. Pohjemitta** on ympärysmitta 15cm polven keskikohdan alapuolelta. Reisimitta*** on ympärysmitta 15cm polven keskikohdan yläpuolelta.

Koko	M/L mitta*	Pohje**	Reisi***	Vasen	Oikea
S	8,9 - 10,2 cm	29 - 34,5 cm	42 - 45 cm	B-124501161	B-124501158
M	10,2 - 11,4 cm	34,5 - 38 cm	45 - 51 cm	B-124501162	B-124501159
L	11,4 - 12,7 cm	38 - 42 cm	51 - 58,5 cm	B-124501163	B-124501160

Tuki on tilattavissa myös yksilöllisillä mitoilla.



Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään reiden ympärysmittalla, 15cm polven keskikohdan yläpuolelta

M.4s PCL Dynamic

Art. G.081.x01 | Medi

Polvituki takaristisiteen (PCL) optimaaliseen tuentaan vamman tai leikkauksen jälkeen

Käyttöaiheet:

- Konservatiivinen hoito takaristisidevamman (PCL) jälkeen
- Leikkauksen jälkeinen hoito takaristisidevamman jälkeen

Ominaisuudet ja edut:

- Tukee säären oikeaan asentoon koko polven liikkeen ajan korvaten takaristisiteen tehtävää
 - Takaristiside saa parantua rauhassa
 - Polven yli liikkuvuus ja sitä kautta kulumariski saadaan poistettua
- Tuen vahva rakenne antaa myös hyvän sivusuuntaisen tuen polvelle
- Ekstensio- ja fleksiosäädöillä (ojennus ja koukistus) polven vaurioituneet rakenteet saadaan suojattua vamman kannalta vahingollisilta nivelkulmilta
- Tuessa on patentoitu physioglide-nivel, joka jäljittelee tarkasti polvinivelen oikeaa pyörivän ja liukuvan liikkeen yhdistelmää
- Ekstensorajoitukset (ojennus): 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- Fleksiorajoitukset (koukistus): 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Immobilointi (jäykistys): 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- Väri musta

Tuotenumero	Koko	Vas/Oik	Reiden ympäry
G.081.x01	XS	Vas/Oik	31-37cm
G.081.x02	S	Vas/Oik	37-45cm
G.081.x03	M	Vas/Oik	45-51cm
G.081.x04	L	Vas/Oik	51-57cm
G.081.x05	XL	Vas/Oik	57-63cm
G.081.x06	XXL	Vas/Oik	63-69cm

Tuotenumeron x määrittää puolen: x = 2 = vasen ja x = 3 = oikea.

Kaulatuett

Olkaja kynnärtuett

Ranne- ja käsituett

Selkätuett

Lonkkatuett

Polvituet

Nilikka- ja jalkatuett

Lastentuett



Pluspoint 4

Art. M33040 | Orthoservice

Kovaraaminen eturisti- ja sivusidetuki

Käyttöaiheet:

- Polven eturistiside- (ACL) ja sivusiderepeämien (MCL, LCL) konservatiivinen hoito ja kuntoutus
- Polven instabiliteetti
- Kompleksisesta traumasta tai kulumamuutoksista johtuva instabiliteetti
- Pre- ja postoperatiivinen kuntoutus edellä mainittuihin vammoihin
- Nivelsiteiden suojaus urheillessa

Ominaisuudet ja edut:

- Uusittu, anatominen muotoilu
- Innovatiivinen kevyt, mutta tukeva raami, joka istuu jalkaa erinomaisesti
- Kiinnitysremmeissä jalan mukaisesti liikkuvat kiinnityslenkit parantavat remmien istuvuutta
- Kaksiosainen tarrakiinnitys
- Remmien pehmusteet parantavat käyttömukavuutta
- Uudistettuun niveleen on helppo asentaa rajoituspalat ilman työkuluja
 - Ekstensorajoitukset: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
 - Fleksiorajoitukset: 45°, 60°, 75°, 90°
 - Immobilisaatio: 0°, 10°, 20°, 30°
- Mediaalikondyylipehmuste anatomisesti muotoiltu istuvuuden varmistamiseksi
- Kahdet eri paksuiset vaihtokondyylipehmusteet optimaalisen tukevuden saamiseksi (esim. turvotuksesta johtuvat muutokset)
- Neppikiinnityksellä vaihdettavissa olevat pehmusteet, ihoystävällinen pitävä pinnoite

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään reiden ympärysmittan perusteella. Mitta otetaan 15 cm polvilumpion keskikohdan yläpuolelta. Erikseen oikea ja vasen jalka.

Tuotenumero	Koko	Puoli	Reiden ympäryys
M33040	S	Oikea	39-47 cm
M33040	M	Oikea	47-53 cm
M33040	L	Oikea	53-60 cm
M33040	XL	Oikea	60-67 cm
M33040	XXL	Oikea	67-75 cm
M33040	S	Vasen	39-47 cm
M33040	M	Vasen	47-53 cm
M33040	L	Vasen	53-60 cm
M33040	XL	Vasen	60-67 cm
M33040	XXL	Vasen	67-75 cm



ARX Liga X Wrap

Art. ARX314 | Mediroyal

Yliojennusta estävä polvituki

Käyttöaiheet:

- Lievä tai kohtalainen sivusidevamma
- Lievät ACL-vammat
- Polven yliojennus
- Hemi-potilaan polven tuenta
- Lievä polvikuluma

Ominaisuudet ja edut:

- Alumiiniset sivukiskot antavat hyvän sivutuen
- Edestä avattava malli
- Takaristikko ehkäisee yliojennusta
- Tuki on helppo pukea ja säätää sopivaksi
- Hengittävän AirX -materiaalin ansiosta tukea voi käyttää pitkään
- Sivukiskot voidaan helposti muotoilla jalan anatomian mukaisesti
- Kiskojen nivelet ovat pehmustettu käyttömukavuuden lisäämiseksi



Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään polven ympärysmittaan mukaan. Sama tuki sopii oikeaan ja vasempaan jalkaan.

Tuotenumero	Koko	Polven ympäryys
ARX314	XS	29-32 cm
ARX314	S	32-35 cm
ARX314	M	35-38 cm
ARX314	L	38-42 cm
ARX314	XL	42-46 cm
ARX314	XXL	46-50 cm
ARX314	XXXL	50-54 cm



Genufit 15A / 15

Art. M.G1115A / M.G1115 | Orthoservice

Miellyttävästä AirX –materiaalista valmistettu sivukiskollinen polvituki

Käyttöaiheet:

- Polven sivusidevammat
- Uusien sivusidevammojen ehkäisy urheillessa
- Lievien polvikulumien kivunhoito
- Lievä krooninen medio-lateraalin instabiliteetti

Ominaisuudet ja edut:

- Hengittävää AirX –materiaalia
- Alumiinista valmistetut polysentriset saranakiskot molemmilla sivuilla
- Edestä avattava - ja umpimainen malli
- Kaksiosainen kiinnitysmekanismi helpottaa pukemista
- Lisäkiristys tarranauhoilla

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään reiden ympärysmittaan mukaan, mitta otetaan 15cm polven keskikohdan yläpuolelta. M.G1115A on edestä avattava malli, M.G1115 umpimainen malli.

Tuotenumero	Koko	Reiden ympäryys	Tuen pituus
M.G1115A / M.G1115	XS	33-39cm	34cm
M.G1115A / M.G1115	S	39-45cm	34cm
M.G1115A / M.G1115	M	45-52cm	34cm
M.G1115A / M.G1115	L	52-58cm	34cm
M.G1115A / M.G1115	XL	58-66cm	34cm
M.G1115A / M.G1115	XXL	66-75cm	34cm



Playmaker Xpert

Art. 82-0022-x / 82-0023-x | Donjoy

Uusi sivukiskollinen polvituki Drytex-materiaalista

Käyttöaiheet:

- Lievät tai kohtalaiset polven sivusidevammat
- Lievät polvikulumat
- Krooninen medio-lateraalin instabiliteetti
- Kuntoutuksen tukeminen
- Umpinaista mallia käytetään myös kierukkavammoissa ja polvilumpion tuennassa

Ominaisuudet ja edut:

- Tuessa on kaksoisnivelelliset irroitettavat alumiinikiskot sivuilla
- Kiskot muotoiltavissa potilaan mukaisesti
- Drytex-materiaali on hengittävä ja antaa hyvän puristeen
- Kaksi mallia: umpinainen (82-0022-x) ja edestä avattava malli (82-0023-x)
- Umpinaisessa mallissa polvilumpiota tukeva tukirengas
- Tuen pituus 33cm

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään reiden ja pohkeen ympärysmitoilla. Reisimitta otetaan 15cm polvilumpion keskikohdan yläpuolelta ja pohjemitta pohkeen paksuimmasta kohdasta.

Umpinainen malli: 82-0022-x ja avattava malli 82-0023-x			
Koko tuotenumerossa	Koko	Pohjemitta	Reisimitta
x=1	XS	<34cm	33-39cm
x=2	S	35-36cm	39-47cm
x=3	M	37-38cm	47-53cm
x=4	L	39-41cm	53-60cm
x=5	XL	42-44cm	60-67cm
x=6	XXL	45-46cm	67-75cm
x=7	XXXL	>46cm	75-81cm



Genufit 08

Art. M.G1108 | Orthoservice

Putkimallinen polvituki spiraalijousilla ja patella-tuella

Käyttöaiheet:

- Lievä sivusuuntainen instabiliteetti
- Lievät sivusidevammat
- Vamman jälkeinen kuntoutus ja uuden vamman ennaltaehkäisy
- Lievä patellan instabiliteetti
- Lievä polviartroosi

Ominaisuudet ja edut:

- Hengittävä ja ihoystävällinen AirX-materiaali
- Anatominen muotoilu takaa hyvän istuvuuden
- Kireys säädettävissä tarranauhoilla
- Molemmilla sivuilla spiraalijouset antamassa lisätukea

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään reiden ympärysmittaan, 15cm polven keskikohdan yläpuolelta.

Tuotenro	Koko	Reiden ympäryys	Tuen pituus
M.G1108	XS	33-39cm	34cm
M.G1108	S	39-45cm	34cm
M.G1108	M	45-52cm	34cm
M.G1108	L	52-58cm	34cm
M.G1108	XL	58-66cm	34cm
M.G1108	XXL	66-75cm	34cm



Genufit 08A

Art. MG1108A | Orthoservice

Edestä avattava laadukas polvituki urheilukäyttöön

Käyttöaiheet:

- Polven lievät venähdysvammat
- Lievä polvikuluma
- Lievät kierukkavammat
- Rasituksesta johtuva polvikipu
- Lievät polven etuosan ja polvilumpion ongelmat

Ominaisuudet ja edut:

- Avattava malli mahdollistaa kireyden säädön ja takaa hyvän istuvuuden
- Spiraalinmuotoiset sivutuet, jotka muotoutuvat jalan muotoon ja antavat lisätukea
- Tuki antaa lämpöä ja puristetta parantaen asentotuntoa
- Polvitaipteen kangas on saumaton ja materiaali on joustava ja mukavantuntuinen
- Hengittävä ja ihoystävällinen AirX-kangas

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään reiden ympärysmittaan mukaan. Sama tuki sopii oikeaan ja vasempaan jalkaan.

Tuotenro	Koko	Reiden ympäryys
MG1108A	XS	33-39cm
MG1108A	S	39-45cm
MG1108A	M	45-52cm
MG1108A	L	52-58cm
MG1108A	XL	58-66cm
MG1108A	XXL	66-75cm



Genu-Hit / - +

Art. 07081 / 07083 | Sporlastic

Polvituki silikonirenkaalla

Käyttöaiheet:

- Nivelside- ja kierukkavammojen jälkikuntoutus
- Uusien vammojen ennaltaehkäisy
- Polvilumpion kondromalasia
- Polvilumpion yli liikkuvuus
- Bakerin kysta
- Nivelrikko ja niveltulehdus
- Reuma

Ominaisuudet ja edut:

- Polvituki on muotoon ommeltu antaen polvinivelelle sopivan kompression
- Polvituen sivuilla olevat spiraalituet pitävät tuen ryhdikkäänä
- Kudontatekniikka antaa hierovan vaikutuksen parantaen polven alueen aineenvaihduntaa
- Silikonirengas polvilumpion ympärillä tukee polvilumpiota ja helpottaa siihen kohdistuvan paineen tuntua
- Väri harmaa, saatavana myös mustana ja beigeinä

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään pohkeen ja reiden ympärysmittaan mukaan. Mitat otetaan 14cm polven keskikohdan ala- ja yläpuolelta.

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Pohkeen ympäryys	Reiden ympäryys
07081	Puolieroton	1	<28cm	<38cm
07081	Puolieroton	2	28-31cm	38-41cm
07081	Puolieroton	3	31-34cm	41-44cm
07081	Puolieroton	4	34-37cm	44-47cm
07083	Puolieroton	4+	34-37cm	47-50cm
07081	Puolieroton	5	37-40cm	47-50cm
07083	Puolieroton	5+	37-40cm	50-53cm
07081	Puolieroton	6	40-43cm	50-53cm
07083	Puolieroton	6+	40-43cm	53-56cm
07081	Puolieroton	7	43-46cm	53-56cm
07083	Puolieroton	7+	43-46cm	56-59cm

Lisäksi on saatavilla lasten malli art. 87081. Pohkeen ympäryys 23-26cm ja reiden ympäryys 29-33cm.

Kaulatuet

Olka- ja kyynärtuet

Ranne- ja käsituet

Selkätuet

Lonkkatuet

Polvituet

Nilikka- ja jalkatuet

Lastentuet



Genucare Comfort

Art. 6910 | Orthocare

Kevyt polvituki lievien vammojen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn

Käyttöaiheet:

- Nivel tulehdus
- Polvikuluma
- Posttraumaattinen ja postoperatiivinen kipu akuuttivaiheen jälkeen
- Polven instabiliteetti
- Polven turvotus
- Patellofemoraalinen kipu

Ominaisuudet ja edut:

- Tukee ja stabiloi polviniveltä
- Edistää verenkiertoa ja vähentää turvotusta
- Patellarengas muodostaa hierovan efektin ja tukee niveltä
- Kasvattaa nivelen liikkuvuutta ja vähentää kipua
- Hengittävä ja elastinen materiaali
- Polvitaipteen alueella erityinen, käyttömukavuutta lisäävä neulos
- Joustavat spiraalituot molemmilla sivuilla pitävät tuen ryhdikkäänä
- Laakakudottu materiaali takaa tasaisen paineen ja ehkäisee tuen rullautumista kasaan

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään reiden ja pohkeen ympärysmittojen mukaan. Mitat otetaan 15cm polvilumpion keskikohdan yläpuolelta ja noin 5cm lumpion keskikohdan alapuolelta. Sama tuki sopii oikeaan ja vasempaan jalkaan.

Tuote	Koko	Pohkeen ympäryys	Reiden ympäryys
6910	XS	28-31 cm	41-43 cm
6910	S	31-34 cm	43-46 cm
6910	M	34-37 cm	46-49 cm
6910	L	37-40 cm	49-52 cm
6910	XL	40-43 cm	52-56 cm
6910	XXL	43-46 cm	56-58 cm



Genucare Air-X Open

Art. 6735 | Orthocare

Edestä avattava napakka polvituki

Käyttöaiheet:

- Polven kuluma ja nivelrikko
- Rasituksesta johtuva polvikipu
- Vamman jälkeinen kuntoutusvaihe
- Polven sivusiteiden ja kierukoiden lievät venähdykset
- Uusien polvivammojen ennaltaehkäisy urheillessa
- Koorniset leikkauksen ja vammanjälkeiset tulehdukset ja kiputila
- Ylirasittunut polvi

Ominaisuudet ja edut:

- Helposti puettava, hengittävä ja jämäkkä malli
- Antaa lämpövaikutuksen
- Parantaa asentotuntoa parantaen polven kontrollia
- Laaja tarrapinta mahdollistaa yksilöllisen säädön
- Irrotettavat lisärengas reidessä ja pohkeessa mahdollistavat tuen lisäämisen
- Hengittävä Air-X -materiaali

Tuote	Koko	Pohkeen ympäryys	Polven ympäryys	Reiden ympäryys
6735	S	31-34 cm	30-33 cm	43-46 cm
6735	M	34-37 cm	33-36 cm	46-49 cm
6735	L	37-40 cm	36-39 cm	49-52 cm
6735	XL	40-43 cm	39-42 cm	52-56 cm
6735	XXL	43-46 cm	42-45 cm	56-58 cm



Medi Elastic Knee Support 605

Art. 3.290.10x | Medi

Kevyt elastinen polvituki

Käyttöaiheet:

- Polven kulumasta ja nivelrikosta aiheutuvat kiputilat
- Reuma
- Lievä polven instabiliteetti
- Löysyys
- Polven nivelsiteiden tai jänneiden venähdyksen jälkikuntoutus
- Uusien polvivammojen ennaltaehkäisy

Ominaisuudet ja edut:

- Lievittää kipua ja vähentää turvotusta
- Tasainen kompressio parantaa polven proprioseptiikkaa ja antaa kipeään polveen tukevuutta
- Polvilumpioaukko tukee kevyesti polvilumpiota ja vähentää siihen kohdistuvaa painetta
- Spiraalijouset sivuilla lisäävät hieman tukevuutta ja pitävät tuen ryhdissä

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään reiden ja pohkeen ympärysmitoilla. Reiden mitta otetaan 15cm polven keskikohdan yläpuolelta ja pohkeen mitta 5cm polven keskikohdan alapuolelta.

Tuotenumero	Koko	Pohkeen ympärysmitta	Reiden ympärysmitta
3.290.101	I	25-28cm	37-40 cm
3.290.102	II	28-31 cm	40-43 cm
3.290.103	III	31-34cm	43-46cm
3.290.104	IV	34-37 cm	46-49 cm
3.290.105	V	37-40 cm	49-52cm
3.290.106	VI	40-43 cm	52-55 cm
3.290.107	VII	43-46 cm	55-58 cm

Kaulatuett

Olka- ja kynnärtuett

Ranne- ja käsituett

Selkätuett

Lonkkatuett

Polvituet

Nilkka- ja jalkatuett

Lastentuett



SRX Polvituki lumpioaukolla

Art. SRX851 | Mediroyal

Polvituki liikuntaan ja urheiluun

Käyttöaiheet:

- Polven alueen paikalliset tulehdukset
- Polven yllirasitusvammat
- Turvotus
- Lievä polven epävakaus
- Ajoittainen polvikipu
- Aktiivisen ja liikunnallisen elämän tukeminen

Ominaisuudet ja edut:

- Laadukas SRX-materiaali
 - Elastinen
 - Napakka
 - Kevyt
 - Lämmittävä
- Sisäpinnan Neptune-materiaali pitää ihon kuivana lisäten käyttömukavuutta
- Avoin polvilumpion kohta vähentää lumpioon kohdistuvaa painetta ja antaa kevyttä tukea lumpiolle
- Tuen lämpövaikutus
 - parantaa nivelen verenkiertoa
 - parantaa lihasten reagoitokykyä
 - vähentää tulehdusreaktioita
 - lievittää kipua mahdollistaen liikunnan lisäämisen
- Tuen korkeus 25 cm

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään polven keskikohdan ympärysmittan perusteella. Sama tuki sopii molempiin jalkoihin.

Tuotenro	Koko	Reiden ympäryys
SRX851	XS	29-32 cm
SRX851	S	32-35 cm
SRX851	M	35-38 cm
SRX851	L	38-42 cm
SRX851	XL	42-46 cm
SRX851	XXL	46-50 cm



SRX Multisport

Art. SRX852 | Mediroyal

Polvituki Cross-Fit:iin ja saliharjoitteluun

Käyttöaiheet:

- Polven alueen paikalliset tulehdukset
- Polven yllirasitusvammat
- Turvotus
- Lievä polven epävakaus
- Ajoittainen polvikipu
- Vammojen ennaltaehkäisy

Ominaisuudet ja edut:

- Laadukas SRX-materiaali
 - Elastinen
 - Napakka
 - Kevyt
 - Lämmittävä
- Materiaalin paksuus on edessä 5mm ja takana 3mm, jotta tuki kohdistuu oikein
- Anatominen muotoilu ja leikkaus on suunniteltu saliharjoittelun ja Cross-Fit:n vaatimukset huomioiden
 - Esim. syväkyykyt onnistuvat miellyttävästi
- Sisäpinnan Neptune-materiaali pitää ihon kuivana lisäten käyttömukavuutta
- Tuen lämpövaikutus
 - parantaa nivelen verenkiertoa
 - parantaa lihasten reagoitokykyä
 - vähentää tulehdusreaktioita
 - lievittää kipua mahdollistaen liikunnan lisäämisen
- Tuen korkeus 23 cm

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään polven keskikohdan ympärysmittan perusteella. Sama tuki sopii molempiin jalkoihin.

Tuotenro	Koko	Polven ympäryys
SRX852	XS	29-32 cm
SRX852	S	32-35 cm
SRX852	M	35-38 cm
SRX852	L	38-42 cm
SRX852	XL	42-46 cm
SRX852	XXL	46-50 cm

Kaulatuett

Olka- ja kyynärtauet

Ranne- ja käsituet

Selkätuett

Lonkatuett

Polvituet

Nilkka- ja jalkatuett

Lastentuet



Genucare Easy

Art. 6911 | Orthocare

Sukkamallinen kevyt polvituki

Käyttöaiheet:

- Polven tulehdustilat
- Postoperatiivinen ja -traumaattinen kipu
- Artriitti
- Tendomyopatia
- Polvikuluma
- Polven epävakaus

Ominaisuudet ja edut:

- Hengittävä materiaali tarjoaa kompressiota ja antaa hierovan efektin polven alueelle
- Tehostaa verenkiertoa
- Lisää proprioseptiikkaa
- Erittäin mukavan tuntuinen
 - Polvitaiteen erityinen materiaali lisää käyttömukavuutta
- Elastinen materiaali

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään reiden ja pohkeen ympärysmittan perusteella. Mitat otetaan 15 cm polvilumpion keskikohdan yläpuolelta ja noin 5 cm alapuolelta. Sama tuki sopii oikeaan ja vasempaan jalkaan.

Tuote	Koko	Pohkeen ympäryys	Reiden ympäryys
6911	XS	28-31 cm	41-43 cm
6911	S	31-34 cm	43-46 cm
6911	M	34-37 cm	46-49 cm
6911	L	37-40 cm	49-52 cm
6911	XL	40-43 cm	52-56 cm
6911	XXL	43-46 cm	56-58 cm



eLux Patella

Art. E6711xx | Embreis

Sukkamallinen patellatuki lumpion sijoiltaanmenoon. Myös lasten koot. Saatavana myös kietaistavana mallina (art. E6721xx) ja yksilöllisillä mitoilla!

Käyttöaiheet:

- Polvilumpion sijoiltaanmeno
- Patellofemoraalinen kipu
- Polvilumpion postoperatiivinen hoito

Ominaisuudet ja edut:

- Stabiloi patellaa
- J-mallinen mansetti tukee lumpiota
- Kiristysnauhat mahdollistavat säädön
- Helppokäyttöinen ja mukavan tuntuinen
- Materiaali neopreenin ja lycran yhdistelmä

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään reiden ja pohkeen ympärysmittan perusteella. Mitat otetaan 15 cm polvilumpion keskikohdan ylä- ja alapuolelta. Erikseen oikea ja vasen puoli.

Huom! Tuen pituus XXS ja XS kokoluokissa 24cm (lapsille) ja isommissa kokoluokissa 29cm.

Tuotenumero	Puoli	Koko	Pohkeen ympäryys	Reiden ympäryys
E671121	Oikea	XXS	26-29 cm	32-35 cm
E671122	Oikea	XS	28-32 cm	34-39 cm
E671123	Oikea	S	31-34 cm	38-42 cm
E671125	Oikea	M	33-37 cm	41-45 cm
E671127	Oikea	L	36-40 cm	44-49 cm
E671128	Oikea	XL	39-44 cm	48-53 cm
E671129	Oikea	XXL	43-48 cm	52-58 cm
E671129-1	Oikea	XXXL	46-51 cm	57-63 cm
E671111	Vasen	XXS	26-29 cm	32-35 cm
E671112	Vasen	XS	28-32 cm	34-39 cm
E671113	Vasen	S	31-34 cm	38-42 cm
E671115	Vasen	M	33-37 cm	41-45 cm
E671117	Vasen	L	36-40 cm	44-49 cm
E671118	Vasen	XL	39-44 cm	48-53 cm
E671119	Vasen	XXL	43-48 cm	52-58 cm
E671119-1	Vasen	XXXL	46-51 cm	57-63 cm

Patellatuet



Lateral J

Donjoy

Polvilumpiotuki J-mallisella tukipelotilla

Käyttöaiheet:

- Polvilumpion sijoiltaanmeno ja löysyys
- Polvilumpion lateralisaatio

Ominaisuudet ja edut:

- Polvituen J-mallinen tukipelotti ja Y-lisäremmit auttavat lumpion paikallaan pysymistä ja estävät kipua
- Hengittävä Drytex tekee tuesta miellyttävän käyttää, saatavana myös neopreenisenä. Sopii erityisesti urheilukäyttöön (kontaktilajit, pelit, juoksu, extremelajit)

Koko- ja tilaustiedot:

Vasen ja oikea erikseen. Koko määritetään reiden ympärysmittan mukaan. Mitta otetaan 15cm polven keskikohdan yläpuolelta. (Lateral "J" saatavana myös sivukiskollisena tukevana versiona art.11-077x-x)

Tuotenumero vasen	Tuotenumero oikea	Reisimitta	Koko
81-06602	81-06592	33-39cm	XS
81-06603	81-06593	39-47cm	S
81-06604	81-06594	47-53cm	M
81-06605	81-06595	53-60cm	L
81-06606	81-06596	60-67cm	XL
81-06607	81-06597	67-75cm	XXL
Tuotenumero		Kuvaus	
11-0320-x-06060		Lateral "J", neopreeni, oikea	
11-0322-x-06060		Lateral "J", neopreeni, vasen	



NRX Patella Lux

Art. NRX430 | Mediroyal

Polvituki lumpion sijoiltaanmenoon

Käyttöaiheet:

- Patellan subluksaatio tai luksaatio
- Patellofemoraalinen kipu
- Patellan linjausongelmista johtuva polven etuosan kipu

Ominaisuudet ja edut:

- Kevyt rakenne
- Mahtuu kapeampienkin housujen alle
- Sama tuki sopii molempiin jalkoihin
- Paineen säätö mahdollista remmien avulla
- Liukumaton sisäpinta auttaa tuen paikallaan pysymistä
- Remmit tarttuvat mihin kohtaan tukea tahansa
- Hengittävä materiaali

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään polven keskikohdan ympärysmittan perusteella. Sama tuki sopii molempiin jalkoihin.

Tuote	Koko	Polven ympäryys
NRX430	XS	29-32 cm
NRX430	S	32-35 cm
NRX430	M	35-38 cm
NRX430	L	38-42 cm
NRX430	XL	42-46 cm
NRX430	XXL	46-50 cm



Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään polven keskikohdan ympärysmittan perusteella. Sama tuki sopii molempiin jalkoihin.

NRX Patella Tendon Long

Art. NRX421 | Mediroyal

Lumpiotuki polven etuosan kiputiloihin

Käyttöaiheet:

- Osgood-Schlatterin tauti
- Hyppääjän polvi
- Kondromalasia
- Patellajänteen ongelmat

Ominaisuudet ja edut:

- Spiraalitet molemmilla sivuilla pitää tuen ryhdikkäänä
- Tiukkuutta voi säätää reiden ja pohkeen kohdalta tarroilla
- Patellajänteen kohdalla tukimansetti, joka kohdistaa kompression oikeaan kohtaan
- Mansetilla voidaan myös nostaa lumpiota ja keventää jänteen rasitusta
- Käyttömukavuutta lisää hengittävä Neptune-materiaali
- Materiaali tarjoaa lämpövaikutuksen tuomat hyödyt

Tuote	Koko	Polven ympäryys
NRX421	XS	29-32 cm
NRX421	S	32-35 cm
NRX421	M	35-38 cm
NRX421	L	38-42 cm
NRX421	XL	42-46 cm
NRX421	XXL	46-50 cm
NRX421	XXXL	50-54 cm

Kaulatuet

Olka- ja kyynärtuet

Ranne- ja käsituet

Selkätu

Lonkkatuet

Polvituet

Nilkka- ja jalkatuet

Lastentuet



Boa Patella Lux

Art. MBA150 | Mediroyal

Matala patellatuki BOA-kiristimellä

Käyttöaiheet:

- Patellan luksaatiot ja subluksaatiot
- Polven etuosan kipu

Ominaisuudet ja edut:

- Boa-kiristimellä on helppo säätää tuen määrä sopivaksi
- Tukea voidaan käyttää sekä mediaalisesti että lateraalisesti
- Sama tuki sopii molempiin jalkoihin
- Tuen mansetti tukee patellaa hyvin
- NRX- ja Neptune-materiaalien yhdistelmä takaa hengittävyyden ja käyttömukavuuden

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään polven ympärysmittan perusteella. Sama tuki sopii molempiin jalkoihin.

Tuote	Koko	Polven ympäryys
MBA150	XS	29-32 cm
MBA150	S	32-35 cm
MBA150	M	35-38 cm
MBA150	L	38-42 cm
MBA150	XL	42-46 cm
MBA150	XXL	46-50 cm



Kasseler Patellar Tendon Bandage

Art. 07229 | Sporlastic

Polvilumpion proprioseptiikkaa parantava tukiremmi

Käyttöaiheet:

- Konservatiivinen / postoperatiivinen kuntoutus
- Polven etuosan kipu: Q-ceps jänteen tulehdukset, kondromalasia
- Kuntouttava harjoittelu
- Quadriceps-lihaksen heikkous

Ominaisuudet ja edut:

- Tuki nostaa polvilumpion painetta ja näin proprioseptiikka paranee
- Lievittää kipua
- Silikonituessa on nystyröitä antamaan hierovaa vaikutusta ja parantamaan proprioseptiikkaa
- Tuessa portaaton tarrakiinnitys ja remmit voi lyhentää yksilöllisesti
- Väri harmaa

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko
07229	Puolieroton	Yksi koko

Kaulatuet

Olka- ja kyynärtuet

Ranne- ja käsituet

Selkätuet

Lonkkatuet

Polvituet

Niikka- ja jalkatuet

Lastentuet

Nilkka- & jalkatuet

Walkerit

- 123** AirSelect Standard
- 123** AirSelect Short
- 124** Nextstep Contour II
- 125** XcelTrax Air
- 125** XcelTrax Air Ankle
- 126** MaxTrax ROM Walker
- 127** Vacoped Achill

Walker lisävarusteet

- 128** DJO Global - kantakiilat
- 128** Shoelift - kengän korotus
- 129** Aircast hygieniasuojus
- 129** Aircast sääsuojus

Nilkkatuet

- 130** Air-Stirrup-II
- 130** Air-Stirrup Classic Standard
- 131** Airstrong
- 131** Malleocare Step
- 132** Airsport
- 132** Malleodyn S3
- 133** Mc David -nilkkatuki A101
- 133** SRX Nilkkatuki Stable
- 134** Stabilizing Speed Pro
- 134** Airlift PTTD
- 135** Malleo-Hit
- 135** Achillodyn
- 136** Achicare Comfort C Plus

Yölastat

- 136** Malleonite
- 137** Ufo-lastat
- 137** Afo Night
- 138** Night Sock -yövenytyssukka

Peroneustuet

- 138** Carbon Afo
- 139** Easy Walk Advance II
- 140** Afo Light
- 140** Afo Extrastrong
- 141** Affix
- 142** Spring-Up
- 142** Rebound Foot-Up
- 143** Neurodyn Classic

Jalkaterä ja kantapää

- 143** AirHeel / AirHeel with Stabilizers
- 144** Aircast AirHeel/DNS Care Kit
- 144** Plantaarifaskiittinauha
- 145** ActyToe nivelellinen vaivasenluutuki
- 145** ActyToe yölasta
- 146** Hallux Valgus Combo
- 146** Novaped Sport
- 147** MOW-pronaatiopohjalliset
- 148** LOW-supinaatiopohjalliset
- 149** Heel Cup
- 149** Bone Spur Pad
- 150** Silicon Insole
- 150** Metarso
- 151** ActyToe Lift
- 151** Mailand
- 152** Amsterdam
- 152** Marseille
- 153** PodaPro
- 153** Podalux II



AirSelect Standard

Art. 01EF | Donjoy

Nykyaikainen, ilmatäytteinen, matalaprofiilinen walker

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivisesti nilkan ja jalkaterän vammoissa
- Posttraumaattisesti nilkan ja jalkaterän vammoissa
- Akilleksen konservatiivinen tai postoperatiivinen kuntoutus
- Vamman nopeaan, turvalliseen, aktiiviseen kuntoutukseen, kipsin korvike

Ominaisuudet ja edut:

- Matalaprofiilinen pohjaratkaisu: luonnollinen askel
- Duplex ilmakennnot 2kpl nilkan sivuilla antamaan maksimaalisen tuen ja vähentämään tehokkaasti turvotusta
- Umpinainen rakenne: opii myös akilleksen kuntoutukseen ja kantakiiloille
- Edessä muovinen etupaneeli tasaamaan remmien paineen tasaisesti
- Monipuoliset lisä- / vaihtovarustemahdollisuudet / puolieroton

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kengän koon mukaan.

Tuotenumero	Koko	Kengän koko
01EF	XS	< 35,5
01EF	S	35,5 - 39,5
01EF	M	39,5 - 43
01EF	L	43 - 47
01EF	XL	>47
Lisävarusteet		
01E101x (x=1-5)	Sisäpehmuste ja sisäpohjallinen (XS - XL)	
01E104x (x=1-3)	Vaihtoremmissarja (XS/S, M/L, XL)	
0129A	Elastinen "tuubi" sisäsukka, koko XS	
0129P	Elastinen "tuubi" sisäsukka, koko Universal	



AirSelect Short

Art. 01ES | Donjoy

Nykyaikainen, ilmatäytteinen, matalaprofiilinen lyhyt walker

Käyttöaiheet:

- Muotoiltu erityisesti metatarsaaliin fraktuuroihin,, jalkaterän etu- ja keskiosan vammoihin, akuuttiin ja postoperatiiviseen käyttöön ja pehmytkudosvaurioihin.
- Säären alaosan ja nilkan stabiilit murtumat
- Akuutit nilkan nyrjähdykset

Ominaisuudet ja edut:

- Matalaprofiilinen pohjaratkaisu, erinomainen käynti -> luonnollinen askel, varhainen mobilisointi
- Duplex ilmakennnot 3kpl antavat maksimaalisen tuen ja vähentävät tehokkaasti turvotusta
- Umpinainen rakenne, kevyt
- Edessä muovinen etupaneeli tasaamaan remmien paineen tasaisesti
- Monipuoliset lisä- / vaihtovarustemahdollisuudet / puolieroton

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kengän koon mukaan.

Lisävarusteet: Samat kuin yllä (Art 01EF)

Tuotenumero	Koko	Kengän koko
01ES	XS	< 35,5
01ES	S	35,5 - 39,5
01ES	M	39,5 - 43
01ES	L	43 - 47
01ES	XL	>47



Nextstep Contour II

Art. 79-9507x | Donjoy

Takaa umpinainen walker

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivisesti nilkan ja jalkaterän vammoissa
- Posttraumaattisesti nilkan ja jalkaterän vammoissa
- Kipsin korvike
- Akilleksen konservatiivinen tai postoperatiivinen kuntoutus
- Vamman nopeaan, turvalliseen, aktiiviseen kuntoutukseen

Ominaisuudet ja edut:

- Kevyt, kestävä, yhdestä kappaleesta valmistettu malli
- Takaa umpinainen malli -> sopii myös akilleksen kuntoutukseen ja kantakiiloille
- Sisäpehmuste harjatusta nailonista ja solumuovista
- Sopii isoonkin pohkeeseen / puolieroton

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kengän koon mukaan.

Tuotenumero	Koko	Kengän koko
79-95073	S	< 37
79-95075	M	37-42
79-95077	L	> 42
Lisävarusteet	Kuvaus	Koko
79-95163	Varasisäsukka	S
79-95165	Varasisäsukka	M
79-95167	Varasisäsukka	L
25-2549	Pohjallinen	S
25-2548	Pohjallinen	M
25-2550	Pohjallinen	L
79-95440	Varvassuoja (3)	Yksi koko



Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kengän koon mukaan.

XcelTrax Air /Ankle

Art. 79-9551x / 79-9552x | Donjoy

Laadukas, ilmatäytteinen, takaa auki oleva walker

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivisesti nilkan ja jalkaterän vammoissa
- Posttraumaattisesti nilkan ja jalkaterän vammoissa
- Kipsin korvike
- Vamman nopeaan, turvalliseen, aktiiviseen kuntoutukseen
- Ankle malli: erityisesti jalkaterän murtumat kuten metatarsaalimurtumat, nilkan nyrjähdykset ja stabiilit murtumat

Ominaisuudet ja edut:

- Kevyt, valmiiksi muotoiltu rakenne
- Matalaprofiilinen pohjaratkaisu -> luonnollinen askel
- Iskuja vaimentava ja pitävä pohjan rakenne
- Pehmeään nailon/vaahtomuovivuoreen integroitu ilmakennosto ja pumppu -> Mahdollistaa napakan miellyttävän tuennan
- Vaihtopehmusteet kokoluokittain (kts. tilaustaulukko)
- Puolieroton

Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Kengän koko	Vaihtopehmuste
79-95512	XcelTrax Air	XS	< 36	79-95532
79-95513	XcelTrax Air	S	36-39	79-95533
79-95515	XcelTrax Air	M	40-44	79-95535
79-95517	XcelTrax Air	L	44-46	79-95537
79-95518	XcelTrax Air	XL	> 46	79-95538
79-95522	XcelTrax Air Ankle	XS	< 36	79-95542
79-95523	XcelTrax Air Ankle	S	36-39	79-95543
79-95525	XcelTrax Air Ankle	M	40-44	79-95545
79-95527	XcelTrax Air Ankle	L	44-46	79-95547
79-95528	XcelTrax Air Ankle	XL	> 46	79-95548

Kaulatuett

Olka- ja kyynärtauet

Ranne- ja käsitaue

Selkätuet

Lonkkatuett

Polvitaue

Nilkka- ja jalkatuett

Lastentaue



MaxTrax ROM Walker

Art. 11-1383-x | Donjoy

Walker säädettävällä nilkkakulmalla

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivisesti nilkan ja jalkaterän vammoissa
- Posttraumaattisesti nilkan ja jalkaterän vammoissa
- Kipsin korvike
- Akilleksen konservatiivinen tai postoperatiivinen kuntoutus
- Vamman nopeaan, turvalliseen, aktiiviseen kuntoutukseen

Ominaisuudet ja edut:

- Antaa kontrolloidun liikeradan trauman tai leikkauksen jälkeen
- Liikerata voidaan säätää välillä plantaarifleksio 45° ja dorsifleksio 30°. Säädön porrastusväli on 7,5°
- Vaihtoehtoisesti sarana lukitaan plantaari- ja dorsifleksiossa asentoihin 0°, 7,5°, 15°, 22,5° ja 30°.

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kengän koon mukaan.

Tuotenumero	Koko	Kengän koko
11-1383-1	XS	< 35
11-1383-2	S	36 – 37
11-1383-3	M	38 – 42
11-1383-4	L	43 – 45
11-1383-5	XL	> 45
Lisävarusteet		Kuvaus
11-1372-x		Tyynyt
11-1373-x		Vaihtosisäsukka (MaxTrax® ROM)
11-1374-x		Remmit
11-1413-x		Pohjalliset



VACOped Achill

Art. 42VPED-01-4 | Oped

Markkinoiden paras akilles- ja murtumaortoosi nivelsäädöllä

Käyttöaiheet:

- Akillesrepeämät – konservatiivinen ja postoperatiivinen hoito
- Akillestendiniitti
- Nilkkamurtumat, kantaluun murtumat
- Kompleksit nilkan nivelsidevammat
- Metatarsaalimurtumat
- Nilkan vaikeat nyrjähdykset

Ominaisuudet ja edut:

- Tuki mahdollistaa aikaisen painon varauksen turvallisesti
 - Minimoidaan immobilisoinnin haitat: lihasvoima ja -aktiivisuus, aineenvaihdunta
- Akilleskuntoutus voidaan toteuttaa tehokkaasti mutta turvallisesti
 - Tuessa nivelsäädöt 30 ° plantaarifleksioista 10° dorsifleksioon 5° välein
 - Nivelsäätö voidaan lukita tai avata kuntoutusvaiheen mukaan:
 - a) Akilleksen turha kiristyminen kuntoutuksen aikana vältetään turvallisesti
 - b) Estetään mahdolliset uudet repeämät kuntoutuksen aikana
- Tuessa on sisäsukka, johon on integroitu patentoitu mikrohelmistä koostuva tyhjiöpakkaus. Tyhjiöpakkauksen avulla ortoosi antaa täydellisen istuvuuden ja tuennan jalalla ja säärelle.
- Jokaisen pakkauksen mukana tulee kaksi erilaista ulkopohjaa:
 - Akilleskuntoutukseen suunniteltu pisarapohja ja
 - Muihin vammoihin suunniteltu matalampi keinupohja
- Lisäksi pakkauksessa mukana kulmasäätöavain, varasisäsukka ja tyhjiöpumppu
- Ortoosin jalkateräosuus on säädettävissä kolmeen eri pituuteen
- Ortoosille on luotu tarkat hoitoprotokollat eri indikaatioille, lisäksi useita tutkimustuloksia. Kysy lisää!

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kengän koon mukaan.

Tuotenumero	Koko	Kengän koko
42VPED-01-4	S	35 - 39
42VPED-01-4	M	40 - 43
42VPED-01-4	L	44 - 50
Lisävarusteet	Kuvaus	
42VPSE-01-4-S	Varaosasetti, koko S	
42VPSE-01-4-M	Varaosasetti, koko M	
42VPSE-01-4-L	Varaosasetti, koko L	

Kaulatuett

Olka- ja kyynärtauet

Ranne- ja käsituet

Selkätuett

Lonkatuett

Polvituett

Nilkka- ja jalkatuett

Lastentuett

Walker lisävarusteet



DJO Global kantakiilat

Art. 02K | DJO

Kantakiila akillesjänteen kuntoutukseen

Käyttöaiheet:

- Akillesjännevammojen konservatiivinen tai postoperatiivinen hoito

Ominaisuudet ja edut:

- Koostuu kolmesta kantakiilasta
 - 1 kiila: n.10° plantaarifleksio (nilkan ojennus)
 - 2 kiilaa: n.20° plantaarifleksio
 - 3 kiilaa: n.30° plantaarifleksio
- Kiilarja mahdollistaa akillesjännevamman progressiivisen kuntoutuksen
- DJO Global Achilles Wedge on tutkitusti tehokas kiila. Se on koko matkaltaan kiilamainen, jolla on todettu olevan paras akillesta keventävä vaikutus
- Kiiloja voidaan käyttää takaa umpinaisten walkereiden kanssa (kuten Airselect Standard)
- Kiila asennetaan walkerin pohjallisen alle

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kengän koon mukaan.

Tuotenumero	Koko	Reiden ympärys
02K-A	S/M	< 43
02K-B	L/XL	> 43



Shoelift

Art. 79-9560 | DJO

Kengän korotus walkerin käytön yhteydessä

Käyttöaiheet:

- Kipsin, walker-ortoosin tai Vacopedin aiheuttaman jalkojen väliaikaisen pituuseron korjaus
- Kengän ulkopuolelle, terveeseen jalkaan, asennettava Shoelift-korotus on n.2cm

Ominaisuudet ja edut:

- Kompensoi jalkojen pituuseroa
- Korotus n.2cm
- Helppo pukea ja riisua
- Kiinnitys kumisella "raamilla" ja kengän päältä tarralla
- Kevyt

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kengän koon mukaan.

Tuotenumero	Koko	Kengän koko
79-95483	S	< 37
79-95486	M	> 37-42
79-95487	L	> 42



Aircast hygieniasuojus

Art. 0130A | DJO

Walkerin suojus sisäkäyttöön

Käyttöaiheet:

- Walkerin käyttö sisätiloissa

Ominaisuudet ja edut:

- Estää sisätilojen likaantumista
- Luistamaton pohja
- Helppokäyttöinen
- Valmistettu hengittävästä nailonmateriaalista

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään Walkerin koon mukaan.

Tuotenumero	Walkerin koko	Suojan koko
0130A	Lasten koko tai S	PED/S
0130A	M	M/L
0130A	L	M/L
0130A	XL	XL



Aircast sääsuoja

Art. 01WX | DJO

Walkerin sääsuoja, lyhyt ja pitkä malli

Käyttöaiheet:

- Walkerin käyttö ulkona
 - Estää walkeria kastumasta

Ominaisuudet ja edut:

- Valmistettu vettä hylkivästä materiaalista
- Saatavana pitkä ja lyhyt malli walkerin pituuden mukaan
- Ei peitä walkerin pohjaa
 - Luistamaton pinta ei peity

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään walkerin koon perusteella. Saatavilla lyhyt ja pitkä malli. Valitse sama pituus walkerisi kanssa.

Tuotenumero	Pituus	Walkerin koko	Suojuksen koko
01WXT	Pitkä	Lasten/S	S
01WXT	Pitkä	M/L	L
01WXT	Pitkä	XL	XL
01WXS	Lyhyt	Lasten/S	S
01WXS	Lyhyt	M/L	L
01WXS	Lyhyt	XL	XL



Air-Stirrup II

Art. 81-02V | DJO

Tukeva nilkkatuki akuuttiin nilkan nyrjähdykseen

Käyttöaiheet:

- Akuutit nilkkavammat
- Nilkan nyrjähdykset (asteet I-III)
- Postoperatiivinen tuenta

Ominaisuudet ja edut:

- Puolikova, anatomisesti muotoiltu kuori antaa suojaa ja käyttömukavuutta sekä estää inversion/eversion
- Patentoitu Duplex™-ilmatyynyjärjestelmä parantaa verenkiertoa ja vähentää turvotusta
- Helppo asentaa paikalleen ilmatyynyjen ja säädettävän kantalapun avulla
- Sopii hyvin jalkineeseen

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään käyttäjän pituuden mukaan

Tuotenumero	Koko	Oik/Vas	Käyttäjän pituus	Tuen korkeus
81-02VSL	S	Vas	<157 cm	21,6 cm
81-02VSR	S	Oik	<157 cm	21,6 cm
81-02VML	M	Vas	157-167 cm	23,5 cm
81-02VMR	M	Oik	157-167 cm	23,5 cm
81-02VLL	L	Vas	>162 cm	26,7 cm
81-02VLR	L	Oik	<162 cm	26,7 cm



Air-Stirrup Classic Standard

Art. 02xx | Aircast, Donjoy

Nilkkatuki akuutin nilkkavamman tuentaan

Käyttöaiheet:

- Nilkan nyrjähdysten jälkeinen tuenta

Ominaisuudet ja edut:

- Puolikova, anatomisesti muotoiltu kuori antaa suojaa ja käyttömukavuutta sekä estää inversion/eversion.
- Duplex™-ilmatyynyjärjestelmä parantaa verenkiertoa ja vähentää turvotusta.
- Helppo asettaa paikalleen ilmatyynyjen ansiosta.
- Hyvä sopivuus jalkineisiin mahdollistaa kevyen alkuvaiheen kuormituksen.

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään nilkan kapeimman kohdan ympärysmittaan ja kengän koon mukaan.

Tuotenumero vasen	Tuotenumero oikea	Koko	Korkeus
02CL	02CR	S	22 cm
02BL	02BR	M	23 cm
02AL	02AR	L	27 cm
02JL	02JR	Ped	15 cm
02DL	02DR	Ohut kuori	23 cm

Lisävarusteet - Tuotenumero	Kuvaus	Koko
0213	Vaihtokantahihnat	Yksi koko



Airstrong Universal

Art. MA1029 | Orthoservice

Tukeva nilkkatuki ilmatyynyillä

Käyttöaiheet:

- Kohtalainen tai vakava nilkan nivelsidevamma
- Postoperatiivinen kuntoutus
- Malleolien murtumien kuntoutus
- Krooninen instabiliteetti
- Urheilukäytössä uusien vammojen ennaltaehkäisy

Ominaisuudet ja edut:

- Ilmatäytteiset tyynyt molemmilla sivuilla
- Anatominen muotoilu
- Velcro® -tarranauha stabiloi tuen paikalleen
- Helppo pukea
- Pakettiin sisältyy pumppu

Koko- ja tilaustiedot:

Yhden koon tuki. Sama tuki sopii oikeaan ja vasempaan jalkaan.

Tuote	Koko
MA1029	Yksi koko



Malleocare Step

Art. 7420 | Orthocare

Yhden koon nilkkatuki

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivinen ja konservatiivinen hoito nilkan ligamenttivamman jälkeen
- Krooninen nilkan instabiliteetti
- Nilkan nyrjähdysten jälkeen

Ominaisuudet ja edut:

- Helppo käyttää säädettävien tarranauhojen avulla
- Pehmuste tarjoaa suojaa ja käyttömukavuutta

Koko- ja tilaustiedot:

Yksi koko. Tuote sopii sekä vasempaan että oikeaan jalkaan.

Tuote	Koko
7420	Yksi koko

Kaulatuet

Olka- ja kyynärtuet

Ranne- ja käsituet

Selkätu

Lonkkatuet

Polvituet

Nilkka- ja jalkatuet

Lastentuet



Airsport

Art. 81-02M | DJO

Helppokäyttöinen, tukeva nilkkatuki

Käyttöaiheet:

- Nilkan krooninen instabiliteetti
- Nilkan I- ja II-asteen nivelsidevammat
- Nilkan akuutti nyrjähdys

Ominaisuudet ja edut:

- Helppokäyttöinen
- Step-in- muotoilu helpottaa pukemista ja tuen oikeaa leveyssäätöä
- Jäykät sivutuet
- Sivutuissa pehmusteena Air-Stirrup ilmakennot, jotka mukautuvat jalkaan ja parantavat tuen istuvuutta
- Ristiremmi stabiloi tukea erityisen hyvin
- Ristiremmiin avulla tuki antaa hyvin tukea myös ilman kenkää

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kengän koon mukaan.

Tuotenumero	Oik/Vas	Kengän koko
81-02MXSL	Vas	30-34
81-02MXSR	Oik	30-34
81-02MSL	Vas	35-38
81-02MSR	Oik	35-38
81-02MML	Vas	39-42
81-02MMR	Oik	39-42
81-02MLL	Vas	43-47
81-02MLR	Oik	43-47
81-02MXLL	Vas	48+
81-02MXLR	Oik	48+



Malleodyn S3

Art. 07841 | Sporlastic

Kuntoutuksen mukaisesti kevennettävä malli

Käyttöaiheet:

- Laadukas nilkkavamman kuntoutus:
 - Nilkan venähdys / nyrjähdys
 - Nilkan nivelsidevammat
 - Trauman jälkitila
 - Urheiluvammat ja -käyttö
 - Uusien nilkkavammojen ennaltaehkäisy
- Nilkan kiputilat
- Nilkan instabiliteetti (=löysyys, epävakaus)

Ominaisuudet ja edut:

- Tuen suljettu rakenne estää monelle tuelle tyypillisen "ikkuna"-turvotuksen syntyminen
- Tuki mahdollistaa nilkan optimaalisen kuntoutuksen 3-vaiheisen kuntoutusohjelman mukaisesti sekä kylmähoidon. Yhdellä tuella kolmen eri nilkkatuen tehtävät!
- Tuen keventäminen vaiheittain on erittäin helppoa
- Korkealaatuinen ja miellyttävä materiaali: anatominen 3D-tukirakenne ja bi-elastinen kangasmateriaali. Kangas on hengittävää ja kosteutta siirtävää
- Sisäpehmuste antibakteerisesta materiaalista
- Kahdella pikakiinnittimellä tuki on kiinnitettävissä nopeasti
- Kantapään leveys säädettävissä yksilöllisesti
- Tuen rakenne ohut -> sopii hyvin jalkineisiin

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kengän koon mukaan.

Tuotenumero	Koko	Kengän koko
07841-1	1	35-40
07841-2	2	41-47



Mc David-nilkkatuki A101

Art. A101 | Mc David

Nauhoitettava muovivahvikeinen nilkkatuki nilkan vahvaan tuentaan

Käyttöaiheet:

- Nilkan nyrjähdysten jälkeinen tuenta
- Postoperatiivisesti tai postraumaattisesti kipsi- tai walkerhoidon jälkeen tai niiden sijaan
- Instabiilin nilkan tuenta urheilu, liikunta tai työkäytössä

Ominaisuudet ja edut:

- Pehmustettu Intera vuoraus haihduttaa kosteutta ja tehostaa puristusvaikutusta.
- Muita suorituskykyä ja mukavuutta lisääviä ominaisuuksia: Kolminkertainen nylon/vinyylimateriaali, lämpömuovailtavissa olevat muovivahvikkeet sivuilla, lovitettu etuosa, elastinen kantapääosa ja kieli
- Puolieroton malli
- Väri musta, saatavana myös valkoisena

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kengän koon mukaan.

Tuotenumero	Koko	Kengän koko
A101	XXS	-38,5
A101	XS	38,5-40
A101	S	40-42,5
A101	M	42,5-44,5
A101	L	44,5-47,5
A101	XL	48-



SRX Nilkkatuki Stable

Art. SRX875 | Mediroyal

Erityisesti urheiluun ja liikuntaan soveltuva nilkkatuki

Käyttöaiheet:

- Lievä tai keskivaikea nilkan nivelsidevamma
- Uusien nilkkavammojen ennaltaehkäisy urheillessa
- Nilkan tuenta liikkussa ja urheillessa

Ominaisuudet ja edut:

- Hengittävä materiaali
- Akillesjänteen kohdalla venyvä kangas, joka vähentää akillesjanteeseen kohdistuvaa painetta
- Ristiremmeille voidaan säätää tuen määrää ja suuntaa yksilöllisesti
- Yläremmi stabiloi ristiremmiä
- Antaa sivusuuntaisen mekaanisen tuen nilkalle
- Ohut rakenne – mahtuu hyvin kenkiin

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kengän koon ja nilkan ympäryksen mukaan. Mikäli nilkan ympäryys ja kengän koko eivät osu samaan kokoluokkaan, valitse tuki nilkan ympäryksen mukaan.

Tuotenumero	Koko	Nilkan ympäryys	Kengän koko
SRX875	XS	19-20 cm	35-37
SRX875	S	20-21 cm	38-40
SRX875	M	21-23 cm	40-42
SRX875	L	23-25 cm	42-44
SRX875	XL	25-27 cm	44-46



Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään potraakimitalla eli nilkka-kantapäämitalla sukka jalassa.

Tuotenumero	Koko	Potraakimita
11-3235-0-06000	XXS	23-25cm
11-3235-1-06000	XS	25-28cm
11-3235-2-06000	S	28-30,5cm
11-3235-3-06000	M	30,5-33cm
11-3235-4-06000	L	33-36cm
11-3235-5-06000	XL	36-38cm
11-3235-6-06000	XXL	38-41cm
11-3235-7-06000	XXXL	41-43cm

Stabilizing Speed Pro

Art. 11-3235-x-06000 | Donjoy

Tukeva helppokiinnitteinen nilkkatuki

Käyttöaiheet:

- Nilkan nyrjähdysten jälkeinen tuenta
- Postoperatiivisesti tai postraumaattisesti kipsi- tai walkerhoidon jälkeen tai niiden sijaan
- Instabiilin nilkan tuenta urheilu, liikunta tai työkäytössä

Ominaisuudet ja edut:

- Pikanauhoitusjärjestelmä pukemisen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi
- Venymättömät kahdeksikkoremmat lukitsevat kantaluun mahdollistaen ihanteellisen inversio/eversiosäädön
- Irrutettavat mediaaliset/lateraaliset jäykisteet antavat lisätukea ja vakautta käyttömukavuutta heikentämättä
- Sopii mukavasti urheilu- tai vapaa-ajan kenkiin
- Luja materiaali vaativille urheilijoille
- Stabilizing Speed Pro -nilkkaortoosi vähentää nilkkavammoja 61%



Airlift PTTD

Art. 1002P | DJO

Jalan pitkittäisen holvin tuentaan

Käyttöaiheet:

- Tibialis posterior janteen tulehdus tai dysfunktio
- Jalan pitkittäisen holvin madaltuminen
- Lattajalka
- Nilkan sisäsivun nivelsiteen (delta-ligamentin) venähdykset/repeämät
- Leikkauksen jälkeinen tuenta jalan sisäsivun operaatioissa

Ominaisuudet ja edut:

- Airlift PTTD:ssa tuen antavat täytettävä ilmatyyny, nilkan molemmin puolin olevat puolijäykät sivutuet sekä tukiremmat
- Ilmatyyny on jalan pitkittäisen holvin alla, jalan sisäsivulla
- Ilmatyynyn avulla tuki asettuu yksilöllisesti jalkaholvin muodon, tukitarpeen ja painon mukaan
- Ohut, ilmava materiaali

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kengän koon mukaan.

Tuotenumero	Koko	Oik/Vas	Kengän koko
02PSL	S	Vas	<38
02PSR	S	Oik	<38
02PML	M	Vas	39-42
02PMR	M	Oik	39-42
02PLL	L	Vas	>43
02PLR	L	Oik	>43



Malleo-Hit

Art. 07074 | Sporlastic

Elastinen nilkkatuki silikonisilla tukityynyillä

Käyttöaiheet:

- Konservatiivinen tai postoperatiivinen nilkan kuntoutus
- Nilkan nyrjähdysten tuenta ja kuntoutus
- Nilkan kuluma tai nilkan kiputilat
- Reuman aiheuttamat nilkan kiputilat

Ominaisuudet ja edut:

- Kompressiovaikutus tukee, helpottaa kipua ja parantaa asentotuntoa.
- Nystyräiset silikonityynyt kehräsluiden takana ja alla vähentävät turvotusta, parantavat verenkiertoa ja antavat mikrohierontaa.
- Tuki nopeuttaa kudosten välistä aineenvaihduntaa turvotustilanteissa
- Tuki erityiskudottu huomioiden erityistä joustoa vaativat alueet, esim. nilkkataive
- Puolieroton / Väri harmaa, saatavilla myös mustana ja beigeä

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään nilkan kapeimman kohdan ympärysmittaan mukaan

Tuotenumero	Koko	Nilkanympärys
07074	1	<19cm
07074	2	19-21cm
07074	3	21-23cm
07074	4	23-25cm
07074	5	25-27cm



Achillodyn

Art. 07071 | Sporlastic

Elastinen akillesjalkatuki silikonisilla tukityynyillä ja erillisillä kantakorotuksilla

Käyttöaiheet:

- Akillesjalkatulehdukset
- Akilles bursiitti
- Akillesjalkatulehduksen osittaisen repeämisen jatkoahoito
- Akillesjalkatulehduksen postoperatiivinen kuntoutus

Ominaisuudet ja edut:

- Tuen sisäpuolella akillesjalkatulehduksen ympärillä olevat silikoniset tukityynyt edistävät paineen ja hierovan vaikutuksensa ansiosta paranemisprosessia ja vähentävät jalkatulehduksen ympärillä olevaa turvotusta.
- Vähentää akillesjalkatulehduksen kohdistuvaa venytystä tukityynyjen ja kantakorotusten avulla
- Lisää nilkan ja akillesjalkatulehduksen tukevuutta parantuneen proprioseptiikan avulla
- Tuen mukana tulee iskua vaimentavat kantakorotukset
- Akillesjalkatulehduksen molemmin puoli silikoniset tukityynyt
- Erityiskudottu huomioiden erityistä joustoa vaativat alueet, esim. nilkkataive
- Puolieroton / väri harmaa, saatavilla myös mustana ja beigeä

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään nilkan kapeimman kohdan ympärysmittaan mukaan

Tuotenumero	Koko	Nilkanympärys
07071	1	<19cm
07071	2	19-21cm
07071	3	21-23cm
07071	4	23-25cm
07071	5	25-27cm

Nilkkatuett



Achicare Comfort C Plus

Art. 7920 | Orthocare

Elastinen akillestuki silikonisilla tukityynyillä

Käyttöaiheet:

- Krooninen tai akuutti akillesjännetulehdus
- Vamman tai leikkauksen jälkeiseen kuntoutusvaiheeseen
- Jännetupen tulehdukset
- Akillesbursiitit (limapussin tulehdukset)

Ominaisuudet ja edut:

- Tuki tukee akillesjännettä ponnistuksen aikana ja poistaa tehokkaasti turvotusta akilleksen ympäriltä.
- Tuki lisää nilkan ja akilleen tukevuutta parantuneen proprioseptiikan avulla
- Akillesjänteen molemmin puoli silikoniset tukityynyt
- Tuki erityiskudottu huomioiden erityistä joustoa vaativat alueet, esim. nilkkataive
- Puolieroton / väri harmaa-lime

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään nilkan kapeimman kohdan ympärysmittan mukaan

Tuotenumero	Koko	Nilkanympärys
7920	XS	17-20cm
7920	S	20-22cm
7920	M	22-24cm
7920	L	24-26cm
7920	XL	26-28cm
7920	XXL	28-30cm

Yölastat



Malleonite-yölasta

Art. M90062 | Orthoservice

Yölasta plantaarifaskiitin hoitoon

Käyttöaiheet:

- Plantaarifaskiitti
- Akillesjänteen tendinopatia
- Riippunilkka
- Jalan kipu heräämisen jälkeen

Ominaisuudet ja edut:

- Remmillä säädettävä plantaarifaskiitin hoitoon tarkoitettu yölasta
- Pehmeusteet lisäävät käyttömukavuutta ja remmit mahdollistavat yksilöllisen säädön

Koko- ja tilaustiedot:

Sama tuki sopii molempiin jalkoihin

Tuotenumero	Koko	Kengän koko
M90062	S/M	36-42
M90062	L/XL	43-48



Ufo-yölasta

Art. 36xx | Orthomerica

Yölasta plantaarifaskiitin ja akilles tendiniitin hoitoon.

Käyttöaiheet:

- Plantaarifaskiitti
- Akilles tendiniitti
- Kontraktuurien hoito ja ennaltaehkäisy
- Neurologiset sairaudet / oireet

Ominaisuudet ja edut:

- Tukee jalkaa dorsifleksioon
- Venyttää nilkan plantaarifleksoreita ja kantakalvoa
- Ennaltaehkäisee kontraktuurien syntymistä sänkytöillä
- Tarra ja klipsikiinnitteinen – helppo pukea
- Lisäosana varvaskiila kantakalvon venytyksen tehostamiseksi
- Aikuisten ja lasten koot
- Puolieroton

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kengän numeron mukaan

Tuotenumero	Koko	Kengännumero
3619	XS	-36
3620	S	36-39
3621	M	39-42
3622	L	42-44
3623	XL	44+
Lapset		
3614	S	16-23
3615	M	23-27
3616	L	27-31



Afo night-yölasta

Art. DRQ13A | QMed

Yölasta plantaarifaskiitin ja akilles tendiniitin hoitoon.

Käyttöaiheet:

- Plantaarifaskiitti
- Akillestendiniitti
- Kontraktuurien hoito ja ennaltaehkäisy
- Neurologiset sairaudet / oireet

Ominaisuudet ja edut:

- Tukee jalkaa dorsifleksioon
- Venyttää nilkan plantaarifleksoreita ja kantakalvoa
- Ennaltaehkäisee kontraktuurien syntymistä sänkytöillä
- Tarra ja klipsikiinnitteinen – helppo pukea
- Lisäosana varvaskiila kantakalvon venytyksen tehostamiseksi
- Puolieroton

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään jalkaterän pituuden mukaan

Tuotenumero	Koko	Jalkaterän pituus
DRQ13A	S	23cm
DRQ13A	M	24,5cm
DRQ13A	L	26cm



Night Sock -yövenytyssukka

Art. NPF8-S | Mediroyal

Yövenytyssukka plantaarifaskiitin hoitoon.

Käyttöaiheet: Plantaarifaskiitti

Käytön vasta-aiheet: Verenkierto-ongelmat, jalan avohaavat, diabetes, turvotus, vasaravarvas, iho-ongelmat, raskaus

Ominaisuudet ja edut:

- Pitää jalan oikeassa asennossa ja antaa jalkapohjan kantakalvolle kevyen venytyksen plantaarifasciittia hoidettaessa
- Yövenytyssukka on tarkoitettu käytettäväksi illalla/yöllä tai levossa.
- Nylon, spandex, polyester
- Puolieroton

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kengän koon mukaan

Tuotenumero	Koko	Kengännumero
NPF8	S/M	35-40
3620	L/XL	41-46

Peroneustuet



Carbon Afo

Art. MKTAFO | Orthoservice

Hiilikuituinen kevytrakenteinen peroneustuki

Käyttöaiheet:

- Jalkaterän dorsifleksion heikkous (riippunilkka)
- MS-tauti
- Jalan etuosan amputaatio
- Neurologiset sairaudet

Ominaisuudet ja edut:

- Tuen spiraalirakenteen ja esijännitteen ansiosta tuki toimii kuin jousi avustaen nilkan dorsifleksiossa ja varvastyöntövaiheessa.
- Tuki on valmistettu hiilikuidusta, joka takaa tuelle erinomaisen tuen ja keveyden.
- Tuen jalkateräosa on ohutta hiilikuitua, joka voidaan muotoilla/kaventaa eri kenkiin sopivaksi
- Tuen rakenne on erittäin kevyt
- Väri musta

Koko- ja tilaustiedot:

Vasen ja oikea erikseen.

Tuotenumero	Puoli	Koko	Kengän koko	Tuen pituus
MKTAFO	Oikea	S	33-38	36 cm
MKTAFO	Oikea	M	38-43	39 cm
MKTAFO	Oikea	L	43-48	42 cm
MKTAFO	Vasen	S	33-38	36 cm
MKTAFO	Vasen	M	38-43	39 cm
MKTAFO	Vasen	L	43-48	42 cm



Easy Walk Advance II

Art. AFO12A | Orthobaltic

Hiilikuituinen kevytrakenteinen peroneustuki

Käyttöaiheet:

- Jalkaterän dorsifleksion heikkous (riippunilkka)
- Postoperatiivinen tuenta
- Nilkan niveltulehdus

Ominaisuudet ja edut:

- Kevyt ja ohut hiilikuituinen tuote
- Pohjeosan muotoilun ansiosta tuki istuu ja mukautuu monenmuotoisiin pohkeisiin
- Mahdollistaa dynaamisen ja symmetrisen kävelyn. Avustaa nilkan dorsifleksiota ja varvastyöntöä.
- Pohjeremmissä pikakiinnitys magneetilla. Helpottaa tuen kiinnittämistä ja poisottoa, vaikka toinen käsi olisi pois käytöstä.
- Pohjeremmin pituus helposti säädettävissä.

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kengän koon mukaan

Tuotenumero	Koko	Oik/Vas	Kengän koko	Tuen korkeus
AFO12A	XS	Vas	34-36	32,5 cm
AFO12A	XS	Oik	34-36	32,5 cm
AFO12A	S	Vas	36-39	33,5 cm
AFO12A	S	Oik	36-39	33,5 cm
AFO12A	M	Vas	39-42	34,5 cm
AFO12A	M	Oik	39-42	34,5 cm
AFO12A	L	Vas	42-45	35,5 cm
AFO12A	L	Oik	42-45	35,5 cm
AFO12A	XL	Vas	45-47	37,5 cm
AFO12A	XL	Oik	45-47	37,5 cm

Kaulatuett

Olka- ja kyynärtauet

Ranne- ja käsituet

Selkätuett

Lonkatuett

Polvituett

Nilkka- ja jalkatuett

Lastentuett

Peroneustuet



Afo light

Art. M.9050 | Orthoservice

Peroneuslasta kevyemmästä materiaalista

Käyttöaiheet:

- Jalkaterän dorsifleksion heikkous (riippunilkka)
- Kevyestä tai kohtalainen nilkan equinussuuntainen spastisuus

Ominaisuudet ja edut:

- Afo light (M.9050): Polypropyleenistä valmistettu runko-osa pyöristetyillä reunoilla, voidaan lämpömuokata
- Veluuri päällystetty pehmustetyyny suojaamaan tibiaa ja pohjetta
- Tarranauhakiinnitys pohkeessa
- Nilkkaremmi edessä kantapään stabilointiin (mukana pakkauksessa irrallisena)

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kengän koon mukaan.

Tuotenumero	Väri	Vas/Oik	Koko	Kengän koko	Tuen korkeus
M.9050	Valkoinen	Vas/Oik	S	35-39	28cm
M.9050	Valkoinen	Vas/Oik	M	40-43	29cm
M.9050	Valkoinen	Vas/Oik	L	41-44	34cm
M.9050	Valkoinen	Vas/Oik	XL	>44	39cm



Afo extrastrong

M.9051 | Orthoservice

Peroneuslasta tukevammasta materiaalista

Käyttöaiheet:

- Jalkaterän dorsifleksion heikkous (riippunilkka)
- Kevyestä tai kohtalainen nilkan equinussuuntainen spastisuus

Ominaisuudet ja edut:

- Afo extrastrong (M.9051): Polyoxymetyleenistä valmistettu tukeva runko, ei voida lämpömuokata
- Veluuri päällystetty pehmustetyyny suojaamaan tibiaa ja pohjetta
- Tarranauhakiinnitys pohkeessa
- Nilkkaremmi edessä kantapään stabilointiin (mukana pakkauksessa irrallisena)

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kengän koon mukaan.

Tuotenumero	Väri	Vas/Oik	Koko	Kengän koko	Tuen korkeus
M.9051	Sininen	Vas/Oik	S	35-39	28cm
M.9051	Sininen	Vas/Oik	M	40-43	29cm
M.9051	Sininen	Vas/Oik	L	41-44	34cm
M.9051	Sininen	Vas/Oik	XL	>44	39cm



Affix

Art. M20050 | Orthoservice

Peroneustuki

Käyttöaiheet:

- Riippunilkka
 - Lievä tai kohtalainen jalan spastisuus

Ominaisuudet ja edut:

- Tehty käytettäväksi nauhakengän kanssa
- Matalaprofiilinen tuki
- Hengittävä materiaali
- Paketissa kaksi kenkäkiinnitin osaa
 - Lisäksi paketissa 2kpl S-muotoisia kiinnityskoukkuja
- Jalkaterän nosto tehdään elastisen tarroilla kiinnitettävän kuminauhan avulla
- Nilkkamansetissa geelipehmusteet akillesjänteen ympärillä
- Puolieroton malli
- Lisäosana tilattavissa jalkaterämansetti (art. M20051), joka mahdollistaa tuen käytön ilman kenkää tai avoimen kengän kanssa
 - Vasen ja oikea puoli erikseen

Koko- ja tilaustiedot:

Peroneustuki on puolieroton ja koko määritetään nilkan ympärysmittan mukaan.

Jalkaterämansetti pitää tilata erikseen. Sen koko määritetään jalkaterän ympärysmittalla ja siinä on vasen ja oikea malli erikseen.

Affix -peroneustuki			
Tuotenumero	Koko	Nilkan ympäryys	Puoli
M20050	XS	13-17cm	Puolieroton
M20050	S	17-21cm	Puolieroton
M20050	M	21-25cm	Puolieroton
M20050	L	25-29cm	Puolieroton
M20052	Affix kiinnityskoukut 2kpl, S-muoto, varaosa		
M20053	Affix vaihtokuminauha, varaosa		
M20054	Affix kenkäkiinnitin, 2kpl, varaosa		

Affix -jalkaterämansetti			
Tuotenumero	Koko	Jalkaterän ympäryys	Puoli
M20051	S	17-21cm	Vasen
M20051	M	21-25cm	Vasen
M20051	L	25-29cm	Vasen
M20051	S	17-21cm	Oikea
M20051	M	21-25cm	Oikea
M20051	L	25-29cm	Oikea



Spring-Up

Art. TO4104 | TenOrtho

Riippunilkkan hoitoon tarkoitettu peroneustuki

Käyttöaiheet:

- Riippunilkka
- Peroneusjänteen vammat

Ominaisuudet ja edut:

- Hengittävä ja pehmeä materiaali
- Tarrakiinnitys helpottaa käyttöä
- Nostaa jalkaterää ja normalisoi kävelyä
- Etuosassa pikalukitsin, jolla nilkkamansetin saa kiinnitettyä jalkaterämansettiin tai kenkään
- Mahdollista käyttää ilman kenkää jalkaterämansetin avulla
- Materiaali: Polyuretaani 50 %, nylon 38 %, elastaani 10 %, hiilikuitu 2 %

Koko- ja tilaustiedot: Koko määritetään nilkan ympärysmittan mukaan.

Tuotenumero	Koko	Nilkan ympäryys
TO4104	S	< 18 cm
TO4104	M	18-23 cm
TO4104	L	23-30 cm



Rebound Foot-Up

Art. RFU5000 | Össur

Dynaaminen peroneustuki ilman kenkää tai kengän kanssa

Käyttöaiheet:

- Jalkaterän dorsifleksion heikkous (riippunilkka)

Ominaisuudet ja edut:

- Kevyt
- Hengittävää materiaalia
- Parantaa dorsifleksiota vähentäen kompastumisriskiä
- Mahdollista pukea ja riisua yhdellä kädellä
- Erikseen tilattavissa jalkaterämansetti
- Sopii käytettäväksi ilman kenkää jalkaterämansetin avulla
- Vain kaksi eri kokoa, joista saa leikattua ohjeiden mukaisesti sopivan kokois

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään nilkan ympäryksen mukaan.

Tuotenumero	Koko	Nilkan ympäryys
RFU50001	S/M	18-25 cm
RFU50002	L/XL	26-33 cm



Neurodyn Classic

Art. 07077 | Sporlastic

Elastinen peroneus-nilkkatuki

Käyttöaiheet:

- Peroneuspareesi, erityisesti lievänä tai kohtalaisena (vahvuus 2-4)

Ominaisuudet ja edut:

- Tukee jalkaa ja nilkkaa ylös dorsifleksio suuntaan ja parantaa näin kävelyä
- Parantaa jalan ja nilkan asentotuntoa ja korjaa jalan supinaatiota ja plantaarifleksiota
- Vakauttaa nilkkaniveltä ja estää nyrjähdykset
- Kiinnitys tarralla
- Yhdellä kädellä puettavissa sormilenkin avulla
- 8-remmit joustavasta materiaalista
- Nilkan lateraalisivulla jäykkä remmi tukemaan nilkkaa lateraalisilta nyrjähdyksiltä
- Väri musta, saatavana myös beigenä

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään nilkan kapeimman kohdan ympärysmittan mukaan.

Tuotenumero	Vas/oik	Koko	Nilkan ympäryys
07077	Vas/oik	1	< 19cm
07077	Vas/oik	2	19-21cm
07077	Vas/oik	3	21-23cm
07077	Vas/oik	4	23-25cm
07077	Vas/oik	5	25-27cm

Jalkaterä ja kantapää



AirHeel / AirHeel with Stabilizers

Art. 09Ax / 09Bx | Donjoy

Tuki kantapää ja akilleskipuihin

Käyttöaiheet:

- Plantaarifaskiitti
- Akillestendiniitti
- Kantapääkiput

Ominaisuudet ja edut:

- Kaksi toisiinsa yhdistettyä ilmatyynyä, toinen kantapään etupinnalla ja toinen akillesjänteen ympärillä, tuottavat joka askeleella jaksottaisen kompression. Tämä parantaa verenkiertoa ja vähentää turvotusta ja arkuutta
- Kantapään etupinnalla oleva tukityyny toimii lisäksi hyvänä iskunvaimentimena ja tukee jonkin verran jalan pitkittäistä holvirakennetta
- Tuki on helppo pukea puriste on säädettävissä nilkkaremmillä.
- Kevyt ja hengittävä Breath-O-Pren -materiaali.
- Stabilizer mallissa on lisäksi sivuilla sivusuuntaista tukevuutta parantavat vahvikkeet nilkan ja jalkaterän sivusuuntaiseen tuentaan
- Puolieroton

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kengän koon mukaan

Tuotenumero			
AirHeel	AirHeel with Stabilizers	Koko	Kengännumero
09AS	09BS	S	<39
09AM	09BM	M	39-42
09AL	09BL	L	>42



Aircast AirHeel/DNS Care Kit

Art. 09PKx | Donjoy

Plantaarifaskiitin hoitosetti

Käyttöaiheet:

- Plantaarifaskiitti
- Akillestendiniitti

Ominaisuudet ja edut:

- Päiväkäytössä ainutlaatuinen Aircast AirHeel tarjoaa kliinisesti tutkitun ja käytössä miellyttävän ratkaisun plantaarifaskiitista johtuvaan kiputilaan.
- AirHeel tukee ja antaa puristeen akillesjanteelle ja kantakalvolle. Ilmakennorakenne parantaa aineenvaihduntaa, vähentää turvotusta ja antaa iskunvaimennusta.
- Yökäytössä Dorsal Night Splint -yövenytyslusta, joka estää nilkan plantaarifleksion yön aikana ja näin kantakalvon kiristymisen
- Tuki on helppo pukea, säätää ja miellyttävä käyttää.
- Puolieroton

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kengän koon mukaan

Tuotenumero	Koko	Kengännumero
09PKS	S	<39
09PKM	M	39-42
09PKL	L	>42



Plantaarifaskiittinauha

Art. 07902 | Sporlastic

Tuki plantaarifaskiittiin ja akillestulehduksiin

Käyttöaiheet:

- Plantaarifaskiitti
- Akillestendiniitti
- Kantapääkivut
- Luupiikki

Ominaisuudet ja edut:

- Jalkapohjan alta, kantaluun edestä kiristettävä tukiremmi tukee kantakalvon kiinnityskohtaa, jossa tulehdustila plantaarifaskiitin yhteydessä on
- Tukiremmi tukee pitkittäistä jalkaholvia ja vähentää kantakalvon venytystä askeleen aikana
- Tukiremmi ohjaa jalan linjausta
- Nilkan ympärille kiristettävässä nilkkamansetissa on akilleksen sivuilla silikoniset tukityyny antamassa tukea ja vähentämässä turvotusta
- Parantaa verenkiertoa ja vähentää arkuutta
- Ohjaa jalan linjausta
- Tukee jalan pitkittäistä holvirakennetta
- Tuki on helppo pukea
- Remmin kireys säädettävissä
- Menee pieneen tilaan
- Mahdollistaa nilkan vapaan dorsi- ja plantaarifleksion
- Puolieroton

Koko- ja tilaustiedot:

Tuote on puolieroton, koko määritellään nilkan ympärysmittaan mukaan.

Tuote	Koko	Nilkan ympäryys
07902	1	< 21 cm
07902	2	21-24 cm
07902	3	> 24



Actytoe

Art. 82-04 | DJO

Nivelellinen vaivasenluutuki

Käyttöaiheet:

- Hallux valgus (vaivasenluu)
- Lievä tai kohtalainen isovarpaan virheasento
- Leikkauksen jälkeen

Ominaisuudet ja edut:

- Tuessa on kaksi vaihdettavissa olevaa isovarpaan lastaa – toinen 0° ja toinen 10° abduktiokulmalla
- Tuessa on nivel, joka mahdollistaa isovarpaan tyven dorsi- ja plantaarfleksion
- Nivelen liikelaajuus on rajoitettavissa 30° dorsi- ja plantaarfleksioon tai nivel on lukittavissa suoraksi
- Tuen sisäpehmuste lisää käyttömukavuutta ja suojaa vaivasenluuta säädettävä remmi jalkapöydän ympäri
- Ohut rakenne mahdollistaa käytön kengän kanssa
- Lievittää kipua ja ylläpitää nivelen liikelaajuutta
- Isovarpaan lihakset pystyvät työskentelemään oikean nivelen ollessa oikeassa lähtöasennossa

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kengän koon mukaan.

Tuote	Koko	Kengän koko
82-04S	S	<36
82-04M	M	35-42
82-04L	L	41-46



Actytoe yölasta

Art. 82-05 | DJO

Vaivasenluutuki yökäyttöön

Käyttöaiheet:

- Hallux valgus (vaivasenluu)
- Lievä tai kohtalainen isovarpaan virheasento
- Leikkauksen jälkeen

Ominaisuudet ja edut:

- Anatomisesti muotoiltu jäykkä lasta
- Hengittävä ja kevyt materiaali
- Sopii vasempaan ja oikeaan jalkaan
- Säädettävät ja pehmeät remmit
- Lievittää kipua
- Ylläpitää liikelaajuutta nivelessä ja jännteissä

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kengän koon mukaan.

Tuote	Koko	Kengän koko
82-05S	S	<36
82-05M	M	35-42
82-05L	L	41-46

Jalkaterä ja kantapää



Hallux Valgus Combo

Art. 7191 | Orthocare

Joustava, kietaistava vaivasenluutuki päivä- ja yökäyttöön.

Käyttöaiheet:

- Vaivasenluun konservatiivinen tai postoperatiivinen tuenta

Ominaisuudet ja edut:

- Tuki ohjaa isovarpaan linjaa suoremmaksi
- Voidaan käyttää niin päivä kuin yökäytössä
- Tuki on yksinkertainen ja tehokas
- Helppokäyttöinen, kevyt ja miellyttävä käyttää niin kengässä kuin ilman
- Remmi on elastinen ja kiinnitys on tarralla
- Vasen ja oikea erikseen

Koko- ja tilaustiedot:

1 koko

Tuotenumero	Koko	Puoli
7191	Yksi koko	vasen tai oikea



Novaped Sport

Art. 9876200 | Össur / Schein

Laadukas valmistukipohjallispari

Käyttöaiheet:

- Jalan pitkittäisholvin löysyys/madaltuma (lattajalka)
- Jalan ylipronaatio
- Poikittaisen jalkaholvin löysyys/madaltuma
- Päkiävaivat, mm. mortonin syndrooma
- Plantaarifaskiitti
- Akillesvaivat
- Polven etuosan kiputilat

Ominaisuudet ja edut:

- Tukee jalkaa ja jalkaterää (pitkittäis- ja poikittaisholvia)
- Jakaa painetta jalkapohjassa tasaisemmin ja antaa lisäpehmustetta kantapäälle ja päkiälle
- Mahdollista leikata saksilla sopivan kokoiseksi

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kengän koon mukaan.

Tuotenumero	Kengän koko
987620035	35
987620036	36
987620037	37
987620038	38
987620039	39
987620040	40
987620041	41

Tuotenumero	Kengän koko
987620042	42
987620043	43
987620044	44
987620045	45
987620046	46
987620047	47
987620048	48



MOW pronatiopohjallinen

Art. MR1500 | Mediroyal

Ylipronatoivan askeleen korjaukseen

Käyttöaiheet:

- Sisäsyryäpainotteinen askel eli ylipronatoiva kantapää ja jalkaterä kävellessä
- Ylipronaation kompensointi ja jalkaterän ja nilkan vakauttaminen
- Ylipronaatioon liittyvä vaivat:
 - Plantaarifaskiitti
 - Akillesvaivat
 - Säären penikkavaivat / periostiitti
 - Polven toispuoleinen kuluma – erityisesti polven ulkosivun kuluma (lateraalinen), johon liittyy yleensä jalkaterän ylipronatio ja pihtipolvisuus
 - Polvilumpion ja polven etuosan kiputilat ja polvilumpion epävakaus
 - Polven eturistisidevamman (ACL) ja -operaation jälkeinen kuntoutus

Ominaisuudet ja edut:

- MOW supinaatiopohjallinen on valmistettu kestävästä EVA-materiaalista.
- Pohjallisessa on kahta eri EVA-kovuutta.
- Kantapään alla on iskuja vaimentava pehmuste Poron-materiaalista
- Pohjallinen on pinnoitettu erittäin pitävällä ja miellyttävällä polyamid-pinnoitteelle
- Tukipohjallisessa on tukikiilaus jalan etuosassa sisäsivulla. Sisäsivulta pohjallinen on kiilamaisesti 5-7mm (riippuen pohjallisen kokoluokasta) paksumpi kuin ulkosivulta.
- Pohjallinen on varustettu ESD-toiminnolla (sähköstaattinen purkaus), joka mahdollistaa pohjallisen käytön myös teollisuus- ja sairaalaympäristössä yhdessä ESD-sertifioitujen kenkien kanssa.
- Pohjalliseen on hankittavissa lisäkiila MR1600 lisätuennan lisäämiseksi jalan etuosalle
- MOW pronatiopohjallista kannattaa käyttää kengissä, josta irtoaa oma välipohjallinen pois. Näin tila pohjalliselle riittää.
- MOW pronatiopohjallista voit tarvittaessa muotoilla kenkään sopivaksi pohjallisen kärjestä saksilla lyhentäen ja kaventaen.

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kengän koon mukaan. Paketti sisältää pohjallisparin molempiin jalkoihin. Jos olet kahden koon välillä, valitse isompi koko. Pohjallisen kärkeä voi tarvittaessa leikata ja muotoilla kenkään sopivaksi.

Tuotenumero	Kengän koko
MR1500	34-35
MR1500	36-37
MR1500	38-39
MR1500	40-41
MR1500	42-43
MR1500	44-45
MR1500	46-47

Kaulatuet

Olka- ja kyynärtuet

Ranne- ja käsittuet

Selkätuet

Lonkkatuet

Polvituet

Nilkka- ja jalkatuet

Lastentuet



LOW supinaatiopohjallinen

Art. MR1700 | Mediroyal

Ulkosyrjävoittoisen askeleen korjaukseen

Käyttöaiheet:

- Ulkosyrjäpainotteinen askel eli supinoiva kantapää ja jalkaterä kävellessä
- Polven sisäsvun kiputila ja kuluma sekä siihen mahdollisesti sopiva länkisäärisyys
- Nilkan nyrjähdysten ja jalkaterän ulkosivun vammojen kuntoutus ja uusien vammojen ennaltaehkäisy
- Etujalan varus-virheasennon korjaaminen
- Jäykän ja korkean jalkaterän iskunvaimennuksen parantaminen

Ominaisuudet ja edut:

- LOW supinaatiopohjallinen on valmistettu kestävästä EVA-materiaalista
- Kantapään alla on iskuja vaimentava pehmuste Poron-materiaalista
- Tukipohjallinen on vahvistettu kantapäästä ja keskiosasta thermoplast-materiaalilla, jotta pohjallisen tukevuus riittää toimittamaan tarvittava tuki ja ohjaus
- Tukipohjallisessa on tukikiilaus jalan etuosassa päkiän ulkosivulla.
- Ulkosivulta pohjallinen on kiilamaisesti 5-7mm (riippuen pohjallisen kokoluokasta) paksumpi kuin sisäsvulta isovarpaan tyveltä
- Pohjalliseen on tarvittaessa hankittavissa lisäkiilapala (tuotenro MR1600), mikäli tukea ja ohjausta tarvitaan lisää
- LOW supinaatiopohjallista kannattaa käyttää kengissä, josta irtoaa oma välipohjallinen pois. Näin tila pohjalliselle riittää
- LOW supinaatiopohjallista voit tarvittaessa muotoilla kenkään sopivaksi pohjallisen kärjestä saksilla lyhentäen ja kaventaen

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kengän koon mukaan. Paketti sisältää pohjallisparin molempiin jalkoihin. Jos olet kahden koon välillä, valitse isompi koko. Pohjallisen kärkeä voi tarvittaessa leikata ja muotoilla kenkään sopivaksi.

Tuotenumero	Kengän koko
MR1700	34-35
MR1700	36-37
MR1700	38-39
MR1700	40-41
MR1700	42-43
MR1700	44-45
MR1700	46-47



Heel Cup

Art. 7120 | Orthocare

Käyttöaiheet:

- Kantapääkivut: plantaarifaskiitti, luupiikki, kantapään rasvapatjan ohentuma
- Akillesjänteen tulehdus

Ominaisuudet ja edut:

- Antaa iskunvaimennusta ja pehmeyttä kantapäälle sekä vähentää painetta luupiikissä
- Sininen alue erityisen iskua vaimentavaa materiaalia
- Anatominen muotoilu ja korkealaatuinen materiaali
- Paketissa kaksi kantapehmustetta

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kengän koon mukaan

Tuotenumero	Koko	Puoli
7120	S	36-38
7120	M	39-41
7120	L	42-44



Bone Spur Pad

Art. 92220 | Orthocare

Kantapehmuste hevosenkengän muotoisella kevennyksellä

Käyttöaiheet:

- Kantapääkivut:
 - Plantaarifaskiitti
 - Luupiikki
 - Kantapään rasvapatjan ohentuma

Ominaisuudet ja edut:

- Antaa iskunvaimennusta ja pehmeyttä kantapäälle sekä vähentää painetta luupiikissä
- Materiaalina viskoelastinen polymeeri, jossa pehmytkudoksen kaltaiset ominaisuudet ja rakenne
- Säilyttää muotonsa ja pysyy hyvin paikallaan kengässä.
- Paketissa kaksi kantapehmustetta – toinen vasempaan ja toinen oikeaan jalkaan

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kengän koon mukaan

Tuotenumero	Koko	Puoli
92220	S	36-38,5
92220	M	39-43,5
92220	L	44-

Jalkaterä ja kantapää



Silicon Insole

Art. 7110 | Orthocare

Käyttöaiheet:

- Kantapääkiput
- Jalkapohjan paineen taseus
- Plantaarifaskiitti
- Jalkapohjan rasvapatjan ohenemat / vauriot

Ominaisuudet ja edut:

- Antaa iskunvaimennusta ja jakaa painetta tasaisemmin jalkapohjalle
- Tukipohjallisen siniset osat erityisen iskuavaimentavaa materiaalia
- Anatomisesti muotoiltu
- Ilmanvaihtosysteemi
- Viskoelastinen silikonimateriaali

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kengän koon mukaan

Tuotenumero	Koko	Puoli
7110	S	36-38
7110	M	39-40
7110	L	41-42
7110	XL	43-44
7110	XXL	45-46



Metarso

Art. 07905 | Sporlastic

Jalan poikittaisen holvikaaren ja jalkapöydän tuki

Käyttöaiheet:


- Pääkiput liittyen jalan poikittaisen holvin madaltumiseen ja jalkaterän leviämiseen
- Mortonin syndrooma
- Metatarsaaliluiden II-V distaalipään kiputilat ja kovettumat

Ominaisuudet ja edut:

- Tuki vahvistaa jalan poikittaista holvikaarta
- Vähentää painetta metatarsaaliluiden II-V distaalipäiltä
- Poikittaisen jalkaholvin tukipelotin paikkaa voi vaihtaa – kiinnitys tarralla
- Tuki kiinnitetään ja tuen antama kompressio säädetään tarroilla
- Anatominen muotoilu, isovarpaan tyvi neulottu muotoon
- Paketissa kaksi tukea, vasempaan ja oikeaan jalkaan

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään päkiän ympärysmittan mukaan



Tuotenumero	Koko	Päkiän ympärysmitta
07905	1	<19cm
07905	2	19-21cm
07905	3	22-24cm
07905	4	25-27cm



Actytoe Lift

Art. 82-06 | DJO

Poikittaisen jalkaholvin tuki

Käyttöaiheet:

- Madaltunut poikittainen jalkaholvi
- Metatarsalgia
- Morton neurooma/ Mortonin syndrooma
- Hallux valgus

Ominaisuudet ja edut:

- Nostaa poikittaista jalkaholvia
- Tukee ja kokoaa laskeutunutta ja levinnyttä jalkaterää
- Lievittää kipua
- Säädetty remmi jalkapöydän ympäri
- Pehmustettu tukityyny poikittaiselle jalkaholville
- Ohut rakenne mahdollistaa käytön kengän kanssa
- Sopii oikeaan ja vasempaan jalkaan
- Lateksiton

Koko- ja tilaustiedot:

Yhden koon tuki. Sopii vasempaan ja oikeaan jalkaan.

Tuotenumero	Koko
82-06	Yksi koko



Mailand

Art. F01100 | Fior&Gents

Hoitojalkine jalan etuosan operaatioiden ja haavaumien jälkeen

Ominaisuudet ja edut:

- Kengän ulkopohja on jäykkä ja siinä on 8° etukevennyskulma
- Kengän pohja on jaettu suhteessa 60%/40% eli etukevennys alkaa 60% kohdalla jalan pituudesta. Toisin sanoen askeleen tukivaihe päättyy / kevenee 60%:n kohdalla.
- Pohjan jäykkä rakenne ja muoto vähentävät painetta ja liikettä päkiässä immobilisoiden päkiää ja edistään paranemista
- Kenkä on helppo pukea ja säätää tarrakiinnitysten avulla ja kengän pohjalliseen voi tehdä kevennyksiä tai käyttää omaa tukipohjallista
- Varvassuojat saatavissa säänsuojaksi / puolieroton

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivisesti varpaiden tai jalkaterän operaatioiden jälkeen: Hallux valgus, osteotomiat, vasaravarpaat
- Trauman jälkeiset jalan etuosan haavat jalkapohjassa ja diabeteksen aiheuttamat haavaumat jalan etuosassa

Koko- ja tilaustiedot: Koko määrittäyty kengän koon mukaan

Tuotenumero	Koko	Kengän koko	Sisäpohjan päkiäleveys	Sisäpohjan pituus
F01100	XS	31-33	87	220
F01100	S	34-36	92	240
F01100	M	37-39	96	260
F01100	L	40-42	100	280
F01100	XL	43-45	107	300
F01100	XXL	46-48	118	320
Lisäosat	FO9621	Varvassuoja	koot XS-XXL, koko määrittäyty hoitokengän koon mukaan	

Jalkaterä ja kantapää



Amsterdam

Art. TS6100 | Fior&Gents

Hoitojalkine jalan etuosan operaatioiden ja haavaumien jälkeen

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivisesti varpaiden tai jalkaterän operaatioiden jälkeen
 - Hallux valgus, osteotomiat, vasaravarpaat
- Trauman jälkeiset jalan etuosan haavat jalkapohjassa
- Diabeteksen aiheuttamat haavaumat jalan etuosassa

Ominaisuudet ja edut:

- Kengän ulkopohja on jäykkä ja se on 30mm paksu
- Pohjan jäykkä rakenne ja keinupohja vähentävät painetta ja liikettä päkiässä immobilisoiden päkiää ja edistään paranemista
- Kenkä on helppo pukea ja säätää tarrakiinnitysten avulla
- Kengän pohjalliseen voi tehdä kevennyksiä tai käyttää omaa tukipohjallista. Varvassuoja saatavissa säänsuojaksi / puolieroton

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kengän koon mukaan

Tuotenumero	Koko	Kengän koko	Sisäpohjan päkiäleveys	Sisäpohjan pituus
TS6100	XS	31-33	86	220
TS6100	S	34-36	91	240
TS6100	M	37-39	96	260
TS6100	L	40-42	101	280
TS6100	XL	43-45	105	300
TS6100	XXL	46-48	114	320
Lisäosat	FO9621	Varvassuoja	koot XS-XXL, koko määritetty hoitokengän koon mukaan	



Marseille

Art. FO2120 | Fior&Gents

Hoitojalkine jalan takaosan vammojen kuntoukseen

Käyttöaiheet:

- Trauman jälkeiset haavat jalkapohjan takaosassa / kantapäässä
- Postoperatiivisesti jalan takaosan vammojen jälkeen, esim. luupiikki

Ominaisuudet ja edut:

- Kengän ulkopohja on jäykkä, se on 30mm paksu, takaa kevennetty suhteessa 20%/80% ja siinä on 5° kallistuskulma eteen (kuva2).
- Pohjan jäykkä rakenne ja muoto vähentävät painetta kantapäässä edistään paranemista
- Kenkä mahdollistaa varaamisen jalalle kyynärsauvojen avulla, mikä on tärkeää nopean kuntoutumisen kannalta
- Kenkä on helppo pukea ja säätää tarrakiinnitysten avulla
- Varvassuoja ja kantasuoja saatavissa säänsuojaksi / puolieroton

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään polven ympärysmittalla.

Tuotenumero	Koko	Kengän koko	Sisäpohjan päkiäleveys	Sisäpohjan pituus
FO2120	S	35-37	88	245
FO2120	M	38-40	92	260
FO2120	L	41-42	98	275
Lisäosat				
FO9121	Varvassuoja	koot S-XL, koko määritetty hoitokengän koon mukaan		
O9320	Kantasuoja	koot S-XL, koko määritetty hoitokengän koon mukaan		



Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kengän koon mukaan

Tuotenumero	Kengän koko
82-0247-1	< 37
82-0247-2	37-39
82-0247-3	39-43
82-0247-4	43-45
82-0247-5	> 45

PodaPro

Art. 82-0247 | DJO

Hoitojalkine jalan etuosan operaatioiden ja haavaumien jälkeen

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivisesti varpaiden tai jalkaterän operaatioiden jälkeen: Hallux valgus, osteotomiat, vasaravarpaat
- Trauman jälkeiset jalan etuosan haavat jalkapohjassa ja diabeteksen aiheuttamat haavaumat jalan etuosassa

Ominaisuudet ja edut:

- Säädetty tarranauha
- Saumaton, pehmustettu kantakappa
- Kulutusta kestävä pohja



Podalux II

Art. CPO-x | Donjoy

Hoitojalkine jalan etuosan vammojen kuntoukseen

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivisesti varpaiden tai jalkaterän operaatioiden jälkeen - Hallux valgus, vasaravarpaat
- Vamman jälkeiseen konservatiiviseen hoitoon, esim. metatarsaalimurtumat

Ominaisuudet ja edut:

- Podalux on suojaava jalkine, joka pitää jalan, varpaat ja jalkaterän etuosan hyvässä asennossa kuntoutuksen ajan.
- Podaluxissa on leveä, tukeva, luistamaton pohja, joka tekee siitä erityisen vakaan
- Irrotettava jäykiste kengän ulkopohjassa. Jäykiste voidaan poistaa kuntoutuksen edetessä.
- Jalkine on vuorattu hengittävällä, mikroverkkotekstiilillä, mikä tekee siitä käytössä miellyttävän.
- Helppo pukea ja säätää kahden tarrakiinnittimen avulla

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kengän koon mukaan

Tuotenumero	Koko	Kengän koko
CPO	S	35-36
CPO	M	37-38
CPO	L	39-40
CPO	XL	41-42
CPO	XXL	43-45

Lastentuet

Ylävartalo

155	Miami Jr
155	Cervicare
156	Cervilastic kidz
156	Healthcare Bear Arm Sling
157	Medi Epico ROMs Kidz
157	S.O.T lepo-ortoosi, lasten koot
158	Tonus 405/406
159	Selection -peukalotuki, lapset
159	Manex Reuma Soft Pediatric
160	Manex Reuma Pollus Pediatric

Alavartalo

160	Rebound Post-Op Pediatric
161	Medi ROM Kidz
161	Jet-kovaraamituki
162	Sivukiskollinen polvituki
162	Helpcare Super
163	Palumbo-patellatuki
163	Kevyt polvituki
164	Minitrax-walker
164	Ufo-yölasta, lapset
165	Air-Stirrup -nilkkatuki
165	Kevyt nilkkatuki



Miami Jr

Art. MJ-Px | Össur

Lasten tukeva kaulatuki

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivinen ja -traumaattinen hoito, stabiilit kaularangan murtumat, kaularangan spondyliitti tai spondyloosi, kaularangan nivelreuma

Ominaisuudet ja edut:

- Innovatiivinen kaulatuki 0–12-vuotiaille lapsille
- Miami Jr on ainut markkinoiden ainut tukeva kaulatuki, joka ottaa huomioon lasten ja aikuisten anatomiset erot
- Ihoystävällinen Sorbatex™-pehmuste suojaa ihoa pitkäaikaisessa käytössä
- Läpinäkyvä röntgen-, MR- ja CT-kuviissa

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään lapsen iän mukaan

Tuotenumero	Kaulatuki + vaihtopehmuste	Koko
MJ-P0	MJR-P0	0-6 kk
MJ-P1	MJR-P1	6-24 kk
MJ-P2	MJR-P2	2-6 v
MJ-P3	MJR-P3	6-12 v



Cervicare

Art. 111 | Inocare

Miellyttävä kaulatuki lapsille – anatominen muotoilu

Käyttöaiheet:

- Kaularankaoireyhtymä, kaularangan yliikkuvuus, reumaattiset vaivat, niskalihasten ylijännitys, Whiplash –vammat

Ominaisuudet ja edut:

- Anatomisesti muotoiltu, pehmeä
- Puuvillapäällinen
- Helppo tarrakiinnitys
- Stabiloi kaularankaa
- Lämmittävä ja tukeva vaikutus

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kaulan ympärysmittan ja leuka-solisluumittan avulla

Tuotenumero	Koko ja korkeus	Kaulan ympäryys
111	XXXS 4cm	21-25cm
111	XXS 4cm	25-29cm
111	XS 4cm	29-33cm
111	XXXS 6cm	21-25cm
111	XXS 6cm	25-29cm
111	XS 6cm	29-33cm



Cervilastic kidz

Art. 8273x | Sporlastic

Lasten anatomisesti muotoiltu pehmeä kaulatuki

Käyttöaiheet:

- Kaularankaoireyhtymä
- Kaularangan yliikkuvuus
- Reumaattiset vaivat
- Niskalihasten ylijännitys
- Whiplash -vammat

Ominaisuudet ja edut:

- Tukee kaularankaa ja rentouttaa lihaksia
- Anatominen muotoilu
- Miellyttävä laadukas, pehmeähkö materiaali
- Tarranauhakiinnitys
- Väri: musta-sininen

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Korkeus	Pituus
82734	4,5 cm	46 cm
82735	6,5 cm	46 cm



Healthcare Bear Arm Sling

Art. 79-9913x | Donjoy

Lasten kantoside

Käyttöaiheet:

- Lasten olkapään ja olkapään seudun vammojen ja operaatioiden jälkeinen tuenta

Ominaisuudet ja edut:

- Puuvilla/polyesteri materiaali
- Pikakiinnitys ja tarrasäätö
- Voidaan käyttää kipsin kanssa

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Syvyys x pituus	Koko
79-99132	11,5 x 28 cm	Vauva / XS
79-99133	16,5 x 33 cm	Lapsi / S



Medi Epico ROMs Kidz

Art. R031xK9 | Medi

Lasten kyynärortoosi

Käyttöaiheet:

- Kyynärpään konservatiivinen tuenta, epikondylimurtumien hoito tai postoperatiivinen hoito esim. ligamenttivammojen jälkeen

Ominaisuudet ja edut:

- Aikaiseen yksilölliseen toiminnalliseen hoitoon/kuntoutukseen
- Säädetty liikelaajuus 0-120° fleksioon. Mahdollista myös lukita kulma haluttuun asentoon.

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kyynärvarren pituuden mukaan. Mitta otetaan kyynärnivelistä sormien rystysiin.

Tuotenumero	Puoli	Kämmenten leveys
R0312K9	Vasen	24 – 28 cm
R0313K9	Oikea	24 – 28 cm




S.O.T lepo-ortoosi


Art. 28710 | Camp

SOT lepo-ortoosi spastisen tai pareettisen käden liikkuvuuden ylläpitämiseen tai lisäämiseen

Katso tarkemmat tuotetiedot: S.O.T lepo-ortoosi s. 31.



(2) kämmenten leveys



(3) kämmenten pituus

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kämmenten leveyden (kuva2) ja -pituuden (kuva3) mukaan

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Kämmenten leveys	Kämmenten pituus
28710	Vas/Oik	XXXS	5,5 cm	≤ 12 cm
28710	Vas/Oik	XXS	≤ 6,5 cm	≤ 14 cm
28710	Vas/Oik	XS	≤ 7,5 cm	≤ 16 cm

Lisäosat:

Tuotenumero	Malli	Vas/Oik	Koko	Kämmenten leveys	Kämmenten pituus
28711	MCP kiila	puolieroton	XXS	Leveys 65 mm	Korkeus 10 mm
28711	MCP kiila	puolieroton	S	leveys 75mm	korkeus 15mmn
28712	Sormien erottelija	puolieroton	Lapset		
28713	Lisänauha	puolieroton	XXXS-XS		
28714	Lisäsuojus	Vas/Oik	XXXS, XXS, XS		



Tonus 405 ja 406

Art. TON405-P / TON 406-P | Mediroyal

Tonus 405 on anatomisesti muotoiltu, ilmatyynyllä sekä peukalo-otteella varustettu rannelasta.

Tonus 406 on kuten Tonus 405, mutta siinä on lisäksi ranteen rotaatioadapteeeri, jolla ranteen ulnaari- ja radiaalideviaatiota voidaan säätää tarpeen mukaan.

Käyttöaiheet:

- Käden tonuksen alentaminen
- Kontraktuurien ennaltaehkäisy tai kuntoutus
- Aivohalvaus tms. neurologinen syy tai oire

Tukien toimintaperiaate on kuvattu tarkemmin aiemmin tässä kuvastossa kohdassa Ranne- ja käsituet -> Lepo- ja asentohoitolastat (aikuisten mallit) s. 40

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään kämmenen leveyden mukaan.

TONUS 405:

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Kämmenen leveys
TON405-P	Vas/Oik	Lapset/geriatria	45-90 mm
TON405-S	Vas/Oik	Standardi	90-130 mm
TON405-X	Vas/Oik	Extra Pitkä	90 -130 mm

Lisäosat:

Tuotenumero	Malli	Vas/Oik	Koko
TON405-C	Vaihtopäällinen	Vas/Oik	Aikuiset, XL, lapset
TON812	Tonus-sormierottelija	Puolieroton	1 koko

TONUS 406:

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Kämmenen leveys
TON406-P	Vas/Oik	Lapset/geriatria	45-90 mm
TON406-S	Vas/Oik	Standardi	90-130 mm
TON406-X	Vas/Oik	Extra Pitkä	90 -130 mm

Lisäosat:

Tuotenumero	Malli	Vas/Oik	Koko
TON405-C	Vaihtopäällinen	Vas/Oik	Aikuiset, XL, lapset
TON812	Tonus-sormierottelija	Puolieroton	1 koko



SELECTION® lasten peukalotuki

Art. 35300 | Camp

Lasten pehmeä ja mukava peukalotuki

Käyttöaiheet:

- Plexus brachialis vaurioista johtuvat (Erbin pareesi) käden alueen virheasennot, CP-vammaan liittyvä spastisuus, reumaattiset ongelmat

Ominaisuudet ja edut:

- Tuki on tarkoitettu parantamaan peukalon toiminnallista asentoa sekä helpottamaan tulehduksista ja reumasairauksista aiheutuvaa kipua.
- Materiaali on valmistettu modernista, ihoa myötäilevästä SELECTION-materiaalista, joka antaa ihon hengittää
- Peukalonauhaa voidaan säätää ja sen reunat ovat pehmeät
- Materiaalia voi muotoilla saksilla parhaan istuvuuden saavuttamiseksi

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Väri	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympärys	Kämmenen pituus
35300	Musta	Vas/Oik	XXS	8,5 - 11 cm	5-6 cm
35300	Musta	Vas/Oik	XS	10 - 12,5 cm	6-7 cm
35300	Musta	Vas/Oik	S	11,5 - 14 cm	7-8 cm
35300	Musta	Vas/Oik	M	12 - 15,5 cm	8-9 cm
35300	Musta	Vas/Oik	L	14 - 16,5 cm	8-9 cm



Manex Reuma Soft Pediatric

Art. MR2920 | Mediroyal

Lasten laadukas rannetuki

Käyttöaiheet:

- Ennaltaehkäistä virheasentoja, kompensoida toimintakyvyn puutteita, keventää jänneiden rasitusta, vähentää kipua, keventää nivelrasitusta reumassa

Ominaisuudet ja edut:

- Pehmeä ja hengittävä Softtex-materiaali
- Anatominen muotoilu tukee rannetta ja kämmettä
- Alumiininen muotoiltu volaarilasta
- Säädettävä peukalotarra
- Väri musta, värikkäät tarrat

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään ranteen ympärysmitalla

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympärys
MR2920	Vas/Oik	XS	10 - 11 cm
MR2920	Vas/Oik	S	11 - 13 cm
MR2920	Vas/Oik	M	13 - 14 cm
MR2920	Vas/Oik	L	14 - 15 cm
MR2920	Vas/Oik	XL	15 - 17 cm

Ylävartalo



Manex Reuma Pollus Pediatric

Art. MR2921 | Mediroyal

Lasten laadukas peukalo-rannetuki

Käyttöaiheet:

- Tukee peukaloa toiminnalliseen asentoon, mahdollistaa peukalo-otteen, ennaltaehkäisee virheasentoja, kompensoi toimintakyvyn puutteita, keventää jänneiden rasitusta, vähentää kipua, keventää nivelrasitusta reumassa

Ominaisuudet ja edut:

- Pehmeä ja hengittävä Softtex-materiaali
- Anatominen muotoilu tukee rannetta ja kämmentä
- Alumiininen muotoiltu volaarilasta ja ohut peukalolasta lämpömuovista
- Säädetty peukalotarra
- Väri musta, värikkäät tarrat

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään ranteen ympärysmittalla

Tuotenumero	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympäryys
MR2921	Vas/Oik	XS	10 - 11 cm
MR2921	Vas/Oik	S	11 - 13 cm
MR2921	Vas/Oik	M	13 - 14 cm
MR2921	Vas/Oik	L	14 - 15 cm
MR2921	Vas/Oik	XL	15 - 17 cm

Alavartalo



Rebound Post-op

Art. B-8381470 | Össur

Laadukas postoperatiivinen ja trauman jälkeinen polvituki lapsille

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivinen hoito seuraavien vammojen yhteydessä
 - Polven nivelsidevammat
 - Meniskivammat
 - Patellajänteen vammat
 - Osteokondroosi
- Sääriluun yläpinnan murtumat
- Kondyylimurtumat
- Nivelsidevammojen konservatiivinen hoito
- Sääriluun osteotomia

Ominaisuudet ja edut:

- Säädot mahdollista tehdä ilman työkaluja
- Saatavilla myös puolierottomana mallina
- Teleskooppikiskojen pituus säädettävissä 39,5–54cm
- Värikoodit ja numerointi helpottavat tuen käyttöä
- Helppo- ja nopeakäyttöiset soljet

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Tuen pituus
PD-77POP	Yksi koko	33cm



Medi ROM Kidz

Art. G1800Kx | Medi

Lasten postoperatiivinen polvituki

Käyttöaiheet:

- Postoperatiivinen immobilisointi
- Polvivammojen jälkeinen immobilisointi ja kuntoutusvaiheen kontrolloitu mobilisaatio
- Sivu- ja ristiside vammojen tuenta ja hoito

Ominaisuudet ja edut:

- Mahdollista rajoittaa polvinivelen liikettä fleks.-ekst. suunnassa 0°-105° välillä, 15° välein
- Immobilisointi 0°-60° fleksioon, 15° välein.
- Kulmasäädöt ruuvilukittavan kiekon alla - lapsi ei pääse muuttamaan asetuksia.

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Tuen pituus
G1800K1	Lyhyt	25 cm
G1800K2	Pitkä	35 cm



Jet-kovaraamituki

Art. KZ114x0x | Embreis

Lasten kovaraaminen polvituki

Käyttöaiheet:

- Nivelsidevammat (ACL, PCL, CL)
- Kierukkavammat
- Rustovammat
- Osteokondriitti

Ominaisuudet ja edut:

- Alumiinirunko, muotoiltavissa yksilöllisesti
- Ekstensio- ja fleksiorajoitukset säädettävissä
- Väri: musta; tilattavissa vihreä ja punainen

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määritetään reiden ympärysmittalla 13cm polven keskikohdan yläpuolelta

Tuotenumero vasen	Tuotenumero oikea	Koko	Reiden ympärysmitta
KZ114103-B	KZ114203-B	S	28-32 cm
KZ114105-B	KZ114205-B	M	32-37 cm
KZ114107-B	KZ114207-B	L	37-41 cm
KZ114109-B	KZ114209-B	XL	41-44 cm



Sivukiskollinen polvituki

Art. OP1182 | Orliman

Käyttöaiheet:

- Polven venähdykset, polven sivusuuntainen instabiliteetti, postoperatiivinen ja konservatiivinen kuntoutus, uusien vammojen ennaltaehkäisy, polven linjauksen ongelmat

Ominaisuudet ja edut:

- Hengittävä elastinen materiaali
- Nivelelliset sivukiskot
- Polvilumpioaukko antaa kevyttä tukea lumpiolle
- Avattava malli, kiinnitys takaa kahdella tarralla
- Väri harmaa-vihreä, 2 kokoa, puolieroton
- Tuen pituus 19cm

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Ikä	Polven ympärys
OP1182	1	2-6 v.	20-26cm
OP1182	2	6-12 v.	26-32cm



Helpcare Super

Art. 542 | Inocare

Käyttöaiheet:

- Polvilumpion stabilointi, kevyt polven yliojennuksen esto, polvivamman jälkeinen tuenta

Ominaisuudet ja edut:

- Rengasmallinen pelotti lumpioaukon ympärillä
- Polvitaipteen takana olevat elastiset ristikkonauhat estävät polven yliojennusta
- Putkimainen malli, jossa takaristikko säädetään tarrakiinnityksellä
- Väri: sininen
- Materiaali: neopreeni

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Polven ympärysmitta
542	XXXS	19-21 cm
542	XXS	21-23 cm
542	XS	23-25 cm
542	S	25-27 cm
542	M	27-29 cm



Palumbo-patellatuki

Art. OP1184 | Orliman

Käyttöaiheet:

- Polvilumpion sijoiltaanmeno, polvilumpion lateralisaatio, polven kevyt tuenta

Ominaisuudet ja edut:

- Hengittävä elastinen materiaali
- Joustavat sivuvahvikkeet
- Polvilumpioaukko ja polvilumpion tukityyny lateraalisivulla, kiristys ja kiinnitys tarroilla polven mediaalisivulle
- Avattava malli, kiinnitys takaa kahdella tarralla
- Väri harmaa-vihreä, 2 kokoa, puolieroton
- Tuen pituus 19cm

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Ikä	Polven ympärys
OP1184	1	2-6 v.	20-26cm
OP1184	2	6-12 v.	26-32cm



Kevyt polvituki

Art. OP1181 | Orliman

Käyttöaiheet:

- Polven lievä instabiliteetti, postoperatiivinen ja konservatiivinen kuntoutus, uusien vammojen ennaltaehkäisy, polvilumpion kevyt ohjaus/tuenta

Ominaisuudet ja edut:

- Hengittävä elastinen materiaali
- Joustavat sivuvahvikkeet
- Polvilumpioaukko antaa kevyttä tukea lumpiolle
- Avattava malli, kiinnitys takaa kahdella tarralla
- Väri harmaa-vihreä, 2 kokoa, puolieroton
- Tuen pituus 19cm

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Ikä	Polven ympärys
OP1181	1	2-6 v.	20-26cm
OP1181	2	6-12 v.	26-32cm

Kaulatuet

Olka- ja kyynärtuet

Ranne- ja käsituet

Selkätuet

Lonkkatuet

Polvituet

Nilikka- ja jalkatuet

Lastentuet



Minitrax-walker

Art. 79-955x0 | Donjoy

Lasten walker

Käyttöaiheet:

- Jalkaterän ja varpaiden vammat, postoperatiivinen hoito, nilkan nivelsidevammat, hyväasentoiset tai sisäisesti fiksoidut nilkan tai jalkaterän alueen murtumat

Ominaisuudet ja edut:

- Immobilisoi nilkan 90° kulmaan
- Walker keinupohjineen mahdollistaa aikaisen kävelyn -> aktiivinen nopea kuntoutus
- Tarranauhakiinnitys, helpottaa myös hygieniasta ja mahdollisista haavoista huolehtimisen



Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Ikä	Kengän koko
79-95510	S	1-2,5v	< 25
79-95520	M	2,5-5v	25-29
79-95530	L	5-8v	> 29



Ufo-yölasta

Art. 361x | Orthomerica

Käyttöaiheet:

- Asento- ja yövenytys plantaarifaskiitissa, akilles tendiniitissä ja idiopaattinen varvaskävely

Ominaisuudet ja edut:

- Tukee jalkaa dorsifleksioon
- Venyttää / asentohoitaa jalkaa yöaikaan
- Tarra ja klipsikiinnitteinen

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Kengän koko
3614	S	19-23
3615	M	23-27
3616	L	27-31
3619	aikuisten XS	32-36



Air-Stirrup -nilkkatuki

Art. 02Jx | Aircast, Donjoy

Lasten nilkkatuki

Käyttöaiheet:

- Akuutit nilkkavammat, nilkan nyrjähdykset (asteet I-III), postoperatiivinen tuenta

Ominaisuudet ja edut:

- Puolikova, anatomisesti muotoiltu kuori antaa suojaa ja käyttömukavuutta sekä estää inversion/eversion
- Patentoitu Duplex™-ilmatyynyjärjestelmä parantaa verenkiertoa ja vähentää turvotusta
- Helppo asettaa paikalleen ilmatyynyjen ja säädettävän kantalapun avulla
- Sopii hyvin jalkineeseen -> mahdollistaa kevyen alkuvaiheen kuormituksen

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero vasen	Tuotenumero oikea	Koko	Tuen korkeus
02JL	02JR	Lapset	15 cm



Kevyt nilkkatuki

Art. OP1190 | Orliman

Käyttöaiheet:

- Lievät nilkan nyrjähdykset, toistuvat nyrjähdykset, uusien nyrjähdysten ennaltaehkäisy, aktiivinen kuntoutus

Ominaisuudet ja edut:

- Hengittävä elastinen materiaali
- Avattava malli, kiinnitys edestä kahdella tarralla
- Elastinen lycra-lisäremmi antamaan lisätukea ja ohjausta tarpeen mukaan
- Väri harmaa-vihreä, 2 kokoa, puolieroton
- Tuen pituus 19cm

Koko- ja tilaustiedot:

Tuotenumero	Koko	Ikä	Nilkan ympärys
OP1190	1	2-6 v.	< 20cm
OP1190	2	6-12 v.	< 24cm

Kaulatuet

Olka- ja kynnärtuet

Ranne- ja käsittuet

Selkätuet

Lonkkatuet

Polvituet

Nilkka- ja jalkatuet

Lastentuet

Yksilölliset tuet

Valmistukien lisäksi valmistamme erilaisia yksilöllisiä tukia ja ortooseja.


Erityisosaamistamme ovat yksilölliset jalkineet ja tukipohjalliset, lääkinnälliset tukisukat sekä yksilölliset sääri- ja nilkkaortoosit. Lisäksi meillä on asiantuntemusta mm. pitkien tukisidosten, jalkateräproteesien, serratuslastojen, erilaisten yläraajaortoosien ja korvasilikonien valmistuksesta. Vahvuutemme on yhdistää apuvälineteknikon ja fysioterapeutin osaamisalat yksilöllisten ratkaisujen suunnittelussa ja valmistuksessa.

Tukikohdan tuottamia yksilöllisiä palveluja:

- **Yksilölliset jalkineet**
 - Ortopediset jalkineet
 - Mittajalkineet
 - Muut erityisjalkineet
- **Yksilölliset tukipohjalliset**
- **Askelanalyysit**
- **Lääkinnälliset tukisukat**
- **Yksilölliset sääri- ja nilkkaortoosit**
- **Muut yksilölliset ortoosit**
 - Pitkät tukisidokset
 - Yläraajaortoosit
 - Selkätuet
 - Polvituet
 - Serratuslastat
 - Korvakeloidisilikonit
- **Kengän korotukset**



Lue lisää: www.turuntukikohta.fi





Turun Tukikohta

Puutarhakatu 17
20100 Turku

020 761 9030
tilaus@turuntukikohta.fi

Porin Tukikohta

Itsenäisyydenkatu 35
28130 Pori

020 761 9036
pori@turuntukikohta.fi

Oulun Tukikohta

Kansankatu 57
90120 Oulu

020 761 9032
oulu@turuntukikohta.fi