

# ORGANIC TECHNOLOGY

INSPIRED BY NATURE – ENGINEERED BY SPORLASTIC



MANU-CAST® ORGANIC - rannetuen orgaaninen rakenne on todellinen innovaatio - luonnon inspiroima. Rannetuki on tukeva ja vakaa ollen samalla myös kevyt ja hengittävä. Optimoitu materiaalien käyttö ja kierrätysmateriaalien käyttö säästävät luonnonvaroja.

## MANU-CAST® ORGANIC-SARJAN ETUUDET



Kevyt



Hengittävä




Hyvä istuvuus



Kierrätetyt  
materiaalit




Röntgen  
läpäisykyvyys



Valmistettu  
kierrätysmateriaalista

Optimoitu materiaalien käyttö tuo  
keveyttä - sekä rakenne, joka tekee  
tuesta hyvin vakaa

Erinomainen hengittävyys ja  
optimaalinen ilmankierto



### 3D SPACE KNIT FRAME PAD

Erinomainen hengittävyys ja  
optimaalinen ilmankierto 3D SPACE  
KNIT - kankaan ansiosta



### QUICK CLICK SYSTEM

3D SPACE KNIT pehmuste on  
helppo irroittaa ja käyttää



### ORGANIC FRAME

Erinomaisen muokkautuvuuden  
ansiosta optimoitu istuvuus



# ORGANIC TECHNOLOGY

INSPIRED BY NATURE – ENGINEERED BY SPORLASTIC

## MANU-CAST® ORGANIC

Rannetuki immobilisointiin



## MANU-CAST® ORGANIC P

Rannetuki peukalotuella immobilisointiin



## MANU-CAST® ORGANIC D

Rannetuki sormientuella immobilisointiin



## MANU-CAST® ORGANIC DP

Rannetuki sormien- ja peukalotuella immobilisointiin



### INDIKAATIOT

- Konservatiivinen / post-operatiivinen käyttö
- Vaurio ranteen tai keskikäden alueella
- Ranteen immobilisaatioon, jossa peukalon ja sormien liike on vapaa
- Kaikki indikaatiot, jotka vaativat ranteen immobilisaation vähintään kahteen liikesuntaan ja sallivat sormien vapaan liikkeen, kuten:
  - Pre-operatiivinen käyttö
  - Post-traumaattinen käyttö
  - Rannekanavaoireyhtymä
  - Tulehdukselliset tilat
  - Kuluma
  - Reumataudit

### INDIKAATIOT

- Konservatiivinen / post-operatiivinen käyttö
- Vaurio ranteen tai keskikäden alueella
- Ranteen ja peukalon immobilisaatioon
- Kaikki indikaatiot, jotka vaativat ranteen ja peukalon immobilisaation, kuten:
  - Preoperatiivinen käyttö
  - Post-traumaattinen käyttö
  - Rannekanavaoireyhtymä
  - Tulehdukselliset tilat
  - Kuluma
  - Reumataudit

### INDICATIONS

- Konservatiivinen / post-operatiivinen käyttö
- Vaurio ranteen tai keskikäden alueella
- Ranteen ja sormien immobilisaatioon
- Kaikki indikaatiot, jotka vaativat ranteen ja sormien immobilisaation, kuten :
  - Preoperatiivinen käyttö
  - Post-traumaattinen käyttö
  - Rannekanavaoireyhtymä
  - Tulehdukselliset tilat
  - Kuluma
  - Reumataudit

### INDICATIONS

- Konservatiivinen / post-operatiivinen käyttö
- Vaurio ranteen tai keskikäden alueella
- Ranteen, sormien ja peukalon immobilisaatioon
- Kaikki indikaatiot, jotka vaativat ranteen, sormien ja peukalon immobilisaation, kuten:
  - Preoperatiivinen käyttö
  - Post-traumaattinen käyttö
  - Rannekanavaoireyhtymä
  - Tulehdukselliset tilat
  - Kuluma
  - Halvaus
  - Reumataudit

## LÄHETTÄJÄ

### Turun Tukikohta

Puutarhakatu 17  
20100 Turku  
0207619030  
info@turuntukikohta.fi  
www.turuntukikohta.fi

